

| DETERGENTE DESINFECTANTE ENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL 0,5% PROCLINIC | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|------------------------|--|--|------|----|----|--|-------|--------|--------|----------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|----------|------|------------|-------------|----------|------|-----------|----------|------|------------|-----------|------------------------------|------|-----------|---|------|------------|---------------------------|------|------------|----------------|----------|----|------------|--|----|------------|--|----|------------|----------|----|------------|
| REFERENCIAS | 60301: Detergente desinfectante enzimático para instrumental 0,5% (1L) 60302: Detergente desinfectante enzimático para instrumental 0,5% (5L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FABRICANTE / RESPONSABLE | FRANKLAB 3 av. des Frênes - Z.A. de l'Observatoire 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX - France Tel. +33 1 39 44 93 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN | Producto Sanitario Clase IIb según Directiva 93/42/CEE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | Detergente desinfectante enzimático para la pre-desinfección de productos sanitarios. - Complejo tri-enzimático (lipasa, amilasa y proteasa) combinado con tensioactivos efectivos - Integridad de la instrumentación garantizada por 72 horas en baño de inmersión - Puede ser utilizado en limpiadores ultrasónicos - Actividad tuberculocida - Eficiencia comprobada en biopelículas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSICIÓN | - Tensioactivos no iónicos - Amonio cuaternario - Enzimas: lipasa, amilasa y proteasa - Secuestrantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENTACIÓN | 60301: Botella de 1L 60302: Garrafa de 5L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIDA ÚTIL | Fecha de caducidad de 2 años | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINALIDAD | - Desinfección y pre-desinfección de productos sanitarios. - De aplicación en salas de operaciones, endoscopia, oftalmología y lentes de contacto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTRUCCIONES DE USO | <p><u>Preparación del baño de pre-limpieza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizar equipo de protección personal adecuado. - Diluir el volumen apropiado del detergente en 5 litros de agua y homogeneizar la solución: <table border="1" data-bbox="753 1339 1115 1420"> <thead> <tr> <th rowspan="2">dose for 5L</th> <th colspan="3">Solution concentration</th> </tr> <tr> <th>0.5%</th> <th>2%</th> <th>5%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>25 ml</td> <td>100 ml</td> <td>250 ml</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Uso:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los instrumentos sucios deben estar completamente sumergidos. 2. Frotar los dispositivos médicos y usar un hisopo si es necesario. 3. Tiempo de contacto: de acuerdo con la actividad antimicrobiana deseada 4. Enjuagar a fondo. <table border="1" data-bbox="625 1585 1243 1865"> <thead> <tr> <th>Activity</th> <th>Standards</th> <th>Concentration</th> <th>Contact time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Bactericidal</td> <td>EN 13727 +A1</td> <td>0.5%</td> <td>5 minutes</td> </tr> <tr> <td>EN 14561</td> <td>0.5%</td> <td>10 minutes</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Yeasticidal</td> <td>EN 13624</td> <td>0.5%</td> <td>5 minutes</td> </tr> <tr> <td>EN 14562</td> <td>0.5%</td> <td>10 minutes</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Virucidal</td> <td>EN 14476 + A2 (Herpes Virus)</td> <td>0.5%</td> <td>5 minutes</td> </tr> <tr> <td>EN 14476 + A1 (DBV Virus Hepatitis C model, HIV Virus)</td> <td>0.5%</td> <td>10 minutes</td> </tr> <tr> <td>EN 17111 (Vaccinia Virus)</td> <td>0.5%</td> <td>10 minutes</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Tuberculocidal</td> <td>EN 14348</td> <td>2%</td> <td>60 minutes</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5%</td> <td>10 minutes</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2%</td> <td>60 minutes</td> </tr> <tr> <td>EN 14563</td> <td>5%</td> <td>10 minutes</td> </tr> </tbody> </table> | | dose for 5L | Solution concentration | | | 0.5% | 2% | 5% | | 25 ml | 100 ml | 250 ml | Activity | Standards | Concentration | Contact time | Bactericidal | EN 13727 +A1 | 0.5% | 5 minutes | EN 14561 | 0.5% | 10 minutes | Yeasticidal | EN 13624 | 0.5% | 5 minutes | EN 14562 | 0.5% | 10 minutes | Virucidal | EN 14476 + A2 (Herpes Virus) | 0.5% | 5 minutes | EN 14476 + A1 (DBV Virus Hepatitis C model, HIV Virus) | 0.5% | 10 minutes | EN 17111 (Vaccinia Virus) | 0.5% | 10 minutes | Tuberculocidal | EN 14348 | 2% | 60 minutes | | 5% | 10 minutes | | 2% | 60 minutes | EN 14563 | 5% | 10 minutes |
| dose for 5L | Solution concentration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.5% | 2% | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 ml | 100 ml | 250 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Activity | Standards | Concentration | Contact time | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bactericidal | EN 13727 +A1 | 0.5% | 5 minutes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 14561 | 0.5% | 10 minutes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yeasticidal | EN 13624 | 0.5% | 5 minutes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 14562 | 0.5% | 10 minutes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Virucidal | EN 14476 + A2 (Herpes Virus) | 0.5% | 5 minutes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 14476 + A1 (DBV Virus Hepatitis C model, HIV Virus) | 0.5% | 10 minutes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 17111 (Vaccinia Virus) | 0.5% | 10 minutes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuberculocidal | EN 14348 | 2% | 60 minutes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5% | 10 minutes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2% | 60 minutes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 14563 | 5% | 10 minutes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |