



Descripción del producto

- Tira metálica oscilante diamantada de 2 caras y/o 1 cara
- Altura de la tira: 3.6mm
- Longitud de la parte de trabajo: 13mm, de la tira 17mm
- Esterilizable y reutilizable

DiaStrip está disponible en configuración recta o resina (para adaptarse mejor al contorno de los dientes). Las opciones incluyen una cara para reducciones pequeñas, doble cara para reducciones grandes y serradas para romper puntos de contacto. Están disponibles en grano superfino, fino, medio y grueso.

Indicaciones de uso

- Las tiras DiaStrip están indicadas para la eliminación del cemento fraguado, romper puntos de contacto, procedimientos de reducciones interproximales y pulido y acabado.
- Las tiras DiaStrip (de una cara, de doble cara y resina) están indicadas para dientes anteriores y posteriores.

Contraindicaciones

Las tiras DiaStrip están contraindicadas si no se siguen estrictamente las instrucciones de uso o para pacientes con estructuras de esmalte débiles (hipoplasia), alto nivel de caries, mala higiene bucal o excesivo apiñamiento dental.

Precauciones

- Esterilice las tiras DiaStrip antes de usarlas en pacientes. Vea los detalles a continuación.
- Lea completamente las instrucciones de uso antes de su utilización. La utilización de DiaStrip de manera no conforme con las instrucciones de uso queda bajo la discreción y la responsabilidad únicas del usuario.
- No utilice ninguna DiaStrip dañada, doblada, rota o que evidencie síntomas de desgaste.
- Para el mantenimiento del contorno anatómico de los dientes posteriores y el perfeccionamiento de la anatomía natural de los anteriores, termine con la versión en resina.
- Ayúdese de un calibre de espesores durante el procedimiento cuando la precisión del ancho del espacio sea crítica.

Reacciones adversas

- No se conocen. Sin embargo, DiaStrip está fabricada con acero inoxidable y contiene níquel. El níquel puede producir reacciones alérgicas en algunos pacientes.
- Diferente es por las Tiras de resina DiaStrip, está fabricada con resina y **no contiene níquel**. Entonces **no puede** producir reacciones alérgicas en algunos pacientes.

Instrucciones de limpieza, esterilización y eliminación

Advertencias: NO utilice procedimientos de esterilización en frío ni de calor seco.

Limitaciones de reutilización: DiaStrip puede esterilizarse hasta 3 veces.

Limitaciones de reutilización: Resin DiaStrip puede esterilizarse hasta 3-5 veces.

INSTRUCCIONES

Instrucciones de uso: Esterilizar antes del primer uso y entre pacientes.

Preparación para descontaminación: Recomendamos limpiar inmediatamente después del uso para evitar que los contaminantes se sequen y, con ello, se dificulte y se alargue el proceso de limpieza. Sumerja o ponga en remojo las tiras DiaStrip en un detergente enzimático hospitalario como la solución enzimática durante 15

minutos.

Limpieza: Manual Limpie completamente: cepille todas las superficies externas con un cepillo de cerdas blandas hasta eliminar toda la suciedad visible. Es fundamental que todos los canales queden bien limpios. Utilice un cepillo de diámetro fino o un limpiador para formas tubulares para limpiar las acanaladuras. Compruebe que no se vea suciedad en las superficies expuestas. Limpie con ultrasonido y emplee una solución apta para instrumentos dentales como la solución enzimática durante 5 a 10 minutos. Enjuague las DiaStrip con abundante agua tibia durante 2 a 3 minutos y revíselas bien para cerciorarse de que no queda suciedad.

Es preciso evitar los productos químicos agresivos (por ejemplo, ácido clorhídrico, agua oxigenada, ...), ya que pueden oxidar los instrumentos. **Estas sustancias también puede afectar las características técnicas de los plásticos, es decir cambiar su dureza y durabilidad.**

Limpieza: Automática No se recomienda

Desinfección: No se recomienda

Secado: Déjelas secar al aire en una zona limpia. Inyecte aire limpio a través las cavidades con una fuente de aire filtrado o una jeringa.

Mantenimiento, inspección y comprobación:

Compruebe visualmente si hay alguna fractura o desgaste por abrasión en la tira que pueda impedir su correcto funcionamiento. Deséchelas en el contenedor de objetos cortantes.

Empaquetado: Coloque en una funda de esterilización validada por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos)

Esterilización: Parámetros para autoclave en Europa y Estados Unidos

Autoclave de vapor - Gravedad (envueltas)

Temperatura mínima de exposición: 121 °C (250 °F)

Tiempo de exposición mínimo: 30 minutos

Secado mínimo: 30 minutos

Parámetros para autoclave en Estados Unidos

Autoclave de vapor- Prevación (envueltas)

Temperatura mínima de exposición: 135 °C (275 °F)

Tiempo de exposición mínimo: 3 minutos

Secado mínimo: 30 minutos

Parámetros para autoclave en UE

Autoclave de vapor - Gravedad (no envueltas)

Temperatura mínima de exposición: 134 °C

Tiempo de exposición mínimo: 3 minutos

Secado mínimo: ninguno

Conservación: DiaStrip debe conservarse en la funda de esterilización hasta que vaya a utilizarse. Si el tiempo de almacenamiento supera los 6 meses, el producto deberá volver a esterilizarse. Una vez afuera del envoltorio, DiaStrip debe utilizarse inmediatamente después de su esterilización.

Instrucciones de uso

Eliminación de cemento y rotura de contactos utilice las tiras DiaStrip (azul) serradas para eliminar el cemento fraguado y romper los puntos de contacto.

- Inserte la hoja serrada entre los dientes y realice un "movimiento de serrado" suave para eliminar el cemento o romper los contactos.

Acabado y pulido

Utilice las tiras abrasivas de una sola cara DiaStrip para los dientes anteriores Y posteriores. Cuando sea necesario seguir el contorno del diente, utilice las tiras abrasivas de resina, que están mejor adaptadas para este fin.

- Seleccione el grano deseado (blancas: superfino; amarilla: fino; roja: medio o azul: grueso).

- Comience un suave "movimiento de serrado" en ángulo, hasta que note una leve resistencia.

- Si es necesario, continúe con otros granos hasta conseguir los resultados de acabado/pulido deseados.

Reducción interproximal

Para los procedimientos de reducción interproximal, utilice DiaStrip de una sola cara y de doble cara en el orden que se muestra en la secuencia a continuación. Cuando sea necesario seguir el contorno del diente, utilice las tiras abrasivas curvas, que están mejor adaptadas para este fin. Para crear espacios de reducción interproximal de 0,07 mm a 0,2 mm, utilice las tiras abrasivas DiaStrip de una sola cara (rectas o resina); para crear espacios de reducción interproximal superiores a 0,2 mm, utilice las tiras abrasivas DiaStrip de doble cara.

- Independientemente del tipo de tira elegida (de una sola cara o de doble cara, recta o resina), según lo descrito anteriormente, empiece con la tira de grano superfino (blanca).

- Sujétela entre los dedos pulgar e índice. Comience con un suave "movimiento de serrado" en ángulo, hasta que note una leve resistencia.

- Antes de pasar al siguiente color (grano) de tira indicado en la secuencia, se recomienda comprobar el espacio con un calibre de espesores validado. Una vez conseguido el espacio deseado, no es necesario pasar a la siguiente tira de grano más grande.

- Si necesita aumentar el espacio, cambie a la tira de grano fino (amarilla) y utilícela de la misma manera que se describe anteriormente. Verifique la anchura del espacio.

- Si necesita aumentar el espacio, cambie a la tira de grano medio (roja). Verifique la anchura del espacio.

- Si necesita aumentar el espacio, cambie a la tira de grano grueso (azul). Verifique la anchura del espacio. Prosiga hasta que consiga el espacio deseado.

- Si es necesario, continúe con granos más finos hasta lograr el acabado/pulido deseado.

Guía de secuencia de reducciones interproximales para procedimientos ortodónticos

A fin de obtener espacios interproximales precisos para procedimientos ortodónticos, utilice las tiras DiaStrip con los códigos de color según la secuencia que se describe a continuación. El proceso de reducción interproximal debe iniciarse con la tira de una sola cara amarilla (0,08 mm) y continuarse con la secuencia indicada hasta lograr el espacio deseado. Verifique la reducción con un calibre de espesores aprobado antes de cambiar a la tira del siguiente color (grano) en la secuencia. Si es necesario, continúe con granos más finos hasta conseguir el acabado/pulido deseado.

Nota: DiaStrip, en todas sus versiones (de una sola cara [DSM1], de doble cara [DSM], poliéster [ES]) y carburo [RCS]) es apta para su uso en cualquier área de la boca. Para el mantenimiento del contorno anatómico de los dientes posteriores y el perfeccionamiento de la anatomía natural de los anteriores, termine empleando la versión en resina.

Packaging of 3, 5

Packung zu 3, 5 Stück

Emballages par 3, 5 pièces

Confezioni da 3, 5 pezzi

Embalajes de 3, 5 piezas

DentaSonic DiaStrip, Ref. DSM-15

DentaSonic DiaStrip, Ref. DSM-25

DentaSonic DiaStrip, Ref. DSM-40

DentaSonic DiaStrip, Ref. DSM-60

DentaSonic DiaStrip, Ref. DSM1-15

DentaSonic DiaStrip, Ref. DSM1-25

DentaSonic DiaStrip, Ref. DSM1-40

DentaSonic DiaStrip, Ref. DSM1-60

DentaSonic DiaBee, Ref. DSB-15

DentaSonic DiaBee, Ref. DSB-25

DentaSonic DiaBee, Ref. DSB-40

DentaSonic DiaBee, Ref. DSB-60

DentaSonic DiaSaw, Ref. DSS-15

DentaSonic DiaSaw, Ref. DSS-25

DentaSonic DiaSaw, Ref. DSS-40

DentaSonic DiaSaw, Ref. DSS-1

DentaSonic DiaPlaque, Ref. DSP-1

DentaSonic Resin DiaStrip, Ref. RDS1-9

DentaSonic Resin DiaStrip, Ref. RDS1-15

DentaSonic Resin DiaStrip, Ref. RDS1-30

DentaSonic Resin DiaStrip, Ref. RDS1-45

DentaSonic Resin DiaStrip, Ref. RDS1-60

DentaSonic Resin CarbideStrip, Ref. RCS-15

Packaging of Kit

Packung zu Set

Emballages par Set

Confezioni da Set

Embalajes de kit

DentaSonic DiaStrip Set, Ref. DSM-S5

(2xDSM-15, DSM-25, DSM-40, DSM-60)

DentaSonic DiaStrip Set, Ref. DSM1-S5

(2xDSM1-15, DSM1-25, DSM1-40, DSM1-60)

DentaSonic DiaSaw Set 5, Ref. DSS-S5

(2xDSS-15, 2xDSS-25, 1xDSS-40)

DentaSonic DiaBee Set 5, Ref. DSB-S5

(2xDSB-15, 1xDSB-25, DSB-40, DSB-60)

DentaSonic Resin DiaStrip Set, Ref. RDS1-S5

(1xRDS1-9, RDS1-15, RDS1-30, RDS1-45, RDS1-60)

	Simboli etichette DentaSonic	DS Produktetikette Symbole	DS Symbol des etiquettes	DS Product symbol
	Fabbricante	Produzent	Fabricant	Manufacturer
	Monouso	Einweg Produkt	Jetable	Disposable
	Riutilizzabile più volte	Mehrfach verwendbar	Plusieurs utilisation	Usable several times
	Informazioni	Informationen	Informations	Information
	Riciclaggio	Recycling	Recyclage	Recycling
	Smaltimento controllato	Kontrollierte Entsorgung	Elimination contrôlée	Controlled elimination
	Numero di Lotto	LOT Nummer	Numero de LOT	LOT number
	Rappresentante Europeo	EU Vertreter	Représentant Européen	EU Representative

