

Speedex medium · surface activated

DE

Gebrauchsinformation

Über- und Unterdosierung möglich: Durch Über- und Unterdosierung des Speedex Universal Aktivator kann die Aushärtzeit beeinflusst werden.

Definition: Speedex medium ist eine dentale Albförmasse auf Silikonsbasis.

Materiatyp: Polysiloxane, kondensationsvernetzendes Silikon-Elastomer. Mittlere Viskosität: ISO 4823, Type 2, medium consistency Basis-wasser: 23 °C/73 °F, 50% relative Luftfeuchtigkeit.

Sicherheitshinweise

[WANDELN] Augen, Urethra und Haut können durch Speedex Universal Aktivator gereizt werden. Bei Kontakt mit den Augen oder Urethra sollte sofort ein Behandlungskontakt folgende Sicherheitsmaßnahmen treffen:

- Schäumen: Bei Kontakt mit den Augen mit Wasser spülen und Augen zuhalten.

- Hauthaut: Vorsichtig reinigen.

- Nicht verschlucken und nicht einnehmen.

Abformung: die mittlere Mundhöhle im Kontakt gelungen, können kontaminiert sein. Desinfektionsmittel beachten.

Abräume nach Zahnräumen und Zahntechnische Labors sind deren Auftrag.

Hinweis: Bitte die Gebrauchsanweisung von Speedex Universal Aktivator beachten.

Gegenanzeigen: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Neben- und Wechselwirkungen: Polysiloxane weisen eine sehr gute biologische Verträglichkeit auf. Bis jetzt sind keine schädigenden Neben- und Wechselwirkungen bei Patienten und in der Literatur beschrieben.

Materialien in Interaktionen:

Stoffe sind indirekt bestimmt, um Mund des Patienten auszuhärten. Die Verweildauer im Mund ist auf maximal die doppele Verarbeitungszeit zu begrenzen. Trockene Restabfälle müssen abgewaschen werden.

Materialien in Interaktionen:

Die Materialien sind bestimmt, um Blasenbildung zu verhindern, gründlich mit Wasser gespült werden.

Löffel: Konfektionierte starke oder individuelle Löffel. Für eine einwandfreie Haftung empfehlen wir, alle Löffel mit einer dünnen Schicht COLTENE Adhesive zu bestreuen.

Dosierung: Zwei gleichlange Ringe des Mischblock austrocknen. Zuerst den Speedex Universal Aktivator ansetzen. Danach die Basismasse abmischen. Anschließend das übergekochte Tube nach Gebrauch sofort schließen!

Reinigung: Mit einem feuchten Tuch abwaschen.

Hinweis: Bitte die Gebrauchsanweisung von Speedex Universal Aktivator beachten.

Gebrauchszeit: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Verwendung: Eine einzelne Anwendung ist erforderlich.

Wiederholung: Eine einzelne Anwendung ist erforderlich.

Entfernung: Eine einzelne Anwendung ist

