

La revista de la **Agrupación Compuesta Universitaria**

Descripción.
Mosaic es una resina compuesta restauradora universal (otomentalizable de base Bis-GMA). **Mosaic** es restaurante

Indicaciones de uso.

instrucciones de uso:
1. Si está refrigerado, lleve el producto a temperatura ambiente (sólidos y líquidos) o a temperatura ambiente (gelatinosa y cremosa) antes de usarlo.

2. Aplique el agente adhesivo designado a la preparación adecuada.
3. OPCIONAL: Coloque una capa de adaptación superior de resina fluida como PernaFia antes de colocar **Mosaic** para lesiones.

Para jóvenes:

a. Ayuda la lección de la película de **Mosaic**
b. Gire el tambor en sentido horario para dispensar el
compuesto. La resistencia se reduce con cada giro.
c. Reemplaza la lección inmediatamente después de dispensar
el compuesto para evitar la contaminación por parte de la
máquina.

Para **Formulas (monodosis)**:

1. **Identifique la rima conforada** en la siguiente estrofa:

A. Identifique la rima conforada en la siguiente estrofa.

B. Coloque el confora en la siguiente estrofa.

C. Asegure de que el confora este fuertemente enraizado en la siguiente estrofa.

D. Los conforas en esta estrofa estan fuertemente enraizados.

en un solo biberón, lo suficiente para evitar el riesgo de la contaminación cruzada. Descarte el biberón después del uso.

5. Coloque **Mosaic** en capas incrementales, siendo la primera capa de aproximadamente 0,5 – 1,5 mm de espesor.

6. **Indicaciones:** Continúe con incrementos de hasta 1 mm.

polimerizado después de cada uno. Si utilizo VALO y otra muestra de alta calidad ($>600\text{ MW/cm}^2$), polimerizo cada hora por 10 segundos. En muestras con potencia $<600\text{ MW/cm}^2$, necesito por 20 segundos. Se sugiere una polimerización final de 20 segundos con todas las muestras.

3. Modele y delina la anatomía final utilizando diamantes de terminación o flechas de carburo metálico. Termine y pule y taladpolemiente.

con discos, copias, pautas o cepillos. Puede colocarse un sellado de composite sobre la restauración siguiendo las instrucciones del fabricante para mejorar el brillo y reducir el desgaste superficial.

1. Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. Para uso diario, almazene a temperatura ambiente. Reduzca cantidades adicionales.
3. Utilice una lámpara de polimerización de calidad (si

polimeriza con VAc o con otra lamina de alta calidad (>600N/cm²), polimerice cada capa por 10 segundos. Para laminas con una potencia <600N/cm², polimerice por 20 segundos, para asegurar las máximas propiedades físicas del compuesto. El material no polimerizado resultará e

una desaturación de la coroides inferior y puede también causar iridación pupilar.

4. El clínico y el paciente deberían utilizar protección ocular UV al polimerizar el compuesto.

5. Para reducir la foto-oxidación del compuesto, minimice la exposición a la luz durante el almacenamiento.

6. Para optimizar la adhesión a cada capa subsiguiente, se remueve la capa de inhibidor por raspado entre capas incrementales de compósito.

8. Las resinas pueden sensibilizar. Evite el contacto repetido con resinas de pasta dental no polimerizadas con la piel. No utilice en pacientes con sensibilidad conocida a resinas o otras resinas. De surgir una reacción alérgica, dermatitis o un eritema, cese inmediatamente el uso de la resina.

10. Desinfecte las jeringas contaminadas con un desinfectante de nivel intermedio entre otros.

11. Descarte adecuadamente las perforas y los compases.
12. Mantenga lejos del calor extremo y de la luz solar directa.
13. No utilice después de la fecha de vencimiento marcada en los envases.

