

## Porcelain Conditioner

### PARA BONDING A PORCELAIN CROWNS & JACKETS

**Uso previsto:** El Acondicionador de Porcelana Reliance está diseñado para su uso en la preparación de porcelana dental esmaltada para la unión.

El Acondicionador de Porcelana es un agente de acoplamiento de silano que se une químicamente con el silicio en la porcelana y el acrílico en adhesivos químicos, de curado ligero y de doble curado.

**Instrucciones de uso:**

1. Dispensar una gota de Acondicionador de Porcelana a un pozo de mezcla.
2. Chorro de arena o rugoso de la superficie de porcelana con una fina fresa de diamante. Enjuagar y secar.
3. Si utiliza Assure Plus, continúe con el paso 4. Si Assure Plus no es utilizados, la porcelana debe estar acondicionada con porc - Etch primero.
4. Usando un aplicador, una capa DE un THIN pply de Reliance Porcelain Conditioner. Espere un mínimo de 3-4 minutos. Ligeramente seco con aire durante 20 segundos. Si se utiliza aire caliente para secar, el tiempo de espera se puede reducir a 1 minuto.

**NOTE: SE REQUIERE UN NUEVO APPLICATOR PARA CADA PACIENTE**

5. Aplicar 1 capa de Assure Plus, ligeramente seco con aire y curado ligero durante 10 segundos.
6. Coloque cualquier curado ligero, curado doble o pasta de curado químico en la base del soporte y coloque en el diente. Si se utiliza una cura ligera o una pasta de curado doble, coloque la luz y la cura según las instrucciones del fabricante.

Si se utiliza Relya-Bond<sup>®</sup> (sin mezcla, cura química), coloque una capa delgada de Rely-a-Bond<sup>®</sup> Primer en la base del soporte y el superficie de porcelana acondicionada. Aplique el Rely-a-Bond<sup>®</sup> Paste en la base del soporte, colóquelo en el diente y presione firmemente.

Si se utilizan<sup>®</sup> de Fase II o<sup>®</sup> de Excel, aplique pasta mixta al soporte y al asiento.



**PRECAUTIONS:** May cause skin sensation in susceptible persons. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water. Contact with other tissues: rinse area immediately with copious amounts of water for several minutes.

**ADVERTENCIA: NO REUTILIZAR SI LA BOTTLE SE CONTAMINA. Se requiere un nuevo aplicativo para cada paciente para evitar el riesgo de contaminación.**



Porcelain Conditioner is flammable.



**Temperature Limitation:** Store at room temperature (15-30 Degrees C)

**Para reordenar** Ref- Acondicionador de Porcelana de 8cc

**Garantía:** Reliance Orthodontic Products, Inc. reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se demuestra que son defectuosos. Reliance Orthodontic Products, Inc. no acepta responsabilidad por daños o pérdidas, directas o consecuentes, derivadas del uso o la incapacidad de usar los productos como se describe. Antes de utilizar, es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con los mismos.

**Sólo Rx:** La ley federal restringe este dispositivo a la venta por o por orden de un profesional dental.



*Reliance Orthodontic Products, Inc.*

1540 West Thorndale Ave., Itasca, IL 60143 U.S.A.  
1-800-323-4348 • [www.RelianceOrthodontics.com](http://www.RelianceOrthodontics.com)



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Busque más información

Hecho en los EE.UU.

¡Echa un vistazo a nuestra  
nueva plataforma de  
aprendizaje Reliance U!