



TePe Cepillo Implante/Ortodoncia™

Mango Polipropileno (certificado ISCC).

Filamentos Poliamida (PA).

Empaque *Empaque consumidor; 1 ud/bolsa*
Caja al por menor; 25 uds/caja
 La bolsa está fabricada en Polipropileno (PP).

Empaque consumidor; 1 ud/blister
Caja al por menor; 14 uds/caja
 El blister está hecho de tereftalato de polietileno (PET), parcialmente reciclado.
 La parte trasera está hecha de cartón certificado FSC.
 La bandeja en la caja de venta al por menor está hecha de cartón corrugado.

Cajas de cartón para el transporte y la venta al por menor para todos los envases anteriores; cartón libre de cloro respectivamente cartón corrugado. Todo a partir de material reciclado, excepto las cajas de venta al por menor que son en parte de material reciclado y en parte de material virgen certificado FSC.

Reciclaje Cepillo de dientes en la basura doméstica.

Bolsa en contenedor para reciclaje de plástico.

El blister debe separarse y reciclarse; el blister en el contenedor para reciclaje de plástico y la parte trasera en el contenedor para reciclaje de cartón.

Las cajas en el contenedor para reciclaje de cartón/cartón corrugado.

Características del producto

- Cabezal de cepillo extrafino para un mejor acceso.
- Óptimo para limpiar superficies de implantes bucales o aparatos de ortodoncia.
- Cuello largo y fino para un mejor acceso.
- El cuello se puede angular para un alcance más fácil.

Ejemplos de áreas de uso El cepillo para implantes y ortodoncia es excelente para limpiar a lo largo de la línea de las encías en construcciones de implantes, por encima y debajo de aparatos de ortodoncia fijos. Áreas adicionales de uso por recomendación de un profesional dental.