



TePe GOOD Limpiador Lingual

- Mango** Polietileno de alta densidad de base biológica, HDPE
- Autoclave** La esterilización en autoclave no es posible.
Desinfectante 95°C es posible.
- Empaque** 1 ud/blister, 14 blister/caja.
1 color (verde)
El frontal de plástico está fabricado con tereftalato de polietileno reciclado (PET).
La tapa trasera está hecha de cartón.
La caja de venta al por menor está hecha de cartón sin cloro.
La caja de transporte está fabricada en cartón ondulado sin cloro.
- Reciclaje** El limpiador de lengua en los residuos domésticos habituales.
El blister debe separarse y reciclarse: el frente de plástico en el contenedor para desechos plásticos y la tapa trasera en el contenedor para cartón.
La caja de venta al por menor y la caja de transporte deben colocarse en el contenedor para cartón.
- Características del producto**
- Ayuda a mejorar el mal aliento y la salud bucal al eliminar las bacterias de la lengua.
 - Diseño delgado para llegar fácilmente a la parte posterior de la lengua.
 - Tres cuchillas de limpieza para un "triple efecto", por lo general, un sólo movimiento es suficiente para limpiar la lengua de manera eficiente.
 - Mango fácil de usar.
 - Aptas para el lavavajillas.
- Consejo de uso** Coloque el limpiador de lengua lo más atrás posible, con las cuchillas levantadas hacia la lengua y mueva el limpiador de lengua hacia adelante.