



Philips Sonicare
ProtectiveClean 4300
Cepillo dental eléctrico
sónico

Sensor de presión incorporado

1 modo de limpieza
1 x función BrushSync



HX6807/04

Dientes más limpios con un cepillado suave.

Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo manual

Nota la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión a la vez que eliminas hasta 7 veces más placa que con un cepillo dental manual

Probado, mejora la higiene bucal

- Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual
- Seguro y suave en zonas sensibles, ortodoncias y trabajos dentales

La más innovadora tecnología

- Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza
- La acción de limpieza dinámica lleva el fluido entre los dientes
- Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo

Diseñado para ti

- La mejor manera de acostumbrarte a tu nuevo cepillo
- Fomentando un cepillado a fondo
- Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado

PHILIPS
sonicare

Destacados

Di adiós a la placa



Las cerdas de alta densidad y calidad eliminan hasta 7 veces más placa que un cepillo manual. Las potentes puntas especialmente curvadas llegan fácilmente a los dientes de la parte posterior de la boca.

Seguro y suave



Puedes estar seguro de disfrutar de una experiencia de cepillado segura: nuestra tecnología sónica es adecuada para uso con ortodondia, empastes, coronas y carillas, y ayuda a evitar las caries y mejorar la salud de las encías.


La única tecnología sónica verdadera



El cabezal y el mango Sonicare forman el mejor equipo. Gracias a nuestra tecnología sónica mejorada, ofrecen una limpieza inigualable. Las vibraciones de alta velocidad en el mango del cepillo ofrecen hasta 62 000 movimientos por minuto que junto con la pasta de dientes forman burbujas, ofreciendo una limpieza

profunda entre los dientes y a lo largo de las encías que consigue unos resultados excepcionales.

¿Demasiada presión?



Es posible que no te des cuenta de que te cepillas los dientes con demasiada fuerza, pero tu cepillo dental sí. Si empiezas a tomarla con tus encías, el cepillo dental producirá un sonido intermitente para que reduzcas la presión.

Tecnología BrushSync



Una tecnología con microchip que detecta y sincroniza el cabezal inteligente con el mango inteligente. El mango inteligente y el cabezal inteligente son una potente combinación que permite emitir recordatorios inteligentes de sustitución.

Recordatorio de sustitución BrushSync



Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo. Pero nuestra tecnología BrushSync registra durante cuánto tiempo ha

estado utilizando el cabezal del cepillo y con qué presión. Cuando llega el momento de reemplazarlo, una luz en el mango y un pitido corto te avisará. Así, puedes estar seguro de que tus cabezales de cepillado funcionan correctamente.

Programa Easy-Start



Cuando haces algo nuevo, siempre hay un periodo de adaptación. Por eso, nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.

Temporizadores útiles



Nuestro Quadpacer te permite saber cuándo has empleado el tiempo necesario limpiando cada parte de la boca, mientras que nuestro Smartimer te informa de cuándo terminan los dos minutos recomendados de cepillado.

Especificaciones

Modos

- Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional
- 2 intensidades: Baja, Alta

Piezas incluidas

- Asa: 1 ProtectiveClean
- Cabezales: 1 Defensa antiplaca Optimal C2
- Cargador: 1

Diseño y acabado

- Color: Blanco y menta

Rendimiento de limpieza

- Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/ minuto
- Rendimiento: Elimina hasta 7 veces más placa*
- Beneficios para la salud: Ayuda a reducir las caries
- Respuesta a la presión: El mango vibra para avisar al usuario
- Temporizador: Smartimer y Quadpacer

Tecnología de sensor inteligente

- Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada

fuerza

- Recordatorio de sustitución BrushSync: Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales de cepillado

Fácil de usar

- Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar
- Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería
- Asa: Diseño compacto y ergonómico
- Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Especificaciones técnicas

- Batería: Recargable
- Tipo de pila: Iones de litio
- Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 2 semanas

Potencia

- Voltaje: 110-220 V

Servicio

- Garantía: Garantía limitada de dos años



Fecha de emisión
2018-07-27

Versión: 7.0.1

EAN: 08 71010 38519 29

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* en comparación con un cepillo dental manual