



TePe Select™ / TePe Select™ Compact / TePe Mini™

Mango	Polipropileno (PP).
Filamentos	<p>Poliamida (PA).</p> <p>TePe Select Medio tiene 1400 filamentos/ TePe Select Suave tiene 1700 filamentos/ TePe Select Extrasuave tiene 2500 filamentos/ TePe Select Compact Medio tiene 1400 filamentos/ TePe Select Compact Suave tiene 1900 filamentos/ TePe Select Compact Extrasuave 2760 filamentos/ TePe Mini Suave tiene 1320 filamentos y TePe Mini Extrasuave tiene 1760 filamentos</p>
Cuello	Se puede angular después de calentar.
Autoclave	<p>Programa: Estándar 134°C.</p> <p>Duración del proceso: 55 min, Duración de la esterilización: 7 min, Presión de esterilización: 3 bar / 300 kPa.</p>
Empaque	<p>1 ud/bolsa, 100 uds/caja (Mini: 25 uds/caja). Colores Mixtos.</p> <p>La bolsa está fabricada en Polipropileno (PP). Kids y Mini con ilustraciones: 25 uds/caja. 1 ud/blister, 14 blisters/caja.</p> <p>Colores mixtos. La pieza de plástico del blister está hecha de Polietilenterfialato (PET). La parte trasera está hecha de cartón.</p> <p>El cartón está hecho de cartón ondulado sin cloro.</p>

Reciclaje

El cepillo de dientes en la basura doméstica habitual y bolsa en el contenedor para plástico. El blister deberá separarse y reciclarse: la parte de plástico en el contenedor para residuos plásticos y la parte trasera en el contenedor para reciclaje de cartón. La caja debe colocarse en un contenedor para cartón corrugado.

Características del producto

- Filamentos redondeados para una limpieza delicada.
- Cabezal de cepillo cónico para un mejor acceso.
- Cabezal de cepillo en tres tamaños (adulto, compacto y mini).
- Mango fácil de usar, se adapta tanto a niños como a adultos