



TePe Universal Care™

Mango Polipropileno (certificado ISCC).

Filamentos Poliamida (PA).

Empaque *Empaque consumidor; 1 ud/blister*
Caja al por menor; 14 uds/caja

El blister está hecho de tereftalato de polietileno (PET), parcialmente reciclado. La parte trasera está hecha de cartón certificado FSC. La bandeja en la caja de venta al por menor está hecha de cartón corrugado.

Cajas de cartón para transporte y venta al por menor; cartón libre de cloro respectivamente cartón corrugado. Todo a partir de material reciclado, excepto las cajas de venta al por menor que son en parte de material reciclado y en parte de material virgen certificado FSC.

Reciclaje Cepillo de dientes en la basura doméstica.

El blister debe separarse y reciclarse; el blister en contenedor para reciclaje de plástico y la tarjeta trasera en contenedor para reciclaje de cartón.

Los cartones en contenedor para reciclaje de cartón/cartón corrugado.

Características del producto

- Un ángulo único proporciona fácil acceso a las superficies lingual y palatina de dientes e implantes.
- Facilita la limpieza en zonas estrechas y de difícil acceso.
- Filamentos redondeados en los extremos para garantizar una limpieza suave y segura.
- El cuello se puede inclinar para un alcance más fácil.

Ejemplos de áreas de uso

El cabezal delgado del cepillo facilita la limpieza en áreas muy estrechas, como superficies linguales de dientes naturales, implantes o construcciones protésicas, brackets o retenedores linguales fijos, a lo largo de la línea de las encías y dientes retroinclinados.

El cepillo también está diseñado para la limpieza de las superficies linguales si se reduce la capacidad de apertura de la boca. Áreas adicionales de uso por recomendación de un profesional dental.