



TePe Interdental Angulado™

Mango	Polipropileno (certificado ISCC)
Cabezal	Polipropileno (certificado ISCC)
Filamentos	Poliamida (PA)
Alambre	Acero inoxidable revestido de plástico

Empaque

1-pack

Empaque consumidor; 1 ud/bolsa
Caja al por menor; 80 uds/caja
 La bolsa está hecha de polipropileno (certificado ISCC).
 El inserto está hecho de papel certificado FSC.

6-pack

Empaque consumidor; 6 uds/blister
Caja al por menor; 10 uds/caja
 El blíster está hecho de tereftalato de polietileno (PET), parcialmente reciclado.
 La parte trasera está hecha de cartón certificado FSC
 La bandeja de la caja de venta al por menor está hecha de tereftalato de polietileno (PET), parcialmente reciclado.

25-pack

Empaque consumidor; 25 cepillos con tapa/bolsa
Caja al por menor; 10 bolsas/caja
 La bolsa está hecha de polietileno de base biológica.

Cajas de cartón para el transporte y la venta al por menor para todos los envases anteriores; cartón libre de cloro respectivamente cartón corrugado. Todo de material reciclado, excepto las cajas de venta al por menor de los paquetes de 6, que son en parte de material reciclado y en parte de material virgen certificado FSC.

Reciclaje

Cepillo y tapa

Cepillo interdental en la basura doméstica.
Tapa en el contenedor para reciclaje de plástico.

Empaque

Bolsa para 1 cepillo, y bolsa del 25-pack: contenedor para el reciclaje de plástico.

Folleto en 1-pack: contenedor para el reciclaje de papel.

El blíster 6-pack debe separarse y reciclarse: el blíster en contenedor para reciclaje de plástico y la parte trasera en el contenedor para reciclaje de cartón.

La bandeja de plástico en las cajas de venta al por menor en los 6-pack en los contenedores para reciclaje de plástico. Las cajas en los contenedores para reciclaje de cartón/cartón ondulado.







Características del producto

- 6 tamaños codificados por colores.
- Agarre extra largo y cabeza angulada que permite un acceso más fácil a los dientes posteriores desde el interior y el exterior.
- Alambre plastificado.
- Mango fácil de usar.
- A través de material procedente de fuentes sostenibles, la huella de carbono es un 80 % inferior al anterior Angulado.

Desarrollado en colaboración con expertos dentales

Prof. Rolf Attström;
Facultad de Odontología,
Centro de Ciencias de la Salud Bucal,
Departamento de Periodoncia;
Universidad de Malmö, Suecia

TePe Angulado™

Angulado						
Color	Rosa	Naranja	Rojo	Azul	Amarillo	Verde
Tamaño ISO (0-5)	0	1	2	3	4	5
Alambre (mm)	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8