

FICHA TÉCNICA

HILO DENTAL PARA PUENTES E IMPLANTES 30U		
REFERENCIAS	98119: HILO DENTAL PARA PUENTES E IMPLANTES 30U	
FABRICANTE / RESPONSABLE	TePe Oral Hygiene Products AB Bronsåldersgatan 5, 213 76 Malmö, Suecia	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto sanitario Clase I según Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	<p>Hilo dental grueso y flexible con extremos rígidos de plástico, diseñado para la limpieza eficaz de implantes, puentes y aparatos de ortodoncia.</p> <p>La longitud corta y los extremos resistentes facilitan la inserción y el uso. Su uso diario contribuye a la salud de las encías. También es adecuado para encías sensibles.</p>	
ESPECIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Longitud de cada hilo: 25,4 cm • Extremos rígidos para facilitar la inserción • Parte central esponjosa para una limpieza suave y eficaz • Uso recomendado: una vez al día por persona 	
COMPOSICIÓN	Hilo de poliamida (PA) con extremos plásticos rígidos.	
PRESENTACIÓN	Caja con 30 unidades de hilo dental precortado.	
VIDA ÚTIL	5 años desde la fecha de fabricación.	
FINALIDAD PREVISTA	Limpieza diaria de zonas interdetales en pacientes con implantes, puentes o aparatos de ortodoncia	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.