



Mis próximas citas



Fecha




Fecha



- | | |
|---------|----------|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |



← Yo



Dibuja tu cara a partir de esta sonrisa

Apellido:

Nombre:

Fecha de nacimiento:


Busca en esta imagen:




2 



Encuentra las 10 diferencias entre estas dos imágenes




Ayuda al ratoncito a llevarse el diente que está debajo de la almohada



¿Cuáles son los dos auxiliares iguales?



¿A qué animal pertenece cada uno de estos dientes?



¡Une los puntos y descubre qué sucede!



Primero, coloca los dientes superiores en su alveolo

Después coloca los de abajo

Respira por la nariz
(también puedes respirar de vez en cuando por la boca gracias a la abertura)

¡No muerdas el dispositivo!

¡Una pista!

Twicare es todavía más fácil de colocar mojándolo con agua templada

Atención ! ¡Mantén el dispositivo Twicare fuera del alcance de los niños pequeños y de los animales!

¡Protégelo del calor y de la humedad!



Limpiarlo con agua templada y con pasta de dientes después de cada uso

¡Acuérdete de guardarlo limpio y seco en su estuche!

Puede usarse de día, en cualquier momento y, sobre todo, ¡hay que llevarlo puesto toda la noche!