

CERAMIC PRIMER II

PRIMER FOR CERAMIC AND COMPOSITE BONDING

CERAMIC PRIMER II is a priming agent designed to treat the adhering surface of ceramic and composite prostheses to promote a strong bond to resin-based materials as resin-based cements in case of luting procedures or direct composites in case of repairs.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

1. Priming of the adhering surfaces of indirect restorations made of ceramics (glass ceramics, zirconia and alumina), hybrid ceramics (e.g. Cerasmart) and composite before luting procedures.
2. Intra-oral and extra-oral repair of fractured indirect restorations made of ceramics, hybrid ceramics and composites.

CONTRAINdications

In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE

I. For luting procedure

1. Treat the bonding surfaces of prostheses according to the respective manufacturer's instructions and then clean it using a suitable cleaning method. We recommend cleaning in an ultrasonic bath or with alcohol, then rinse and dry with an oil-free air syringe.
2. **Bottle type:** Dispense one drop of **CERAMIC PRIMER II** into a dispensing dish.
3. **Unit dose type:** Unscrew cap of unit dose counterclockwise. Make sure to identify the top and bottom of the unit dose capsule before opening.
4. Apply a thin layer to the bonding surface of the ceramic or composite prosthesis using a micro-tip applicator and dry with an air syringe.
5. Apply suitable resin-based luting cement to the primed surface of the prosthesis. For these steps, refer to the manufacturer's instructions for use of the corresponding luting cement.

II. For Intra-oral Repair

1. Roughen the bonding surface of ceramic or composite using a coarse diamond bur or a carborundum point.
2. Treat the bonding surfaces of the prosthesis according to the respective manufacturer's instructions and then clean it using a suitable cleaning method. Rinse and dry with an oil-free air syringe.
3. **Bottle type:** Dispense one drop of **CERAMIC PRIMER II** into a dispensing dish.
4. **Unit dose type:** Unscrew cap of unit dose counterclockwise. Make sure to identify the top and bottom of the unit dose capsule before opening.
5. Apply a thin layer to the fractured surface of the ceramic or composite prosthesis using a micro-tip applicator and dry with an oil-free air syringe.
6. Continue the repair by using a light-cured adhesive (e.g. G-aenial Bond) and a light-cured composite (e.g. G-aenial), referring to their respective manufacturer's instructions for use.

Note:
If the treated adhering surface is contaminated with saliva or blood, rinse with water and dry. Re-treat the surface according to the manufacturer's instructions and re-apply **CERAMIC PRIMER II** according to the instructions above.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at room temperature (4-25°C, 39.2-77.0°F). Keep away from direct sunlight.

Shelf life: 2 years from date of manufacture.

PACKAGE

1. CERAMIC PRIMER II, 1 x bottle of 3mL

2. CERAMIC PRIMER II, 10 x unit dose of 0.1mL

Note:
All packaging types may not be available in all countries.**CAUTION**

1. CERAMIC PRIMER II is flammable and volatile. Do not use near naked flame. Keep away from sources of ignition. Keep away from direct sunlight. Use in a well ventilated place.
2. In case of contact with oral tissues, immediately remove with a cotton pellet or a sponge. Rinse immediately after luting or repairing.
3. In case of contact with skin, remove immediately with a cotton pellet or a sponge. Rinse with soap and water.
4. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
5. Replace the cap of bottle immediately after use. If dew condensation is present on the bottle of CERAMIC PRIMER II, immediately wipe it off.
6. Unit dose is disposable. **Do not recap or reuse to avoid cross contamination between patients.**
7. If the cap of the unit dose is too tight to open, do not try to open it with force to avoid accidental contact of the liquid with skin and eyes. Use another unit dose.
8. Take care to avoid ingestion of the material.
9. Do not mix with any other primers.
10. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS.

Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <http://www.gceurope.com> or for the Americas <http://www.gcamerica.com>. They can also be obtained from your supplier.

Last revised: 06/2016



MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Torimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU : **GC EUROPE N.V.**
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
11 Tampines Concourse, #03-05, Singapore 528729
TEL: +65 6546 7588

PRINTED IN BELGIUM

**CERAMIC PRIMER II**

HAFTVERBUND FÜR KERAMIK UND KOMPOSIT

CERAMIC PRIMER II ist ein Haftvermittler der entwickelt wurde um die Adhäsionsflächen von Keramik und Komposit-Restaurierungen zu behandeln. Für einen stabilen Haftverbund zu Kunststoffbasierten Materialien sowie Kunststoffbasierten Zementen zur Befestigung oder für direkte Komposite im Falle einer Reparatur geeignet.

Nur zur Verwendung durch Zahnärzte oder Zahntechniker für die empfohlenen Indikationen..

EMPFOHLENE INDIKATIONEN

1. Haftvermittler für die Adhäsionsflächen von indirekten Restaurierungen aus Keramik (Glasskeramik, Zirkon und Aluminiumoxyd).
2. Intra-orale und extra-orale Reparaturen von frakturierten indirekten Restaurierungen aus Keramik, Hybrid-Keramik und Kompositen.

GEGENANZEIGEN

In seltenen Fällen kann eine Sensibilisierung bei einigen Personen auftreten. In einem solchen Fall die Verwendung des Materials abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

I. Für die Befestigung

1. Behandeln Sie die Verbundfläche der Restaurierung entsprechend der Herstellerangaben und reinigen Sie diese mit einer geeigneten Methode. Wir empfehlen die Reinigung in einem Ultraschallbad oder mit Alkohol. Anschließend spülen und trocknen mit Öl-freier Luft.
2. **Flaschenart:** Geben Sie einen Tropfen **CERAMIC PRIMER II** in eine Schale.
3. **Unit Dose Typ:** Kappe entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen. Bevor Sie die Unit Dose öffnen, stellen Sie sicher, dass sie mit der Öffnung nach oben zeigt.
4. Applizieren Sie mit einem Micro-Brush eine dünne Schicht auf die Verbundfläche und verblasen Sie den Überschuss mit Druckluft.
5. Tragen Sie einen kunststoffbasierten Befestigungszement auf die behandelte Oberfläche auf. Für diese Schritte beachten Sie bitte die Herstellerangaben für den Befestigungszement.

II. Für die Intra-Orale Anwendung

1. Rauen Sie die Klebefläche der Keramik, oder des Composites mit einem großen Diamant-Bohrer oder einem Carborundum-Schleifkörper an.
2. Behandeln Sie die Verbundfläche der Restaurierung entsprechend der Herstellerangaben und reinigen Sie diese mit einer geeigneten Methode. Anschließend spülen und trocknen mit Öl-freier Luft.
3. **Flaschenart:** Geben Sie einen Tropfen **CERAMIC PRIMER II** in eine Schale.
4. **Unit Dose Typ:** Kappe entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen. Bevor Sie die Unit Dose öffnen, stellen Sie sicher, dass sie mit der Öffnung nach oben zeigt.
5. Continue the repair by using a light-cured adhesive (e.g. G-aenial Bond) and a light-cured composite (e.g. G-aenial), referring to their respective manufacturer's instructions for use.

Note:

If the treated adhering surface is contaminated with saliva or blood, rinse with water and dry. Re-treat the surface according to the manufacturer's instructions and re-apply **CERAMIC PRIMER II** according to the instructions above.

Merke:

Wenn die zu behandelnde Oberfläche mit Speichel oder Blut verunreinigt ist, mit Wasser absprühen und trocknen. Behandeln Sie erneut die Oberfläche entsprechend der Herstellerangaben und applizieren Sie **Ceramic Primer II** entsprechend der oben beschriebenen Anleitung.

AUFBEWAHRUNG

Empfehlung für die optimalen Eigenschaften, Lagerung bei Raumtemperatur zwischen (4-25°C, 39.2-77.0°F). Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Haltbarkeit : zwei Jahre ab Herstellung.

PACKUNGSGRÖßen

1. CERAMIC PRIMER II, 1 Flasche a 3ml
2. CERAMIC PRIMER II, 10 x Unit Dose mit je 1 ml Inhalt.

Anm.:

Nicht alle Packungseinheiten sind in jedem Land erhältlich.

WARNHINWEISE

1. CERAMIC PRIMER II ist brennbar und flüchtig. Nicht in der Nähe von offenen Flammen verwenden. Außerhalb der Reichweite von Zündquellen verwenden. Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen. Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.

2. Bei Gewebekontakt sofort mit einem Tuch entfernen. Spülen Sie direkt nach der Befestigung oder Reparatur.

3. Bei Hautkontakt sofort mit einem Tupfer entfernen. Mit Seife und Wasser gut absprühen.

4. Bei Augenkontakt sofort gründlich ausspülen und einen Mediziner aufsuchen.

5. Nach Gebrauch, die Flasche sofort wieder mit dem Deckel verschließen. Wenn kondensierte Flüssigkeit von außen auf der Flasche des CERAMIC PRIMER II auftritt, sofort abwaschen.

6. Die Unit Dose ist ein Einwegartikel. Um eine Kreuzkontamination zwischen Patienten zu vermeiden, eine geöffnete Unit Dose nicht wieder verschließen oder wieder verwenden.

7. Wenn sich der Deckel der Unit Dose nur schwierig öffnen lässt, keine Kraft anwenden, um einen versehentlichen Kontakt mit Haut und Augen zu vermeiden. Verwenden Sie eine andere Unit Dose.

8. Verschlucken unbedingt vermeiden.

9. Nicht mit anderen Materialien mischen.

10. Es sollte stets eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille getragen werden.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le SGH. Penser à vous familiariser avec les fiches de données de sécurité disponibles sur : <http://www.gceurope.com> et pour les Etats-Unis <http://www.gcamerica.com>

In Amerika gilt folgender Link: <http://www.gcamerica.com>

Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

Zuletzt aktualisiert: 06/2016

CERAMIC PRIMER II

PRIMER POUR COLLAGE CERAMIQUE ET COMPOSITE

CERAMIC PRIMER II est un primer conçu pour traiter les surfaces d'adhésion des prothèses céramique et composite afin de promouvoir une forte adhésion aux matériaux à base de résine comme les céments à base de résine lors de la procédure de collage ou dans le cas de réparation de composite direct.

Usage dentaire professionnel uniquement et selon les recommandations d'utilisation.

RECOMMENDED INDICATIONS

1. Préparation des surfaces d'adhésion des restaurations indirectes réalisées en céramique (céramique de verre, zircone et (alumine) et composite (adexemple Cerasmart) et composite prima delle procedure di fissaggio.
2. Réparation intra-orale ou en dehors de la bouche des restaurations indirectes fracturées réalisées en céramique, céramique hybride et composite.

CONTRE-INDICATIONS

In rares cas ce produit peut entraîner des réactions chez certaines personnes. Si tel est le cas, ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Procédure de collage
 1. Traitez les surfaces à coller des prothèses selon les instructions du fabricant puis nettoyez-les avec la méthode adaptée. Nous recommandons le bain à ultrasons ou de l'alcool. Puis rincez et séchez avec une seringue à air propre.
 2. **Type flacon :** Déposez une goutte de **CERAMIC PRIMER II** sur le plateau jetable.
 3. **Type unidose :** dévissez le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Assurez-vous d'identifier le haut et le bas de l'unidose avant ouverture.
 4. Appliquez une fine couche sur la surface à coller de la prothèse composite ou céramique par exemple avec un micro pinceau applicateur. Séchez avec une seringue à air.
 5. Appliquez un ciment résine adapté sur la surface préparée de la prothèse. Pour ces étapes, référez-vous au mode d'emploi du fabricant du ciment de scellement utilisé.

II. Per la riparazione endo-oramale

1. Irrividire la superficie di adesione della ceramica o del composito usando una fresa diamantata grossolana o una punta al carborundo.
2. Trattare le superfici di adesione della protesi secondo le istruzioni del rispettivo produttore e quindi pulire seguendo un metodo idoneo. Sciacquare e asciugare con siringa ad aria priva di olio.
3. **Type flacon :** Déposez une goutte de **CERAMIC PRIMER II** sur le plateau jetable.
4. **Type unidose :** dévissez le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Assurez-vous d'identifier le haut et le bas de l'unidose avant ouverture.
5. Appliquez una fina couche sur la surface fracturée de la prothèse composite ou céramique avec, par exemple, un micro pinceau applicateur e séchez con una seringue a aria.
6. Poursuivez la riparazione con un adesivo fotopolimerizzabile (ex : G-aenial Bond) e un composito fotopolimerizzabile (ex : G-aenial), en vous référant à leur mode d'emploi respectif.

Nota :

Si la surface d'adhésion traitée est contaminée par de la salive ou du sang, rincez-la à l'eau et séchez. Re-traiter la surface selon les instructions du fabricant et ré-appliquer le **CERAMIC PRIMER II** conformément aux instructions ci-dessus

CONSERVATION

Pour des performances optimales, conservez à température ambiante (4-25°C / 39,2-77,0°F). Tenir loin de la lumière directe du soleil.

Péremption : 2 ans à partir de la date de fabrication

CONDITIONNEMENT

1. CERAMIC PRIMER II, 1 flacon de 3ml
2. CERAMIC PRIMER II, 10 unidoses de 0,1 mL

Note :

Tous les conditionnements ne sont pas disponibles dans tous les pays.

PRÉCAUTIONS

1. CERAMIC PRIMER II est inflammable et volatil. Ne pas utiliser près d'une flamme. Garder loin de toutes sources de chaleur. Conserver à l'abri des rayons du soleil. Utiliser dans un lieu ventillé.
2. En cas de contact avec la muqueuse buccale, rincer imm

CERAMIC PRIMER II

PRIMER VOOR HET HECHTEN AAN KERAMIËK EN COMPOSIET

CERAMIC PRIMER II is bedoeld om de hechtvlakken van prothetische werkstukken van composiet en keramiek te behandelen, om daarmee een sterke hechting aan kunststoffen te verkrijgen zoals kunststof cementen in geval van bevestigingsprocedures of aan composiet in geval van een preparatie.

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig gekwalificeerden.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

1. Het primer van de hechtvlakken van indirecte restauraties vervaardigd uit keramiek (glasceramiek, zirkonium en alumina), hybride keramiek (o.a. GC Cerasmart) en composiet voor bevestigingsprocedures.
2. Intra-orale en extra-orale reparaties van gefractureerde indirecte restauraties gemaakt van keramiek, hybride keramiek of composiet.

CONTRA-INDICATIE

In enkele zeldzame gevallen kan het product bij bepaalde personen overgevoeliger veroorzaiken. Indien dergelijke reacties optreden, gebruik het product dan niet langer en raadpleeg een arts.

GEBRUIKSAANWIJZING

I. Voor bevestigingsprocedures

1. Behandel de hechtvlakken volgens de instructies van de desbetreffende fabrikant en reinig het dan volgens een geschikte reinigingsmethode. Wij adviseren om te reinigen in een ultrasonisch bad of met alcohol om vervolgens te spoelen en daarna te drogen met olievrije lucht.
2. **Flacon type:** Doezeer een druppel CERAMIC PRIMER II in een dappen schaalje.
- Unit dose type:** Schroef het dopje van de unit dose tegen de klok in open. Zorg er voor dat van tevoren bekend is wat de bovenkant en wat de onderkant van de unit dose is alvorens deze te openen.
3. Breng een dunne laag aan op de hechtvlakken van het keramische of composieten prothetische werkstuk met behulp van bijvoorbeeld een micro-borsteltje en droog vervolgens met de luchtsput.
4. Breng een geschikt, op basis van kunststof, bevestigingscement aan op de van primer voorziene oppervlakken van het prothetische werkstuk. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het bevestigingscement voor het juiste gebruik van het corresponderende bevestigingscement.

II. Voor intra-orale reparaties

1. Ruw het oppervlak van het keramiek of de composiet waaraan gehecht moet worden op met behulp van een grof diamantsteentje of een carbondumbell.
2. Behandel de hechtvlakken van het prothetische werkstuk volgens de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende fabrikant en reinig het volgens een geschikte reinigingsmethode. Afspoelen en vervolgens drogen met olievrije lucht.
3. **Flacon type:** Doezeer een druppel CERAMIC PRIMER II in een dappen schaalje.
- Unit dose type:** Schroef het dopje van de unit dose tegen de klok in open. Zorg er voor dat van tevoren bekend is wat de bovenkant en wat de onderkant van de unit dose is alvorens deze te openen.
4. Breng een dunne laag aan op het gefractureerde oppervlak van de prothetische werkstuk van keramiek of composiet met behulp van bijvoorbeeld een micro-borsteltje, vervolgens drogen met olievrije lucht.
5. Vervolg de reparatie met behulp van een lichthardend adhesief (bv. G-aenial Bond) en lichthardend composiet (bv. G-aenial), raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende fabrikant hiervoor.

Opmerking:

Als de hechtvlakken gecontamineerd zijn met speeksel of bloed, spoel deze dan af met water en daarna drogen. Herbehandel het oppervlak volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en breng opnieuw CERAMIC PRIMER II aan volgens de bovengenoemde aanwijzingen.

OPSLAG
Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaar op kamertemperatuur (4-25°C, 39,2-77,0°F). Weg te houden van direct zonlicht.
Houdbaarheid : 2 jaar, na de datum van fabricage

VERPAKKING

1. CERAMIC PRIMER II, 1 flacon met 3 ml
2. CERAMIC PRIMER II, 10 x unit dose of 0,1 mL

Opmerking:

Niet alle soorten verpakkingen zijn in ieder land beschikbaar.

WAARSCHUWING

1. CERAMIC PRIMER II is brandbaar en vluchtig. Niet gebruiken in de nabijheid van een open vlam. Weghouden van ontstekingsbronnen. Afschermen van direct zonlicht. Gebruiken in goed geventileerde ruimten.
2. In geval van contact met het mondslijmvlies, onmiddelijk verwijderen met een sponsje of een wattenpellet. Direct na het cementeren of repareren afspoelen.
3. In geval van huidcontact, direct verwijderen met een wattenpellet of sponsje. Wassen met water en zeep.
4. In geval van contact met de ogen, spoelen met water en medisch advies inwinnen.
5. Sluit de flacon onmiddellijk na gebruik. Indien er condensatievocht aanwezig is op het flesje CERAMIC PRIMER II, dit onmiddellijk afvegen.
6. De Unit dose is wegwerp. **Niet afsluiten of hergebruiken om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen.**
7. Als het dopje van de unit dose te strak zit om te openen, probeer dan deze niet geforceerd te openen om per ongeluk contact van de vloeistof met de huid en ogen te voorkomen. Gebruik een andere unit dose.
8. Vermijd inslikken van het materiaal.
9. Niet mengen met andere primers.
10. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in de huidige gebruiksaanwijzing kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS.

Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op: <http://www.gceurope.com> of voor Amerika <http://www.gcamerica.com>. Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

Laatste herziening: 06/2016

CERAMIC PRIMER II

PRIMER TIL KERAMISK OG KOMPOSIT BONDING

CERAMIC PRIMER II er en primer beregnet til at behandle den adhærende keramiske og komposit protektive overflade for at fremme en stærk bånd til resin-baserede materialer som resinbaserede cements i cementsprocedurer eller direkte resinbaserede cement i tilfælde af reparationer.

Må kun bruges af dental personnel på anbefaede indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER

1. Forbehandling af adhærende overflader ved keramiske indirekte restaureringer (glasceramik, zirkonium og alumina), hybrid keramik (ex. Cerasmart) og komposit forud for cementering.
2. Intra-oral og extra-oral reparation af frakturerede indirekte restaureringer lavet af keramik, hybrid keramik og komposit.

KONTRAINDIKATIONER

I sjældne tilfælde kan produktet forårsage overfølsomhedsreaktioner hos nogle mennesker. Hvis sådanne reaktioner opleves stoppes brugen af produktet og der henvises til læge.

BRUGSANVISNING

I. Cementeringsprocedure

1. Restaureringen bindingsoverflader behandles i henhold til producentens anvisninger ogrens dem så med en passende metode. Vi anbefaler rengøring i ultraljudsbad eller med alkohol, efterfølgende skyl og tørleg med en oliefr luftsprøjte.
2. **Bottle type:** Dispenser en dråbe CERAMIC PRIMER II i et bæger.
- Unit dose:** Vrid toppen af unit dose ved at dreje mod venstre. Husj at identificere top og bund af unit dose inden du åbner.
3. Applicer et tynd lag på den keramiske eller komposite bonding-overflade med eksempelvis mikrobrush og tørleg med en luftsprøjte.
4. Applicer en passende resinbaseret cementeringscement på de primede overflader. Der henvises til producentens anvisninger for den valgte cement.

II. Intra-oral reparation

1. Brug en diamant til at gøre overfladen af keramik eller komposit rug.
2. Restaureringens bondingoverflade behandles i henhold til producentens anvisninger og rengøres med en dertil passende rengøringsmetode. Skyl og tørleg med en olie-fri luftsprøjte.
3. **Bottle type:** Dispenser en dråbe CERAMIC PRIMER II i et bæger.
- Unit dose:** Vrid toppen af unit dose ved at dreje mod venstre. Husj at identificere top og bund af unit dose inden du åbner.
4. Applicer et tynd lag på den keramiske eller komposite bonding-overflade med eksempelvis en microbrush og tørleg med en olie-fri luftsprøjte.
5. Fortsæt reparationen med at bruge en lyshærdende adhæsiv (eks. G-aenial Bond) og en lyshærdende komposit (eks. G-aenial) under henvisning til de respektive producenters anvisninger.
- Bemærk:
Hvis den behandlede adhærende overflade er kontamineret med saliva eller blod, skyl med vand og tørleg.

OPBEVARING

Det anbefales for optimal effekt at produktet opbevares ved en rumtemperatur på 4-25°C, 39,2-77,0°F. Holdes væk fra direkte sollys. Holdbarhed: 2 år efter fremstillingdato.

PAKNINGER

1. CERAMIC PRIMER II, 1 flaske på 3 ml.
2. CERAMIC PRIMER II, 10 x unit dose af 0,1 mL

Bemærk:

Alle pakninger vil ikke være tilgængelige i alle lande.

ADVARSEL

1. CERAMIC PRIMER II er flygtig og brændfarlig. Må ej anvendes tæt på åbenild. Holdes væk fra antændingskilder. Må ikke udsættes for direkte sollys. Bruges under god ventilering.
2. I tilfælde af kontakt med oral væv fjern straks med en vatterpellet eller en svamp. Skyl umiddelbart efter cementering eller reparation.
3. I tilfælde af kontakt med hus, fjern straks meden vatterpellet eller svamp. Vask/skyl med sæbe og vand.
4. I tilfælde af kontakt med øje skylles straks med vand og øg læge.
5. Sæt låget på flasken umiddelbart efter dosering. Kondens tilstede på CERAMIC PRIMER II-flasken skal straks torres bort
6. Unit dose er til engangsbrug. **Genbrug ikke Unit dose for at undgå krydkontaminering.**
7. Hvis topen af Unit dose er for svær at vrude af, forsøg da ikke med vold for at undgå kontakt med øne og hud. Tag en ny Unit dose.
8. Undgå at indtage/sluge materialet.
9. Bland ikke med andre Primere.
10. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU kan være klassificeret som farlige i henhold til GHS. Læs altid op på alle arbejdshygieniske anvisninger som kan findes på: <http://www.gceurope.com> eller for Amerika <http://www.gcamerica.com>. De kan altid rekvireres hos dit depot

Sidst revideret: 06/2016

CERAMIC PRIMER II

PRIMER FÖR KOMPOSIT OCH KERAMISK BONDING

CERAMIC PRIMER II är en primer utformad för att behandla den vidhäftande ytan av keramik och komposit för att främja en stark bindning till resin-baserade material vid cementering med resinbaserade cement eller vid direkta reparationer av kompositer.

Får endast användas av tandläkare inom de rekommenderade indikationerna.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER

1. Primer vidhäftande ytor på indirekta restaureringar av keramik (glasceramik, zirconium-och aluminiumoxid) Hybrid keramik (tex Cerasmart) och komposit före cementering.
2. Intra-oral och extra-oral reparation av frakturerade indirekta restaureringer lavet av keramik, hybrid keramik och kompositer.

KONTRAINDIKATIONER

I sällsynta fall kan produktet orsaka känslighet hos vissa personer. Om sådana reaktioner skulle uppstå, avbryt användningen av produkten och henvisa till läkare.

BRUGSANVISNING

I. Cementeringsprocedure

1. Restaureringen bindingsoverflader behandles i henhold till producentens anvisningar och rörs dem så med en passande metod. Vi rekommenderar rengöring i ultraljudsbad eller med alkohol, därefter sköljning och blästring med oliefr luft.
2. **Bottle type:** Tillsätt en dråpe CERAMIC PRIMER II i ett bärge.
- Unit dose:** Vrid toppen av unit dose ved at dreje mod oliefr luft.
3. Applicker et tynd lag på den keramiske eller komposite bonding-overflade med eksempelvis mikrobrush och tørleg med en luftsprøjte.
4. Applicer en passende resinbaseret cementeringscement på de primede overflader. Den henvises til producentens anvisningar för den valda cementen.

II. Vid intra-oral reparation

1. Brug en diamant til at gøre overfladen af keramik eller komposit rug.
2. Restaureringens bondingoverflade behandles i henhold til producentens anvisningar och rengøres med en dertil passende rengøringsmetode. Skyl och tørleg med en olie-fri luftsprøjte.
3. **Bottle type:** Dispenser en dråbe CERAMIC PRIMER II i et bæger.
- Unit dose:** Skruv loss locket moturs på unit dose förpackningen. Se till att identifiera toppen och botten på unit dose innan du öppnar.
4. Applicker ett tunt lager på bindningsytan av den keramiska eller kompositbaserade konstruktionen med hjälp av tex och quick stick, luftblästring med oliefr luft.
5. Applicker ett tunt lager med hjälp av en ljushärdande adhæsiv (t ex. G-aenial Bond) och en ljushärdande komposit (t ex. G-aenial) under henvisning till de respektive producenters anvisningar.

III. Vid extra-oral reparation

1. Rugga upp bindningsytan på keramiken eller kompositen med hjälp av en grov diamantborr eller ett karborundumborr.
2. Behandla bindningsytan på konstruktionen enligt respektive tillverkarens rekommendationer och rengör den med lämplig rengøringsmetod. Blästra torrt med oliefr luft.
3. **Bottle type:** Tillsätt en dråpe CERAMIC PRIMER II i ett bärge.
- Unit dose:** Skruv loss locket moturs på unit dose förpackningen. Se till att identifiera toppen och botten på unit dose innan du öppnar.
4. Applicker ett tunt lager på den frakturerade ytan av restaureringen (keramik eller komposit) med tex och quick stick. Luftblästring med oliefr luft.
5. Fortsätt reparationen med hjälp av ett ljushärdande adhæsiv (t ex. G-aenial Bond) och en ljushärdande komposit (t ex. G-aenial), följ respektive tillverkares bruksanvisning.

IV. Vid extra-oral reparation

1. Rugga upp bindningsytan på keramiken eller kompositen med hjälp av en grov diamantborr eller ett karborundumborr.
2. Behandla bindningsytan på konstruktionen enligt respektive tillverkarens rekommendationer och rengör den med lämplig rengøringsmetod. Blästra torrt med oliefr luft.
3. **Bottle type:** Tillsätt en dråpe CERAMIC PRIMER II i ett bärge.
- Unit dose:** Skruv loss locket moturs på unit dose förpackningen. Se till att identifiera toppen och botten på unit dose innan du öppnar.
4. Applicker ett tunt lager på den frakturerade ytan av restaureringen (keramik eller komposit) med tex och quick stick. Luftblästring med oliefr luft.
5. Fortsätt reparationen med hjälp av ett ljushärdande adhæsiv (t ex. G-aenial Bond) och en ljushärdande komposit (t ex. G-aenial), följ respektive tillverkares bruksanvisning.

V. Förvara produktet

1. Förvara produktet i rumstemperatur mellan 4-25°C / 39,2-77,0°F. Förvara ej i direkt solljus.
2. Halbbarnet: 2 år efter tillverkningsdatum.

FÖRPACKNING

1. CERAMIC PRIMER II, 1 flaska 3ml
2. CERAMIC PRIMER II, 10x unit dose av 0,1 ml

Notera:

Om den behandlede vidhäftande ytan kontaminerats med saliv eller blod, skölj styrktigen med vatten och luftblästring torrt. Behandla den vid