

Teeth whitening pen

16% CARBAMIDE PEROXIDE

Instructions for use

ZAHNAUFHELLUNGSTIFT

- 1.- Zähne mit Zahnbürste und Zahnseide reinigen.
- 2.- Mehrere Male auf den oberen Knopf des Stiftes drücken, bis das Gel heraustritt.
- 3.- Das Gel auf die aufzuhellenden Zahnflächen auftragen, bis alle Zähne bedeckt sind.
- 4.- Eine Berührung des Produkts mit den Lippen für 30 Sekunden vermeiden.
- 5.- Das Gel während der Einwirkzeit von 30 Minuten auf den Zähnen lassen.
- 6.- Im Falle einer Überempfindlichkeit oder einer Aufhellung des Zahnfleisches das Gel sofort entfernen und den Mund mit reichlich Wasser ausspülen.

Täglich 1 bis 3 Mal anwenden, bis das Produkt aufgebraucht ist (für ca. 2 bis 3 Wochen). Wiederholen Sie die Behandlung mit einem weiteren Zahnaufhellungstift von Proclenic Expert nach einer zweimonatigen Pause.

Im Falle einer Vergiftung oder einer versehentlichen Einnahme, rufen Sie den medizinischen Dienst für toxikologische Informationen an.

Warnungen: Exklusiver Vertrieb an Zahnärzte.

Exklusive Verwendung durch den Zahnarzt. Nicht einnehmen. Es wird empfohlen, keine längeren Zahnaufhellungsbehandlungen mit Peroxiden durchzuführen. Seine Verwendung wird von gewohnheitsmäßigen Alkohol- oder Tabakkonsumenten nicht empfohlen. Nicht anwenden bei schwangeren Frauen und Kindern. Seine Verwendung wird nach Zahnersatz nicht empfohlen. Seine Verwendung wird nicht empfohlen, wenn frühere Läsionen im Zahnfleischgewebe vorhanden sind. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.

Anweisungen und weitere Informationen
verfügbar unter www.proclinic-products.com

TEETH WHITENING PEN

- 1.- Brush and floss the teeth prior to using the whitening pen.
- 2.- Press the top button a few times until the gel comes out.
- 3.- Place the gel on the surface of the teeth to be bleached until covering all of them.
- 4.- Avoid the contact of the lips with the product for 30 seconds.
- 5.- Leave the gel for 30 minutes.
- 6.- In case of tooth sensitivity or gum irritation, remove immediately the product and rinse with water.

Use 1-3 times daily until finishing the product (one pen lasts up to 2-3 weeks). Repeat the treatment again with another Proclinic Expert Whitening Pen after 2 months.

In case of accidental ingestion or poisoning, please contact the Medical Toxicology Information Service.

Warning: Exclusive distribution to odontologists. Exclusive dental use. Do not ingest. It is not recommended to receive long-term bleaching treatments with peroxide substances. It is not

recommended for regular consumers of tobacco or alcohol. Do not apply during pregnancy or to children. Its use is not recommended after dental restorations. Its use is not recommended if previous injuries of the gingival tissues exist. Avoid contact with the eyes. In case of contact with the eyes, rinse with plenty of water and consult a doctor.

More information at: www.proclinic-products.com

PEN PARA BLANQUEAMIENTO DENTAL

- 1.- Cepillar los dientes y pasar la seda dental.
- 2.- Presionar el botón superior del lápiz varias veces hasta la salida del gel.
- 3.- Aplicar el gel sobre la superficie dental a blanquear hasta cubrir todos los dientes.
- 4.- Evitar el contacto de los labios con el producto durante
30 segundos.
- 5.- Dejar que el gel aplicado actúe durante 30 minutos.
- 6.- En caso de acusar sensibilidad, o que las encías se aclaren, retirar inmediatamente el gel y aclarar con abundante agua.

Usar diariamente de 1 a 3 veces hasta agotar todo el producto (autonomía de 2 a 3 semanas). Repetir el tratamiento con otro pen Proclinic Expert a los dos meses de descanso.

En caso de intoxicación o de ingestión accidental, llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. +34 91 562 04 20..

Advertencias: Distribución exclusiva a odontólogos. Uso exclusivo por el odontólogo.

No ingerir. Se recomienda no realizar tratamientos prolongados de blanqueamiento dental con peróxidos. No se recomienda su uso por los consumidores habituales de alcohol o tabaco. No aplicar a mujeres embarazadas y niños. No se recomienda su uso después de restauraciones dentales. No se recomienda su uso cuando existen lesiones previas en los tejidos gingivales. Evitar el contacto con los ojos. En caso de que entre en contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua y consultar al médico.

Más información en: www.proclinic-products.com

CRAYON DE BLANCHIMENT DENTAIRE

- 1.- Brossez les dents et passez la soie dentaire.
- 2.- Appuyez plusieurs fois sur le bouton supérieur du crayon jusqu'à faire sortir le gel.
- 3.- Appliquez le gel sur la surface des dents à blanchir jusqu'à ce que toutes les dents soient recouvertes.
- 4.- Évitez de mettre des lèvres en contact avec le produit pendant 30 secondes.
- 5.- Laissez agir le gel pendant 30 minutes.
- 6.- En cas de sensibilité ou d'éclaircissement des gencives, retirez immédiatement le gel et rincez abondamment à l'eau.

Utilisez de 1 à 3 fois par jour jusqu'à épuisement du produit (autonomie de 2 à 3 semaines). Recommencez le traitement avec un autre crayon Proclinic Expert après deux mois de repos.

En cas d'empoisonnement ou d'ingestion accidentelle, appelez le service médical d'information toxicologique.

Avertissements: Distribution exclusive aux dentistes. Utilisation exclusive par le dentiste. Ne pas ingérer Il est recommandé de ne pas effectuer de traitements prolongés de

blanchiment des dents avec des peroxydes. Son utilisation n'est pas recommandée par les utilisateurs habituels d'alcool ou de tabac. Ne pas appliquer aux femmes enceintes et aux enfants. Son utilisation n'est pas recommandée après les restaurations dentaires. Son utilisation n'est pas recommandée lorsqu'il existe des lésions antérieures dans les tissus gingivaux. Évitez le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Plus d'informations disponibles sur:
www.proclinic-products.com

PEN PER SBIANCAMENTO DENTALE

1. Lavarsi i denti e passare il filo interdentale.
2. Premere diverse volte il pulsante superiore della penna fino alla fuoriuscita del gel.
3. Applicare il gel sulla superficie dentale da sbiancare fino a ricoprire tutti i denti.
4. Evitare il contatto delle labbra con il prodotto per 30 secondi.
5. Lasciare agire il gel per almeno 30 minuti.
6. In caso si manifesti sensibilità o uno schiarimento delle gengive, togliere immediatamente il gel e sciacquare abbondantemente con acqua.

Utilizzare tutti i giorni da 1 a 3 volte fino a terminare il prodotto (durata da 2 a 3 settimane). Ripetere il trattamento con un'altra pen Proclinic Expert dopo due mesi.

In caso di intossicazione o di ingestione accidentale chiamare il Servizio Medico di Informazione Tossicologica.

Avvertenze: distribuzione esclusiva a professionisti che operano nel settore odontoiatrico. Uso esclusivo dell'odontoiatra. Non ingerire. Si consiglia di non effettuare

trattamenti prolungati di sbiancamento dentale con perossido. Non si consiglia l'uso ai consumatori abituali di alcol o tabacco. Non utilizzare con donne incinte e bambini. Non si consiglia l'uso in seguito a restaurazioni dentali. Non si raccomanda l'uso in caso di lesioni preve nei tessuti gengivali. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Maggiori informazioni disponibili su:
www.proclinic-products.com



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CANETA DE BRANQUEAMENTO DENTÁRIO

- 1.- Escovar os dentes e passar o fio dental.
- 2.- Premir o botão superior do lápis várias vezes até sair o gel.
- 3.- Aplicar o gel sobre a superfície dentária a branquear até cobrir todos os dentes.
- 4.- Evitar o contacto dos lábios com o produto durante 30 segundos.
- 5.- Deixar o gel aplicado atuar durante 30 minutos.
- 6.- No caso de causar sensibilidade ou de as gengivas ficarem claras, retirar imediatamente o gel e enxaguar abundantemente com água.

Utilizar diariamente de 1 a 3 vezes até esgotar todo o produto (autonomia de 2 a 3 semanas); repetir o tratamento com outra caneta Proclinic Expert após dois meses de descanso.

Em caso de intoxicação ou ingestão acidental, contactar o Centro de Informação Anti-Venenos.

Advertências: Distribuição exclusiva a médicos dentistas. Uso exclusivo por médicos dentistas. Não ingerir. Recomenda-se que não sejam realizados tratamentos prolongados de branqueamentos dentários com peróxidos. Não se recomenda o seu uso

por consumidores habituais de álcool ou tabaco. Não aplicar em mulheres grávidas e crianças. Não se recomenda o seu uso depois de restaurações dentárias. Não se recomenda o uso quando existam lesões prévias nos tecidos gengivais. Evitar o contacto com os olhos. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar abundantemente com água e consultar um médico.

Não utilizar em menores de 18 anos.

Mais informações disponíveis em:
www.proclinic-products.com

Last update: 06/2018

Instructions and more
information available at
www.proclinic-products.com



DentalSur 2003 S.L.
Avda. Ortega y Gasset 152
29006 Málaga (España)