



FICHA TÉCNICA

FILM PROTECTOR AZUL BESTDENT		
REFERENCIA	20980	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Film adhesivo de color azul. Producto no estéril y de un solo uso. Fácilmente removible.	
ESPECIFICACIONES	Rollo con 1.200 adhesivos precortados de 10x15 cm	
ENVASE	Envase con un rollo de adhesivo	
FINALIDAD PREVISTA	Para uso dental. Protección de instrumentos y materiales.	
INSTRUCCIONES DE USO	<ul style="list-style-type: none"> • Quitar la tapa de la ranura. • Dejar el film protector en el dispensador. Insertar el extremo del film protector a través de la ranura. • Arrancar por la línea de pre-corte. Colocar el film protector sobre los instrumentos y mangueras. • Retirar y desechar el film protector después de cada paciente. 	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	El film puede incendiarse en contacto con una llama. Si comienza a arder, produce humo que puede causar lagrimeo y sofocamiento.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	
SDS	No aplicable.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT BLUE PROTECTIVE FILM		
REFERENCES	20980	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.	
DESCRIPTION	Blue adhesive film. The product is non sterile and for single use. Easily removable	
SPECIFICACIONS	1.200 pre-cut sheets in one roll. Single sheet: 10x15 cm	
PACKAGING	Box with 1 roll	
INTENDED USE	For dental use. Protection of instruments and materials.	
INSTRUCTIONS FOR USE	<ul style="list-style-type: none"> • Remove dispensing-slot cover. • Leave the film protector in the box. Insert the end of the film protector into the slot. • Tear off film protector and open its end. Place film protector on turbine and tubing. • Remove and dispose film protector after each patient. 	
SAFETY INFORMATION	The product can ignite when in contact to a flame. If it burns, it will cause tear-producing smoke that could lead to suffocation.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture.	
SDS	Not applicable.	