

INSTRUCCIONES PARA SU USO

1. Después de la exposición de los rayos-x, sujete en posición vertical el envase, manteniendo en la parte superior el extremo que contiene el líquido, y en la parte inferior el extremo con la placa, enrolle sobre sí mismo lentamente el extremo con el líquido autorevelable hacia la lengüeta de unión de ambos extremos y hasta que perciba que el líquido pasa a través de la lengüeta y se comunica con el extremo inferior que contiene la placa. Es necesario que enrolle hasta el final de la lengüeta para que todo el líquido monobaño viaje a través del negativo.



2. Mantener el film en posición vertical y con la parte que contiene la película hacia abajo. Iniciar el masaje sujetando el film por la parte superior y escurriendo y presionando bien con los dedos de arriba a abajo hacia la película. Continuar esta operación repetidamente durante 50 segundos como mínimo. **ES IMPORTANTE MASAJEAR CONSTANTEMENTE DURANTE 50 SEGUNDOS, E INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE LA BOLSA DEL LÍQUIDO MONOBAÑO SE HAYA ABIERTO**, de no ser así, la imagen puede resultar manchada.



3. Cuando el revelado haya finalizado, vuelva la película hacia abajo, masajeadando para que el líquido monobaño vuelva a su bolsa original (al contrario de lo que hemos hecho en el paso 1). Abra la película levantando lentamente, retirando la película con pinzas apropiadas y enjuague bajo el agua, de no ser así, la imagen puede volverse amarilla.



DENTALFILM E-SPEED ERGONOM-X

PELÍCULA DENTAL AUTOREVELABLE

DENTALFILM s.r.l.

VIA VERGA, 30

10036 SETTIMO TORINESE (TO) - ITALY

Tel. 011/800.00.90 - Fax 011/800.00.62

www.dentalfilm.com



CE
0476



EXPOSURE CHART

REGION		TIME IN SECONDS (70kV 8 mA)
Maxillary	Molar	0,30 Sec.
	Premolar	0,25 "
	Anterior	0,20 "
Mandibular	Molar	0,30 Sec.
	Premolar	0,25 "
	Anterior	0,20 "

"E" Class Speed. The above mentioned recommendations are for information only. Adjust time and condition according to apparatus.