

ENGLISH Instructions For Use

- A. Tooth Preparation
- B. Acid Etching
- C. Priming Teeth
- D. Adhesive Application from Capsules
- E. Adhesive Application from Syringes
- F. Placement and Curing
- G. Disinfection Information
- H. Storage and Use

Indications For Use: This product is designed for direct bonding of ceramic orthodontic brackets and metal brackets.

Note: This product is not indicated for use with plastic (polycarbonate) brackets.

Warning: This product contains acrylate monomers. Acrylate monomers are known to produce allergic skin reactions in certain sensitive individuals. May cause eye and skin irritation.

Important: All resin-based primers that penetrate into the enamel rods may under certain conditions temporarily alter the appearance of the enamel. It does not discolor the enamel, rather it creates a contrast to the chalky appearance of the surrounding enamel.

Precautions: Avoid eye and skin contact. Wear gloves when handling this material.

- First Aid:**
- Eye contact:** Immediately flush with plenty of water. See a physician if irritation persists.
 - Skin contact:** Wash affected area with soap and water. See a physician if irritation persists.

Precaution: Porcelain Crowns or Facings: Care must be taken when bonding to porcelain crowns or facings as debonding may cause chipping, delamination or breakage of the crown. Do not bond to porcelain crowns that have thin facings or that appear to be compromised. Prepare the porcelain crown to be bonded by using a porcelain primer such as 3M™ ESPE™ RelyX™ Ceramic Primer. Follow instructions included with the porcelain primer.

A. Tooth Preparation

- Isolate teeth using the Dry Field system or a combination of retractors, dry-angles and cotton rolls.
- Prophy teeth with an oil-free pumice or paste. Rinse with water.
- Air dry thoroughly using oil and moisture-free air source.

B. Acid Etching

1. If using Transbond™ Plus Self Etching Primer, proceed to Option 3: Priming Surfaces with Transbond Plus Self Etching Primer steps below. Otherwise, continue with phosphoric acid etching.

2. Apply Unitek™ Etching Gel (REF 712-039 or 712-044) to tooth surfaces following the instructions provided with the etching gel delivery system. If using other gel etching systems, consult the manufacturer's instructions for proper technique and recommended etching times.

3. Rinse with water.

- Air dry thoroughly using oil and moisture-free air source.

C. Priming Teeth

Option 1: Priming Surfaces with Transbond™ XT Primer

- Air dry tooth thoroughly.
- Place small amount of Transbond™ XT Primer in well.

3. Apply thin uniform coat of primer on each tooth surface to be bonded.

Note: Since Transbond XT primer acts as a wetting agent, only a very thin film of primer is necessary.

Option 2: Priming Surfaces with Transbond™ MIP Moisture Insensitive Primer

For detailed instructions on Transbond™ MIP Moisture Insensitive Primer, please refer to Instructions For Use REF 011-563.

Option 3: Priming Surfaces with Transbond™ Plus Self Etching Primer

For detailed instructions on Transbond™ Plus Self Etching Primer, please refer to REF 011-581.

D. Adhesive Application from Capsules

Note: Do not apply adhesive onto brackets until patient is ready to be bonded.

- To insert capsule into dispenser, open dispenser handle as wide as possible. Pull plunger toward opened handle. Place capsule tip into the barrel slot.

- Seat the capsule in the barrel by pushing the capsule forward (away from the handle) as far as possible. Push plunger towards capsule. Close handle grip until plunger contacts capsule.

- Remove the cap from the capsule.

- Dispense a small amount of Transbond XT™ Adhesive paste onto bracket base using a slow, steady pressure. **When completed wipe capsule tip clean and replace cap.**

- To remove the used capsule, open the dispenser handle as wide as possible. Pull plunger away from capsule. Push the capsule toward the plunger. Turn dispenser upside down to drop capsule into hand.

E. Adhesive Application from Syringes

Note: Do not apply adhesive onto brackets until patient is ready to be bonded.

- With the syringe apply a small amount of Transbond XT adhesive paste onto bracket base. Use sparingly. **When completed wipe syringe tip clean and replace cap.**

F. Placement and Curing

- Immediately after applying adhesive, lightly place bracket onto tooth surface.

2. Adjust bracket to final position, press firmly to seat bracket.

Note: If final positioning will be delayed, cover patient's mouth with a dark colored mask or other article to avoid premature curing by ambient light.

- Gently remove excess adhesive from around the bracket base without disturbing the bracket.

- Hold the curing light stationary at a distance of 2-3 mm above interproximal contact for metal appliances and perpendicular to ceramic appliance surface.

A technique tip for faster light curing of metal brackets is to position the curing light guide interproximal to two brackets. However, in order for the bracket to fully cure, both sides of the bracket must be illuminated.

Precaution: Please follow manufacturer's directions for the handling, proper use and recommendations for eye protection when using a curing light. Refer to the chart to determine the curing conditions for optimal bond strength. If your curing light does not appear on this chart, please refer to your light manufacturer's instructions for curing conditions.

Appliance with Transbond™ XT Adhesive	Ortholux™ LED Curing Light (App. 1000 mW/cm²) (LED)	Ortholux™ Luminous Curing Light (App. 1600 mW/cm²) (LED)
Metal Brackets	5 seconds mesial + 5 seconds distal	3 seconds mesial + 3 seconds distal
Ceramic Brackets	5 seconds through the bracket	3 seconds through the bracket
Bondable Buccal Tubes	10 seconds mesial + 10 seconds occlusal	6 seconds mesial + 6 seconds occlusal

- Archwires may be placed immediately after curing the last bracket.

G. Disinfection Information

Please refer to literature 011-650, "Reprocessing Instructions For Reusable Non-Sterile Devices" for cleaning and disinfection of 712-032, Adhesive Dispensing Gun.

H. Storage and Use

- Do not expose materials to elevated temperatures or intense light. Bring to room temperature prior to use.
- Do not store material in proximity to eugenol-containing products as this may inhibit the proper adhesive curing.
- This system is designed to be used at room temperature (68-77°F, 20-25°C). Storage between 35-80°F, 2-27°C
- Shelf-life at room temperature is per the expiration date on the kit box. Rotate inventory to optimize shelf life.
- Light Sensitive. Do not expose uncured Transbond XT Adhesive to ambient light for extended periods of time. When not in use, store syringes with caps at room temperature.

FRANÇAIS Mode d'emploi

- A. Préparation des dents
- B. Mordançage à l'acide
- C. Application de l'apprêt
- D. Application de l'adhésif à partir de capsules
- E. Application de l'adhésif à partir de seringues
- F. Mise en place et polymérisation
- G. Informations de désinfection
- H. Stockage et utilisation

Mode d'emploi : ce produit est conçu pour le collage direct de brackets orthodontiques en céramique et de brackets métalliques.

Remarque : l'utilisation de ce produit n'est pas indiquée avec des brackets en plastique (polycarbonate).

Avertissement : ce produit contient des monomères acryliques. Les monomères acryliques sont connus pour produire des réactions cutanées allergiques chez certaines personnes sensibles. Ils risquent de provoquer une irritation des yeux et de la peau.

Important : tout apprêt à base de résine, pénétrant dans les prismes de l'émail, peut, dans certaines conditions, décolorer temporairement l'émail. Il ne s'agit pas tant d'une décoloration de l'émail que de la formation d'un contraste avec l'apparence craquelée de l'émail environnant.

Précautions : éviter tout contact avec les yeux et la peau. Porter des gants lors de la manipulation de ce matériau.

Premiers soins :

Contact oculaire : rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Contact avec la peau : laver la zone atteinte au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Précautions d'emploi : couronnes ou facettes en porcelaine : une attention particulière doit être apportée quand on procède à un collage sur des couronnes ou sur des facettes en porcelaine dans la mesure où la présence de ces matériaux entraîne une altération, un décollement ou la rupture de la couronne. Ne pas coller sur des couronnes en porcelaine trop fines ou qui semblent endommagées. Préparer la surface de la couronne en porcelaine à coller avec un apprêt porcelaine tel que l'apprêt céramique 3M™ ESPE™ RelyX™. Suivre le mode d'emploi fourni avec l'apprêt porcelaine.

A. Préparation des dents

- Isoler les dents au moyen du Système de champ sec ou une combinaison de rétracteurs, de dry-angles et de rouleaux de coton.
- Traiter préventivement les dents au moyen de ponce ou de pâte non grasse. Rincer à l'eau.
- Sécher abondamment avec une source d'air sec et non gras.

B. Mordançage à l'acide

1. En cas d'utilisation de l'apprêt auto-mordançant Transbond™ Plus, se reporter à l'option 3 : les étapes de préparation des surfaces avec l'apprêt auto-mordançant Transbond Plus sont décrites ci-dessous. Sinon, continuer avec le mordançage à l'acide phosphorique.

2. Appliquer le gel de mordançage Unitek™ (REF 712-039 ou 712-044) sur les surfaces des dents en observant les instructions fournies avec le système de mordançage à base de gel. En cas d'utilisation d'un autre système de mordançage à base de gel, consulter la technique appropriée et les durées de mordançage recommandées.

- Rincer à l'eau.

- Sécher abondamment avec une source d'air sec et non gras.

C. Application de l'apprêt

Option 1 : préparation des surfaces avec l'apprêt Transbond™ XT

1. Sécher entièrement la dent à l'air.

2. Placer une petite quantité d'apprêt Transbond™ XT dans un godet.

3. Appliquer une mince couche uniforme sur chaque surface de la dent à coller.

Remarque : puisque l'apprêt Transbond XT agit comme un agent humidifiant, seule une très mince pellicule d'apprêt est nécessaire.

Option 2 : préparation des surfaces avec l'apprêt Transbond™ MIP insensible à l'humidité

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'apprêt insensible à l'humidité Transbond™ MIP, consulter le mode d'emploi REF 011-563.

Option 3 : préparer les surfaces avec l'apprêt auto-mordançant Transbond™ Plus

Pour des instructions détaillées sur l'apprêt auto-mordançant Transbond™ Plus, veuillez vous reporter à la REF 011-581.

D. Application de l'adhésif à partir de capsules

Remarque : ne pas appliquer d'adhésif aux brackets tant que le patient n'est pas prêt pour le collage.

- Pour introduire une capsule dans le distributeur, ouvrir la poignée du distributeur aussi grand que possible. Tirer le piston vers la poignée ouverte. Placer l'extrémité de la capsule dans la fente du barillet.

- Loger la capsule dans le barillet en la poussant vers l'avant (à l'écart de la poignée) aussi loin que possible. Pousser le piston vers la capsule. Fermer la poignée jusqu'à ce que le piston touche la capsule.

Retirer le bouchon de la capsule.

3. Déposer une petite quantité de pâte adhésive Transbond XT™ sur la base du crochet au moyen d'une pression lente et régulière. **Après avoir terminé, essuyer l'extrémité de la capsule et remettre le bouchon en place.**

- Pour retirer la capsule usagée, ouvrir la poignée du distributeur aussi grand que possible. Éloigner le piston de la capsule. Pousser la capsule vers le piston. Retourner le distributeur pour faire tomber la capsule.

E. Application de l'adhésif à partir de seringues

Remarque : ne pas appliquer d'adhésif aux brackets tant que le patient n'est pas prêt pour le collage.

- Avec la seringue, appliquer une petite quantité de pâte adhésive Transbond XT sur la base du bracket. Utiliser une petite quantité. **Après avoir terminé, essuyer l'extrémité de la seringue et remettre le bouchon en place.**

F. Mise en place et polymérisation

1. Immédiatement après avoir appliqué l'adhésif, apposer doucement le bracket sur la surface de la dent.

2. Ajuster le crochet en position finale, appuyez fermement pour loger le bracket.

Remarque : si le positionnement final doit être différé, couvrir la bouche du patient avec un masque de couleur sombre pour éviter tout début de polymérisation par la lumière environnante.

3. Retirer doucement l'excès d'adhésif autour de la base du bracket sans le déplacer.

4. Maintenir la lame de polymérisation à 2-3 mm au-dessus des côtés interproximaux pour les brackets métalliques et perpendiculairement pour les brackets en céramique.

Une astuce technique pour accélérer la polymérisation des brackets métalliques consiste à positionner le guide de la lampe entre les côtés interproximaux des deux brackets. Toutefois, pour que la polymérisation soit totale, le bracket doit être polymérisé des deux côtés.
Précautions d'emploi : suivre les instructions du fabricant pour la manipulation, l'utilisation adéquate et les recommandations liées à la protection des yeux lors de l'utilisation d'une lampe à photopolymériser.
Se reporter au tableau afin d'établir les conditions de polymérisation pour une force de collage optimale. Si votre lampe à photopolymériser ne figure pas dans ce tableau, consulter les conditions de polymérisation dans les instructions du fabricant de votre lampe.

Appareil avec adhésif Transbond™ XT	Lampe à photopolymériser Ortholux™ LED (App. 1000 mW/cm²) (LED)	Lampe à photopolymériser Ortholux™ Luminous (App. 1600 mW/cm²) (LED)
Brackets métalliques	5 secondes côté mésial + 5 secondes côté distal	3 secondes côté mésial + 3 secondes côté distal
Brackets en céramique	5 secondes à travers le bracket	3 secondes à travers le bracket
Tubes à coller à usage buccal	10 secondes côté mésial + 10 secondes côté occlusal	6 secondes côté mésial + 6 secondes côté occlusal















- Les arcs dentaires peuvent être positionnés immédiatement après avoir polymérisé le dernier appareillage.

G. Informations de désinfection

Veuillez vous reporter à la notice 011-650, « Instructions concernant le retraitement de dispositifs réutilisables non-stériles » pour le nettoyage et la désinfection du pistolet distributeur d'adhésif 712-032.

H. Stockage et utilisation

- Ne pas exposer les matériaux à des températures élevées ni à une lumière intense. Ramener à température ambiante avant utilisation.
- Ne pas stocker le matériel à proximité de produits contenant de l'eugénol car cela peut altérer l'efficacité de la polymérisation.
- Ce système a été conçu pour être utilisé à température ambiante (entre 20-25 °C, 68-77 °F). Conserver entre 2-27 °C, 35-80 °F
- La durée de conservation à température ambiante se termine grâce à la date de péremption figurant sur l'emballage du kit. Il est recommandé d'utiliser les produits les plus anciens en premier.
- Photosensible. Ne pas exposer l'adhésif Transbond XT non-polymérisé à la lumière ambiante pendant des périodes prolongées. Lorsqu'il/elles ne sont pas utilisées, ranger à température ambiante les seringues bouchées.



DEUTSCH Gebrauchsanweisung

- A. Vorbereitung der Zähne
- B. Anätzen der Zähne
- C. Primern der Zähne
- D. Applikation des Adhäsivs aus Kapseln
- E. Applikation des Adhäsivs aus Spritzen
- F. Aufbringen und Lichthärtung
- G. Angaben zur Desinfektion
- H. Lagerung und Gebrauch

Indikationen: Dieses Produkt wurde zum direkten Bonding von kieferorthopädischen Keramikbrackets und Metallbrackets entworfen.

Hinweis: Dieses Produkt ist nicht zur Anwendung mit Plastikbrackets (Polycarbonat) empfohlen.

Warnung: Dieses Produkt enthält Acrylatmonomere. Acrylatmonomere können bei empfindlicheren Menschen allergische Hautreaktionen hervorrufen. Sie können Augen- und Hautreizungen verursachen.

Wichtig: Alle Primer auf Harzbasis, die in den Schmelz eindringen, können unter besonderen Bedingungen zu zeitweiligen Veränderungen des Aussehens des Schmelzes führen. Der Schmelz wird nicht verfärbt; es wird ein Kontrast zum kreideartigen Aussehen des umgebenden Schmelzes geschaffen.

Vorsicht: Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei der Arbeit mit diesem Material Schutzhandschuhe tragen.

Erste Hilfe:

Augenkontakt: Sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt konsultieren.

Hautkontakt: Betroffenen Bereich mit Wasser und Seife waschen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt konsultieren.

Vorsicht: Porzellankronen oder Frontflächen: Vorsicht beim Kleben von Porzellankronen oder Frontflächen, da Kronen beim Abnehmen splitten, delaminieren oder brechen können. Keine Porzellankronen kleben, die dünne Frontflächen aufweisen oder schadhaft erscheinen. Die Porzellankrone erst mit einem Porzellan-Primer, wie z. B. 3M™ ESPE™ RelyX™, vorbereiten. Die mit dem Porzellan-Primer gelieferten Anweisungen befolgen.

A. Vorbereitung der Zähne

- Isolierung durch Anwendung des Dry Field Systems oder einer Kombination von Reaktoren, Dreiecken und Watteollen.
- Zähne mit Ölreim Bimssteinpulver oder Paste reinigen. Mit Wasser abspülen.
- Sorgfältig mit trockener, ölfreier Luft trocknen.

B. Anätzen der Zähne

1. Wenn Sie Transbond™ Plus Self Etching Primer verwenden, gehen Sie zur Option 3: Die Oberflächen, wie unten beschrieben, mit Transbond Plus Self Etching Primer primern. Ansonsten mit der Phosphorsäureätzung fortfahren.

2. Unitek™ Etching Gel (REF 712-039 oder 712-044) auf die Zahnoberflächen auftragen, und die mit dem Ätzel gelieferten Anweisungen befolgen. Bei Anwendung weiterer Ätzungssysteme, zum ordnungsgemäßen Verfahren und den empfohlenen Ätzzeiten, die Anweisungen des Herstellers befolgen.

- Mit Wasser abspülen.

- Sorgfältig mit trockener, ölfreier Luft trocknen.

C. Primern der Zähne

Option 1: Auftragen des Transbond™ XT Primers

1. Sorgfältig mit Luft trocknen.

2. Geben Sie eine kleine Menge Transbond™ XT Primer auf einen Anmischblock.

3. Applizieren eine dünne gleichmäßige Primerschicht auf jeden zu beklebenden Zahn.

Hinweis: Da der Transbond XT Primer wie ein Befeuchtungsmittel wirkt, ist nur eine sehr dünne pellicula d'apprêt nötig.

Option 2: Auftragen des Transbond™ MIP feuchtigkeitsunempfindlichen Primers auf die Oberflächen
Für detaillierte Angaben zum Transbond™ MIP Primer, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung REF 011-563.

Option 3: Auftragen des Transbond™ Plus Self Etching Primers

Für detaillierte Anweisungen zu Transbond™ Plus Self Etching Primer siehe REF 011-581.

D. Applikation des Adhäsivs aus Kapseln

Hinweis: Das Adhäsiv erst auf die Brackets aufbringen, wenn der Patient zum Bonding vorbereitet ist.

- Um die Kapsel in den Spender einzubringen, den Griff des Spenders so weit wie möglich öffnen. Den Kolben zum geöffneten Griff ziehen. Die Spitze der Kapsel in den Schlitz im Lauf einführen.
- Die Kapsel in den Lauf einsetzen und soweit wie möglich (vom Griff weg) vorschieben. Den Kolben zur Kapsel vorschieben. Den Griff schließen, bis der Kolben die Kapsel berührt. Den Deckel von der Kapsel abnehmen.
- Mit leichtem und gleichmäßigem Druck eine kleine Menge der Transbond XT™ Adhäsivpaste auf die Basis des Brackets aufbringen. **Nach Abschluss die Kapselspitze abwischen und mit Deckel verschließen.**
- Um die benutzte Kapsel zu entfernen, den Spendergriff so weit wie möglich öffnen. Den Kolben von der Kapsel zurückziehen. Die Kapsel zum Kolben schieben. Spender umdrehen und die Kapsel mit der Hand aufheben.

E. Applikation des Adhäsivs aus Spritzen

Hinweis: Das Adhäsiv erst auf die Brackets aufbringen, wenn der Patient zum Bonding vorbereitet ist.

- Mit der Spritze eine kleine Menge Transbond XT Adhäsivpaste auf die Basis des Brackets aufbringen. Sparsam verwenden. **Nach Abschluss die Spitze der Spritze abwischen und mit dem Deckel verschließen.**

F. Aufbringen und Lichthärtung

- Sofort nach Aufbringen des Adhäsivs das Bracket sanft auf der Zahnoberfläche platzieren.
- Das Bracket an die endgültige Position anpassen und fest andrücken.

Hinweis: Wenn die endgültige Positionierung verzögert wird, decken Sie den Mund des Patienten mit einer dunkelkfarbenen Maske oder ähn

4. La vida de adhesivo a temperatura ambiente es la fecha de caducidad impresa en la caja del kit.
Rote el inventario para optimlar la duración.

5. Folsensible. No exponga el adhesivo Transbond XT sin polimerizar a la luz ambiente por períodos prolongados. Cuando no utilice el producto, almacene las jeringas tapadas a temperatura ambiente.

<p> NEDERLANDS</p>	<p> Gebruiksaanwijzing</p>		
<p>A. Voorbereiding van de tanden</p> <p>B. Zuretsen</p> <p>C. Primeren van gebitselementen</p> <p>D. Adhesief toepassing uit capsules</p> <p>E. Adhesief toepassing uit spuiten</p> <p>F. Plaatsing en uitharding</p> <p>G. Informatie over desinfectie</p> <p>H. Opslag en gebruik</p> <p>Indicaties voor gebruik: dit product is ontworpen voor het direct hechten van keramische orthodontische brackets en metalen brackets.</p> <p>NB: dit product is niet geïndiceerd voor gebruik met plastic (polykarbonaat) brackets.</p> <p>Waaringswijding: dit product bevat acrylatmonomeren. Van acrylatmonomeren is bekend dat ze bij bepaalde personen allergische huidreacties kunnen veroorzaken. Kan oog- en huidirritatie veroorzaken.</p> <p>Belangrijk: alle primers op basis van hars die in het glazuurwijfjes dringen, kunnen onder bepaalde omstandigheden toxisch het uiterlijk van de glazuurstaafjes. De primer verkruet het glazuur niet; hij vormt veelal een contrast met het krijtachtige uiterlijk van het omringende glazuur.</p> <p>Voorzorgsmaatregelen: vermijd aanraking met ogen en huid. Draag handschoenen tijdens het hanteren van dit materiaal.</p> <p>Eerste hulp:</p> <p>Aanraking met de ogen: spoel onmiddellijk met overvloedig water uit. Raadpleeg een arts indien de irritatie aanhoudt.</p> <p>Aanraking met de huid: was het getroffen gebied met water en zeep. Raadpleeg een arts indien de irritatie aanhoudt.</p> <p>Voorzorgsmaatregel: porseleinen kronen of facings: voorzichtigheid is geboden wanneer op porseleinen kronen of facings geheel moet worden, aangezien het debonderen van de bracket tot gevog kan hebben dat er stukjes afbreken of dat delaminatie of breuk van de kroon optreedt. Niet hechten op porseleinen kronen die dunne facings hebben die of er niet goed uitzien. Bereid de porseleinen kronn die geheel moet worden voor door een porseleinprimer, zoals 3M™ ESPE™ RelyX™ RelyX™-keramiekprimer, te gebruiken. Volg de aanwijzingen die bij de porseleinprimer zijn geleverd.</p> <p>A. Voorbereiding van de tanden</p> <ol style="list-style-type: none"> Isoleer de elementen met het Dry Field System of een combinatie van retractors, dri-angles en wattenrollen. Polijst de tanden met een olievrje puimsteen of pasta. Spoel met water. Drop grondig met behulp van een olie- en vochtvrjje luchtbron. <p>B. Zuretsen</p> <ol style="list-style-type: none"> BiJ gebruik van Transbond™ Plus zelfsetende primer, gaat u verder met optie 3: de stappen om oppervlaken te primen met Transbond Plus zelfsetende primer vindt u hieronder. Ga anders verder met etsen met fosforzuur. Breng Unitek™ etsgel (REF. 712-039 of 712-044) aan op de gebitselementen volgens de bij het etsgelesysteem geleverde instructies. Als u een ander geelsetingssysteem gebruikt, dient u de aanwijzingen van de fabrikant met betrekking tot de juiste techniek en aanbevolen etstijlen te raadplegen. Spoel met water. Drop grondig met behulp van een olie- en vochtvrjje luchtbron. <p>C. Primeren van gebitselementen</p> <p>Optie 1: Oppervlaken primen met Transbond™ XT Primer</p> <ol style="list-style-type: none"> Droog het elemente grondig aan de lucht. Plaats een kleine hoeveelheid Transbond™ XT Primer in een dingpingslaas. Breng een dunne laag primer aan op ieder tandoppervlak dat geheel moet worden. <p>NB: aangezien Transbond XT Primer als bevochtigingsmiddel fungeert, is er slechts een erg dunne laag primer nodig.</p> <p>Optie 2: Oppervlaken primen met Transbond™ MIP vochtongevoelige primer</p> <p>Zie de gebruiksaanwijzing REF. 011-563 voor gedetailleerde instructies over Transbond™ MIP vochtongevoelige primer.</p> <p>Optie 3: Oppervlaken primen met Transbond™ Plus zelfsetende primer</p> <p>Voor gedetailleerde instructies over Transbond™ Plus zelfsetende primer, dient u REF. 011-581 te raadplegen.</p> <p>D. Adhesief toepassing uit capsules</p> <p>NB: breng het adhesief pas op de brackets aan als de patiënt gereed is voor de hechting. Om de capsule in de dispenser te steken, opent u het handvat van de dispenser zo wijd mogelijk. Trek de plunger in de richting van het geopende handvat. Plaats de tip van de capsule in de opening van het reservoir.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zet de capsule in het reservoir door de capsule zo ver mogelijk naar voren te duwen (weg van het handvat). Duw de plunger in de richting van de capsule. Sluit de handgreep tot de plunjert contact maakt met de capsule. Haal de dop van de capsule. <p>3. Doseer een kleine hoeveelheid Transbond XT™-adhesiefpasta op de basis van de bracket; oefen hierbij langzaam constante druk uit. Veeg de capsulietip na gebruik schoon en plaats de dop weer op de capsule.</p> <ol style="list-style-type: none"> Om de gebruikte capsule te verwijderen, opent u het handvat van de dispenser zo wijd mogelijk. Trek de plunjert weg van de capsule. Duw de capsule in de richting van de plunjert. Draai de dispenser ondersteboven om de capsule in de hand te laten vallen. <p>3. Avlagns försiktigt överflödig adhesiv runt bracketbasen utan att rubba bracket.</p> <p>E. Adhesief toepassing uit spuiten</p> <p>NB: Breng het adhesief pas op de brackets aan als de patiënt gereed is voor de hechting. 1. Meng met de spuit een kleine hoeveelheid Transbond XT-adhesiefpasta aan op de basis van de bracket. Gebruik spaarzaam. Veeg de spuittip na afloop schoon en plaats de dop weer op de spuit.</p> <p>F. Plaatsing en uitharding</p> <ol style="list-style-type: none"> Plaats de bracket onmiddellijk nadat u het adhesief hebt aangebracht op het tandoppervlak. Verplaats de bracket tot de juiste positie en druk hem goed aan. <p>NB: indien de definitieve positionering vertraging zal oplepen, dient u de mond van de patiënt te bedekken met een donker masker of een ander voorwerp, om voortijdige uitharding door het in de kamer aanwezige licht te voorkomen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Verwijder voorzichtig het overvloedige adhesief rond de bracketbasis zonder de bracket te verplaatsen. <p>4. Houd de lichtuithardende lamp op een afstand van 2-3 mm boven het interproximale contact voor metalen brackets en loodrecht voor keramische brackets.</p> <p>Een technische hint om metalen brackets sneller uit te harden, is de uithardingslampeleider interproximaal tussen de twee brackets te plaatsen. Om de bracket echter volledig uit te harden, moeten beide kanten van de bracket worden verlicht.</p> <p>Voorzorgsmaatregel: volg de aanwijzingen van de fabrikant met betrekking tot de verwerking, het correcte gebruik en de aanbevelingen voor oogbescherming bij het gebruik van een uithardingslamp.</p> <p>Raadpleeg de tabel voor het bepalen van de uithardingsomstandigheden voor optimale hechsterkte. Als uw uithardingslamp niet in deze tabel voorkomt, dient u de aanwijzingen van de fabrikant van uw lamp te raadplegen voor de beste uithardingsomstandigheden.</p>			
<p> SVENSKA</p>	<p> Bruksanvisning</p>		
<p>A. Tandpreparering</p> <p>B. Syraetsning</p> <p>C. Prenså tanderna med primer</p> <p>D. Applicering av adhesiv från spetsar</p> <p>E. Applicering av adhesiv från sprutor</p> <p>F. Placering och hårdning</p> <p>G. Information om desinfektion</p> <p>H. Förvaring och användning</p> <p>Indikatorer för användning: Denna produkt är utformad för direkt bonding av ortodontiska brackets av keramik och metallbracket.</p> <p>NB: Denna produkt indikeras inte för användning med brackets av plast (polykarbonat).</p> <p>Varning: Denna produkt innehåller akrylatmonomerer. Akrylatmonomerer är kända för att orsaka allergiska hudreaktioner hos särskilt känsliga personer. Monomera kan orsaka ögon- och hudirritation.</p> <p>Viktigt: Alla resinbaserade primers som penetrerar emaljrismaerna kan under vissa omständigheter tillfälligt ändra emaljens utseende. Den missfärgar inte emaljen, men åstadkommer däremot en kontrast mot den omgivande emaljens kalkaktiga utseende.</p> <p>Försiktighetsåtgärder: Undvik kontakt med ögon och hud. Använd skyddshandskar vid hantering av detta material.</p> <p>Första hjälpen vid:</p> <p>Ögonkontakt: Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten. Uppsök läkare om irritation kvarstår.</p> <p>Hudkontakt: Tvätta utsatt område med tvål och vatten. Uppsök läkare om irritation kvarstår.</p> <p>laktagt försiktighet: Porslinskronor och skalfacings: Försiktighet måste iakttas vid bonding till porslinskronor och skalfaciers eftersom avbunding kan orsaka hack, delaminering och skador på kronan.Bonda inte till porslinskronor med tunna fasader eller som verkar vara i dåligt skick. Preparera porslinskronor som ska bondas med porslinsprimer, t.ex. 3M™ ESPE™ RelyX™ Ceramic Primer. Följ de instruktioner som medföljer porslinsprimern.</p> <p>A. Tandpreparering</p> <ol style="list-style-type: none"> Isolera tanderna med hjälp av kofferdamduk eller en kombination av kindhakar, kompressor och bomullsrullar. Förbered tanderna med en oljefri pimpsten eller pasta. Skölj med vatten. Lufttorka grundligt med olje- och fuktfri luftkälla. <p>B. Syraetsning</p> <ol style="list-style-type: none"> Fortsätt till Alternativ 3 om du använder Transbond™ Plus Self Etching Primer: Steg för priming av tandytorna med Transbond Plus Self Etching Primer finns angivna nedan. Fortsätt annars med etsning med fosforsyra. Applcira Unitek™ Etching Gel (REF 712-039 eller 712-044) på tandytorna. Följ instruktionerna som följer med applcierungsystemet för etsgel. Om du använder annat etsystem med gel ska du läsa tillverkarens anvisningar om rätt teknik och rekommenderade etsningsstider. Skölj med vatten. Lufttorka grundligt med olje- och fuktfri luftkälla. <p>C. Hampanden etskåtsittely</p> <p>Valtoehto 1: Hampaan pinnan käsittely Transbond™ XT -pohjausainella</p> <ol style="list-style-type: none"> Kuivaa hampas huolellisesti ilmalla. Annostele pieni määrä Transbond™ XT-primeria sekoitusalustalla. Vie ohut kerros primeria kaikkien kiinnitettävien hampaiden pinnolle. <p>Huomautus: Koska Transbond XT -esikäsitteilyaine toimii pintajäntäilyksen poistajana, sitä tarvitaan vain erittäin ohut kerros.</p> <p>Valtoehto 2: Pintojen etskåtsittely Transbond™ MIP Moisture Insensitive -pohjausainella</p> <p>Kåyttöohjeissa REF 011-563 on Transbond™ MIP Moisture Insensitive -pohjausaineen käyttöä koskevia tarkempia tietoja.</p> <p>Valtoehto 3: Hampaiden pintojen käsittely itse-etsaavalla Transbond™ Plus -pohjausainella</p> <p>Tarkemmat ohjeet itse-etsaava Transbond™ Plus -pohjausaineen käytöstä saa tuoteselosteesta ru 011-581.</p> <p>D. Sidosaineen vienti ruiskeista</p> <p>Huomautus: Älä levitä sidosaainetta bracketteihin ennen kuin sidostus voidaan aloittaa.</p> <ol style="list-style-type: none"> Avaa viejään kahva täysin auki ennen kapselin sisääntyöntämistä. Vedä mäntää avattua kahvaa kohti. Aseta kapselin kärki synteerin aukkoon. Aseta kapselin synteerin painamalla kapselin eteenpäin (poispäin kahvasta) niin kauaksi kuin mahdollista. Työnää mäntää kapselia kohti. Paina kahvaa, kunnes mäntä koskee kapselin pintaan. Pursta pieni määrä Transbond XT™ -sidosaainetta bracketin pohjaan painaen hitaasti ja tasaisesti. <p>Pyyhi kapselin kärki puhtaaksi ja pane korkki paikalleen.</p> <p>4. Avaa levittimen kahva täysin auki ennen käyrtelyn kapselin poistamista. Vedä mäntää kapselista poispäin. Työnää kapseli mäntää kohti. Käännä viejä ylösalaisin, jolloin kapseli puttaa kämmenille.</p> <p>E. Sidosaineen vienti ruiskeista</p> <p>Huomautus: Älä levitä sidosaainetta bracketteihin ennen kuin sidostus voidaan aloittaa.</p> <ol style="list-style-type: none"> Annostele pieni määrä Transbond XT -tahnaa ruiskeista bracketin pohjaan. Käytä säästeliäästi. <p>Pyyhi ruisukan kärki puhtaaksi ja pane korkki paikalleen.</p> <p>F. Bracketin asettaminen ja kovetus</p> <p>1. Aseta bracketti kyevyksi hampaan pinnalle välittömästi sidosaineen levittämisen jälkeen.</p> <p>2. Aseta bracketti lopulliseen asentoon ja paina lujasti.</p> <p>Huomautus: Jos lopullinen asettaminen vinoysty, suojaa bracketit ympäröivän valon aiheuttamalta kovettumiselta peittämällä potilaan suu tummalla kasvosuojalla tai kankaalla.</p> <p>3. Poista varovasti ylimääräinen sidosaaine bracketin pohjan ympäriltä liikuttamatta brackettia.</p> <p>4. Pidä kovetusvaloa 2–3 mm interproximaalisien kontaktin välisellä metallibraketeja koskettavessa ja kohtisuorassa keramibrakettien pintaan nähden.</p> <p>Teknillisiä lisätietoja metallibraketeille nopeampaan valokovettamiseen: pidä kovetusvaloa interproximaalisesti kahden bracketin välillä. Jotta bracketin sidosaaine koskettaisi täysin, bracketin sidosaaine on kovettava molemmilla puoleilla.</p> <p>Varoitto: Noudata valokovetinta käytettäessä valmistajan antamia tuotteen käsittelyä, asiantunukaista tekniä ja silmiensuojavälineitä koskevia ohjeita.</p> <p>Taukukassa on mainittu kovetusparametrit optimaalisien sidostuslujuu den saavuttamiseksi. Jos käytämsäsi valokovetuslaitetta ei ole mainittu tässä taukukassa, lue valokovetuslaitteen valmistajan toimittamista ohjeista käytettävät valokovetusparametrit.</p>			
<p> PORTUGUÉS</p>	<p> Instruções de Uso</p>		
<p>A. Preparo do Dente</p> <p>B. Condicionamento Ácido</p> <p>C. Aplicação do primer no dente</p> <p>D. Aplicação do adesivo a partir de cápsulas</p> <p>E. Aplicação do adesivo a partir de seringas</p> <p>F. Instalação e Polimerização</p> <p>1. Logo após a aplicação do adesivo, coloque o braqueto suavemente sobre a superfície do dente. 2. Ajuste o braqueto na posição final, apertando-o firmemente para assentá-lo. Nota: Se o posicionamento final for postergado, cubra a boca do paciente com uma máscara escura ou outro artigo para evitar a polimerização prematura causada pela luz ambiente. 3. Retire cuidadosamente o excesso de adesivo ao redor da base do braqueto sem mudá-lo de posição. 4. Posicione a lâmpada de polimerização a uma distância de 2-3 mm acima do contato interproximal em braquetes metálicos e, perpendicularmente, em braquetes cerâmicos. Uma dica de técnica para fotopolimerização mais rápida de braquetes metálicos consiste em posicionar a guia da lâmpada de polimerização interproximal a dois braquetes. No entanto, para que o braqueto seja completamente polimerizado, ambos os lados do braqueto precisam ser fotopolimerizados.</p> <p>Precauções: Siga as instruções do fabricante considerando-se a manipulação e o uso adequados, bem como as recomendações para proteção dos olhos ao usar um aparelho de polimerização. Consulte a tabela para determinar as condições de polimerização para otimizar a força de colagem. Se a sua lâmpada de polimerização não estiver nesta tabela, consulte as instruções do fabricante para as condições de polimerização.</p>			
<p> DANSK</p>	<p> Brugsanvisning</p>		
<p>A. Tandpræparation</p> <p>B. Syreætning</p> <p>C. Priming af tænderne</p> <p>D. Adhæsivapplisering fra kapsler</p> <p>F. Placering og afbinding</p> <p>G. Desinficeringsopslysninger</p> <p>H. Opbevaring og anvendelse</p> <p>Indikatorer for brug: Dette produkt er beregnet til direkte binding af keramiske ortodontiske brackets samt metalbrackets.</p> <p>Bemærk: Dette produkt er ikke indikeret til brug med brackets af plastik (polykarbonat).</p> <p>Advarsel: Dette produkt indeholder acrylatmonomer. Acrylatmonomer er kendt for at kunne medføre allergiske hudreaktioner hos visse overfølsomme personer. Kan medføre øjen- og hudirritation.</p> <p>Vigtigt: Alle resin-baserede primere, der trænger ind i emaljen, kan under visse omstændigheder midlertidigt ændre emaljens udseende. Det misfarver ikke emaljen, men danner en kontrast til den omgivende emalle krallende udseende.</p>			
<p> PORTUGUÉS</p>	<p> Instruções de Uso</p>		
<p>A. Preparo do Dente</p> <p>B. Condicionamento Ácido</p> <p>C. Aplicação do primer no dente</p> <p>D. Aplicação do adesivo a partir de cápsulas</p> <p>E. Aplicação do adesivo a partir de seringas</p> <p>F. Instalação e Polimerização</p> <p>G. Informações sobre desinfeção</p> <p>H. Armazenamento e uso</p> <p>Indicadores para uso: Este produto foi desenvolvido para colagem direta de braquetes ortodonticos de cerâmica e de metal.</p> <p>Nota: Este produto não é indicado para uso em braquetes de plástico (poli-carbonato).</p> <p>Avviso: Este produto contém monômeros de acrilato. Os monômeros de acrilato podem causar reação alérgica na pele de pessoas sensíveis. Podem causar irritação na pele e nos olhos.</p> <p>Importante: Todos os primers à base de resina que penetram no prisma do esmalte podem, em certas condições, alterar temporariamente o aspecto do esmalte. Não causa uma descoloração do esmalte, mas estabelece um contraste com o esmalte circundante esbranquiado.</p> <p>Precauções: Evite o contato com os olhos e com a pele. Use luvas ao manusear este material.</p> <p>Primeiros socorros:</p> <p>Contato com os olhos: Lave imediatamente com água em abundância. Se a irritação persistir, consulte um médico.</p> <p>Contato com a pele: Lave a área afetada com água e sabão. Se a irritação persistir, consulte um médico.</p> <p>Precauções: Facetas e coras de porcelana: Deve-se ter cuidado ao aplicar o produto em facetas ou coras de porcelana, pois a remoção pode causar fragmentação, delaminação ou quebra da coroa. Não aplique o produto em coras de porcelana com facetas finas ou que estejam comprometidas. Prepare a coroa de porcelana usando um primer de porcelana, tal como o Primer de Cerâmica 3M™ ESPE™ RelyX™. Siga as instruções que acompanham o primer de porcelana.</p> <p>A. Preparo do Dente</p> <ol style="list-style-type: none"> Isolê o dente usando o Sistema de Campo Seco ou uma combinação de retratores, Tri-angles e rolos de algodão. Faça a profilaxia dos dentes com pasta ou pedra-pomes sem óleo. Enxágue com água. Seque cuidadosamente com um jato de ar isento de óleo e de umidade. <p>B. Condicionamento Ácido</p> <ol style="list-style-type: none"> Se estiver usando o primer auto-condicionador Transbond™ Plus, prossiga à Opção 3; Seque, abaque, informações sobre preparo das superfícies usando o Transbond Plus Self Etching Primer. Caso contrário, continue o condicionamento com ácido fosfórico. Aplique o gel condicionador Unitek™ (REF 712-039 ou 712-044) na superfície dental seguindo as instruções fornecidas com o sistema de aplicação do gel condicionador. Se utilizar outro sistema de condicionamento com gel, consulte as instruções do fabricante quanto à técnica adequada e tempos de condicionamento recomendados. Enxágue com água. Seque, cuidadosamente, com jato de ar isento de óleo e de umidade. <p>C. Aplicação do primer no dente</p> <p>Opção 1: Preparo da superfície usando o Primer Transbond™ XT</p> <ol style="list-style-type: none"> Seque completamente com jato de ar. Aplique uma pequena quantidade de primer Transbond XT. Aplique uma camada uniforme de primer na superfície do dente a receber o aparelho. <p>Nota: Devido ao primer Transbond XT agir como agente unificante, é necessário apenas uma camada fina de primer.</p> <p>Opção 2: Preparo da superfície usando o Primer Transbond™ MIP Insensível à Umidade</p> <p>Para instruções detalhadas do Primer/Transbond™ MIP Insensível à Umidade , consulte as Instruções de uso REF 011-563.</p> <p>Opção 3:Preparo da superfície usando o primer autocondicionador Transbond™ Plus</p> <p>Para instruções detalhadas do Transbond™ Plus Self Etching Primer, consulte a REF 011-581.</p> <p>D. Aplicação do adesivo a partir de cápsulas</p> <p>Nota: Somente aplicar adesivo nos braquetes se o paciente estiver pronto para a colagem. 1. Insere a cápsula no aplicador, abra o cabo do aplicador o máximo que puder. Puxe o êmbolo na direção do cabo aberto. Coloque a ponta da cápsula na fenda do cilindro.</p> <p>2. Assente a cápsula na fenda empurrando-a para frente (afastando-o do cabo) o mais distante possível. Empurre o êmbolo na direção da cápsula. Feche o cabo até que o pistão entre em contato com a cápsula.</p> <p>Remova a tampa da cápsula.</p> <p>3. Coloque uma pequena quantidade da adesivo Transbond XT na base do braqueto, aplicando pressão leve e contínua. Quando tiver finalizado, limpe a ponta da cápsula e recolocae a tampa.</p> <p>4. Para retirar a cápsula usada, abra o cabo do aplicador o máximo que puder. Puxe o êmbolo para longe da cápsula. Empurre a cápsula na direção do êmbolo. Vire o aplicador para baixo, para que a cápsula caia na mão.</p> <p>E. Aplicação do adesivo a partir de seringas</p> <p>Nota: Somente aplicar adesivo nos braquetes se o paciente estiver pronto para a colagem. 1. Com a seringa, aplique uma pequena quantidade de braquetes Transbond XT na base do braqueto. Use moderadamente. Quando tiver finalizado, limpe a ponta da seringa e recolocae a tampa.</p> <p>F. Instalação e Polimerização</p> <p>1. Logo após a aplicação do adesivo, coloque o braqueto suavemente sobre a superfície do dente. 2. Ajuste o braqueto na posição final, apertando-o firmemente para assentá-lo. Nota: Se o posicionamento final for postergado, cubra a boca do paciente com uma máscara escura ou outro artigo para evitar a polimerização prematura causada pela luz ambiente. 3. Retire cuidadosamente o excesso de adesivo ao redor da base do braqueto sem mudá-lo de posição. 4. Posicione a lâmpada de polimerização a uma distância de 2-3 mm acima do contato interproximal em braquetes metálicos e, perpendicularmente, em braquetes cerâmicos. Uma dica de técnica para fotopolimerização mais rápida de braquetes metálicos consiste em posicionar a guia da lâmpada de polimerização interproximal a dois braquetes. No entanto, para que o braqueto seja completamente polimerizado, ambos os lados do braqueto precisam ser fotopolimerizados.</p> <p>Precauções: Siga as instruções do fabricante considerando-se a manipulação e o uso adequados, bem como as recomendações para proteção dos olhos ao usar um aparelho de polimerização. Consulte a tabela para determinar as condições de polimerização para otimizar a força de colagem. Se a sua lâmpada de polimerização não estiver nesta tabela, consulte as instruções do fabricante para as condições de polimerização.</p>			
<p> DANSK</p>	<p> Brugsanvisning</p>		
<p>A. Tandpræparation</p> <p>B. Syreætning</p> <p>C. Priming af tænderne</p> <p>D. Adhæsivapplisering fra kapsler</p> <p>F. Placering og afbinding</p> <p>G. Desinficeringsopslysninger</p> <p>H. Opbevaring og anvendelse</p> <p>Indikatorer for brug: Dette produkt er beregnet til direkte binding af keramiske ortodontiske brackets samt metalbrackets.</p> <p>Bemærk: Dette produkt er ikke indikeret til brug med brackets af plastik (polykarbonat).</p> <p>Advarsel: Dette produkt indeholder acrylatmonomer. Acrylatmonomer er kendt for at kunne medføre allergiske hudreaktioner hos visse overfølsomme personer. Kan medføre øjen- og hudirritation.</p> <p>Vigtigt: Alle resin-baserede primere, der trænger ind i emaljen, kan under visse omstændigheder midlertidigt ændre emaljens udseende. Det misfarver ikke emaljen, men danner en kontrast til den omgivende emalle krallende udseende.</p>			

H. Varoituskioto ja käyttö
Käyttöohjeista: Tuote on suunniteltu suoraan sitoutumiseen okimishoidon keraamisissa sulussa ja metallisulussa.

Huomautus: Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi muovibrakettien (polykarbonaativalmistesten) yhteydessä.

Varoitus: Tämä tuote sisältää akrylaattimonomeerejä. Akrylaattimonomeerien tiedetään aiheuttavan allergisia ihoreaktioita jollekin yksilölle. Saattaa aiheuttaa ärsytystä silmissä ja iholta.
Tärkeää: Kaikki resiniinipohaiset primetit, jotka turkeutuvat killeprismoihin, voivat jossain osuudessa muuttaa kiltteen ulkonäköä tilapäisesti. Ne eivät väärjä kiltettä, vaan luovaa pikemminkin vastakohtaan ympäröivän kiltteen kalkkimaisella ulkonäköllä.

Varoittoimet: Vältettävä aineen joutumista silmiin ja iholle. Tätä tuotetta käsitellessä on käytettävä suojakäsineitä.

Ensiapu:

Aineen joutuminen silmiin: Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos ärsytys jatkuu.

Aineen joutuminen iholle: Pese altistunut alue vedellä ja saippualla. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos ärsytys jatkuu.

Varoittoimet: Posliinikiinnitys-tall -fasadit: Braketteja posliinikiinnitysuuruihin tai -fasadeihin kiinnitettäessä on noudatettava varovaisuutta, koska bracketin irrottaminen voi aiheuttaa vaurioita hallekulla tai rikouksista tai posliinikiinnityksistä. Älä kiinnitä ohuisiin tai rikouksisiin posliinikiinnitysuuruihin tai -fasadeihin. Valmistele sidostettava posliinikuusi posliiniin pohjausainella, esim. 3M™ ESPE™ RelyX™ Ceramic Primer pohjausainella. Noudata posliinipohjausaineen mukana toimitettuja käyttöohjeita.

A. Hampaan valmistelu

1. Eristä hammas Dry Field -järjestelmällä tai käytettämällä jousia, dri-angle-levittimiä ja pumpulliputkua.

2. Puhdista hampaat öljytöntämällä hohka-ainella tai tahnaalla. Kuva 1. Huuhtelee vedellä.

3. Kuivaa huolellisesti öljytöntämällä ja kuivalla ilmalla. Kuva 2.

B. Harpoetusasu

1. Jos käytät itse-etsaavaa Transbond™ Plus -esikäsitteilyainetta, jatka kohtaan 3: Hampaiden pintojen käsittely itse-etsaavalla Transbond Plus -pohjausainella on esitelty alla. Jos et käytä itse-etsaavaa Transbond Plus -esikäsitteilyainetta, siirry fosforihappoetsaukseen.

2. Levitä hampaiden pinnalle 3M Unitek™-etsausgelillä (no 712-039 tai 712-044) pakkausten mukana toimitettujen ohjeiden mukaan. Jos käytät jotakin muuta etsausgelillä, lue valmistajan toimittamista käyttöohjeista oikeaa etsausetelmikkäa ja suositeltuja etsausaikoja koskevat tiedot.

3. Huuhtelee vedellä.

4. Kuivaa huolellisesti öljytöntämällä ja kuivalla ilmalla.

C. Hampaiden etsikäsitteily

Valtoehto 1: Hampaan pinnan käsittely Transbond™ XT -pohjausainella

1. Kuivaa hampas huolellisesti ilmalla.

2. Annostele pieni määrä Transbond™ XT-primeria sekoitusalustalla.

3. Vie ohut kerros primeria kaikkien kiinnitettävien hampaiden pinnolle.

Huomautus: Koska Transbond XT -esikäsitteilyaine toimii pintajäntäilyksen poistajana, sitä tarvitaan vain erittäin ohut kerros.

Valtoehto 2: Pintojen etsikäsitteily Transbond™ MIP Moisture Insensitive -pohjausainella

Kåyttöohjeissa REF 011-563 on Transbond™ MIP Moisture Insensitive -pohjausaineen käyttöä koskevia tarkempia tietoja.

Valtoehto 3: Hampaiden pintojen käsittely itse-etsaavalla Transbond™ Plus -pohjausainella

Tarkemmat ohjeet itse-etsaava Transbond™ Plus -pohjausaineen käytöstä saa tuoteselosteesta ru 011-581.

D. Sidosaineen vienti ruiskeista

Huomautus: Älä levitä sidosaainetta bracketteihin ennen kuin sidostus voidaan aloittaa.

1. Avaa viejään kahva täysin auki ennen kapselin sisääntyöntämistä. Vedä mäntää avattua kahvaa kohti. Aseta kapselin kärki synteerin aukkoon.

2. Aseta kapselin synteerin painamalla kapselin eteenpäin (poispäin kahvasta) niin kauaksi kuin mahdollista. Työnää mäntää kapselia kohti. Paina kahvaa, kunnes mäntä koskee kapselin pintaan.

3. Purستا pieni määrä Transbond XT™ -sidosaainetta bracketin pohjaan painaen hitaasti ja tasaisesti.

Pyyhi kapselin kärki puhtaaksi ja pane korkki paikalleen.

4. Avaa levittimen kahva täysin auki ennen käyrtelyn kapselin poistamista. Vedä mäntää kapselista poispäin. Työnää kapseli mäntää kohti. Käännä viejä ylösalaisin, jolloin kapseli puttaa kämmenille.

E. Sidosaineen vienti ruiskeista

Huomautus: Älä levitä sidosaainetta bracketteihin ennen kuin sidostus voidaan aloittaa.

1. Annostele pieni määrä Transbond XT -tahnaa ruiskeista bracketin pohjaan. Käytä säästeliäästi.

Pyyhi ruisukan kärki puhtaaksi ja pane korkki paikalleen.

F. Bracketin asettaminen ja kovetus

1. Aseta bracketti kyevyksi hampaan pinnalle välittömästi sidosaineen levittämisen jälkeen.

2. Aseta bracketti lopulliseen asentoon ja paina lujasti.

Huomautus: Jos lopullinen asettaminen vinoysty, suojaa bracketit ympäröivän valon aiheuttamalta kovettumiselta peittämällä potilaan suu tummalla kasvosuojalla tai kankaalla.

3. Poista varovasti ylimääräinen sidosaaine bracketin pohjan ympäriltä liikuttamatta brackettia.

4. Pidä kovetusvaloa 2–3 mm interproximaalisien kontaktin välisellä metallibraketeja koskettavessa ja kohtisuorassa keramibrakettien pintaan nähden.

Teknillisiä lisätietoja metallibraketeille nopeampaan valokovettamiseen: pidä kovetusvaloa interproximaalisesti kahden bracketin välillä. Jotta bracketin sidosaaine koskettaisi täysin, bracketin sidosaaine on kovettava molemmilla puoleilla.

Varoittoimet: Noudata valokovetinta käytettäessä valmistajan antamia tuotteen käsittelyä, asiantunukaista tekniä ja silmiensuojavälineitä koskevia ohjeita.

Taukukassa on mainittu kovetusparametrit optimaalisien sidostuslujuu den saavuttamiseksi. Jos käytämsäsi valokovetuslaitetta ei ole mainittu tässä taukukassa, lue valokovetuslaitteen valmistajan toimittamista ohjeista käytettävät valokovetusparametrit.

<p> Transbond™ XT -sidosaaineen käyttö</p>	<p> Ortholux™ valokovetintä (Laite 1000 mW/cm²) (LED)</p>	<p> Ortholux™ Luminous -valokovetintä (Laite 1600 mW/cm²) (LED)</p>
<p> Metallibrakettit</p>	<p>5 sekuntia distaalisesti</p> <p>+ 3 sekuntia distaalisesti</p>	<p>3 sekuntia distaalisesti</p> <p>+ 3 sekuntia distaalisesti</p>
<p> Keraamiset brakettit</p>	<p>5 sekuntia bracketin läpi</p> <p>+ 3 sekuntia bracketin läpi</p>	<p>6 sekuntia bracketin läpi</p> <p>+ 3 sekuntia bracketin läpi</p>
<p> Etsattavat bukkalittuubit</p>	<p>10 sekuntia mesiaalisesi</p> <p>+ 10 sekuntia okkusaalisesti</p>	<p>6 sekuntia mesiaalisesi</p> <p>+ 6 sekuntia okkusaalisesti</p>

5. Kaarilangat voidaan asentaa heti, kun viimeinen kiinnike on kiivunut.

G. Desinfektioita koskevia tietoja
Kaitsa viejään 712-032 puhdistus- ja desinfiointiohje 011-650 Reprocessing Instructions