



## NEDERLANDS • GEBRUIKSAANWIJZINGEN

**DENTATUS Classic Surtex Post** is een compleet en grondig getest systeem voor de retentie van opbouwmaterialen in endodontisch behandelde tanden. Het systeem bestaat fundamenteel uit ruimers en speciaal gemaakte stiftens. De stiftens zijn tijdelijkfowel permanent gecementeerd in het gerepareerde wortelkanaal. Het systeem is anatomisch gevormde ruimers en stiftens komen overeen met de morfologie van het wortelkanaal. Het systeem is uitsluitend voor gebruik door gediplomeerd tandheelkundig personeel. Surtex stiftens hebben een verbeterde retentie en zijn mat door hun speciale oppervlakte behandeling.

**DENTATUS STANDARD CLASSIC EN HELIX CLASSIC REAMERS** zijn ontworpen voor gebruik in standaard hooekstukken, bij een lage snelheid van niet meer dan 10.000 rpm. De vorm van de ruimers komt overeen met de vorm van de bijbehorende stift.

**Het gebruik:** De voorbereiding begint bij het gebruik van de dunst mogelijke ruimer. Neem, stap voor stap, de volgende groten maat totdat de gewenste afmetingen van het wortelkanaal bereikt. Aanbevolen diepte is bij benadering  $\Omega$  tot b van de totale wortellengte. Tevens is het raadzaam met gutta-percha te vullen tot circa 4 mm boven de apex. Voor de bovenfrontanden, die aan aanzienlijke zijdelingse krachten onderhevig zijn, is een maximale lengte preparatie en een stift in de maten 4, 5 of 6 noodzakelijk.

Elementen in het molaar gebied, die normaliter aan axiale krachten blootstaan, kunnen worden voorbereid voor kontrollen met een kleiner diameter. Preparatielijstje kan worden gecontroleerd door het gebruik van de rode stoppen op de ruimers.

**Maten:** Dentatus ruimers zijn verkrijgbaar in verschillende lengten, en in zes verschillende diameters, no. 1 t/m 6. De kleinste diameter is aangegeven met een overeenkomstig aantal groeven op de schacht.

**DENTATUS Classic Surtex Post** is vervaardigd voor de passieve bevestiging in wortelkanalen, ter voorkoming van spanningsopbouw en het risico van wortelfracturen. De ideale vorm 2/3 cylindrisch in 1/3 kegelvormig versterkt maximale retentie en een minimale risico opfractuur. Dettitanium stiftens zijn voor eenmalig gebruik bedoeld.

**De titanium stift** zijn vervaardigd van puur titanium en zijn geschikt voor de meeste retentieve doeleinden. Titanium is biologisch compatibel met het omliggende weefsel.

**De roestvrij staal stift** zijn aanbevolen voor alle retentieve doeleinden, waar extra hoge sterkte vereist is. Roestvrij staal bevat nikkel (Ni), daarom is het raadzaam voorzichtig te zijn wanneer allergische reacties voor mogelijk zijn.

**De vergulde stift** zijn toepasbaar voor alle retentieve doeleinden, waar een economisch alternatief vereist is (v.b. bij tijdelijke kronen). De vergulde stiftens zijn van brons vervaardigd, bedekt met een dun laagje goud. Bij het hanteren van de stiftens is voorzichtigheid geboden, omdat het laagje niet wordt beschadigd. Blootgesteld brons oxydeert in lichaamsvocht en kan ongewenste oxydatie van stift veroorzaken. Dit kan leiden tot verminderde retentie en verkleuring van de vulling. Vermijd beschadigde stiftens.

**Het kiezen van afmetingen:** De geschikte maat is een combinatie van zowel de bepaalde diameter van de ruimer, de lengte van het kanaal en de hoogte van de kroon. Het nummer van de stift hoort overeen te komen met dat van de laagst gebruikte ruimer, de lengte is zo lang mogelijk zonder dat de kop van de stift de vorm, functie en de esthetische eigenschappen van de restauratie beïnvloed. Verifieer afmetingen met het meetapparaat op het assortimentswiel. De plaatsing in het wortelkanaal wordt gecontroleerd zonder de stift te laten draaien. Het voorbereide wortelkanaal moet grondig worden schoon gemaakt voorafgaande aan de bevestiging van de stift.

**Cementeren:** Kan worden gedaan met tijdelijke of permanente cement. Indien gecementeerd, cement is aangebracht op het van schroefdraad voorziene deel van de stift en in de opening van het voorbereide wortelkanaal. Breng de stift in het wortelkanaal aan met de Dentatus tang of iedere Dentatus stiftsleutel en draai licht kloksgewijs tot een weerstand wordt opgemerkt en de stift correct geplaatst is. Het draaien verspreidt het cement gelijkmatig over de dentin en wanden, verwijdt overmatig cement en schakelt hydraulische druk uit. Wanneer het cement compleet gehard is, kan de kop van de stift breder worden gemaakt met de trekstelen voor extra retentie van het opbouwmateriaal.

**AANWIJZINGEN**

Met de eerste preparatie van zeer dunne kanalen kan worden begonnen door gebruik te maken van Dentatus Probos I ruimers (afzonderlijk verkocht). Probos I heeft een zeer dunne schacht, die de vorm van het wortelkanaal volgt. De scherpe zijdelings snijdende kop snijdt met zowel instekende als terugtrekkende bewegingen en tast het apicale gedeelte van het wortel-vul materiaal niet aan.

**Desinfectie:** Alle metalen componenten kunnen worden schoongemakken in ultrasone baden en geautoclaveerd bij 134°C, of chemisch worden gesteriliseerd in een oplossing van 5% chloorhexidine alcohol in 3 minuten.


**Belangrijk:** Om inademmen of inslikken van gevallen stiftens sleutels en andere kleine deeltjes te voorkomen, is het ten sterkste aangeraden een rubberen dam te gebruiken. Mocht een dergelijk ongeval plaatsvinden, waarschuwd dan inmiddelijker een arts.

**DENTATUS Classic Surtex Post NAVULLINGEN:**

Vermeldt u bij nabestellingen a.u.b. het gewenste materiaal.

**DENTATUS Classic Surtex Post NAVULLINGEN:**

Vermeldt u bij nabestellingen a.u.b. het gewenste materiaal.



## ITALIANO •ISTRUZIONI PER L'USO

**IL SISTEMA DI PERNI DENTATUS Classic Surtex Post** è un sistema completo e accuratamente testato per la retinzione di perni-monconi in denti trattati endodonticamente. Il sistema è costituito da alesatori e perni in diverse misure e materiali differenti. I perni vengono cementati provisoriamente o permanentemente nella preparazione del canale radicolare. La forma anatomica degli alesatori e dei perni corrisponde alla morfologia naturale del canale radicolare. Il sistema può essere utilizzato solo da personale qualificato. La gamma di Perni Surtex offre una migliore retinzione ed un aspetto opaco grazie al trattamento della superficie.

**GLI ALESATORI DENTATUS** (Standard Classic e Helix Classic) sono stati progettati per l'utilizzo con contrangoli standard, a bassi regimi di velocità, inferiore ai 10.000 g/min. La forma degli alesatori corrisponde esattamente alla forma del rispettivo perno.

**Come utilizzarli:** la preparazione viene cominciata utilizzando l'alesatore più fine. Ad ogni passaggio si deve utilizzare un alesatore della misura successiva più larga, fino a raggiungere le dimensioni desiderate del canale radicolare. La profondità consigliata va da circa 1/2 a 2/3 della lunghezza totale della radice radicolare. Negli anteriori superiori, che vengono sottoposti a notevoli forze laterali, sono necessari una preparazione di lunghezza massima possibile e un perno della misura da 4,5 a 6. I denti posteriori, che normalmente vengono sottoposti a forze assiali, possono essere preparati per l'applicazione di perni più corti con diametro più piccolo. La profondità della preparazione può essere controllata utilizzando gli appositi stopper rossi applicati sugli alesatori.

**Misure:** gli alesatori Dentatus sono disponibili in varie lunghezze e in sei diametri differenti, dal n. 1 al n. 6. La misura effettiva del diametro è indicata, sul gambo dell'alesatore stesso, dal numero corrispondente di tacche.

**I PERNI DENTATUS Classic Surtex Post** servono per la cementazione passiva nei canali radicolari, che previene la possibilità di aumento di tensione e il rischio di frattura della radice. La forma ideale - cilindrica per 2/3 e conica per 1/3 - fornisce un livello di retinzione massimo con un minimo rischio di frattura. I perni sono monouso.

**I perni in Titano** sono costituiti di titanio puro e sono consigliati per la maggior parte delle preparazioni rettentive. Il titanio ha un'elevata compatibilità biologica con i tessuti circostanti.

**I perni in acciaio inossidabile** sono consigliati per tutte le preparazioni rettentive e dove è necessaria un'elevata resistenza alla trazione. L'acciaio inossidabile contiene nichel (Ni) ed è quindi indispensabile un attento utilizzo nel caso si sospetti o si accorga di reazioni allergiche verso il nichel.

**I perni dorati** sono adatti per tutte le preparazioni rettentive, come alternativa economica (per es. per le corone provvisorie). I perni dorati sono costituiti da ottone ricoperto da un sottile strato di oro. Si raccomanda di prestare particolare attenzione che la placcatura dorata non sia danneggiata: l'ottone esponto, infatti, viene corroso dai fluidi orali e porta quindi alla corrosione del perno. Questo può causare un indebolimento della rettentione e la corrosione del restauro. Si raccomanda di gettare i perni danneggiati.

**Scelta delle dimensioni:** la misura adeguata è una combinazione fra due determinati diametri degli alesatori, la lunghezza del canale e l'altezza della corona. La misura del perno coinciderà con quella dell'ultimo alesatore utilizzato, mentre la lunghezza dovrebbe essere la più lunga possibile senza che la testa del perno interferisca con la forma, la funzione e le proprietà estetiche del restauro finito. È possibile controllare le dimensioni nel dispositivo di misurazione, nella confezione dei perni assortiti. Il controllo dell'adattamento del perno nel canale radicolare deve essere eseguito senza ruotare il perno. Il canale preparato dovrà essere pulito accuratamente prima della cementazione del perno.

**Cementazione:** è possibile eseguirla con cementi provvisori o permanenti. Procedere ad applicare il cemento sulla parte filamentosa del perno e sull'apertura del canale radicolare preparato. Inserire quindi il perno nel canale con le apposite pinze Dentatus o con una delle chiavi per perni Dentatus e farlo ruotare delicatamente in senso orario, fino ad avvertire resistenza con il perno correttamente collocato. Il movimento di rotazione sparge il cemento uniformemente lungo le pareti dentinali, fa fuoriuscire la quantità di cemento in eccesso, eliminando la pressione idraulica. Quando il cemento si è indurito completamente, è possibile allargare la testa del perno agendo sul taglio a croce in modo da avere una maggiore rettentione del perno moncone.

### CONSIGLI

La preparazione iniziale di canali molto fini può essere avviata utilizzando gli alesatori Probos I Dentatus (venduti separatamente). Probos I ha un fusto molto fine, il quale segue la forma del canale radicolare. La parte lavorante tagliente dell'alesatore, rimuove il materiale sia durante l'inserimento che durante l'estrazione dello strumento, senza intaccare la parte apicale del canale.

**Disinfezione:** Tutti i componenti metallici possono essere eseguita in vaschette ad ultrasuoni e sterilizzati in autoclave alla temperatura di 134°C, o in soluzione chimica al 5% di clorexidina, 3 minuti.

**Importante:** per evitare l'ingerimento di perni, chiavi o altri piccoli strumenti utilizzati nella procedura, si consiglia vivamente di applicare la diga di gomma. Nel malaugurato caso che tale incidente si verifichi contattare immediatamente un medico.

**RECAMBIOS DE DENTATUS Classic Surtex Post:**  
En los pedidos repetidos, rogamos se indique el material necesario.

**CONFEZIONI RICAMBIO - PERNI DENTATUS Classic Surtex Post:**  
Quando si devono riordinare gli strumenti, preghiamo indicare il materiale richiesto.

## ESPAÑOL • MODO DE EMPLEO

**EL DENTATUS Classic Surtex Post** es un sistema completo y totalmente probado para la retención de materiales para reconstrucción de muñones en dientes endodonciados. El sistema consta básicamente de ensanchadores y espigas especialmente adaptadas, en distintos tamaños y materiales diferentes. Las espigas se cementan de forma temporal o definitiva en el canal radicular preparado. Los ensanchadores y las espigas de forma anatómica se corresponden con la morfología natural del canal radicular. El sistema puede ser utilizado solo por personal dental cualificado que utilizará el sistema. Los postes Surtex ofrecen mejor retención y no son reflejantes gracias a su superficie opaca.

**LOS ENSANCHADORES DENTATUS** (Standard Classic & Helix Classic) se han diseñado para ser utilizados en contraángulos estándar, a baja velocidad, inferior a 10.000 g/min. La forma de los ensanchadores se corresponde con la forma de la espiga correspondiente.

**Utilización:** La preparación empieza con la utilización del ensanchador más fino posible. Poco a poco, se utiliza el siguiente número más grande hasta alcanzar las dimensiones deseadas del canal radicular. La profundidad recomendada es de aproximadamente 1/2 a 2/3 de la longitud total de la raíz para que la gutapercha quede a 4 mm del vértice apical. Para los dientes anteriores superiores, que venguen sotopuestos a notevoli fuerzas laterales, son necesarios una preparación de longitud masiva y un perno de la medida de 4,5 a 6. Los dientes posteriores, normalmente sometidos a fuerzas axiales, pueden ser preparados para espigas más cortas de menor diámetro. La profundidad de la preparación puede ser controlada mediante los topes rojos de los ensanchadores.

**Tamaños:** Los ensanchadores Dentatus se presentan en varias longitudes, y en seis diámetros diferentes, no 1-6. El diámetro real se indica por el número de ranuras del vástago.

**Los pernos de titanio** (Standard Classic & Helix Classic) fueron diseñados para ser utilizados en contraángulos padronizados, a baja velocidad, no ultrapassando a 10.000 rpm. La forma de las limas corresponde con la forma de la espiga respectiva.

**Modo de Utilización:** A preparación es iniciada utilizando a lima más fina posible. Progresivamente, es aumentado el tamaño hasta que se alcancen las dimensiones deseadas del canal radicular. A profundidad recomendada es de aproximadamente 1/2 a 2/3 del comprimiento total de la raíz, de forma a que la gutapercha quede a cerca de 4 mm del vértice apical. Para los dientes anteriores superiores, que están sometidos a fuerzas laterales considerables, es necesario una preparación de máxima longitud y una espiga de tamaño 4,5 ó 6. Los dientes posteriores, que son normalmente sometidos a fuerzas axiales, pueden ser preparados para espigas más cortas de menor diámetro. La profundidad de la preparación puede ser controlada mediante los topes rojos de los ensanchadores.

**Los espigones de titanio** están elaborados en titanio puro y se recomiendan para todos los fines retentivos. El titanio presenta una elevada compatibilidad biológica con el tejido circundante.

**Los espigones de acero inoxidable** se recomiendan para todos los fines retentivos, en los casos en que se requiere una elevada resistencia al esfuerzo cortante. El acero inoxidable contiene nichel (Ni), por lo que deberá utilizarse con precaución ante la sospecha o la seguridad de reacción alérgica.

**Las espigas doradas** están indicadas para todos los fines retentivos, en los casos en que se requiere una alternativa más económica (por ejemplo, en las coronas temporales). Las espigas chapadas en oro están elaboradas a base de cobre recubierto con una fina capa de oro. Las espigas deberán manipularse con cuidado para no dañar el recubrimiento. El cobre desprotegido se corroerá en contacto con los líquidos corporales y podrá provocar la corrosión involuntaria de la espiga, lo que se traducirá en una menor retención y en la pérdida de color del resto. Las espigas estropeadas deben desecharse.

**Elección de la dimensión:** El tamaño adecuado es una combinación del diámetro concre