

Calcium Hydroxide

Instructions for use



REF 35213

DE Gebrauchsanweisung.

EN Instructions for use.

ES Instrucciones de uso.

FR Mode d'emploi.

IT Istruzioni per l'uso.

PL Instrukcja postępowania.

PT Instruções de uso.

MODE D'EMPLOI

HYDROXYDE DE CALCIUM

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Coiffage pulpaire direct et indirect.
Revêtement protecteur sous les matériaux d'obturation dentaire, ciments et autres matériaux de base.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux sulfamides ou autres composants, respectivement du produit. Les produits contenant de l'acétone sont préjudiciables aux matériaux à base d'hydroxyde de calcium. Minimiser le contact de ces produits avec les revêtements à base d'hydroxyde de calcium.

APPLICATION

Rapport base/catalyseur	Volumes égaux
Temps de mélange	10 secondes
Temps de travail (à 23 ± 1 °C)	2 minutes 30 secondes minimum
Temps de prise (à 37 ± 1 °C)	4 minutes 0 seconde maximum

CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et sec (5-25 °C). Il est important de garder les tubes hermétiquement fermés entre chaque utilisation.

AVERTISSEMENT

Peut causer des réactions allergiques chez les personnes sensibles aux sulfamides. Contient de l'hydroxyde de calcium et du disalicylate de 1,3-butylène-glycol. Éviter le contact de la poudre ou du produit avec les yeux. En cas de contact, laver abondamment avec de grandes quantités d'eau et consulter un médecin dans les plus brefs délais.

CODE DE LOT

Le code de lot donne une date de fabrication sous le format mois, année, jour avec un suffixe numérique pour identifier de manière unique le lot de matériel. Veuillez mentionner ce numéro de lot dans toute correspondance.

La date d'expiration est indiquée sous le format année, mois. Ne pas utiliser le produit après cette date.

SÉCIELEMENT FORMULÉ POUR ÊTRE UTILISÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

REF: 13 g de pâte de base / 11 g de pâte de catalyseur.

ISTRUZIONI PER L'USO

IDROSSIDO DI CALCIO

INDICAZIONI RACCOMANDATE

Incapucciamento diretto e indiretto della polpa.
Liner protettivo da utilizzare sotto riempitivi, cementi e altri materiali per otturazione dentale.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità a sulfamidici o altri componenti del prodotto. I prodotti contenenti acetone sono dannosi per i materiali a base di diossido di calcio. Ridurre al minimo il contatto di questi prodotti con i liner all'idrossido di calcio.

GEBRAUCHSANWEISUNG

KALCIUMHYDROXID

Direkte und indirekte Pulpa-Überkappung.
Schuttschicht unter Zahnfüllungsmaterialien, Zementen und anderen Basismaterialien.

GEGENANZEIGEN

Überempfindlichkeit gegenüber Sulfonamiden oder anderen Komponenten, respektive des Produkts. Acetonhaltige Produkte wirken sich nachteilig auf Calciumhydroxid-Materialien aus. Minimieren Sie den Kontakt dieser Produkte mit Calciumhydroxid-Schichten

ANWENDUNGEN

Basis: Katalysatorverhältnis	
Mischzeit	10 Sekunden
Verarbeitungszeit (bei 23 ± 1°C)	Mindestens 2 Minuten 30 Sekunden
Abbindezeit (bei 37 ± 1°C)	Maximal 4 Minuten 0 Sekunden

AUFBEWAHRUNG

Aufbewahrung an einem kühlen, trockenen Ort (5-25 °C / 41-77 °F). Es ist wichtig, die Tuben fest verschlossen zu halten, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

WARNUNG

Kann allergische Reaktionen bei Personen auslösen, die anfällig für Sulfonamide sind. Enthält Calciumhydroxid und 1,3-Butylenglykoldisalicylat. Vermeiden Sie Kontakt des Pulvers oder der Flüssigkeit mit den Augen. Im Falle eines Kontakts spülen Sie die Augen mit großen Wassermengen aus und holen Sie so schnell wie möglich ärztlichen Rat ein.

CHARGENCODE

Der Chargencode teilt das Herstellungsdatum im Format Monat, Tag, Jahr mit und enthält ein Nummersuffix zur eindeutigen Kennzeichnung der Materialcharge. Bitte geben Sie diese Chargennummern bei jedem Schriftverkehr an.

Das Verfalldatum wird im Format Jahr, Monat, Tag angegeben. Verwenden Sie das Produkt nicht nach diesem Datum.

SPEZIELL FORMULIERT FÜR DEN EINSATZ IN DER ZAHNHEIZIN

BEZ: 13 g Basispaste / 11 g Katalysatorpaste

INSTRUCTIONS FOR USE

CALCIUM HYDROXIDE

RECOMMENDED INDICATIONS

Direct and indirect pulp capping.
Protective liner under dental filling materials, cements and other base materials.

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity against sulphonamides or other components, respectively of the product. Acetone-containing products are detrimental to calcium hydroxide materials. Minimise contact of these products with calcium hydroxide liners.

APPLICATION

Base: Catalyst Ratio	Equal volumes
Mixing Time	10 seconds
Working Time (at 23 ± 1°C)	2 minutes 30 seconds Minimum
Setting Time (at 37 ± 1°C)	4 minutes 0 seconds Maximum

APPLICAZIONE

Rapporto base: catalizzatore	Volumi uguali
Tempo di miscelazione	10 secondi
Tempo di lavorazione (a 23 ± 1°C)	min. 2 minuti e 30 secondi
Tempo di indurimento (a 37 ± 1°C)	max. 4 minuti e 0 secondi

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto (5-25°C). È importante tenere le confezioni ermeticamente chiuse quando non sono in uso.

ATTENZIONE

Può causare reazioni allergiche in soggetti sensibili ai sulfamidici. Contiene idrossido di calcio e disalicylat di 1,3-butanediolo. Evitare il contatto della polvere o del liquido con gli occhi. In caso di contatto, sciacquare gli occhi con abbondante acqua e consultare un medico il prima possibile.

CODICE DI LOTTO

Il codice di lotto indica una data di produzione aperta (nel formato mese, anno, giorno) con un suffisso numerico che identifica in modo univoco il lotto del materiale. Si prega di citare questo numero di lotto in qualsiasi comunicazione relativa al prodotto.

La data di scadenza è indicata nel formato anno, mese. Non utilizzare il prodotto dopo tale data.

APPOSITAMENTE FORMULATO PER USO ODONTOTRICO

REF: 13 g Base in pasta / 11 g Catalizzatore in pasta.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

WODOROTLENK WAPNIA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Bezpośrednie i pośrednie przykrycie miążgi żęba.
Zastosowanie jako ochronny podścielacz pod materiałami wypełnienia, cementem i innymi podkładami.

PRZECIWSKAZANIA

Nadwrażliwość na sulfonamidy lub inne składniki, w zależności od produktu. Produkty zawierające aceton uszkadzają materiały zawierające wodorotlenek wapnia. Należy maksymalnie ograniczyć kontakt takich produktów z podścielaczami na bazie wodorotlenku wapnia.

SPOSÓB STOSOWANIA

Proporcje podkładu do katalizatora	Równa objętość
Czas mieszania	10 sekund
Czas pracy (przy 23 ± 1°C)	Minimum 2 minuty 30 sekund
Czas wiązania (przy 37 ± 1°C)	Maksimum 4 minuty 0 sekund

PRZECIWOZWYKAZANIE

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu (5-25°C / 41-77°F).
Należy pamiętać o dokładnym zamknięciu tubek, gdy produkt nie jest używany.

OSTRZEŻENIE

Produkt może wywołać reakcje alergiczne u osób wrażliwych na sulfonamidy. Zawiera wodorotlenek wapnia i disalicylan glikolu 1,3-butenowego. Unikać kontaktu proszku lub cieczy z oczami. W przypadku kontaktu dokładnie przepłukać oczy dużą ilością wody i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

STORAGE

Store in a cool, dry place (5-25°C / 41-77°F). It is important to keep tubes tightly sealed when not in use.

WARNING

May cause allergic reactions in persons susceptible to sulphonamides. Contains calcium hydroxide and 1,3-Butylene Glycol Disalicylate. Avoid contact of powder or liquid with the eyes. In case of contact, rinse thoroughly with large quantities of water and obtain medical advice as soon as possible.

BATCH CODE

The batch code gives an open date of manufacture in month, year, day format with a numerical suffix to uniquely identify the batch of material. Please quote this batch number in all correspondence.

The expiry date is shown in year, month format. Do not use the product after this date.

SPECIALLY FORMULATED FOR USE IN DENTISTRY

REF: 13g Base Paste / 11g Catalyst Paste.

INSTRUCCIONES DE USO

HIDRÓXIDO DE CALCIO

INDICACIONES RECOMENDADAS

Decapado pulpar directo e indirecto.
Revestimiento protector bajo los materiales de relleno dentales, cementos y otros materiales de base.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a las sulfonamidas u otros componentes, respectivamente, del producto. Los productos que contienen acetona son perjudiciales para los materiales de hidróxido de calcio. Reducir al mínimo el contacto de estos productos con los revestimientos de hidróxido de calcio.

APLICACIÓN

Base: Proporción de catalizador	Volumenes iguales
Tiempo de mezcla	10 segundos
Tiempo de trabajo (a 23 ± 1 °C)	2 minutos 30 segundos mínimo
Tiempo de fraguado (a 37 ± 1 °C)	4 minutos 0 segundos máximo

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco (5-25 °C). Es importante mantener los tubos sellados herméticamente cuando no se estén usando.

ADVERTENCIA

Puede producir reacciones alérgicas en personas sensibles a las sulfonamidas. Contiene hidróxido de calcio y 1,3-butilenglicol disalicylat. Evitar el contacto del polvo o el líquido con los ojos. En caso de contacto, aclarar con abundante agua y acudir a un médico lo antes posible.

CÓDIGO DE LOTE

El código de lote proporciona una fecha de fabricación abierta en formato de mes, año, día con un sufijo numérico para identificar de forma inequívoca el lote de material. Por favor incluya este número de lote en toda la correspondencia.

La fecha de caducidad se muestra en formato de año, mes. No usar el producto después de esta fecha.

FORMULADO ESPECIALMENTE PARA USO EN ODONTOLOGÍA

REF: 13 g Pasta base / 11 g Pasta catalizadora.

KOD PARTII

Kod partii zawiera otwartą datę produkcji w formacie miesiąc-rok-dzień z sufiksem numerycznym, który jednoznacznie określa partię materiału. Ten numer partii należy podawać we wszelkiej korespondencji dotyczącej produktu.

Termin ważności podano w formacie rok-miesiąc. Nie należy stosować produktu po upływie tej daty.

PRODUKT SPECJALNIE OPACOWANY DO STOSOWANIA W STOMATOLOGII

NR REF: 13 g pasty podstawowej / 11 g pasty z katalizatorem.

INSTRUÇÕES DE USO

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO

RECOMENDAÇÕES

Capaeamento pulpar direto e indireto.
Revestimento de proteção sob materiais de enchimento dental, cimentos e outros materiais de base.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade a sulfonamidas ou a outros componentes, em função do produto. Os produtos com acetona são prejudiciais aos materiais de hidróxido de cálcio. Minimizar o contato desses produtos com os revestimentos de hidróxido de cálcio.

APLICAÇÃO

Proporção Base/Pasta catalisadora	Volumes idênticos
Tempo de mistura	10 segundos
Tempo de atuação (a 23±1 °C)	2 minutos e 30 segundos, no mínimo
Tempo de endurecimento (a 37±1 °C)	4 minutos e 0 segundos, no máximo

ARMazenamento

Armazenar em local fresco e seco (5 a 25 °C). É importante manter os tubos bem vedados quando não forem utilizados.

AVISO

Pode originar reações alérgicas em pessoas sensíveis a sulfonamidas. Contém hidróxido de cálcio e 1,3-butilenglicol disalicylat. Evitar o contato do pó ou líquido com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar bem com água abundante e procurar assistência médica assim que possível.

CÓDIGO DO LOTE

O código do lote fornece uma data de fabrico no formato "mês, ano, dia" com um sufixo numérico para identificar exclusivamente o lote de material. Indicar este número de lote em qualquer correspondência.

A data de validade é apresentada no formato "ano, mês". Não utilizar o produto após essa data.

FORMULADO ESPECIFICAMENTE PARA UTILIZAÇÃO EM MEDICINA DENTÁRIA

REF.: 13 g de Pasta base/11 g de Pasta catalisadora.

EC	REP	Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Fl., Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta.	AP9434/2 1 Update: 03/2021 AP9434
----	-----	---	--------------------------------------

More information available at:
www.proclinic-products.com

Advanced Healthcare Ltd.
Tonbridge TN11 8JU, UK.



MODE D'EMPLOI

FR

HYDROXYDE DE CALCIUM

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Coiffage pulpaire direct et indirect.
Revêtement protecteur sous les matériaux d'obturation dentaire, ciments et autres matériaux de base.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux sulfamides ou autres composants, respectivement du produit. Les produits contenant de l'acétone sont préjudiciables aux matériaux à base d'hydroxyde de calcium. Minimiser le contact de ces produits avec les revêtements à base d'hydroxyde de calcium.

APPLICATION

Rapport base/catalyseur	Volumes égaux
Temps de mélange	10 secondes
Temps de travail (à 23 ± 1 °C)	2 minutes 30 secondes minimum
Temps de prise (à 37 ± 1 °C)	4 minutes 0 seconde maximum

CONSERVATION

Conservé dans un endroit frais et sec (5-25 °C). Il est important de garder les tubes hermétiquement fermés entre chaque utilisation.

AVERTISSEMENT

Peut causer des réactions allergiques chez les personnes sensibles aux sulfamides. Contient de l'hydroxyde de calcium et du disalcylate de 1,3-butylène-glycol. Éviter le contact de la poudre ou du liquide avec les yeux. En cas de contact, laver abondamment avec de grandes quantités d'eau et consulter un médecin dans les plus brefs délais.

CODE DE LOT

LOT

Le code de lot donne une date de fabrication sous le format mois, année, jour avec un suffixe numérique pour identifier de manière unique le lot de matériau. Veuillez mentionner ce numéro de lot dans toute correspondance.

La date d'expiration est indiquée sous le format année, mois. Ne pas utiliser le produit après cette date.

ISTRUZIONI PER L'USO

IT

IDROSSIDO DI CALCIO

INDICAZIONI RACCOMANDATE

Incapucciamento diretto e indiretto della polpa.
Liner protettivo da utilizzare sotto riempitivi, cementi e altri materiali per otturazione dentale.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità a sulfamidici o altri componenti del prodotto. I prodotti contenenti acetone sono dannosi per i materiali a base di idrossido di calcio. Ridurre al minimo il contatto di questi prodotti con i liner all'idrossido di calcio.

REF: 13 g de pâte de base / 11 g de pâte de catalyseur.

APPLICAZIONE

Rapporto base: catalizzatore	Volumi uguali
Tempo di miscelazione	10 secondi
Tempo di lavorazione (a 23 ± 1 °C)	min. 2 minuti e 30 secondi
Tempo di indurimento (a 37 ± 1 °C)	max. 4 minuti e 0 secondi

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto (5-25°C). È importante tenere le confezioni ermeticamente chiuse quando non sono in uso.

ATTENZIONE

Può causare reazioni allergiche in soggetti sensibili ai sulfamidici. Contiene idrossido di calcio e disalcilato di 1,3-butanediolo. Evitare il contatto della polvere o del liquido con gli occhi. In caso di contatto, sciacquare gli occhi con abbondante acqua e consultare un medico il prima possibile.

CODICE DI LOTTO

LOT

Il codice di lotto indica una data di produzione aperta (nel formato mese, anno, giorno) con un suffisso numerico che identifica in modo univoco il lotto del materiale. Si prega di citare questo numero di lotto in qualsiasi comunicazione relativa al prodotto.

La data di scadenza è indicata nel formato anno, mese. Non utilizzare il prodotto dopo tale data.

APPPOSITAMENTE FORMULATO PER USO ODONTOIATRICO

REF: 13 g Base in pasta / 11 g Catalizzatore in pasta.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

PL

WODOROTLENK WAPNIA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Bezpośrednie i pośrednie przykrycie miażdżę.
Zastosowanie jako ochronny podścielacz pod materiałami wypełnienia, cementem i innymi podkładami.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na sulfonamidy lub inne składniki, w zależności od produktu. Produkty zawierające aceton uszkadzają materiały zawierające wodorotlenek wapnia. Należy maksymalnie ograniczyć kontakt takich produktów z podścielaczami na bazie wodorotlenku wapnia.

SPOSÓB STOSOWANIA

Proporcje podkładu do katalizatora	Równa objętość
Czas mieszania	10 sekund
Czas pracy (przy 23 ± 1 °C)	Minimum 2 minuty 30 sekund
Czas wiązania (przy 37 ± 1 °C)	Maksimum 4 minuty 0 sekund

PRZECZYNIAWYWANIE

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu (5-25°C / 41-77°F).
Należy pamiętać o dokładnym zamknięciu tubek, gdy produkt nie jest używany.

OSTRZEŻENIE

Produkt może wywołać reakcje alergiczne u osób wrażliwych na sulfonamidy. Zawiera wodorotlenek wapnia i disalcylan glikolu 1,3-butylenowego. Unikaj kontaktu proszku lub cieczy z oczami. W przypadku kontaktu dokładnie przepłukać oczy dużą ilością wody i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

KOD PARTII

LOT

Kod partii zawiera otwartą datę produkcji w formacie miesiąc-rok-dzień z sufiksem numerycznym, który jednoznacznie określa partię materiału. Ten numer partii należy podawać we wszelkiej korespondencji dotyczącej produktu.

Termin ważności podano w formacie rok-miesiąc. Nie należy stosować produktu po upływie tej daty.

PRODUKT SPECJALNIE OPRACOWANY DO STOSOWANIA W STOMATOLOGII

NR REF: 13 g pasty podstawowej / 11 g pasty z katalizatorem.

INSTRUÇÕES DE USO

PT

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO

RECOMENDAÇÕES

Capejamento pulpar direto e indireto.
Revestimento de proteção sob materiais de enchimento dental, cimentos e outros materiais de base.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade a sulfonamidas ou a outros componentes, em função do produto. Os produtos com acetona são prejudiciais aos materiais de hidróxido de cálcio. Minimizar o contato desses produtos com os revestimentos de hidróxido de cálcio.

APLICAÇÃO

Proporção Base/Pasta catalisadora	Volumes idênticos
Tempo de mistura	10 segundos
Tempo de atuação (a 23±1 °C)	2 minutos e 30 segundos, no mínimo
Tempo de endurecimento (a 37±1 °C)	4 minutos e 0 segundos, no máximo

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fresco e seco (5 a 25 °C). É importante manter os tubos bem vedados quando não forem utilizados.

AVISO

Podê originar reações alérgicas em pessoas sensíveis a sulfonamidas. Contêm hidróxido de cálcio e 1,3-butilenoglicol disalcilato. Evitar o contato do pó ou líquido com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar bem com água abundante e procurar assistência médica assim que possível.

CÓDIGO DO LOTE

LOT

O código do lote fornece uma data de fabrico no formato "mês, ano, dia" com um sufixo numérico para identificar exclusivamente o lote de material. Indicar este número de lote em qualquer correspondência.

A data de validade é apresentada no formato "ano, mês". Não utilizar o produto após essa data.

FORMULADO ESPECIALMENTE PARA UTILIZAÇÃO EM MEDICINA DENTÁRIA

REF.: 13 g de Pasta base/11 g de Pasta catalisadora.

EC

REP

Advena Ltd, Tower Business Centre, 2nd Fl., Tower Street, Swatara, BKR 4013 Malta.

Last Update: 03/2021 AP9434

More information available at:
www.proclinc-products.com

Advanced Healthcare Ltd.
Tonbridge TN11 8JU, UK.

CE 0123

Calcium Hydroxide

Instructions for use

proclinc

REF 35213

- DE Gebrauchsanweisung.
- EN Instructions for use.
- ES Instrucciones de uso.
- FR Mode d'emploi.
- IT Istruzioni per l'uso.
- PL Instrukcja postępowania.
- PT Instruções de uso.

GEBRAUCHSANWEISUNG

DE

KALCIUMHYDROXID

Direkte und indirekte Pulpa-Überkappung.
Schuttschicht unter Zahnfüllungsmaterialien, Zementen und anderen Basismaterialien.

GEGENANZEIGEN

Überempfindlichkeit gegenüber Sulfonamiden oder anderen Komponenten, respektive des Produkts. Acetonhaltige Produkte wirken sich nachteilig auf Calciumhydroxid-Materialien aus. Minimieren Sie den Kontakt dieser Produkte mit Calciumhydroxid-Schichten

ANWENDUNGEN

Basis: Katalysatorverhältnis	
Mischzeit	10 Sekunden
Verarbeitungszeit (bei 23 ± 1 °C)	Mindestens 2 Minuten 30 Sekunden
Abbindezeit (bei 37 ± 1 °C)	Maximal 4 Minuten 0 Sekunden

AUFBEWAHRUNG

Aufbewahrung an einem kühlen, trockenen Ort (5-25 °C / 41-77 °F). Es ist wichtig, die Tuben fest verschlossen zu halten, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

WARNUNG

Kann allergische Reaktionen bei Personen auslösen, die anfällig für Sulfonamide sind. Enthält Calciumhydroxid und 1,3-Butylenglykoldisalcylat. Vermeiden Sie Kontakt des Pulvers oder der Flüssigkeit mit den Augen. Im Falle eines Kontakts spülen Sie die Augen mit großen Wassermengen aus und holen Sie so schnell wie möglich ärztlichen Rat ein.

CHARGENCODE

LOT

Der Chargencode teilt das Herstellungsdatum im Format Monat, Tag, Jahr mit und enthält ein Nummersuffix zur eindeutigen Kennzeichnung der Materialcharge. Bitte geben Sie diese Chargennummern bei jedem Schriftverkehr an.

Das Verfalldatum wird im Format Jahr, Monat, Tag angegeben. Verwenden Sie das Produkt nicht nach diesem Datum.

SPEZIELL FORMULIERT FÜR DEN EINSATZ IN DER ZAHNHEILKUNDE

BEZ: 13 g Basispaste / 11 g Katalysatorpaste

INSTRUCTIONS FOR USE

EN

CALCIUM HYDROXIDE

RECOMMENDED INDICATIONS

Direct and indirect pulp capping.
Protective liner under dental filling materials, cements and other base materials.

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity against sulphonamides or other components, respectively of the product. Acetone-containing products are detrimental to calcium hydroxide materials. Minimise contact of these products with calcium hydroxide liners.

APPLICATION

Base: Catalyst Ratio	Equal volumes
Mixing Time	10 seconds
Working Time (at 23 ± 1 °C)	2 minutes 30 seconds Minimum
Setting Time (at 37 ± 1 °C)	4 minutes 0 seconds Maximum

STORAGE

Store in a cool, dry place (5-25°C / 41-77°F). It is important to keep tubes tightly sealed when not in use.

WARNING

May cause allergic reactions in persons susceptible to sulphonamides. Contains calcium hydroxide and 1,3-Butylene Glycol Disalcylate. Avoid contact of powder or liquid with the eyes. In case of contact, rinse thoroughly with large quantities of water and obtain medical advice as soon as possible.

BATCH CODE

LOT

The batch code gives an open date of manufacture in month, year, day format with a numerical suffix to uniquely identify the batch of material. Please quote this batch number in all correspondence.

The expiry date is shown in year, month format. Do not use the product after this date.

SPECIALLY FORMULATED FOR USE IN DENTISTRY

REF: 13g Base Paste / 11g Catalyst Paste.

INSTRUCCIONES DE USO

ES

HIDRÓXIDO DE CALCIO

INDICACIONES RECOMENDADAS

Descapado pulpar directo e indirecto.
Revestimiento protector bajo los materiales de relleno dentales, cementos y otros materiales de base.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a las sulfonamidas u otros componentes, respectivamente, del producto. Los productos que contienen acetona son perjudiciales para los materiales de hidróxido de calcio. Reducir al mínimo el contacto de estos productos con los revestimientos de hidróxido de calcio.

APLICACIÓN

Base: Proporción de catalizador	Volumenes iguales
Tiempo de mezcla	10 segundos
Tiempo de trabajo (a 23 ± 1 °C)	2 minutos 30 segundos mínimo
Tiempo de fraguado (a 37 ± 1 °C)	4 minutos 0 segundos máximo

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco (5-25 °C). Es importante mantener los tubos sellados herméticamente cuando no se estén usando.

ADVERTENCIA

Puede producir reacciones alérgicas en personas sensibles a las sulfonamidas. Contiene hidróxido de calcio y 1,3-butilenglicoldisalcilato. Evitar el contacto del polvo o el líquido con los ojos. En caso de contacto, aclarar con abundante agua y acudir a un 10/2021 antes posible.

CÓDIGO DE LOTE

AP9434/2

LOT

El código de lote proporciona una fecha de fabricación abierta en formato de mes, año, día con un sufijo numérico para identificar de forma inequívoca el lote de material. Por favor incluya este número de lote en toda la correspondencia.

La fecha de caducidad se muestra en formato de año, mes. No usar el producto después de esta fecha.

FORMULADO ESPECIALMENTE PARA USO EN ODONTOLOGÍA

REF: 13 g Pasta base / 11 g Pasta catalizadora.