


Composite restorative material

BULK FILL

1 syringe
4 g



- DE Bulk Fill Komposit.
- EN Bulk Fill Composite.
- ES Composite Bulk Fill.
- FR Composite Bulk Fill.
- IT Composito Bulk Fill.
- PL Bulk Fill Kompozyt.
- PT Composito Bulk Fill.



DEUTSCH:

1. Isolieren Sie den Zahn. Präparieren Sie eine Kavität mit Hilfe von Standarttechniken für Kompositrestaurationen. Achtung: In Fällen einer exponierten Pulpa benutzen Sie einen Calciumhydroxid-haltigen Liner. 2. Bringen Sie ein Dentin- Schmelzbonding gemäß Herstelleranweisungen auf. 3. Bringen Sie Aura Bulk Fill Komposit in einer Schichtstärke bis maximal 5mm ein. 4. Lichtpolymerisation mit einer LED Polymerisationslampe (Wellenlänge 470nm) für zweimal 20 Sekunden. 5. Finieren und polieren Sie mittels Standarttechniken. Kontraindikation: Direkte Pulpenüberkappung
Vorsichtsmaßnahmen: 1. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Haut oder Schleimhäuten, da es Entzündungen oder Hypersensibilisierungen hervorrufen kann. 2. Stoppen Sie die Anwendung, wenn Irritationen auftreten oder Allergien gegen Kunststoffe bekannt sind. 3.

Gebrauch bei Raumtemperatur. 4. Bei nicht Benutzung Verschlusskappe aufsetzen.

ENGLISH:

1. Isolate tooth. Prepare cavity using standard technique for composite resin restorations. Note: In cases where pulp protection is necessary, use a calcium hydroxide liner. 2. Apply a dentine / enamel bonding agent as per manufacturer's instructions. 3. Place Bulk Fill composite. 4. Light cure for 2 x 20 sec / 5 mm using a LED curing light or any other light curing device (470nm wavelength). 5. Finish restoration using standard technique. Precautions: 1. Avoid prolonged contact with skin / soft tissues as it may cause inflammation / sensitisation. 2. Discontinue use if irritation occurs or if have known acrylic resin allergies. 3. Use at room temperature. 4. When not in use, replace cap.

ESPAÑOL:

1. Aislar el diente. Preparar la cavidad según las técnicas estándar para restauraciones con resinas compuestas. Nota: En caso de tener que proteger la pulpa, use una base de hidróxido de calcio. 2. Aplique a la dentina/ esmalte, un adhesivo siguiendo las recomendaciones del fabricante. 3. Coloque el Bulk Fill. 4. Fotactive durante 2x20 sec/5 mm usando una lámpara LED o cualquier otra fuente de fotopolimerización (que alcance una longitud de onda de 470) 5. Finalice la restauración usando las técnicas estándar. Precauciones: 1. Evite el contacto prolongado con la piel/ tejidos blandos, ya que puede causar inflamación / sensibilización. 2. Suspénda el uso si se produce irritación o si es alérgico a la resina acrílica. 3. Úselo a temperatura ambiente. 4. Cuando no esté en uso, coloque de nuevo la tapa.

FRANÇAIS:

1. Isoler la dent. Préparer la cavité en utilisant la technique standard pour les restaurations de résine composite. Attention: dans les cas où il est nécessaire de protéger la pulpe, utiliser un hydroxide de calcium. 2. Appliquer un adhésif pour la dentine / émail selon les


recommandations du fabricant. 3. Mettre le composite Bulk Fill. 4. Photopolymériser pendant 2 X 20 secondes / 5 mm à l'aide d'une lampe LED ou tout autre lampe (longueur d'ondes de 470 nm). 5. Finir la restauration en suivant les techniques standards. Précautions: 1. Éviter tout contact prolongé avec les yeux / tissus mous car cela pourrait causer une certaine sensibilité ou inflammation. 2. Interrompre l'utilisation en cas d'irritation ou d'allergies connue à résine d'acrylique. 3. Utiliser à températures ambiante. 4. Reboucher après chaque utilisation.

ITALIANO:

1. Isolare il dente. Preparare la cavità utilizzando le tecniche standard per i restauri in composito. Nota: Se necessario, proteggere la polpa utilizzando un sottofondo all' idrossido di calcio. 2. Applicare un adesivo smalto dentinale secondo le istruzioni del produttore. 3. Applicare il composito Bulk Fill. 4. Fotopolimerizzare per 2 cicli da 20 secondi per uno strato di 5 mm, utilizzando una lampada a LED o qualsiasi altra lampada fotopolimerizzatrice (lunghezza d'onda 470nm). 5. Rifinire il restauro secondo le tecniche standard. Precauzioni: 1. Evitare il contatto prolungato con la cute ed i tessuti molli in quanto può causare infiammazioni / sensibilizzazione. 2. Interrompere l'utilizzo in caso di irritazione o se si viene a conoscenza di allergie alle resine acriliche. 3. Utilizzare a temperatura ambiente. 4. Richiudere dopo l'utilizzo.

POLSKI:

1. Odizolować ząb. Przygotować ubytek normalnie, jak w przypadku uzupełnień z wykorzystaniem żywic kompozytowych. Uwaga: jeżeli konieczne jest zabezpieczenie wstążki, należy zastosować wodorotlenek wapnia w postaci wstążki. 2. Nałożyć materiał wiążący zgodnie ze sposobem z instrukcją producenta. 3. Nałożyć kompozyt Bulk Fill. 4. Utwardzać światłem 2 x 20 sekund (głębokość utwardzania 5 mm), stosując światło LED lub dowolne inne urządzenie polimerizacyjne (o długości fali 470 nm). 5. Zakończyć uzupełnienie w standardowy sposób. Przeciwwskazania: pokrycie mając. Środkie ostrożności: 1. Unikać dłuższego kontaktu z



skórą i/lub tkankami miękkimi, ponieważ produkt może powodować zapalenie i/lub podrażnienie. 2. Przerwać stosowanie w przypadku wystąpienia podrażnienia i nie stosować u osób z rozpoznanymi alergiami na żywicę akrylową. 3. Stosować w temperaturze pokojowej. 4. Na nieuzupełnioną strzykawkę nałożyć zatyczkę.

PORTUGUÊS:

1. Isole o dente. Faça o preparo cavitário utilizando a técnica padrão para restaurações de resina composta. Nota: Nos casos em que a proteção da polpa é necessária, faça um forramento com hidróxido de cálcio. 2. Aplique um agente de ligação dentina / esmalte de acordo com as instruções do fabricante. 3. Preencha com a Bulk Fill 4. Use o fotopolimerizador 2 vezes de 20 segundos para 5 mm de composito, usando uma luz LED ou qualquer outro fotopolimerizador (com comprimento de onda 470nm). 5. Finalize a restauração utilizando a técnica padrão. Precauções: 1. Evitar contato prolongado com a pele / tecidos moles, pois isto pode causar inflamação / sensibilidade. 2. Descontinue o uso se ocorrer irritação ou se tiver alergia conhecida a resina acrílica. 3. Utilizar em temperatura ambiente. 4. Quando não em uso, recolocar a tampa.


INDICATIONS: Posterior restorations. Core build ups. Splinting. Sandwich technique with glass ionomer.

FIRST AID:

Eye: Flush with water. Seek medical attention if symptoms persist. Skin: Remove with cloth soaked in alcohol, wash with water. Ingestion: Drink plenty of water/milk. Seek medical attention. Inhalation: No symptoms expected.

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FOR USE BY DENTISTS ONLY.

Ultra universal restorative material. Conforms to ISO 4049



CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL
Via Felice Cavallotti, 15
20122 Milano (Italy)