

Instrucciones para el uso de soportes

Lea este documento antes de utilizar los soportes. Contiene indicaciones importantes relativas a las posibles configuraciones de carga y las posibilidades de combinación de los soportes con el fin de lograr una óptima utilización de las cámaras de esterilización. Además también incluye información relativa a la limpieza y cuidado y al uso de otros accesorios.

1 Uso indicado

Los soportes sirven para el alojamiento de bandejas, cajas MELAstore y recipientes de esterilización. Los autoclaves de la clase Premium + Evolution se suministran de serie con el soporte E + y los autoclaves de las clases Profi y S con el soporte A.

1.1 Validez

Los soportes son compatibles con las siguientes clases de equipos:

Soporte A, A +, B, D

Clase de equipo	Tipo de equipo
Clase Profi / modelo clásico	Vacuklav 23 B+, 24 B+, 24 B/L+, 30 B+, 31 B+
	Vacuklav 23-B, 24-B, 24-B/L, 30-B, 31-B
Clase S / modelos Euroklav	Euroklav 23 VS+, 29 VS+, 23 S+
	Euroklav 23V-S, 29V-S, 23-S, 29-S
Clase Premium + Evolution Clase Premium +	Vacuklav 40 B+, 41 B+, 43 B+, 44 B+
Clase Premium	Vacuklav 40-B, 41-B, 43-B, 44-B

Soporte C, C +, D +, E +, F +

Clase de equipo	Tipo de equipo
Clase Premium + Evolution Clase Premium +	Vacuklav 40 B+, 41 B+, 43 B+, 44 B+
Clase Premium	Vacuklav 40-B, 41-B, 43-B, 44-B

2 Variantes de carga de los distintos soportes

En la tabla siguiente puede consultar qué clase de equipo es compatible con un soporte determinado y qué variantes de carga son posibles con esa configuración. Es absolutamente necesario que respete las cantidades de carga máximas indicadas en las instrucciones de uso del autoclave correspondiente.

		Clase Profi / Clase S ³⁾ Clase Premium + ⁴⁾		N.º de ref.	Profundidad de cámara		Bandejas						Recipientes de esterilización				Recipientes de hisopos				Cajas MELAstore ⁵⁾	
					corto	largo	15 K	15 M	15 G	17 K	17 M	17 G	23 M	23 G	28 M	28 G	17 R	23 R	100	200		
●	-	Soporte A	40233	corto	5	-	3	-	-	3	-	-	-	-	2	1	2	1	3	3	-	
			40244	largo	-	5	6	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	3	3	-	
●	-	Soporte A +	82620	corto	5	-	3	-	-	3	-	-	-	-	2	1	2	1	3	3	-	
			82630	largo	-	5	6	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	3	3	-	
●	●	Soporte B	40234	corto	4	-	4	-	-	3	-	-	-	-	2	1	2	1	4	-	-	
			40224	largo	-	4	6	3	2	6	-	-	-	-	2	1	3	2	4	-	-	
-	●	Soporte C	40232	corto	6	-	3	-	-	3	-	-	-	-	2	1	2	1	3	3	-	
			40242	largo	-	6	6	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	3	3	-	
-	●	Soporte C +	81370	corto	6	-	3	-	-	3	-	-	-	-	2	1	2	1	3	3	-	
			81380	largo	-	6	6	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	3	3	-	
●	●	Soporte D	46840		4	-	4	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2		
-	●	Soporte D +	82640	corto	2+2 ¹⁾	-	4+2 ¹⁾	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2+2 ¹⁾	2+2 ¹⁾	2+2 ¹⁾	
			82650	largo ²⁾	-	2+2 ²⁾	6+2 ²⁾	2	1	4	2	1	2	-	2	-	-	-	2+2 ²⁾	2+2 ²⁾	2+2 ²⁾	
-	●	Soporte E +	82400	corto	6+2 ¹⁾	-	6	-	-	3	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	
			82700	largo	-	6+2 ²⁾	9	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	-	-	-	
-	●	Soporte F +	82660	corto	3+2 ¹⁾	-	6+2 ¹⁾	-	-	2	-	-	-	-	2	1	2	-	3+2 ¹⁾	3+2 ¹⁾	-	
			82670	largo	-	3+2 ¹⁾	9+2 ²⁾	3	2	4	2	1	2	1	2	1	3	-	3+2 ¹⁾	3+2 ¹⁾	-	

1) Este soporte puede alojar además dos bandejas estrechas (profundidad: 27 cm)

2) Este soporte puede alojar además dos bandejas estrechas (profundidad: 40 cm)

3) También compatible con el modelo clásico y con los anteriores modelos Euroklav

4) También compatible con la clase Premium + Evolution y la clase Premium

5) Las cajas MELAstore deben utilizarse solamente en equipos con procedimiento de vacío fraccionado (clase Premium +, Profi, etc.).

3 Advertencias de seguridad generales



Observe las advertencias de seguridad indicadas a continuación antes de utilizar los accesorios. Utilice los accesorios solamente para el fin indicado en estas instrucciones.

- Mantenga el soporte en posición horizontal al sacarlo del autoclave. De lo contrario, la carga podría salirse.
- Asegúrese de que el soporte no se deslice accidentalmente al cargarse directamente en el autoclave o al retirar la carga separadamente del autoclave.
- Nunca toque el material estéril, la cámara, las piezas del interior de la cámara o el interior de la puerta sin llevar protección en las manos. Las piezas pueden estar calientes.
- Para la extracción del material estéril, utilice accesorios adecuados tales como una pinza extractora o guantes de protección con el fin de evitar quemaduras.

4 Utilización



Es necesario que observe además las indicaciones de uso de los soportes contenidas en el manual de usuario de su autoclave.

4.1 Soportes estándar


Soporte A

N.º de ref. 40233 (para profund. de cámara de 35 cm)

N.º de ref. 40244 (para profund. de cámara de 45 cm)



para 5 bandejas





para 3 casetes Norm-Tray o
3 cajas MELAstore 100 (soporte
girado a 90°)

Soporte B

N.º de ref. 40234 (para profund. de cámara de 35 cm)

N.º de ref. 40224 (para profund. de cámara de 45 cm)





para 4 casetes Norm-
Tray (o 4 bandejas)


Soporte C

N.º de ref. 40232 (para profund. de cámara de 35 cm)

N.º de ref. 40242 (para profund. de cámara de 45 cm)





para 6 bandejas




para 3 cajas MELAstare 100
(soporte girado a 90°)

Soporte D

N.º de ref. 46840 (para profund. de cámara de 35 cm y 45 cm)



para 4 bandejas



para 2 casetes altas o 2 cajas
MELAstare 200 (soporte girado a
90°)



4.2 Soportes "+"

Los soportes "+" están dotados de clips deslizantes en los bordes. Estos protegen de arañazos la cámara y simplifican el proceso de inserción y extracción durante la carga y descarga. El volumen de suministro de los soportes incluye clips adicionales de repuesto. Antes de la primera utilización, retire la bolsa de los clips deslizantes. Cambie los clips en cuanto aprecie signos visibles de desgaste; consulte el apartado [Reemplazo de clips deslizantes](#) [▶ page 7].


Soporte A +

N.º de ref. 82620 (para profund. de cámara de 35 cm)

N.º de ref. 82630 (para profund. de cámara de 45 cm)





para 5 bandejas




para 3 casetes Norm-Tray o 3 cajas
MELAstare 100 (soporte girado a 90°)

Soporte C +

N.º de ref. 81370 (para profund. de cámara de 35 cm)
N.º de ref. 81380 (para profund. de cámara de 45 cm)





para 6 bandejas



para 3 casetes Norm-Tray o 3 cajas
MELAstore 100 (soporte girado a 90°)

Soporte D +



N.º de ref. 82640 (para profund. de cámara de 35 cm)
N.º de ref. 82650 (para profund. de cámara de 45 cm)



para 2 cajas MELAstore 200 o 2 cajas MELAstore 100 y
2 bandejas estrechas

Soporte E +

N.º de ref. 82400 (para profund. de cámara de 35 cm)
N.º de ref. 82700 (para profund. de cámara de 45 cm)





para 6 bandejas normales y 2 bandejas estrechas

Soporte F +

N.º de ref. 82660 (para profund. de cámara de 35 cm)

N.º de ref. 82670 (para profund. de cámara de 45 cm)



para 3 cajas MELAstore 100 y 2 bandejas estrechas

5 Limpieza y cuidado

Examine el soporte para la carga **una vez por semana** con el fin de detectar signos de suciedad, depósitos o posibles daños.

Si detecta signos de suciedad, saque de la cámara las bandejas o cassetes existentes y el soporte respectivo por la parte delantera. Limpie las piezas sucias.


Al limpiar el soporte de carga, las bandejas, etc., tenga en cuenta lo siguiente:

- ▶ Asegúrese de que la cámara de esterilización no esté caliente.
- ▶ Utilice un trapo suave y sin pelusa.
- ▶ Humedezca primero el trapo con alcohol limpiador o desnaturalizado y trate de eliminar la suciedad de ese modo.
- ▶ Utilice productos limpiadores exentos de cloro y vinagre.
- ▶ En caso de suciedad persistente, emplee solamente un producto de limpieza suave para acero inoxidable con un valor pH de entre 5 y 8.
- ▶ Tras la limpieza del soporte, elimine cualquier residuo de producto limpiador del mismo.
- ▶ No utilice objetos duros tales como estropajos de metal o cepillos de acero.

5.1 Reemplazo de clips deslizantes

Si algunos clips deslizantes muestran signos de desgaste, cámbielos del modo siguiente:

1. Retire el clip usado haciendo palanca sobre él hacia arriba con cuidado valiéndose de un destornillador pequeño. Al hacerlo, procure que los alambres no resulten dañados ni arañados.



2. Presione el nuevo clip deslizante sobre el nervio de metal en la misma posición de la cruz de alambre hasta que note que encaja



6 Accesorios y piezas de repuesto

6.1 Accesorios

En su comercio especializado podrá adquirir todos los artículos mencionados, así como una lista de accesorios adicionales

Categoría	Artículo	N.º de pedido (en función de la profundidad de la cámara)	
		35 cm	45 cm
Bandejas	Bandeja	00280	00230
	Bandeja estrecha	01320	01310
	Pinza extractora de bandejas	28885	
Soporte de folios	Soporte de folios	22410	22420
Contenedor de esterilización con filtro de papel desechable según DIN EN 868-8	15K (18 x 12 x 4,5 cm)	01151	
	15M (35 x 12 x 4,5 cm)	01152	
	15G (35 x 12 x 8 cm)	01153	
	17K (20 x 14 x 5 cm)	01171	
	17M, para profund. de cámara de 45 cm (41 x 14 x 5 cm)	---	01172
	17G, para profund. de cámara de 45 cm (41 x 14 x 9 cm)	---	01173
	23M, para profund. de cámara de 45 cm (42 x 16 x 6 cm)	---	01231
	23G, para profund. de cámara de 45 cm (42 x 16 x 12 cm)	---	01232
	28M (32 x 16 x 6 cm)	01284	
	28G (32 x 16 x 12 cm)	01285	
Casetes Norm-Tray, perforadas	- con filtro de tela (29 x 19 x 4 cm)	00289	
	- sin filtro de tela (29 x 19 x 4 cm)	00286	
Sistema MELAstore	Bandeja MELAstore 50 (18 x 11,8 x 3 cm)	01180	
	Bandeja MELAstore 100 (27,5 x 17,6 x 3 cm)	01181	
	Bandeja MELAstore 200 (27,5 x 17,6 x 4,3 cm)	01182	
	Caja MELAstore 100 (31,2 x 19 x 4,6 cm)	01191	
	Caja MELAstore 200 (31,2 x 19 x 6,5 cm)	01192	

6.2 Piezas de repuesto

Categoría	Artículo	N.º de pedido
Soportes "+"	Clips deslizantes para soportes "+", 10 unidades	81235