

Universal Adhesive

wird. Falls Verunreinigung dennoch auftritt, muss erneut, wie im folgenden beschrieben, geätzt werden.
Berührung des Ätzgels mit Haut, Schleimhäuten und Augen vermeiden. Falls versehentliche Berührung vorkommen sollte, mit viel Wasser ausspülen.

a. Selektive Schmelzätzung

Das Ätzgel auf den Schmelz auftragen und **mindestens 15 Sekunden** einwirken lassen. Milchzähne entsprechend länger ätzen. Anschließend wird 20 Sekunden lang mit Wasser gespült und mit wasser- und ölfreier Luft angetrocknet. Der geätzte Zahnschmelzrand muss ein kreideweißes Aussehen haben.

b. Total-Etch Technik

Das Ätzgel auf die Schmelz- und Dentinflächen, beginnend bei den Schmelzrändern, auftragen. Für **mindestens 15 Sekunden auf dem Schmelz und für 15 Sekunden auf dem Dentin** einwirken lassen. Daraus resultiert für den Schmelz eine Ätzeit von 20 – 30 Sekunden, während das Dentin 15 Sekunden geätzt wird. Milchzähne entsprechend länger ätzen. Anschließend wird 20 Sekunden lang mit Wasser gespült und mit wasser- und ölfreier Luft angetrocknet. Das Dentin **nicht austrocknen**. Der geätzte Zahnschmelzrand muss ein kreideweißes Aussehen haben.

5. Applikation von UNIVERSAL ADHÄSIV PROCLINIC EXPERT

1–2 Tropfen UNIVERSAL ADHÄSIV PROCLINIC EXPERT in einer Mischpalette vorlegen und sofort applizieren.

Flasche sofort nach Gebrauch wieder verschließen.

UNIVERSALADHÄSIV PROCLINIC EXPERT mit einem Pinsel auf die **gesamten** Dentin- und Schmelzoberflächen in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auftragen und **mindestens 20 Sekunden** lang intensiv einarbeiten. Allein das Verteilen des Adhäsivs auf der Zahnoberfläche ist nicht ausreichend. Dabei ist darauf zu achten, dass das Material homogen über die gesamte Fläche verteilt ist.

Der Anteil leichtflüchtiger Stoffe wird anschließend durch sanftes Blasen mit sauberer, trockener Luft (**mindestens 5-10 Sekunden**) entfernt und das Adhäsiv dabei verteilt, so dass ein glänzender unbeweglicher Film zurück bleibt. Anschließend wird **20 Sekunden** mit einer geeigneten Dental-Halogenlampe oder einer LED-Lampe (Wellenlängenbereich 400–500 nm; Lichtintensität min. 1.000 mW/cm2) ausgehärtet.

6. Applikation des Composites

Für die anschließende Applikation des licht-, dual- oder selbsthärtenden Composites die entsprechende Gebrauchsanweisung beachten.

Anmerkung für direkte Restaurationen

Für ein optimales Resultat sollte zuerst ein lichterhärtendes, fließfähiges Composit in einer dünnen Schicht appliziert und lichtgehärtet werden. Danach kann das lichterhärtende modellierbare Composit gemäß Gebrauchsanweisung appliziert werden.

Warnhinweise

- Nichtausgehärtetes Material kann reizend wirken und zu einer Überempfindlichkeit gegenüber Methacrylaten führen.
- Kontakt mit Haut, Schleimhaut und Augen vermeiden.
- Bei Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife waschen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls Arzt konsultieren.
- Handelübliche medizinische Handschuhe bieten keinen Schutz gegen den sensibilisierenden Effekt von Methacrylaten.

Zusammensetzung

Hydrophil Methacrylate, MDP, Photoinitiatoren

Lagerhinweis

Nicht über 25 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Entsorgung Entsorgung gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.

Meldepflicht

Schwerwiegende Vorkommnisse gemäß EU Medizinprodukte Verordnung die im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt aufgetreten sind, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Hinweis

Kurzberichte über Sicherheit und klinische Leistung für das Medizinprodukt sind in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED – https://ec.europa.eu/tools/eudamed) hinterlegt.

Garantie

PL Superior Dental Materials GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. PL Superior Dental Materials GmbH übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Verkaufllichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von PL Superior Dental Materials GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des PL Superior Dental Materials GmbH-Produktes.

Haftungsbeschränkung

Soweit ein Haftungsauschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für PL Superior Dental Materials GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

Etching precaution

It is essential, that etched areas are not contaminated by anything. If contamination occurs, re-etch, rinse with water and dry as below.
Avoid etching gel contact with oral soft tissues, eyes and skin. If accidental contact occurs, flush immediately with copious amounts of water.

a. Selective enamel etching

Apply an etching gel onto the enamel surfaces and leave in place for **at least 15 seconds**. Deciduous teeth are etched correspondingly longer. Rinse for 20 seconds with water and dry it in a water-free and oil-free airstream. The etched enamel surface should have a chalky white appearance.

b. Total-Etch Technique

Apply an etching gel onto the enamel and dentine surfaces beginning with the enamel bevels. Condition the enamel for **at least 15 seconds and the dentine for 15 seconds**. [This results in 20-30 seconds etching of enamel and 15 seconds of dentine]. Deciduous teeth are etched correspondingly longer. Rinse for 20 seconds with water. Dry it in a water-free and oil-free airstream, but do not desiccate.

The etched enamel bevel should have a chalky white appearance.

5. Application of UNIVERSAL ADHESIVE PROCLINIC EXPRT

Dispense one or two drops UNIVERSAL ADHESIVE PROCLINIC EXPERT into a mixing well and use immediately after dispensing.

Close bottle immediately after use.

Apply UNIVERSAL ADHESIVE PROCLINIC EXPERT with a brush onto the whole enamel and dentine surface in a thin and even layer. Keep the adhesive agitated for **at least 20 seconds**. Applying the adhesive on the tooth surface without agitation is inadequate. The material should build a homogeneous layer.

Air thin gently (**at least 5-10 seconds**) to remove the volatile components and to disperse the adhesive until a glossy and uniform layer results. Then light cure with a suitable dental halogen light unit or an LED (wavelength 400–500 nm, light intensity min. 1.000 mW/cm2) for **20 seconds**.

6. Application of a composite

Refer to manufacturer instructions for placement of the light, dual or self cure restorative material.

Note for direct restorations

Best results are obtained with application of a thin layer of a light cure flowable composite followed by the application of a moldable composite. Light cure each composite layer separately according to the corresponding user instructions.

Additional informations/Warnings

- Unpolymerized material may have an irritating effect and may lead to a sensitizing reaction against methacrylates.
- Avoid contact with skin, mucous membrane and eyes.
- If the material comes into contact with skin, immediately wash with water and soap. If the material comes into contact with eyes, immediately rinse with copious amounts of water and seek medical advice if required.
- Commercial medical gloves do not protect against the sensitizing effect of methacrylates.
- Keep away from children!

Composition

Hydrophilic methacrylates, MDP, photo initiators.

Disposal

Disposal of the product according to local authority regulations.

Reporting obligation

Serious incidents according to the EU Medical Devices Regulation that have occurred in connection with this medical device must be reported to the manufacturer and the competent authority.

Note

No almacenar a temperaturas superiores a 25 °C. Proteger de la luz solar directa. No utilizar después de la fecha de caducidad.

Eliminación

Eliminar el producto de acuerdo con la normativa de las autoridades locales.

Obligación de notificación

Los incidentes graves que se produzcan en relación con este producto sanitario de conformidad con el Reglamento sobre productos sanitarios de la UE deben notificarse al fabricante y a la autoridad competente.

Nota

El resumen de seguridad y rendimiento clínico del producto sanitario puede consultarse en la base de datos europea sobre productos sanitarios (EUDAMED - https://ec.europa.eu/tools/eudamed).

Garantía

PL Superior Dental Materials GmbH garantiza que este producto no presenta defectos en sus materiales ni en su fabricación. PL Superior Dental Materials GmbH no ofrece ninguna otra garantía, incluidas las garantías táctas de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular. El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad del producto para el uso que vaya a darle. Si el producto presenta defectos durante el periodo cubierto por la garantía, su único derecho y la única obligación de PL Superior Dental Materials GmbH será la reparación o la sustitución del producto de PL Superior Dental Materials GmbH.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, PL Superior Dental Materials GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

INSTRUCCIONES DE USO	ES
ADHESIVO UNIVERSAL PROCLINIC EXPERT	
Descripción del producto	
El ADHESIVO UNIVERSAL PROCLINIC EXPERT es un adhesivo universal fotopolimerizable fácil de usar. Puede emplearse con la técnica de autograbado, con un grabado selectivo previo del esmalte o con la técnica de grabado total. Resulta adecuado para superficies húmedas, mojadas y secas.	
En los casos en los que no sea posible la fotopolimerización (p. ej., en el conducto radicular), el ADHESIVO UNIVERSAL PROCLINIC EXPERT debe emplearse junto con un activador dual.	
Indicaciones / Uso previsto	
Adhesivo para la técnica de autograbado, el grabado selectivo del esmalte o la técnica de grabado total con los siguientes usos:	
• Restauraciones directas con compómeros y composites fotopolimerizables	
• Reconstrucción de muñones y cementación de pernos con composites fotopolimerizables, de polimerización dual y autopolimerizables si resulta posible la fotopolimerización del adhesivo	
• Cementación de inlays, onlays, coronas y puentes con cementos de composites fotopolimerizables, de polimerización dual y autopolimerizables si resulta posible la fotopolimerización del adhesivo	
• Reparación de restauraciones de composite fracturadas	
Únicamente utilice el ADHESIVO UNIVERSAL PROCLINIC EXPERT con composites de polimerización dual o autopolimerizables si puede llevarse a cabo la fotopolimerización del adhesivo.	
Características de rendimiento	
Las prestaciones del producto cumplen los requisitos del uso previsto.	
Condiciones de uso	
En determinados casos, el material puede provocar una reacción de sensibilización en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los ingredientes. En estos casos, no debe utilizarse el material.	
No pueden descartarse las irritaciones provocadas por el contacto directo con la pulpa. Por tanto, a fin de proteger la pulpa, deben cubrirse las áreas próximas a esta con una fina capa de material a base de hidróxido de calcio.	
Grupo destinatario de pacientes	
Personas que reciben tratamiento durante un procedimiento odontológico.	
Usuarios previstos	
Este producto sanitario sólo debe ser utilizado por un odontólogo con formación profesional.	
Incompatibilidad con otros materiales	
No utilice el material junto con sustancias que contengan eugenol, puesto que este compuesto impide la correcta polimerización del material. Tampoco almacene el material cerca de productos que contengan eugenol ni deje que entre en contacto con materiales que contengan dicho compuesto.	
USO	
1. Aislamiento	
Se recomienda emplear un dique de goma para aislar el área de tratamiento.	
2. Preparación de la cavidad	
Prepáre la cavidad siguiendo el procedimiento para la técnica de restauración con adhesivo.	
3. Protección de la pulpa	
A fin de proteger la pulpa, deben cubrirse las áreas próximas a esta con una fina capa de material a base de hidróxido de calcio.	
4. Acondicionamiento con ácido ortofosfórico (opcional)	
Puede llevarse a cabo el grabado selectivo del esmalte o emplearse la técnica de grabado total para aumentar la adhesión al esmalte.	
Nota	
Las superficies del esmalte no preparadas siempre deben acondicionarse con ácido ortofosfórico.	
Precauciones durante el grabado	
Resulta esencial que las superficies grabadas no estén contaminadas por ninguna sustancia. Si se produce la contaminación, vuelva a realizar el grabado,	

enjuague las superficies con agua y séquelas como se indica más adelante. Evite que el ácido ortofosfórico entre en contacto con las partes blandas de la cavidad oral, con los ojos o con la piel. En caso de contacto accidental, enjuague inmediatamente la zona afectada con abundante agua.

a. Grabado selectivo del esmalte

Aplique ácido ortofosfórico en las superficies del esmalte y déjelo actuar al **menos 15 segundos**. El tiempo de grabado de los dientes temporales será más largo. Enjuague la zona con agua durante 20 segundos y séquela con un chorro de aire sin agua ni aceite. La superficie del esmalte grabada debe presentar un aspecto calcáreo blanquecino.

b. Técnica de grabado total

Aplique ácido ortofosfórico en las superficies del esmalte y la dentina, comenzando por las áreas biseladas del esmalte. Acondicione el **esmalte durante, al menos, 15 segundos y la dentina durante 15 segundos**. [El resultado es un grabado de 20-30 segundos del esmalte y de 15 segundos de la dentina]. El tiempo de grabado de los dientes temporales será más largo. Enjuague la zona con agua durante 20 segundos. Séquela con un chorro de aire sin agua ni aceite, pero procurando **no secarla en exceso**.

La superficie biselada del esmalte que se haya grabado debe presentar un aspecto calcáreo blanquecino.

5. Aplicación del ADHESIVO UNIVERSAL PROCLINIC EXPERT

Botella

Dispense una o dos gotas del ADHESIVO UNIVERSAL PROCLINIC EXPERT en un recipiente de mezcla y utilice el producto inmediatamente tras la dispensación.

Cierre la **botella inmediatamente después de usarla**.
Aplique el ADHESIVO UNIVERSAL PROCLINIC EXPERT con un cepillo por toda la superficie del esmalte y la dentina de modo que se cree una capa fina y uniforme. Remueva el adhesivo durante, al **menos, 20 segundos**. No se debe aplicar el adhesivo en la superficie del diente sin removerlo. El material debe crear una capa homogénea.

Aplique aire suavemente (**durante, al menos, 5-10 segundos**) para eliminar los componentes volátiles y dispersar el adhesivo hasta que se obtenga una capa de aspecto pulido y uniforme. A continuación, fotopolimerice con una lámpara halógena de fotopolimerización adecuada o una lámpara LED (longitud de onda: 400-500 nm; irradiancia min.: 1000 mW/cm2) durante **20 segundos**.

6. Aplicación de composite

Coloque el material de restauración fotopolimerizable, de polimerización dual o autopolimerizable siguiendo las instrucciones del fabricante.

Nota relativa a las restauraciones directas

Para obtener unos resultados óptimos, se recomienda aplicar una fina capa de compuesto fluido fotopolimerizable seguida de una capa de composite moldeable. Fotopolimerice cada capa de composite por separado siguiendo las instrucciones de sus respectivos fabricantes.

Información adicional/advertencias

- El material no polimerizado puede resultar irritante y provocar una reacción de sensibilización a los metacrilatos.
- Evite el contacto con la piel, las mucosas y los ojos.
- Si el material entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua y jabón. Si el material entra en contacto con los ojos, enjuéguelos inmediatamente con abundante agua y acuda al médico si es necesario.
- Los químicos medicos comercializados no ofrecen protección frente al efecto sensibilizador de los metacrilatos.

- ¡Mantener fuera del alcance de los niños!

Composition

Hydrophilic methacrylates, MDP, photo initiators.

Almacenamiento

No almacenar a temperaturas superiores a 25 °C. Proteger de la luz solar directa. No utilizar después de la fecha de caducidad.

Eliminación

Eliminar el producto de acuerdo con la normativa de las autoridades locales.

Obligación de notificación

Los incidentes graves que se produzcan en relación con este producto sanitario de conformidad con el Reglamento sobre productos sanitarios de la UE deben notificarse al fabricante y a la autoridad competente.

Nota

El resumen de seguridad y rendimiento clínico del producto sanitario puede consultarse en la base de datos europea sobre productos sanitarios (EUDAMED - https://ec.europa.eu/tools/eudamed).

Garantía

PL Superior Dental Materials GmbH garantiza que este producto no presenta defectos en sus materiales ni en su fabricación. PL Superior Dental Materials GmbH no ofrece ninguna otra garantía, incluidas las garantías táctas de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular. El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad del producto para el uso que vaya a darle. Si el producto presenta defectos durante el periodo cubierto por la garantía, su único derecho y la única obligación de PL Superior Dental Materials GmbH será la reparación o la sustitución del producto de PL Superior Dental Materials GmbH.

Salvo que la ley lo prohíba expresamente. PL Superior Dental Materials GmbH no es responsable de las pérdidas ni de los daños y perjuicios relacionados con este producto, ya sean directos, indirectos, especiales, fortuitos o derivados, independientemente de la base de la responsabilidad que se invoque, incluidas la responsabilidad derivada de la garantía, la responsabilidad contractual, la negligencia y la responsabilidad objetiva.

INSTRUCCIONES DE USO	ES
ADHESIVO UNIVERSAL PROCLINIC EXPERT	
MODE D'EMPLOI	FR
ADHÉSIF UNIVERSEL PROCLINIC EXPERT	
Descripion du produit	
ADHÉSIF UNIVERSEL PROCLINIC EXPERT est un adhésif universel photopolymérisable, simple à utiliser. ADHÉSIF UNIVERSEL PROCLINIC EXPERT peut être utilisé avec la technique d'automordançage précédée d'un mordançage sélectif de l'émail, ou avec la technique du mordançage total. Ce produit est adapté aux surfaces humides, mouillées ou sèches.	
Dans les applications où la photopolymérisation n'est pas envisageable (dans le canal radiculaire, par ex.), ADHÉSIF UNIVERSEL PROCLINIC EXPERT doit être utilisé avec le DOUBLE CATALYSEUR. Se reporter aux instructions pour le DOUBLE CATALYSEUR	
Indications/Recommandations d'utilisation	
ADHésif pour la technique d'automordançage, de mordançage sélectif de l'émail ou de mordançage total pour : <ul style="list-style-type: none">• Restaurations de composites et compomères à photopolymérisation directe. • Reconstructeurs de moignons et scellements de tenons avec des composites photopolymérisables, autopolymérisables et à double système de polymérisation si l'adhésif est photopolymérisable. • Scellement d'inlays, onlays, couronnes et bridges à l'aide de ciments composites photopolymérisables, autopolymérisables et à double système de polymérisation, si la photopolymérisation de l'adhésif est possible. • Réparations de restaurations en composite fracturées.	
Utiliser ADHÉSIF UNIVERSEL PROCLINIC EXPERT uniquement avec des composites autopolymérisables et à double système de polymérisation si la photopolymérisation de l'adhésif est garantie.	
Caractéristiques de performance	
Les caractéristiques de performance du produit répondent aux exigences de l'utilisation prévue.	
Contre-indications	
Dans certains cas, le produit peut provoquer une réaction de sensibilisation chez les patients présentant une hypersensibilité à l'un quelconque des ingrédients. Dans ces cas, le produit ne doit pas être utilisé. Des irritations résultant du contact direct avec la pulpe ne sont pas à exclure. De ce fait, pour protéger la pulpe, les zones qui se trouvent à proximité de celle-ci doivent être recouvertes d'une fine couche de matériau à base d'hydroxyde de calcium.	
Groupe cible de patients	
Personnes qui sont traitées pendant une intervention dentaire.	
Utilisateurs prévus	
Ce dispositif médical ne doit être utilisé que par un dentiste formé.	
Incompatibilité avec d'autres matériaux	
Né pas utiliser avec des substances contenant de l'eugénol, car ce dernier inhibe la polymérisation du matériau. Ne pas entreposer non plus le matériau à proximité de produits contenant de l'eugénol ni le laisser entrer en contact avec des matériaux contenant de l'eugénol.	
Application	
1. Isolation	
La dique de caoutchouc est le moyen d'isolation recommandé.	
2. Préparation de la cavité	
Préparez la cavité conformément aux principes de la technique de restauration adhésive.	
3. Protection de la pulpe	

Pour protéger la pulpe, les zones qui en sont proches doivent être recouvertes d'une fine couche d'un matériau à base d'hydroxyde de calcium.

4. Conditionnement à l'aide d'un gel de mordançage (facultatif)
Pour améliorer la liaison avec l'émail, il est possible d'appliquer la technique de mordançage sélectif de l'émail ou de mordançage total.

Remarque

Il faut toujours conditionner les surfaces d'émail non préparées à l'aide d'un GEL DE MORDANÇAGE.

Precauciones durante el grabado
Precauciones à prendre lors du mordançage

Resulta esencial que las superficies grabadas no estén contaminadas por ninguna sustancia. Si se produce la contaminación, vuelva a realizar el grabado, enjuague las superficies con agua y séquelas como se indica más adelante. Evite que el ácido ortofosfórico entre en contacto con las partes blandas de la cavidad oral, con los ojos y con la piel. En caso de contacto accidental, enjuague inmediatamente la zona afectada con abundante agua.

a. Mordançage sélectif de l'émail

Appliquez du gel de mordançage sur les surfaces de l'émail et le laissez en place pendant au **moins 15 secondes**. Les dents de lait sont mordançées proportionnellement plus longtemps. Rincer à l'eau pendant 20 secondes puis sécher à l'aide d'un flux d'air dépourvu d'eau et d'huile. La surface mordancée de l'émail doit être blanche comme de la craie.

b. Technique de mordançage total

Appliquez du gel de mordançage sur les surfaces de l'émail et de la dentine, en commençant par les biseaux de l'émail. Conditionner l'**émail pendant au moins 15 secondes et la dentine pendant 15 secondes**. (Le résultat est obtenu en 20 à 30 secondes de gravure de l'émail et 15 secondes de dentine).

Les dents de lait sont mordançées proportionnellement plus longtemps. Rincer à l'eau pendant 20 secondes. Sécher à l'aide d'un flux d'air dépourvu d'eau et d'huile, mais **ne pas dessécher**.

Les biseaux mordançés de l'émail doivent être blancs comme de la craie.

5. Application de ADHÉSIF UNIVERSEL PROCLINIC EXPERT

Flacon

Verser une ou deux gouttes d'AGENT DE COLLAGE UNIVERSEL PROCLINIC EXPERT dans un puits pour mélange et utiliser immédiatement après avoir versé le produit.

Refermer la bouteille immédiatement après utilisation.

À l'aide d'une brosse, appliquer ADHÉSIF UNIVERSEL PROCLINIC EXPERT sur l'ensemble de la surface de l'émail et de la dentine, en une couche fine et régulière. Remuer l'adhésif pendant **au moins 20 secondes**. Ne pas appliquer l'adhésif sur la surface de la dent sans l'avoir agité au préalable. Ce matériau doit former une couche homogène.

Sécher délicatement à l'air (**au moins pendant 5 à 10 secondes**), pour éliminer les composants volatils et disperser l'adhésif, jusqu'à obtenir une couche brillante et uniforme. Puis photopolymériser à l'aide d'une unité de photopolymérisation dentaire convenable à halogène ou à LED (longueur d'onde : 400 à 500 nm ; intensité lumineuse min. : 1 000 mW/cm2) pendant **20 secondes**.

6. Application d'un composite

Consulter les instructions du fabricant relatives à la pose du matériau pour restauration photopolymérisable, autopolymérisable ou à double système de polymérisation.

Remarque concernant les restaurations directes

On obtient de meilleurs résultats avec l'application d'une fine couche d'un composite fluide photopolymérisable, suivie de l'application d'un composite moulabé. Photopolymériser chaque couche de composite séparément, conformément aux instructions d'utilisation correspondantes.

Informations supplémentaires / Mises en garde

- Les matériaux non polymérisés peuvent avoir un effet irritant et provoquer une réaction de sensibilisation aux méthacrylates.
- Éviter tout contact avec la peau, les muqueuses et les yeux.
- Si le matériau entre en contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon. Si le matériau entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau, et consulter un médecin si nécessaire.
- Les gants à usage médical vendus dans le commerce ne confèrent pas une protection contre l'effet de sensibilisation aux méthacrylates.
- Maintenir hors de portée des enfants!

Composition

Méthacrylates hydrophiles, MDP, photo-initiateurs.

Conservation

Ne pas conserver à une température supérieure à 25 °C ! Protéger contre la lumière directe du soleil. Ne pas utiliser après la date de péremption.

Le résumé de la sécurité et des performances cliniques du dispositif médical peut être consulté dans la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (EUDAMED - https://ec.europa.eu/tools/eudamed).

Garantie

PL Superior Dental Materials GmbH garantit que le présent produit est exempt de tout défaut matériel et de fabrication. PL Superior Dental Materials GmbH ne formule aucune autre garantie, notamment une garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation par rapport à un objectif donné. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation qu'il compte en faire. Si le produit s'avérait défectueux alors qu'il est sous garantie, la réparation ou le remplacement du produit PL Superior Dental Materials GmbH constituerait le seul recours de l'utilisateur et l'unique obligation faite à PL Superior Dental Materials GmbH.

Limites de garantie

</

Usuárijs pretendidos

Este dispositivo médico deve ser usado somente por um profissional de odontologia treinado.

Incompatibilidade com outros materiais

Não use em combinação com substâncias contendo eugenol porque o eugenol inibe a polimerização do material. Não armazene o material próximo a produtos contendo eugenol, nem deixe o material entrar em contato com materiais contendo eugenol.

Aplicação

1. Isolamento

O isolamento com dique de borracha é o método recomendado.

2. Preparação da cavidade

Prepare a cavidade de acordo com os princípios da técnica de restauração adesiva.

3. Proteção pulpar

Para áreas de proteção pulpar próximas à polpa, deve-se cobrir com uma fina camada de material de capeamento pulpar (por exemplo, LC ResinCal PC ou LINER DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO).

4. Condicionamento com GEL DE ATIVAÇÃO (opcional)

A ativação seletiva do esmalte ou a ativação pela aplicação da técnica de condicionamento total podem ser usadas para melhorar a ligação ao esmalte.

Observação:

As superfícies de ativação não preparadas devem sempre ser condicionadas com GEL DE ATIVAÇÃO.

Precaução de ativação:

É essencial que as áreas ativadas não sejam contaminadas por nada. Se ocorrer contaminação, reative, enxágue com água e seque conforme descrito abaixo. Evite o contato do gel de ativação com os tecidos moles da boca, olhos e pele. Se ocorrer contato acidental, enxágue imediatamente com grande quantidade de água.

a. Ativação seletiva do esmalte

Aplique GEL DE ATIVAÇÃO nas superfícies de esmalte e deixe por **20 segundos**. Os dentes decididos são ativados por um tempo correspondente maior. Enxágue por 20 segundos com água e seque em um fluxo de ar livre de água e óleo. A superfície de esmalte ativada deve ter uma aparência branca e gasosa.

b. Técnica de Condicionamento Total

Aplicar o GEL DE GRAVAÇÃO nas superfícies de esmalte e dentina, começando pelas margens de esmalte. Condicionar o esmalte por pelo menos **15 segundos** e a dentina por **15 segundos**. (Isso resulta em uma gravação de 20-30 segundos de esmalte e 15 segundos de dentina).

Os dentes decididos devem ser gravados por um período correspondente. Enxaguar por 20 segundos com água. Secar em uma corrente de ar livre de água e óleo, mas **sem desidratar**.

A margem de esmalte gravada deve ter uma aparência esbranquiçada.
5. Aplicação do ADESIVO UNIVERSAL PROCLINIC EXPRT Frasco

Dispensar uma ou duas gotas do ADHESIVO UNIVERSAL PROCLINIC EXPRT em uma placa de mistura e usar imediatamente após dispensar.

Fechar a garrafa imediatamente após o uso.

Aplicar o ADHESIVO UNIVERSAL PROCLINIC EXPRT com um pincel em toda a superfície de esmalte e dentina em uma camada fina e uniforme. Manter o adesivo ativado por pelo menos **20 segundos**. A aplicação do adesivo na superfície do dente sem agitação é inadequada. O material deve formar uma camada homogênea.

Ar fino suavemente (por pelo menos 5-10 segundos) para remover os componentes voláteis e dispersar o adesivo até que uma camada uniforme e brilhante seja obtida. Em seguida, fotovarivar com uma unidade de luz halógena dentária adequada ou um LED (comprimento de onda de 400-500 nm, intensidade de luz mínima de 1000 mW/cm2) por 20 segundos.

6. Aplicação de um composto

Consulte as instruções do fabricante para a colocação do material restaurador fotopolimerizável, de dupla ou auto cura.

Nota para restaurações diretas:

Os melhores resultados são obtidos com a aplicação de uma camada fina de um composto fotopolimerizável.

Armazenamento

Não armazenar acima de 25 °C! Proteger da luz solar direta. Não utilizar após a data de validade.

Informações adicionais/Advertências

• O material não polimerizado pode ter efeito irritante e pode levar a uma reação de sensibilização contra os metacrilatos.

• Evite o contato com a pele, mucosas e olhos.

• Se o material entrar em contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão. Se o material entrar em contato com os olhos, enxágue imediatamente com grande quantidade de água e procure orientação médica, se necessário.

• Luvas médicas comerciais não protegem contra o efeito de sensibilização dos metacrilatos.

• Mantenha longe das crianças!

Descarte

Descartar o produto de acordo com as regulamentações locais.

Obrigação de reportar

Os incidentes graves de acordo com o Regulamento de Dispositivos Médicos da UE que ocorreram em conexão com este dispositivo médico devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente.

O resumo da segurança e do desempenho clínico do dispositivo médico pode ser consultado na base de dados europeia sobre dispositivos médicos (EUDAMED - https://ec.europa.eu/tools/eudamed).

Composição

Metacrilatos hidrofílicos, MDP, foto-iniciadores.

Garantia

A PL Superior Dental Materials GmbH garante que este produto estará livre de defeitos de material e fabricação. A PL Superior Dental Materials GmbH não faz nenhuma outra garantia, incluindo qualquer garantia implícita de comercialização ou adequação a um propósito específico. O usuário é responsável por determinar a adequação do produto para sua aplicação. Se este produto apresentar defeito dentro do período de garantia, seu único recurso e a única obrigação da PL Superior Dental Materials GmbH será o reparo ou substituição do produto PL Superior Dental Materials GmbH.
Limitação de responsabilidade
Exceto onde proibido por lei, a PL Superior Dental Materials GmbH não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente deste produto, seja dieta, indireta, especial, incidental ou consequential, independentemente da teoria de responsabilidade, incluindo garantia, contrato, negligência ou responsabilidade estrita.
C2015.V2.2 - 2003-09-10 - PL Superior Dental Materials GmbH, D-23335 Elmshorn

INSTRUKCJA UŻYCIA PL
UNIWERSALNYM KLEJEM PROCLINIC EXPERT
Opis wyrobu <p>UNIWERSALNYM KLEJEM PROCLINIC EXPERT to prosty w użyciu światłowtwardzalny klej uniwersalny. Kleju UNIWERSALNYM KLEJEM PROCLINIC EXPERT można używać z techniką samowytwarzania przy wcześniejszym selektywnym wytrawianiu szkliwa lub z techniką całkowitego wytrawiania. Nadaje się do powierzchni wylgotnych, suchych i mokrych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii klej UNIWERSALNYM KLEJEM PROCLINIC EXPERT gwarantuje fantastyczne wiązanie. Przy zastosowaniach, gdzie nie można zagwarantować utwardzania światłem (np. w kanale korzeniowym) klej UNIWERSALNYM KLEJEM PROCLINIC EXPERT należy stosować w połączeniu z produktem UNIVERSAL BOND DUAL CATALYST. Należy odnieść się do instrukcji katalizatora UNIVERSAL BOND DUAL CATALYST. Wskazania/Przeznaczenie Kleju przeznaczony do stosowania z techniką samowytwarzania, z selektywnym wytrawianiem szkliwa lub z techniką całkowitego wytrawiania przy:</p> <ul style="list-style-type: none">Bezpośrednich światłowtwardzalnych wypełnieniach kompozytowych i komponentowych Obduwadoch zębłu (core build-up) z wykorzystaniem kompozytów światłowtwardzalnych, podwójnie utwardzalnych i samoutwardzalnych, jeżeli jest możliwe utwardzanie kleju światłem. Cementowanie wkładów, nakładów, koron i mostów przy użyciu światłowtwardzalnych, podwójnie utwardzalnych i samoutwardzalnych cementów kompozytowych, jeżeli jest możliwe utwardzanie kleju światłem.

Wskazania/Przeznaczenie
Kleju przeznaczony do stosowania z techniką samowytwarzania, z selektywnym wytrawianiem szkliwa lub z techniką całkowitego wytrawiania przy:

- Bezpośrednich światłowtwardzalnych wypełnieniach kompozytowych i komponentowych
- Obduwadoch zębłu (core build-up) z wykorzystaniem kompozytów światłowtwardzalnych, podwójnie utwardzalnych i samoutwardzalnych, jeżeli jest możliwe utwardzanie kleju światłem.
- Cementowanie wkładów, nakładów, koron i mostów przy użyciu światłowtwardzalnych, podwójnie utwardzalnych i samoutwardzalnych cementów kompozytowych, jeżeli jest możliwe utwardzanie kleju światłem.

utwardzalnych, podwójnie utwardzalnych i samoutwardzalnych cementów kompozytowych, jeżeli jest możliwe utwardzanie kleju światłem.

• Naprawa złamanych wypełnień kompozytowych

KleJ UNIWERSALNYM KLEJEM PROCLINIC EXPERT należy stosować wyłącznie z podwójnie utwardzalnymi lub samoutwardzalnymi wypełnieniami, jeżeli można zagwarantować utwardzanie kleju światłem.

Właściwości

Właściwości produktu spełniają wymagania jego przeznaczenia.

PrzeCiwWskazania

W pojedynczych przypadkach materiał może wywoływać reakcję uczuleniową u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników. W takich przypadkach nie należy używać tego materiału.

Nie można wykluczyć podrażnień wynikających z bezpośredniego kontaktu z miazgą. Dlatego, aby zapewnić ochronę miazgi, obszary w pobliżu miazgi należy pokryć cienką warstwą materiału przykrywającego miazgę.

Grupa docelowa pacjentów

Osoby leczone w toku procedur dentystycznych.

Docelowi użytkownicy

Niniejszy wyrób medyczny powinien być stosowany wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonego zawodowego lekarza dentystę.

Niezgodność z innymi materiałami

Nie stosować w połączeniu z substancjami zawierającymi eugenol, gdyż eugenol hamuje polimerizację tego materiału. Tego materiału nie wolno przechowywać w pobliżu produktów zawierających eugenol. Nie wolno również dopuszczać do kontaktu tego materiału z materiałami zawierającymi eugenol.

Sposób użycia

1. Odizolowanie

Zalecaną metodą odizolowania jest użycie koferdamu.

2. Przygotowanie ubytku

Opracować ubytek zgodnie z zasadami techniki wypełnień adhezyjnych.

3. Ochrona miazgi

Aby zapewnić ochronę obszarów w pobliżu miazgi, należy je pokryć cienką warstwą materiału przykrywającego miazgę (np. LC ResinCal PC lub PODKŁAD Z WODOROTLENKIEM WAPNIA).

4. Kondycjonowanie przy użyciu ŻELU WYTRAWIAJĄCEGO (opcjonalnie)

Aby poprawić siłę wiązania ze szkliwem, można zastosować technikę selektywnego wytrawiania szkliwa lub wytrawiania poprzez nałożenie techniki wytrawiania całkowitego.

Uwaga:

Nieprzygotowane powierzchnie szkliwa trzeba zawsze poddać kondycjonowaniu przy użyciu ŻELU WYTRAWIAJĄCEGO.

Srodkii ostrożności dotyczące wytrawiania:

Bardzo ważne jest, aby wytrawione obszary nie zostały w żaden sposób skażone. W razie skażenia należy ponownie przeprowadzić wytrawianie, przepłukać wodą i osuszyć w sposób opisany poniżej. Unikać kontaktu zębłu wytrawiającego z miękkimi tkankami jamy ustnej, oczami i skórą. W razie przykrywającego kontaktu należy natychmiast przepłukać dużą ilością wody.

a. Selektywne wytrawianie szkliwa

Należy ŻEL WYTRAWIAJĄCY na powierzchnie szkliwa i pozostawić przez **20 sekund**. W przypadku zębów mlecznych wytrawianie należy prowadzić odpowiednio dłużej. Płukać 20 sekund wodą i osuszyć strumieniem suchego i wolnego od zanieczyszczeń olejowych powietrza. Wytrawiona powierzchnia szkliwa powinna mieć kredowo biały wygląd.

b. Technika wytrawiania całkowitego

Należy ŻEL WYTRAWIAJĄCY na powierzchnie szkliwa i żębiny, zaczynając od ścięć szkliwa. Kondycjonować szkliwo przez co najmniej **15 sekund** i zbierać przez **15 sekund**. (Daje to 20-30 sekund wytrawiania szkliwa i 15 sekund wytrawiania żębiny). W przypadku zębów mlecznych wytrawianie należy prowadzić odpowiednio dłużej. Płukać 20 sekund wodą. Osuszyć strumieniem suchego i wolnego od zanieczyszczeń olejowych powietrza, ale **bez stosowania osuszacza**

Wytrawiony szkło szkliwa powinien mieć kredowo biały wygląd.

5. Nakładanie kleju UNIWERSALNYM KLEJEM PROCLINIC EXPERT

Nanieść jedną lub dwie krople kleju UNIWERSALNYM KLEJEM PROCLINIC EXPERT do dolka do mieszania i wykorzystać natychmiast po naniesieniu

Natychmiast po użyciu zamknąć butelkę.

Używając szczoteczki należy cienką i równą warstwę kleju UNIWERSALNYM KLEJEM PROCLINIC EXPERT na całą powierzchnię szkliwa i żębiny. Mieszać klej przez **co najmniej 20 sekund**. Nałożenie kleju na powierzchnię zęba bez wymieszania jest niewłaściwe. Materiał powinien utworzyć jednorodną warstwę.

Delikatnie wygładzać powietrzem (przez co najmniej 5-10 sekund) aby usunąć elementy lotne i rozproszyć kłbki aż do uzyskania białyszczącej i jednorodnej warstwy. Następnie utwardzać światłem przy użyciu odpowiedniej stomatologicznej lampy halogenowej lub LED-owej (długość fali 400-500 nm, intensywność światła min. 1000 mW/cm2) przez **20 sekund**.

6. Nakładanie kompozytu

W celu nałożenia światłowtwardzalnego, podwójnie utwardzalnego lub samoutwardzalnego materiału do uzupełnienia należy zapoznać się z instrukcją producenta.

Uwaga dotycząca uzupełnień bezpośrednich:

Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy nakładaniu cienkiej warstwy płynnego kompozytu światłowtwardzalnego a następnie nałożenie kompozytu plastycznego. Każdą warstwę kompozytu należy oddzielić utwardzać światłem zgodnie z odpowiednią instrukcją użycia.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze przekraczającej 25°C (77°F)! Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Nie używać po upłynięciu terminu ważności.

Dodatkowe informacje/ Ostrzeżenia

• Niespolimerizowany materiał może mieć działanie drażniące i może powodować wystąpienie reakcji uczuleniowej na metakrylany.

• Unikać kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi i oczami.

• W razie kontaktu materiału ze skórą, natychmiast przemyć wodą z mydłem. W razie kontaktu materiału z oczami, natychmiast przepłukać dużą ilością wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

• Dostępne w handlu lekawkicy medyczne nie chronią przed działaniem uczulającym metakrylanów.

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Skład
Hydrofilowe metakrylany, MDP, fotoiniciatory.

Usuanie
Produkt ususzać zgodnie z regulacjami lokalnych władz.

Obowiązek dotyczący raportowania

Zgodnie z rozporządzeniem UE ws wyrobów medycznych poważne incydenty, które wystąpiły w związku z tym wyrobem medycznym trzeba zgłaszać producentowi i właściwemu organowi.

Uwaga

Podsumowanie bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej wyrobu medycznego można znaleźć w europejskiej bazie danych wyrobów medycznych (EUDAMED - https://ec.europa.eu/tools/eudamed).

Gwarancja

Spółka PL Superior Dental Materials GmbH gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. Spółka PL Superior Dental Materials GmbH nie udziela żadnych innych gwarancji w tym jakichkolwiek dorozumianych gwarancji pokupności lub przydatności do określonego celu. Użytkownik odpowiada za określenie odpowiedniości produktu do konkretnego zastosowania użytkownika. Jeżeli w okresie objętym gwarancją ten produkt zostanie uznany za wadliwy, wyłącznym zadocuszczeniem na rzecz użytkownika i wyłącznym zobowiązaniem spółki PL Superior Dental Materials GmbH będzie naprawa lub wymiana produktu spółki PL Superior Dental Materials GmbH.

Ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem sytuacji zabronionych prawnie, spółka PL Superior Dental Materials GmbH nie będzie odpowiadać za jakiegokolwiek straty lub szkody powstałe wskutek stosowania tego produktu, tak bezpośrednio, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne, niezależnie od przyjętej teorii, w tym gwarancji, umowy, zaniedbania czy ścisłej odpowiedzialności.

NAVÓD NA POUŻITIE

UNIWERSÁLNE LEPILO PROCLINIC EXPERT

Opis výrobku
UNIVERZÁLNE LEPILO PROCLINIC EXPERT je jednoduchou použiteľné univerzálne lepidlo vytvrdzované svetlom. UNIVERZÁLNE LEPILO PROCLINIC EXPERT sa môže používať s technikou samoleptania, s predchádzajúcim selektyvným leptaním skloviny alebo s technikou totálneho leptania. Je vhodné na všetky mokré a suché povrchy. Vďaka inovatívnej technológii poskytuje MDP UNIVERZÁLNE LEPILO PROCLINIC EXPERT vynikajúcu adhéziu.

Pri aplikáciách, pri ktorých nie je možné zabezpečiť vytvrdzovanie svetlom (napríklad v koreňovom kanáliku), sa lepidlo UNIVERZÁLNE LEPILO PROCLINIC EXPERT používa v kombinácii s produktom UNIVERSAL BOND DUAL CATALYST.
Indikácie/určené použitie
Lepidlo pre techniku self-etch, selektívneho leptání skloviny alebo techniku total-etch.
Obmedzenie zodpovednosti
S výnimkou prípadov, keď to zakazuje zákon, spoločnosť PL Superior Dental Materials GmbH nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody vyplývajúce z tohto výrobku, či už priame, nepriame, osobitné, náhodné alebo následné, bez ohľadu na uplatnenú teóriu, vrátane záruky, zmluvy, nebanalnosti alebo objektívnej zodpovednosti.

PROCLINIC EXPERT musí používať v kombinácii s katalyzátorom UNIVERSAL BOND DUAL CATALYST. Prečítajte si návod na použitie katalyzátora UNIVERSAL BOND DUAL CATALYST

Indikácie/určené použitie

Lepidlo na techniku samoleptania, selektívneho leptania skloviny alebo totálneho leptania na:

- Kompozitné a kompomérne výplne vytvrdzované priamym svetlom,
- Lóndi úlesehiteuskes valguskóvastava, topeltkóvastava ja isekóvastavate kompositide jaoks, kui adhesiiv valguskóvastamine on võimalik,
- Inlayde, onlayde, kroonide ja sildade valgus-, topel- ja isekóvastavate komposiidmetallide jaoks, kui adhesiiv valguskóvastamine on võimalik,
- Purunenud komposiitrestauratsioonide parandamiseks.

Kasutage UNIVERSAALNE ADHESIIV PROCLINIC EXPERTI toetli- või isekóvastavate kompositidega vaid siis, kui adhesiiv valguskóvastamine on garanteeritud.

Tulemusnäitajad
Toote tulemusnäitajad vastavad ettenähtud kasutuse nõuetele.
Vastunäidustused
Üksikutele juhtudel võib materjal põhjustada tundlikkusreaktsioone psühhilisele, keeltele on mõne toote koostisosa suhtes ülitundlikkus. Neil juhtudel ei tohiks materjali kasutada.

Uuestis kasutamisel võib tekkida kontaktid teiste materjalidega. Üksesest kontaktist plakkide tekkinud ärritus ei saa välistada. Seetõttu tuleks pulbi lähedal asuvad piirkonnad katta õhukese pulbikatte materjaliga.

Patsientide sihtgrupp

Hambaraviprotseduuril vajavad patsiendid.

Ettenähtud kasutajad

Seda meditsiinivahendit peats kasutama vaid väljõppinud hambaravipersonal.

Sõbmatus teiste materjalidega

Ärge kasutage koos eugenooli sisaldavate toodetega, sest eugenool pidurdab materjali polümeerisumist. Ärge hoidke materjali eugenooli sisaldavate toodetega läheduses ja vältige materjali kokkupuudet eugenooli sisaldavate materjalidega.

Pealekandmine

1. **Isoleerimine**
Isoleerimiseks on soovitat kasutada koferdamid.

2. **Katveedi ettevalmistamine**
Valmistage katveite ette adhesiiviga restauraatsiooni tehnika põhimõtete järgi.

3. **Pulbi kaitsmine**

Pulbi lähedal asuvad piirkonnad tuleks katta õhukese pulbikatte materjaliga (nt LC ResinCal PC või CALCIUM HYDROXIDE LINER).

4. **SÕOVITUSGEELIGA töötlemine (valikuline)**
Emalliga nakkuvate parandamiseks võib kasutada osalist emalli sõovitust või täieliku sõovituse tehnikat.

Märkus:
Ettevõtetamata emallipinnad tuleks alati katta SÕOVITUSGEELIGA.

Ettevastusabinõud sõovitamisel
On oluline, et sõovitatud piirkond mitte millegagi ei saastataks. Kui see ikkagi juhtub, sõovitage uuesti, loputage veega ja kuivatage nagu on kirjeldatud allpool. Vältige sõovitusgeeli kokku puutumist suuõõne pehmetele kudedele, silmade ja nahaga. Kui see juhulkiit juhtub, loputage piirkonda kohe rohke veega.

a. Osaline emalli sõovitamine
Kandke SÕOVITUSGELI emalli pinnale ja jätke see sinna **20 sekundiks**. Piimahammast sõovitatakse vastavalt kaudem. Loputage 20 sekundit veega ja kuivatage vea ja õlivaba õhuvooluga. Sõovitatud emallipind peab olema kriitvale välimusega.

b. Täieliku sõovituse tehnika
Kandke SÕOVITUSGELI emallile ja emalli servast algava dentini pindadele. Töödelge emalli vähemalt **15 sekundit** ja dentini **15 sekundit**. (See tähendab kokku 20-30 sekundit emalli sõovitust ja 15 sekundit dentini sõovitust). Piimahammast sõovitatakse vastavalt kaudem. Loputage 20 sekundit veega. Kuivatage vee- ja õlivaba õhuvooluga, kuid **ärge kuivatage täiesti kuivaks**.

Sõovitatud emallipinnadele nurgad peavad olema kriitvale välimusega.

5. UNIVERSAALNE ADHESIIV PROCLINIC EXPERTI peale kandmine
Doseerige üks või kaks tilka UNIVERSAALNE ADHESIIV PROCLINIC EXPERTI seguamaleksile ja kasutage seda kohe.

Kohe peale kasutamist sulgege pudel.

Kandke harjaga kokku emalli ja dentini pinnale ühtlase ja õhuke kihi UNIVERSAALNE ADHESIIV PROCLINIC EXPERT. Laske adheesivil vähemalt **20 sekundit** toimida. Materjal kandmine hamba pinnale ilma, et sel toimida lastakse, ei ole piisav. Materjal peab moodustama homogeenise kihi. Suunake kerge õhuvool (vähemalt **5-10 sekundit**) kihile, et eemaldada leuandev osakesed ja et hajutada adhesiivi laiali kuni laikiva ja ühtlase kihi moodustumiseni. Seejärel valguskóvastage vähemalt **20 sekundit** sobikulu hambaravi halogeenvalgusega või LED valgusega (lainepikkus 400-500 nm, valgustusvõime min. 1000 mW/cm2).

6. Komposiidide pealekandmine

Valgus-, topel- või isekóvastavate restauratiivsete materjalide pealekandmisel lahutage tootet juhustest.

Märkus otseste restauratsioonide kohta

Parimad tulemused saavutatakse siis, kui peale kontakte õhuke kiht valguskóvastavat voolavat ja seejärel vormitav komposiiti. Valguskóvastage kiht komposiid kihti ealdja ja vastavald juhuseid järgides.

Hoiustamine
Ärge hoidke kõrgemat temperatuuril nad 25 °C (77 °F)! Kaitse otsepea kaitskavate eest. Ärge kasutage peale säilivusaja lõppu.

Lisateave/hoiatused

• Mittepolümeerisunud materjali võib olla ärritav mõju ja see võib viia ülitundlikkuse reaktsioonideni metakrülaalide suhtes.

• Vältige kokkupuudet silmade, limaskestade ja nahaga.

• Kui materjal puutub kokku nahaga, loputage nahka kohe vea ja seebiga. Kui materjal puutub kokku silmadega, loputage kohe rohke veega ja vajadusel küsige nõu meditsiinilõõltajalt.

• Kaubandusets saada oevad meditsiinilised kindad ei kaitse metakrülaalidele tundlikkuse eest.

• Hoidke lastetele kättesaamatus kohas!

Koostis
Hüdrofiilised metakrülaadid, MDP, fotoinitsiaatorid.

Kõvaldamine
Toode tuleb kõvaldada kohaliku omavalitsuse eeskirjade järgi.

Teavitamise kohustus
Ei meditsiiniseadmete määrusse järgi tuleb selle meditsiinitooteaga seotud tõsisest vahejuhtumistest teavitada tootjat ja pädevat ametiasutust.

Märkus