


# Instrucciones de uso

EXPERTsurg LUX  
REF 1.008.3500



Siempre a lo seguro.



KaVo. Dental Excellence.

**Distribución:**

KaVo Dental GmbH

Bismarckring 39

D-88400 Biberach

N° tfno.: +49 (0) 7351 56-0

N° fax: +49 (0) 7351 56-1488

**Fabricante:**

Kaltenbach & Voigt GmbH

Bismarckring 39

D-88400 Biberach

[www.kavo.com](http://www.kavo.com)



## Tabla de contenidos

<b>1</b>	<b>Indicaciones para el usuario.....</b>	<b>6</b>
1.1	Guía del usuario.....	6
1.1.1	Símbolos.....	6
1.2	Grupo de destino.....	6
1.3	Mantenimiento.....	6
1.3.1	Servicio de reparaciones.....	6
1.4	Condiciones de la garantía.....	7
1.5	Transporte y almacenamiento.....	7
1.5.1	Reglamento sobre embalajes vigente.....	7
1.5.2	Daños de transporte.....	7
1.5.3	Datos sobre el embalaje: almacenamiento y transporte.....	8
<b>2</b>	<b>Seguridad.....</b>	<b>10</b>
2.1	Descripción de las indicaciones de seguridad.....	10
2.1.1	Símbolo de advertencia.....	10
2.1.2	Estructura.....	10
2.1.3	Descripción de los niveles de peligro.....	10
2.2	Datos sobre la compatibilidad electromagnética.....	10
2.3	Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos.....	11
2.4	Indicaciones de seguridad.....	11
<b>3</b>	<b>Descripción del producto.....</b>	<b>13</b>
3.1	Fin previsto – uso conforme a las disposiciones.....	13
3.2	EXPERTsurg LUX.....	15
3.3	Elemento de mando.....	17
3.4	Reóstato de pie.....	18
3.5	Placas de características de EXPERTsurg LUX y del reóstato de pie.....	18
3.6	Datos técnicos EXPERTsurg LUX.....	20
3.7	Volumen de suministro.....	21
<b>4</b>	<b>Puesta en servicio.....</b>	<b>22</b>
4.1	Desembalaje.....	22
4.2	Montar el portabotellas.....	22
4.3	Desmontar el portabotellas.....	22
4.4	Conexión del reóstato de pie.....	23
4.5	Conexión del motor quirúrgico.....	23
4.6	Conexión del recipiente de refrigerante y del juego de mangueras.....	24
4.7	Conexión eléctrica.....	29
<b>5</b>	<b>Manejo.....</b>	<b>30</b>
5.1	Encender el aparato.....	30
5.2	Ajustes del aparato.....	30
5.2.1	Ajustar el idioma.....	31
5.2.2	Ajuste de la luminosidad LUX.....	31
5.2.3	Ajuste del tiempo de luminosidad restante LUX.....	32
5.2.4	Ajustar el modo de funcionamiento del pedal.....	32
5.2.5	Configurar la hora.....	33
5.2.6	Configurar la fecha.....	33
5.2.7	Ajuste de la luminosidad LCD.....	34

## Tabla de contenidos

5.2.8	Ajustar el volumen.....	34
5.2.9	Configurar el volumen del sonido de las teclas.....	35
5.2.10	Exportar los ajustes.....	35
5.2.11	Importar ajustes.....	36
5.2.12	Ajustes de fábrica.....	36
5.2.13	Versión.....	37
5.3	Motor quirúrgico INTRA LUX S600 LED.....	37
5.3.1	Encaje de la pieza de mano o el contra-ángulo.....	37
5.3.2	De extracción de la pieza de mano o del contra-ángulo.....	38
5.4	Establecer y ejecutar pasos del programa.....	38
5.4.1	Ajustes de fábrica.....	39
5.4.2	Ejemplos de secuencias de pasos de programa.....	40
5.4.3	Seleccionar pasos de programa.....	41
5.4.4	Seleccionar actividades.....	42
5.4.5	limitar los pasos de programa.....	42
5.5	Modificar los valores preajustados.....	43
5.5.1	Ajuste del número máximo de revoluciones.....	44
5.5.2	Ajustar la limitación del torque.....	44
5.5.3	Ajustar la cantidad de suministro de refrigerante.....	45
5.5.4	Modificar el sentido de giro del motor.....	46
5.5.5	Ajustar la multiplicación.....	47
5.6	función de enjuague.....	47
5.6.1	Función de enjuague manual.....	47
5.6.2	Paso de programa función de enjuague.....	48
5.7	Activación de la calibración One Touch.....	49
5.8	Reóstato de pie.....	50
5.8.1	Modificar la velocidad, el suministro de refrigerante y el sentido de giro del motor.....	50
5.8.2	Seleccionar pasos de programa.....	51
5.9	Sustitución del recipiente de refrigerante.....	51
<b>6</b>	<b>Eliminación.....</b>	<b>53</b>
<b>7</b>	<b>Pasos de preparación según la norma DIN EN ISO 17664.....</b>	<b>54</b>
7.1	Limpieza.....	54
7.1.1	Limpieza manual.....	54
7.1.2	Limpieza a máquina.....	56
7.2	Desinfección.....	56
7.2.1	Desinfección manual.....	56
7.2.2	Desinfección a máquina.....	57
7.2.3	Secado.....	57
7.2.4	Mantenimiento, control y comprobación después de la preparación.....	58
7.3	Embalaje.....	58
7.4	Esterilización.....	58
7.4.1	Almacenamiento.....	59
<b>8</b>	<b>Solución de fallos.....</b>	<b>60</b>
<b>9</b>	<b>Realizar una actualización de software.....</b>	<b>64</b>
<b>10</b>	<b>Control técnico de seguridad (STK).....</b>	<b>65</b>
<b>11</b>	<b>Accesorios.....</b>	<b>66</b>

---

<b>12 Datos sobre compatibilidad electromagnética.....</b>	<b>67</b>
12.1 Directrices y declaración del fabricante, emisiones electromagnéticas.....	67
12.2 Directrices y declaración del fabricante, inmunidad electromagnética.....	68
12.3 Directrices y declaración del fabricante, inmunidad electromagnética.....	68
12.4 Distancias de seguridad recomendadas entre aparatos de telecomunicación de alta frecuencia portátiles y móviles y EXPERTsurg LUX.....	70

## 1 Indicaciones para el usuario

### 1.1 Guía del usuario

#### 1.1.1 Símbolos

	Véase el capítulo Seguridad/Símbolo de advertencia
	Información importante para usuarios y técnicos
	Termodesinfectable
	Puede esterilizarse hasta 135 °C
	Marcado CE (Comunidad Europea). Todo producto que lleva este símbolo cumple los requisitos de las correspondientes directivas CE, es decir, las normativas vigentes en Europa.

### 1.2 Grupo de destino

Este documento va dirigido a dentistas y al personal del consultorio.

### 1.3 Mantenimiento



En las siguientes direcciones le atenderán sobre cuestiones relacionadas con el producto, el servicio y el mantenimiento.

En caso de consulta, le rogamos que indique siempre el número de serie del producto.

Línea de asistencia técnica:

+49 7351 56-1500

Service.Instrumente@kavo.com

Para obtener más información, visite la página: [www.kavo.com](http://www.kavo.com)

#### 1.3.1 Servicio de reparaciones

KaVo ofrece un control por parte del servicio técnico a tarifa fijada para el mantenimiento original en fábrica. Durante el tiempo que dure el control, podrá utilizar un aparato prestado.

Contacto para solicitar cita o para consultas:

Servicio de reparaciones de KaVo

+49 (0) 7351 56-4900

Service.Reparatur@kavo.com

KaVo Dental GmbH

Reparaciones

Bahnhofstr. 18

88447 Warthausen (Alemania)

## 1.4 Condiciones de la garantía

KaVo asume ante el cliente final la prestación de garantía para el correcto funcionamiento y la ausencia de defectos en el material o en el procesamiento del producto mencionado en el albarán de entrega durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra según las siguientes condiciones:

En reclamaciones justificadas por defectos o envíos incompletos, KaVo garantiza, según su elección, la sustitución o reparación de la pieza gratuitamente. Quedan excluidas otras reclamaciones, independientemente del tipo que sean, especialmente las relativas a indemnización por daños y perjuicios. En caso de retraso y de culpa grave o dolo, sólo se aplicará si las prescripciones legales obligatorias no establecen lo contrario.

KaVo no se hace responsable de los defectos y de sus consecuencias derivadas del desgaste natural, de una limpieza o un servicio inadecuados, del incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, servicio o conexión, de la calcificación o corrosión, de la suciedad en la alimentación de aire y agua o de influencias químicas o eléctricas no habituales o no permitidas según las normas de fábrica.

La prestación de garantía normalmente no incluye bombillas, material de cristal, piezas de goma, ni la duración de los colores de los materiales sintéticos.

Queda excluida la responsabilidad si los defectos o sus consecuencias pudieran deberse a que el cliente o terceras personas intervengan o modifiquen el producto.

Las reclamaciones de esta garantía sólo serán válidas si el albarán de entrega del producto fue enviado a KaVo y el propietario/usuario puede presentar el original.

## 1.5 Transporte y almacenamiento

### 1.5.1 Reglamento sobre embalajes vigente



#### Nota

Sólo válido para la República Federal de Alemania.

Eliminar los embalajes de venta de forma adecuada, a través de empresas de eliminación de residuos/empresas de reciclaje, conforme al reglamento sobre embalajes vigente. Para ello, tener en cuenta el sistema de devolución de cobertura nacional. KaVo ha hecho licenciar sus embalajes de venta para ello. Prestar atención al sistema regional público de eliminación de residuos.

### 1.5.2 Daños de transporte

#### En Alemania

Si al efectuar la entrega puede reconocerse claramente un daño en el embalaje, debe procederse del siguiente modo:

1. El destinatario anotará la pérdida o el desperfecto en el albarán de entrega. El destinatario y el trabajador de la empresa de transporte firmarán este albarán de entrega.
2. No modificar ni el producto ni el embalaje.
3. No utilizar el producto.
4. Notificar el daño a la empresa de transporte.
5. Notificar el daño a KaVo.
6. No devolver nunca el producto dañado sin consultar previamente a KaVo.
7. Enviar el albarán de entrega firmado a KaVo.

Si el producto está dañado, sin que al efectuar la entrega pudiera reconocerse un daño en el embalaje, debe procederse del siguiente modo:

1. Notificar los daños a la empresa de transporte inmediatamente, a muy tardar al séptimo día.
2. Notificar el daño a KaVo.
3. No modificar ni el producto ni el embalaje.
4. No utilizar el producto dañado.



**Nota**

Si el destinatario infringe una obligación que le afecte según la presente disposición, se considerará que el daño se ha producido tras la entrega (según el artículo 28 de las Condiciones generales alemanas para transportistas, "Allgemeinen De

**Fuera de Alemania**



**Nota**

KaVo no se hace responsable de los daños por transporte. El envío deberá ser controlado inmediatamente después de su recepción.

Si, al efectuar la entrega, puede reconocerse claramente un desperfecto en el embalaje, proceda del siguiente modo:

1. El receptor constata la pérdida o el daño en el albarán de entrega. El receptor y el trabajador de la empresa de transporte firman este albarán de entrega. El receptor sólo puede reclamar indemnización por daños y perjuicios a la empresa de transporte basándose en este documento.
2. No toque ni el producto ni el embalaje.
3. No utilice el producto.

Si el producto está dañado, pero al efectuar la entrega no ha detectado ningún desperfecto en el embalaje, proceda del siguiente modo:

1. Notifique los daños de inmediato a la empresa de transporte o, como muy tarde, siete días después de la entrega.
2. No toque ni el producto ni el embalaje.
3. No utilice un producto dañado.



**Nota**

Si el destinatario infringe una obligación que le afecte según la presente disposición, se considerará que el daño se ha producido tras la entrega (según la ley CMR, capítulo 5, artículo 30).

**1.5.3 Datos sobre el embalaje: almacenamiento y transporte**



**Nota**

Guardar el embalaje para envíos eventuales para efectuar servicios o reparaciones.

Los símbolos impresos en la parte exterior son válidos para el transporte y almacenamiento y tienen el siguiente significado:

	Transporte en posición vertical y coloque la parte superior en la dirección de la flecha.
	Proteja el instrumental de cualquier golpe.

	<p>Proteja de la humedad.</p>
	<p>Carga de apilado permitida</p>
	<p>Intervalo de temperatura</p>
	<p>Humedad del aire</p>
	<p>Presión del aire</p>

## 2 Seguridad

### 2.1 Descripción de las indicaciones de seguridad

#### 2.1.1 Símbolo de advertencia



Símbolo de advertencia

#### 2.1.2 Estructura



##### PELIGRO

La introducción describe el tipo y la fuente del peligro.

Este apartado describe las posibles consecuencias si no se presta atención.

- ▶ La fase opcional contiene las medidas necesarias para evitar peligros.

#### 2.1.3 Descripción de los niveles de peligro

Para evitar daños personales y materiales, en este documento se emplean indicaciones de seguridad en tres niveles de peligro.



##### ATENCIÓN

**ATENCIÓN**

describe una situación peligrosa que puede provocar daños materiales o lesiones leves o moderadas.



##### ADVERTENCIA

**ADVERTENCIA**

describe una situación peligrosa que puede provocar lesiones graves o la muerte.



##### PELIGRO

**PELIGRO**

describe un peligro máximo en una situación que puede provocar directamente lesiones graves o la muerte.

### 2.2 Datos sobre la compatibilidad electromagnética



#### Nota

En virtud de la norma CEI 60601-1-2 (DIN EN 60601-1-2) sobre compatibilidad electromagnética de aparatos eléctricos de uso médico debemos indicar que:

- Los equipos eléctricomédicos están sujetos a medidas de precaución especiales sobre compatibilidad electromagnética y deben instalarse según los requisitos indicados en las instrucciones de montaje de KaVo.
- Los dispositivos de comunicación de alta frecuencia pueden influir en los equipos eléctricomédicos.

#### Véase también:

- 📄 12 Datos sobre compatibilidad electromagnética, Página 67

**Nota**

KaVo no garantiza la conformidad de los accesorios, cables y otros componentes no suministrados por KaVo con los requisitos de CEM de la norma CEI 60601-1-2 (DIN EN 60601-1-2).

**2.3 Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos****Nota**

De acuerdo con la directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, indicamos que el presente producto está sujeto a la directiva citada y debe ser eliminado dentro de Europa de forma especial.

Encontrará información más detallada en [www.kavo.com](http://www.kavo.com) o en el comercio especializado para productos dentales.

Para la eliminación definitiva, diríjase a:

**En Alemania**

Para reenviar el aparato eléctrico, proceda de la siguiente manera:

1. En la página web [www.enretec.de](http://www.enretec.de) de la empresa enretec GmbH, encontrará un formulario de encargo de eliminación dentro del punto de menú "eom". Descargar dicho encargo de eliminación o rellenar como encargo online.
2. Rellenar el encargo con las indicaciones respectivas y enviarlo como encargo online o por fax al número +49 (0) 3304 3919 590 a la empresa enretec GmbH. Otras vías para realizar un encargo de eliminación y para realizar consultas son las siguientes:  
Tel: +49 (0) 3304 3919-500  
Correo electrónico: [eom@enretec.de](mailto:eom@enretec.de) y  
correo postal: enretec GmbH, Geschäftsbereich eomRECYCLING®  
Kanalstraße 17  
16727 Velten (Alemania)
3. Los equipos no instalados de forma fija se recogen en la consulta. Los equipos instalados de forma fija se recogen a pie de calle en su dirección, tras haber concertado una cita. Los costes de desmontaje, transporte y embalaje corren a cargo del propietario/usuario del aparato.

**Internacional**

En los comercios especializados en odontología puede consultar la información específica de cada país para la eliminación.

**2.4 Indicaciones de seguridad** **ADVERTENCIA**

**Utilización de accesorios no autorizados o modificaciones no permitidas en el producto.**



Los accesorios no autorizados y/o las modificaciones no permitidas en el producto pueden provocar riesgos y/o daños en las personas y daños materiales.

- ▶ Utilizar sólo accesorios autorizados por el fabricante para la combinación con el producto o que dispongan de la interfaz estandarizada (p. ej. acoplamientos MULTIflex, INTRAmatic).
- ▶ Sólo realizar modificaciones en el aparato cuando éstas estén autorizadas por el fabricante del producto.



**⚠ ATENCIÓN**

**Chispas eléctricas en el producto.**

Explosión y/o incendio.

- ▶ No emplear el producto en áreas con peligro de explosión.
- ▶ No utilizar el producto en atmósferas enriquecidas con oxígeno.



**⚠ ATENCIÓN**

**Cable de red dañado/conductor de protección inexistente.**

Descarga eléctrica.

- ▶ Revisar el cable de red antes de usarlo. La toma debe disponer de contacto protector y cumplir las disposiciones del país.



**⚠ ATENCIÓN**

**Daños por líquidos.**

Averías en componentes eléctricos.

- ▶ Proteger las aberturas del producto de la penetración de líquidos.



**⚠ ATENCIÓN**

**Penetración accidental de líquidos.**

Descarga eléctrica.

- ▶ No coloque el producto en recipientes abiertos.
- ▶ Revise y garantice la estanqueidad de los recipientes de refrigerante y de todos los conductos antes de cada aplicación. Si detecta que hay líquido en el aparato, no lo toque y desconéctelo de inmediato de la red. Espere a que la superficie del aparato esté completamente seca antes de volver a enchufar el cable de alimentación.



**⚠ ATENCIÓN**

**Piezas en rotación al funcionar la bomba**

Lesiones

- ▶ No asir la bomba. Si la bomba está abierta, desconectar el aparato.



**⚠ ATENCIÓN**

**Riesgos debidos a campos electromagnéticos.**

Los campos electromagnéticos pueden influir en las funciones de sistemas implantados (p. ej. marcapasos).

- ▶ Preguntar a los pacientes antes del tratamiento si tienen implantado un marcapasos u otros sistemas.



**⚠ ATENCIÓN**

**Anomalías por fallo de corriente.**

La interrupción del suministro de tensión u otros fallos pueden provocar la parada del motor quirúrgico.

- ▶ Garantizar el suministro de corriente.

## 3 Descripción del producto

### 3.1 Fin previsto – uso conforme a las disposiciones



#### Nota

El EXPERTsurg LUX está homologado para salas de operaciones.

Este producto de KaVo sólo puede utilizarse en el área de la odontología, para intervenciones de apertura y separación de las estructuras tisulares bucales o tratamientos de endodoncias (p. ej., grietas periodontales, encía, hueso, mandíbula, extracciones, implantes) y únicamente debe ser utilizado por personal médico especializado. No se permite su uso con otros fines diferentes.

Dentro del uso conforme al fin previsto se incluye también la observación de todas las advertencias contenidas en las instrucciones de uso, así como la realización de los trabajos de inspección y de mantenimiento.

Deben aplicarse y cumplirse las directrices y/o leyes nacionales, reglamentos nacionales y las reglas de la técnica relativas a productos sanitarios durante la puesta en servicio y, durante el funcionamiento, se cumplirá también la finalidad prescrita del producto KaVo.

El usuario debe comprobar la seguridad del funcionamiento y el correcto estado del aparato antes de cada utilización.

Durante la utilización deberán tenerse en cuenta las disposiciones legales nacionales, especialmente las siguientes:

- Las disposiciones vigentes para la conexión y la puesta en funcionamiento de productos sanitarios.
- Las disposiciones vigentes de seguridad laboral.
- Las medidas vigentes para la prevención de accidentes.

El usuario está obligado a:

- Utilizar solo instrumentos de trabajo sin defectos o desperfectos.
- Protegerse a sí mismo, a los pacientes y a terceros de los peligros.
- Evitar una contaminación debida al producto.

Para garantizar la continua disponibilidad operacional y el mantenimiento del producto KaVo, se deben realizar los trabajos de mantenimiento recomendados cada 2 años.

Solo las siguientes personas están autorizadas para efectuar trabajos de reparación y de mantenimiento, así como el CTS, en el producto KaVo:

- Personal técnico de las filiales de KaVo con la correspondiente formación sobre el producto.
- El personal técnico formado especialmente por KaVo de los concesionarios oficiales de KaVo.



#### Nota

Los trabajos permitidos se describen en las instrucciones del técnico, puestas a disposición del personal de servicio formado.

En Alemania, el explotador, el responsable del aparato y el usuario están obligados a operar sus aparatos siguiendo las disposiciones de la Ley de Productos Sanitarios.

Los servicios de mantenimiento abarcan todas las tareas de comprobación que se estipulan en artículo 6 del reglamento alemán de uso de productos médicos (MPBetrieberV).

Tras realizar trabajos de mantenimiento, intervenciones y reparaciones en el aparato, éste debe revisarse antes de volver a ponerlo en funcionamiento según IEC 62353 (según el estado de la técnica).



**Nota**

Antes de un intervalo largo de inutilización, el producto debe conservarse y limpiarse conforme a las instrucciones.



**Nota**

Deseche los residuos generados, sin poner en peligro a las personas y al medio ambiente, ya sea mediante reciclaje o eliminación del material, cumpliendo la legislación nacional vigente.


Si tiene preguntas sobre cómo realizar una eliminación adecuada del producto de KaVo, póngase en contacto con la filial correspondiente de la empresa.



**Nota**


Se puede descargar un documento de reciclaje en [www.kavo.com](http://www.kavo.com).

### 3.2 EXPERTsurg LUX




- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| ① Dispositivo de mando      | ② Soporte de la botella                   |
| ③ Bomba de la manguera      | ④ Fijación de la manguera                 |
| ⑤ Reóstato de pie           | ⑥ Motor quirúrgico                        |
| ⑦ Manguera del refrigerante | ⑧ Soporte para instrumentos               |
| ⑨ Cable del motor           | ⑩ Símbolo para parte aplicable del tipo B |

### Parte trasera del aparato



- ① Bloqueo de la bomba de la manguera
- ② Interruptor
- ③ Clavija de alimentación
- ④ Tener en cuenta las instrucciones de uso
- ⑤ Respetar las instrucciones de uso
- ⑥ Ranura para tarjetas SD
- ⑦ Conexión del reóstato de pie

### 3.3 Elemento de mando



- |   |  |
|---|--|
| ① Paso de programa  | ② Representación de la actividad         |
| ③ Torque máximo alcanzado   | ④ Limitación del torque                  |
| ⑤ Velocidad de giro   | ⑥ Tecla de flecha izquierda              |
| ⑦ Tecla más, aumentar valor   | ⑧ Tecla de flecha derecha                |
| ⑨ Tecla menos, reducir valor  | ⑩ Tecla de retroceso                     |
| ⑪ Multiplicación  | ⑫ Sentido de giro del motor              |
| ⑬ Ajuste de la bomba de refrigerante  | ⑭ Activación de la calibración One Touch |
| ⑮ Indicación del estado del reóstato de pie / solicitud de control por parte del servicio técnico |  |



La tecla de regreso cumple dos funciones. Si se pulsa brevemente la tecla de regreso, se accede a la selección de los pasos del programa. Si se pulsa la tecla de regreso de forma prolongada se accede a los ajustes del aparato.



Las teclas de flecha permiten seleccionar los parámetros.




La tecla más permite incrementar los valores.



La tecla menos permite reducir los valores.

### 3.4 Reóstato de pie



- ① Tecla de velocidad
- ② Tecla de bomba
- ③ Tecla de programa
- ④ Tecla de sentido de giro del motor

### 3.5 Placas de características de EXPERTsurg LUX y del reóstato de pie

Las placas de características de EXPERTsurg y del reóstato de pie se encuentran en la parte inferior del aparato e incluyen los siguientes símbolos:

	Distintivo CE
	Distintivo VDE
	Distintivo CSA
	Clasificación, tipo B
	Tener en cuenta las instrucciones de uso
	Observar las instrucciones de uso electrónicas

3 Descripción del producto | 3.5 Placas de características de EXPERTsurg LUX y del reóstato de pie

	Respetar las instrucciones de uso
	Modo de funcionamiento: servicio continuo con carga intermitente
	Corriente alterna (CA)
	Tensión de alimentación
	Clase de protección II
	Fabricante
	YYYY = año de fabricación XXXXXXX = número de serie
	Número de material
Tipo:	Tipo de aparato
	Consideraciones relativas a la eliminación, véase Uso conforme a las disposiciones
	Certificado GOST R
	Código HIBC

### 3.6 Datos técnicos EXPERTsurg LUX

Anchura	265 mm
Profundidad	255 mm
Altura	100 mm
Peso	Aprox. 1,9 kg.
Peso del reóstato de pie	Aprox. 1,1 kg.
Peso del motor	Aprox. 125 g
Tensión de entrada	100 - 240 V ~
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Número de revoluciones	300 - 40.000 rpm
Torque máx. en el motor	5,5 Ncm
Caudal de bombeo	30 - 110 ml/min
Reóstato de pie: clase de protección	IPX8
Reóstato de pie: longitud del cable	2,5 m
Longitud del cable del motor	2 m
Modo de funcionamiento	30 s funcionamiento / 9 min pausa
Trabajo por pasos con carga interrumpida	



#### Nota

30 segundos de tiempo de funcionamiento y 9 minutos de tiempo de pausa representan la posible carga límite del motor (plena carga al máximo número de revoluciones).

### Condiciones de transporte y almacenamiento

Temperatura ambiente	-20 °C - +50 °C
Humedad relativa del aire	5% - 95%
Presión atmosférica	700 hPa - 1060 hPa

### Entorno de funcionamiento

#### ADVERTENCIA

#### Condiciones de funcionamiento inadecuadas.

Merma de la seguridad eléctrica del aparato.

- ▶ Es obligatorio respetar las condiciones de funcionamiento especificadas en el capítulo «Datos técnicos».

Temperatura ambiente	+10 °C - +35 °C
Humedad relativa del aire	15% - 80%
Presión atmosférica	700 hPa - 1060 hPa
Altura operativa	hasta 3000 m



### **3.7 Volumen de suministro**

El volumen de suministro de EXPERTsurg LUX incluye lo siguiente:

- Dispositivo EXPERTsurg LUX
- Reóstato de pie
- Motor quirúrgico INTRA LUX S600 LED
- Cable del motor S600
- Soporte para instrumentos
- Juego de mangueras estériles S600 (5 unidades)

## 4 Puesta en servicio

### 4.1 Desembalaje




#### Nota

El cartón se debe conservar junto con los materiales de embalaje para poder enviar el aparato de forma segura.


- ▶ Abrir la caja.
- ▶ Retirar los cartones tubulares.
- ▶ Extraer el reóstato de pie y el equipo adicional.
- ▶ Extraer el aparato hacia arriba de forma vertical y colocarlo sobre una superficie plana.

### 4.2 Montar el portabotellas




- ▶ Introducir el portabotellas ① en la guía situada en la parte inferior del aparato.
- ⇒ El portabotellas ① encaja de forma audible, quedando firmemente alojada.

### 4.3 Desmontar el portabotellas




- ▶ Presionar del todo el botón de retención de la parte inferior del aparato y sacar hacia atrás el soporte de la botella ①.

#### 4.4 Conexión del reóstato de pie



- ▶ Enchufar el reóstato de pie en la conexión para el mismo. Comprobar que las flechas de marcación en el enchufe y en la caja del enchufe coincidan.



- ▶ Introducir hasta el tope los estribos en las hendiduras previstas para ello.

#### 4.5 Conexión del motor quirúrgico




##### Nota

Las piezas suministradas no son estériles (a excepción de la manguera del refrigerante). Antes del primer tratamiento con pacientes se debe preparar el motor quirúrgico, el cable del motor y el soporte para instrumentos.

**Véase también:**

- ▮ Pasos de preparación según la norma DIN EN ISO 17664



- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ① Acoplamiento del motor    | ② Motor quirúrgico            |
| ③ Soporte para instrumentos | ④ Enchufe del cable del motor |
- ▶ Introducir el motor quirúrgico ② en el acoplamiento del motor ① y fijarlo con una tuerca de racor. Tener en cuenta las instrucciones por separado del motor.
  - ▶ Depositar el motor quirúrgico sobre el soporte para instrumentos ③.
  - ▶ Introducir el enchufe del cable del motor ④ en la conexión del aparato, alinear los puntos de marcación e introducir el enchufe hasta que encaje.

#### 4.6 Conexión del recipiente de refrigerante y del juego de mangueras

**⚠ ATENCIÓN**

**Bomba de manguera en funcionamiento y abierta.**

Peligro de lesiones.

- ▶ Apagar el aparato antes de abrir la bomba de la manguera.

**⚠ ATENCIÓN**

**Peligro de vuelco por recipientes de refrigerante pesados.**

Fallos de funcionamiento.

- ▶ Utilizar recipientes de refrigerante con 1 l de refrigerante como máximo.
- ▶ Comprobar la estabilidad.



**Nota**


El refrigerante se debe seleccionar conforme a la aplicación planificada.

**Nota**


El juego de mangueras estériles S 600 (10 unidades) (N.º de mat. 1.009.8757) debe ser sustituido después de cada aplicación.

**Nota**


Se debe comprobar el perfecto estado de las mangueras antes de cada utilización. Si el producto o el embalaje estuvieran dañados, habrá que desechar el producto.



- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ① Manguera del refrigerante | ② Clips                        |
| ③ Fijación de la manguera   | ④ Dispositivo de bloqueo       |
| ⑤ Manguera de la bomba      | ⑥ Extraer la aguja de perforar |
| ⑦ Pinza del tubo            |                                |




- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| ① Manguera del refrigerante    | ② Clip                   |
| ③ Fijación de la manguera      | ④ Dispositivo de bloqueo |
| ⑥ Extraer la aguja de perforar | ⑦ Pinza del tubo         |



- ▶ Cerrar la pinza para manguera ⑦ del juego de mangueras.
- ▶ Fijar la manguera del refrigerante ① a la pieza de mano o al contra-ángulo.
- ▶ Colocar la manguera del refrigerante ① pegada a la parte exterior del cable del motor sin doblarla ni enrollarla y fijarla con los clips ② adjuntos distribuidos de manera uniforme.
- ▶ Insertar la fijación de la manguera ③ en el aparato, hasta que ésta ③ encaje.

**Nota**

El aparato detecta el fijación de la manguera. Si no se detecta la fijación de la manguera o si no se introduce, el símbolo de transporte de refrigerante se ilumina en amarillo.




- ▶ Abrir el bloqueo ④ y colocar la manguera de la bomba ⑤.
- ▶ Cerrar el bloqueo ④.



**Nota**

Insertar la manguera de la bomba en la bomba de forma que no se enganche ni se aplaste con el bloqueo. Tender todas las mangueras sueltas y sin tensión de tracción.



- ▶ Introducir la aguja ⑥ en el recipiente de refrigerante y colgar el recipiente de refrigerante en el portabotellas.
- ▶ Comprobar la estanqueidad y el firme asiento de la aguja ⑥. Evitar que se derrame líquido sobre el aparato.
- ▶ Si se utiliza una botella de cristal, abra el dispositivo de purga de la aguja ⑥.
- ▶ Si se utiliza una bolsa, mantenga cerrado el dispositivo de purga de la aguja ⑥.
- ▶ Abra la pinza del tubo ⑦ antes de la puesta en servicio.



**Nota**

Si se utiliza una manguera nueva, dependiendo del nivel de transporte el refrigerante tardará aprox. 10 segundos hasta salir por el instrumento.

## 4.7 Conexión eléctrica



### **⚠ ATENCIÓN**

**Cable de red dañado/conductor de protección inexistente.**

Descarga eléctrica.

- ▶ Revisar el cable de red antes de usarlo. La toma debe disponer de contacto protector y cumplir las disposiciones del país.




### **Nota**

El aparato se debe colocar de forma que la clavija de alimentación y la toma de corriente sean fácilmente accesibles.



### **Nota**


El conector de protección se utiliza como puesta a tierra de función (FE) y no como puesta a tierra de protección (PE).



- ▶ Conectar primero el cable de red al enchufe del aparato y a continuación el otro extremo del cable a la toma de alimentación de la red eléctrica.

## 5 Manejo

### 5.1 Encender el aparato



► Conectar el aparato.

⇒ El aparato realiza un autotest.



#### **Nota**

Si el aparato queda sin vigilancia, KaVo recomienda apagar el aparato por motivos de seguridad y de ahorro de energía.



#### **Nota**

##### **Función automática de desconexión**

Tras 10 minutos de inactividad, se apaga la luz del instrumento, la bomba y el motor del aparato.

### 5.2 Ajustes del aparato

Se pueden determinar o visualizar los siguientes ajustes del aparato:

- Configurar el idioma
- Ajuste de la luminosidad LUX
- Ajuste del tiempo de luminosidad restante LUX
- Ajustar el modo de funcionamiento del pedal
- Configurar la hora
- Configurar la fecha
- Ajuste de la luminosidad LCD
- Ajustar el volumen
- Configurar el volumen del sonido de las teclas
- Exportar los ajustes
- Importar ajustes
- Ajustes de fábrica
- Versión



- ▶ Mantener pulsada la tecla de regreso de forma prolongada hasta que se muestren los ajustes del aparato.




- ▶ Pulsar las teclas más y menos para seleccionar el ajuste deseado.
- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la derecha para habilitar el ajuste seleccionado.
- ▶ Pulsar las teclas más y menos para modificar el ajuste seleccionado y habilitado.
- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la izquierda para regresar a la selección de los ajustes del aparato.

⇒ Los valores modificados se guardan automáticamente.



- ▶ Mantener pulsada la tecla de regreso de forma prolongada para finalizar los ajustes del aparato.

### 5.2.1 Ajustar el idioma



- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la derecha para habilitar el ajuste seleccionado.



- ▶ Pulsar las teclas más y menos para modificar el ajuste seleccionado.



- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la izquierda o la tecla de regreso para regresar a la selección de los ajustes del aparato.

⇒ Los valores modificados se guardan automáticamente.

### 5.2.2 Ajuste de la luminosidad LUX

La luminosidad LUX regula la intensidad del brillo de los LEDs en el instrumento. La intensidad del brillo se puede ajustar en 4 pasos, desde desconexión hasta luminosidad máxima.



5 Manejo | 5.2 Ajustes del aparato



- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la derecha para habilitar el ajuste seleccionado.



- ▶ Pulsar las teclas más y menos para modificar el ajuste seleccionado.




- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la izquierda o la tecla de regreso para regresar a la selección de los ajustes del aparato.

⇒ Los valores modificados se guardan automáticamente.

### 5.2.3 Ajuste del tiempo de luminosidad restante LUX

El tiempo de luminosidad restante LUX establece la duración de la iluminación de los instrumentos LED después de cada parada del motor. La duración de la iluminación restante puede ajustarse entre 0 y 10 segundos.



- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la derecha para habilitar el ajuste seleccionado.



- ▶ Pulsar las teclas más y menos para modificar el ajuste seleccionado.




- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la izquierda o la tecla de regreso para regresar a la selección de los ajustes del aparato.

⇒ Los valores modificados se guardan automáticamente.

### 5.2.4 Ajustar el modo de funcionamiento del pedal

El motor puede controlarse mediante dos modos de funcionamiento:





El motor arranca a la velocidad máxima cuando se acciona el pedal.



El número de revoluciones del motor se puede regular de forma continua con el pedal hasta el valor máximo.



- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la derecha para habilitar el ajuste seleccionado.



- ▶ Pulsar las teclas más y menos para modificar el ajuste seleccionado.




- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la izquierda o la tecla de regreso para regresar a la selección de los ajustes del aparato.

⇒ Los valores modificados se guardan automáticamente.

### 5.2.5 Configurar la hora

La hora se puede configurar en horas, minutos y segundos:



- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la izquierda para habilitar el ajuste seleccionado.



- ▶ Pulsar las teclas más y menos para modificar el ajuste seleccionado.




- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la izquierda o la tecla de regreso para regresar a la selección de los ajustes del aparato.

⇒ Los valores modificados se guardan automáticamente.

### 5.2.6 Configurar la fecha

La fecha se puede configurar en día, mes y año:



- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la izquierda para habilitar el ajuste seleccionado.



- ▶ Pulsar las teclas más y menos para modificar el ajuste seleccionado.




- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la izquierda o la tecla de regreso para regresar a la selección de los ajustes del aparato.

⇒ Los valores modificados se guardan automáticamente.

### 5.2.7 Ajuste de la luminosidad LCD

La luminosidad LCD regula la intensidad del brillo de la pantalla. La intensidad del brillo se puede ajustar en 3 pasos, desde oscuro hasta luminosidad máxima.



- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la derecha para habilitar el ajuste seleccionado.



- ▶ Pulsar las teclas más y menos para modificar el ajuste seleccionado.




- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la izquierda o la tecla de regreso para regresar a la selección de los ajustes del aparato.

⇒ Los valores modificados se guardan automáticamente.

### 5.2.8 Ajustar el volumen

El volumen regula el volumen de señales acústicas. El volumen se puede ajustar en 3 pasos, entre volumen bajo y volumen máximo. Por motivos de seguridad no es posible desconectar el volumen.



- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la derecha para habilitar el ajuste seleccionado.



- ▶ Pulsar las teclas más y menos para modificar el ajuste seleccionado.




- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la izquierda o la tecla de regreso para regresar a la selección de los ajustes del aparato.

⇒ Los valores modificados se guardan automáticamente.

### 5.2.9 Configurar el volumen del sonido de las teclas

El sonido de las teclas ajusta el volumen del sonido al pulsar una tecla. El sonido se puede ajustar en tres pasos o desconectarse.



- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la derecha para habilitar el ajuste seleccionado.



- ▶ Pulsar las teclas más y menos para modificar el ajuste seleccionado.



- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la izquierda o la tecla de regreso para regresar a la selección de los ajustes del aparato.

⇒ Los valores modificados se guardan automáticamente.


### 5.2.10 Exportar los ajustes

Exportar los ajustes del aparato permite al usuario exportar todos los ajustes como archivo <SURG\_EX.SET> en la tarjeta SD. KaVo recomienda hacerlo tan pronto haya configurado los ajustes básicos individuales.




### 5.2.11 Importar ajustes

Importar los ajustes del aparato permite al usuario importar todos los ajustes desde un fichero <SURG\_EX.SET> de la tarjeta SD. De este modo puede recuperarse un estado determinado, p. ej., si se han modificado o eliminado los ajustes involuntariamente.




### 5.2.12 Ajustes de fábrica

Con los ajustes de fábrica se restablece el estado original del aparato. Se restauran los valores iniciales de todos los pasos de programa y ajustes del aparato.




- ▶ Pulsar la tecla de flecha hacia la derecha para habilitar el ajuste seleccionado.

En la ventana se pregunta si se desea ejecutar la acción.



- ▶ Pulsar la tecla Más para ejecutar la acción.
- ▶ Pulsar la tecla Menos o la tecla de regreso para cancelar la acción.

### 5.2.13 Versión



Indicación de la versión del software



- ▶ Mantener pulsada la tecla de retroceso de forma prolongada para finalizar los ajustes del aparato.

## 5.3 Motor quirúrgico INTRA LUX S600 LED



### Nota

Seguir las instrucciones de uso, mantenimiento y montaje que acompañan al embalaje del motor, la pieza de mano y el contra-ángulo.

Véase también:

- ▣ Instrucciones de uso INTRA LUX S600 LED

### 5.3.1 Encaje de la pieza de mano o el contra-ángulo

#### ⚠ ATENCIÓN

**Daños por cambiar las piezas de mano o los contra-ángulos durante el funcionamiento.**

Desgaste de los topes de arrastre de la pieza de mano y del contra-ángulo, así como en el motor.

Desequilibrio del eje del motor.


- ▶ Cambiar las piezas de mano y los contra-ángulos únicamente con el motor parado.




### Nota

Seguir las instrucciones de uso, mantenimiento y montaje que acompañan al embalaje del motor, la pieza de mano y el contra-ángulo.

Se pueden enchufar todas las piezas de mano y contra-ángulos con la conexión ISO 3964 INTRAmatic.



- ▶ Colocar el instrumento KaVo en el motor y girarlo en el sentido de la flecha, presionándolo ligeramente, hasta que el saliente de fijación encaje de forma audible.
- ▶ Comprobar, tirando del instrumento KaVo, que esté bien encajado en el motor.



- ▶ Instalar la manguera del refrigerante ③ del aparato a lo largo del cable del motor (clips) a través del motor y conectar a la pieza de mano o el contra-ángulo ①. Colocar la manguera del refrigerante ③ en el anillo-soporte ②.

### 5.3.2 De extracción de la pieza de mano o del contra-ángulo

#### ⚠ ATENCIÓN



**Daños por cambiar las piezas de mano o los contra-ángulos durante el funcionamiento.**


Desgaste de los topes de arrastre de la pieza de mano y del contra-ángulo, así como en el motor.

Desequilibrio del eje del motor.

- ▶ Cambiar las piezas de mano y los contra-ángulos únicamente con el motor parado.
- ▶ Sacar la manguera del refrigerante de la pieza de mano o del contra-ángulo.
- ▶ Retirar la pieza de mano o el contra-ángulo girando ligeramente.

### 5.4 Establecer y ejecutar pasos del programa

El EXPERTsurg LUX se basa en pasos de programa y en actividades asignadas y puede ser utilizado de manera intuitiva a través de la guía de usuario gráfica.



Paso de programa 1: marcar

El paso de programa actual se representa en la pantalla como cifra ① y la actividad correspondiente como símbolo ②. Se puede asignar cualquier actividad a cualquier paso de programa seleccionando el símbolo correspondiente.

Visualizando la actividad se puede comprobar de forma sencilla, si la actividad configurada en el aparato se corresponde con el paso de tratamiento a ejecutar actualmente. De esta manera se pueden casi excluir los fallos en el manejo del aparato.



Para cada actividad se han preconfigurado de fábrica valores para los parámetros de velocidad de giro, torque, multiplicación y cantidad de suministro de refrigerante, según la aplicación. Los parámetros sólo pueden modificarse dentro de un margen que sea adecuado para la actividad. En la actividad "Aplicación libre" se pueden configurar todos los valores disponibles. En la siguiente tabla se alistan los márgenes de valores y las configuraciones de fábrica.

Una secuencia de tratamiento puede estar compuesta por de 4 hasta 10 pasos de programa o actividades. La secuencia de tratamiento se puede configurar individualmente, disponiendo aleatoriamente las actividades. Dentro de la secuencia se navega con el reóstato de pie, de modo que ya no se debe tocar más el aparato durante la operación.


Los valores modificados se memorizan automáticamente, quedando disponibles para la siguiente utilización.

### 5.4.1 Ajustes de fábrica

Los siguientes pasos de programa han sido previamente ajustados en fábrica.

Paso de programa	Símbolo	Actividad	Número de revoluciones [rpm]	Torque [Ncm]	Multiplicación	Cantidad de suministro de refrigerante
1		Marcar	200 – 2.000 500 (D)	5 – 20 10 (D)	16:1 27:1 20:1 (D)	0 – 4 2 (D)
2		Perforación piloto	200 – 2.000 500 (D)	5 – 20 10 (D)	16:1 27:1 20:1 (D)	0 – 4 2 (D)
3		Perforación de forma	200 – 2.000 500 (D)	5 – 20 10 (D)	16:1 27:1 20:1 (D)	0 – 4 2 (D)
4		Corte de la rosca	15 – 50 20 (D)	5 – 80 25 (D)	16:1 27:1 20:1 (D)	0 – 4 2 (D)
5		Colocar implante	15 – 50 20 (D)	5 – 80 25 (D)	16:1 27:1 20:1 (D)	0 – 4 0 (D)

5 Manejo | 5.4 Establecer y ejecutar pasos del programa

Paso de programa	Símbolo	Actividad	Número de revoluciones [rpm]	Torque [Ncm]	Multiplicación	Cantidad de suministro de refrigerante
6		Colocar tapa de cierre	15 – 50 20 (D)	5 – 15 8 (D)	16:1 27:1 20:1 (D)	0 – 4 0 (D)
7		Aplicación libre	300 – 40.000 40.000 (D)	0,15 – 5,5 3 (D)	1:1	0 – 4 2 (D)
			20 – 2.500	5 – 80	16:1	
			15 – 2.000	5 – 80	20:1	
			15 – 1.200	5 – 80	27:1	
8		función de enjuague	–	–	–	–
9		Tratamiento finalizado (ajustable a partir del paso de programa 4)	–	–	–	–

(D) = ajuste de fábrica (Default setup)




**Nota**





Las posibles indicaciones especificadas son sólo ejemplos. Para evitar riesgos, se deben mantener los datos del fabricante para implantes, así como para instrumentos y herramientas.

**5.4.2 Ejemplos de secuencias de pasos de programa**

**Ejemplo 1: Ajuste de fábrica**

Paso	1	2	3	4	5	6	7	8
Actividad	Marcar	Perforación piloto	Perforación de forma	Corte de la rosca	Colocar implante	Colocar tapa de cierre	Aplicación libre	Tratamiento finalizado (ajustable a partir del paso de programa 4)
Símbolo								

**Ejemplo 2: Pasos de programa sin actividad "Corte de la rosca" y con actividad "Función de enjuague"**

Paso	1	2	3	5	4	5	7
Actividad	Marcar	Orificio guía	Perforación de forma	Función de enjuague	Colocar im- plante	Colocar tapa de cierre	Tratamiento finalizado (ajustable a partir del pa- so de pro- grama 4)
Símbolo							


**Ejemplo 3: Actividad "Aplicación libre" como paso 1, girar manualmente el implante**

Paso	1	2	3	4	5
Actividad	Aplicación libre	Marcar	Perforación piloto	Perforación de forma	Tratamiento fina- lizado (ajustable a partir del paso de programa 4)
Símbolo					

**5.4.3 Seleccionar pasos de programa**




- ▶ Pulsar las teclas de flecha hasta que se muestre el paso de programa resaltado.



- ▶ Pulsar las teclas más y menos para seleccionar el paso de programa deseado.

⇒ El paso de programa se guarda automáticamente.



Durante el tratamiento se pueden seleccionar los pasos de programa con la tecla de programa del reóstato de pie. Tras el último paso de programa, vuelve a ejecutarse otra vez el primero. Si se mantiene pulsada de forma prolongada la tecla de programa, se puede seleccionar el paso de programa anterior.


**Véase también:**

▫ 5.8 Reóstato de pie, Página 50


### 5.4.4 Seleccionar actividades



- ▶ Pulsar las teclas de flecha hasta que se muestre la indicación de actividades resaltada.



- ▶ Pulsar las teclas más y menos para seleccionar la actividad deseada.




⇒ La actividad se guarda automáticamente.

### 5.4.5 limitar los pasos de programa



Se puede limitar el número de pasos de programa. Los pasos de programa no utilizados se eliminan de la vista.



- ▶ Pulsar las teclas de flecha hasta que se muestre el paso de programa ① resaltado.



- ▶ Pulsar las teclas más y menos, para seleccionar el paso de programa ②, que finalice el tratamiento (ajustable a partir del paso de programa 4).



- ▶ Pulsar las teclas de flecha hasta que se muestre la indicación de actividades ③ resaltada.



- ▶ Pulsar las teclas más y menos hasta que se muestre el símbolo de la bandera ④.

⇒ Los ajustes se guardan automáticamente y el tratamiento finaliza con el paso de programa seleccionado.

⇒ Con la navegación a través de los pasos de programa con el reóstato de pie, se salta el paso con el símbolo de la bandera.

### Anular la limitación de los pasos de programa

- ▶ Seleccionar el paso del programa con el símbolo de la bandera y asignar una nueva actividad.

### 5.5 Modificar los valores preajustados

Los valores ajustados en fabricar se pueden modificar dentro del margen previsto. Si se selecciona como actividad la aplicación libre, los valores se pueden modificar libremente.

Pueden modificarse los siguientes valores:

- Velocidad máxima de giro
- Limitación del torque
- Cantidad de suministro de refrigerante
- Sentido de giro del motor
- Multiplicación



- ▶ Pulsar las teclas más y menos para seleccionar el valor deseado.

⇒ El valor seleccionado se muestra resaltado.

5 Manejo | 5.5 Modificar los valores preajustados




- ▶ Pulsar las teclas más y menos para ajustar el valor deseado. La amplitud del paso depende de la multiplicación respectiva y del rango de valores.

⇒ El valor se guarda automáticamente.

### 5.5.1 Ajuste del número máximo de revoluciones



- ▶ Pulsar las teclas de flecha hasta que se muestre la indicación de velocidad resaltada.



- ▶ Pulsar la tecla más y menos para ajustar la velocidad máxima. La amplitud del paso depende de la multiplicación del motor quirúrgico ajustada.

⇒ El valor se guarda automáticamente.

### 5.5.2 Ajustar la limitación del torque




#### Nota

EXPERTsurg LUX impide mediante la reducción de la potencia que se rebase el par de giro máximo ajustado. Por eso, en caso de bloqueo del instrumento giratorio, puede producirse la parada del motor.



- ▶ Pulsar las teclas de flecha hasta que se muestre la indicación del torque resaltada.



#### Nota


Los valores del par de giro pueden diferir un máx. de  $\pm 10\%$  con los contra-ángulos SURGmatic S201 de KaVo. Es posible que existan diferencias mayores con otros contra-ángulos.



- ▶ Pulsar las teclas más y menos para ajustar el valor deseado. La amplitud del paso depende de la multiplicación respectiva y del rango de valores.

⇒ El valor se guarda automáticamente.

Durante el tratamiento, se visualiza el valor máximo alcanzado del torque en las actividades "Corte de la rosca", "Colocar implante" y "Colocar tapa de cierre". El valor se restablece en cuanto se vuelve a arrancar el motor.



### 5.5.3 Ajustar la cantidad de suministro de refrigerante

#### ATENCIÓN

**Dosificación incorrecta de la cantidad de refrigerante.**

Lesiones del tejido.


- ▶ Tener en cuenta las instrucciones de uso de la herramienta colocada.
- ▶ Ajustar una cantidad suficiente de refrigerante.



La cantidad de suministro de refrigerante se puede ajustar en 4 pasos o desconectarse:


- Apagado
- Paso 1 = 32 ml/min
- Paso 2 = 50 ml/min
- Paso 3 = 76 ml/min
- Paso 4 = 110 ml/min

- ▶ Pulsar las teclas de flecha hasta que se muestre la indicación de refrigerante resaltada.



- ▶ Pulsar las teclas más y menos para ajustar el valor deseado. La amplitud del paso depende de la multiplicación respectiva y del rango de valores.

⇒ El valor se guarda automáticamente.



Durante el tratamiento se puede ajustar la cantidad de refrigerante suministrada con la tecla de bomba del reóstato de pie. El valor modificado se muestra en el display, y se mantiene para la siguiente aplicación.


Véase también:

5.8 Reóstato de pie, Página 50


### 5.5.4 Modificar el sentido de giro del motor



► Pulsar las teclas de flecha hasta que se muestre la indicación de sentido de giro del motor resaltada.



► Pulsar las teclas más y menos para modificar el sentido de giro del motor.



Durante el tratamiento se puede modificar el sentido de giro del motor con la tecla de sentido de giro del motor del reóstato de pie. El sentido de giro del motor modificado se muestra en la pantalla. Por motivos de seguridad no se guarda el sentido de giro hacia la izquierda.

**Véase también:**


▮ 5.8 Reóstato de pie, Página 50



En caso de giro hacia la izquierda se escuchan 3 señales acústicas. Al arrancar el motor se vuelven a escuchar 3 señales acústicas.

### 5.5.5 Ajustar la multiplicación

- ▶ Pulsar las teclas de flecha hasta que se muestre la indicación de la multiplicación resaltada.



- ▶ Pulsar las teclas más y menos para ajustar el valor deseado. La amplitud del paso depende de la multiplicación respectiva y del rango de valores.


⇒ El valor se guarda automáticamente.

**Véase también:**


▮ 5.4.1 Ajustes de fábrica, Página 39

## 5.6 función de enjuague


### 5.6.1 Función de enjuague manual




La función de enjuague sirve para transportar el líquido de enfriamiento y para la puesta en servicio de la iluminación en el instrumento. Para ello no se activa el motor. En cualquier instante se puede acceder manualmente a la función de enjuague.



- ▶ Presionar prolongadamente la tecla de la bomba en el reóstato de pie.



- ▶ Presionar la tecla del número de revoluciones en el reóstato de pie para iniciar la función de enjuague y regular la cantidad de refrigerante.



- ▶ Pulsar la tecla de retorno o la tecla de bomba para finalizar la función de enjuague.

### 5.6.2 Paso de programa función de enjuague

La función de enjuague sirve para transportar el líquido de enfriamiento y para la puesta en servicio de la iluminación en el instrumento. Para ello no se activa el motor. Es posible fijar la función de enjuague como actividad en la secuencia de programa.

- ▶ Establecer y ejecutar pasos del programa.

#### Véase también:

- ▣ Ejemplos de secuencias de pasos de programa (ejemplo 2)

## 5.7 Activación de la calibración One Touch

La calibración One Touch compensa las divergencias del torque del motor automáticamente, que pueden ser causadas, por ejemplo, por procesos de envejecimiento. Si el instrumento está introducido, se detectan los instrumentos defectuosos o los que funcionan con dificultad. La calibración One Touch se encarga de un torque más exacto en el contra-ángulo.

### Nota

El instrumento debe estar acoplado para la calibración.


La calibración One Touch se debería efectuar con los instrumentos de cirugía de KaVo con una multiplicación 16:1, 20:1 ó 27:1.

La calibración One Touch no puede realizarse en los instrumentos de cirugía de otros fabricantes o en instrumentos con multiplicaciones diferentes.

La calibración deberá ser repetida si se produce un cambio de instrumentos.



- ▶ Pulsar las teclas de flecha hasta que se muestre la indicación calibración One Touch resaltada.



- ▶ Pulsar las teclas más o menos para iniciar la calibración One Touch.

⇒ Se muestra la indicación de pantalla "Presionar el reóstato de pie".

### ⚠ ATENCIÓN

**El motor funciona a la máxima velocidad.**

Peligro de lesiones.

- ▶ Sujetar firmemente el motor durante la calibración o depositarlo de forma segura.
- ▶ Presionar el reóstato de pie y mantenerlo presionado hasta que aparezca en la pantalla el mensaje de calibración realizada con éxito "Measurement done".
- ▶ Si se suelta el reóstato de pie antes de que aparezca en el display la indicación de calibración realizada con éxito, presionar nuevamente el reóstato de pie hasta que se muestre en el display el mensaje de calibración realizada con éxito.
- ▶ Pulsar la tecla de regreso para finalizar la calibración y para regresar a la selección de los ajustes del aparato.

Cuando la calibración se ha realizado con un instrumento inadecuado o defectuoso, se interrumpe y aparece el mensaje de fallo "Messung fehlgeschlagen - Unerlaubter Stromwert" (Error en la medición: valor de corriente no válido).

- ▶ Pulsar la tecla de regreso para finalizar la calibración errónea.




**Véase también:**


8 Solución de averías, Página 60

## 5.8 Reóstatos de pie


### 5.8.1 Modificar la velocidad, el suministro de refrigerante y el sentido de giro del motor



- ▶ Presionar con el pie la tecla del número de revoluciones para arrancar el motor e incrementar el número de revoluciones.




- ▶ Pulsar la tecla de bomba del reóstato de pie para ajustar la cantidad de refrigerante suministrada.
- ▶ Pulsar la tecla de bomba en el reóstato de pie por largo tiempo para activar la función de enjuague.




- ▶ Pulsar la tecla de sentido de giro del motor del reóstato de pie para ajustar el sentido de giro del motor.

### 5.8.2 Seleccionar pasos de programa

Durante el tratamiento se pueden seleccionar los pasos de programa con la tecla de programa del reóstato de pie.



- ▶ Presionar la tecla de programa del reóstato de pie **brevemente** para seleccionar el próximo paso de programa.




- ▶ Presionar la tecla de programa del reóstato de pie **de forma prolongada** para seleccionar el paso de programa precedente.

### 5.9 Sustitución del recipiente de refrigerante

El recipiente de refrigerante se puede modificar durante el tratamiento de la siguiente manera:

- ▶ Cerrar la pinza para manguera.



- ▶ Extraer la manguera con la aguja del recipiente de refrigerante vacío.
- ▶ Sustituir el recipiente de refrigerante vacío por uno nuevo.

**Véase también:**


- 📄 Conexión del recipiente de refrigerante y del juego de mangueras

## 6 Eliminación



### Nota

La manguera de refrigerante debe sustituirse y desecharse con los accesorios después de cada tratamiento.



- ▶ Cerrar la pinza del tubo ①.
- ▶ Extraer la aguja ② del recipiente de refrigerante vacío.
- ▶ Abrir el bloqueo ③ y extraer la manguera.
- ▶ Retirar y desechar el juego de mangueras del aparato.

## 7 Pasos de preparación según la norma DIN EN ISO 17664



### Nota

Los pasos de preparación para los motores quirúrgicos con cable de motor y las piezas de mano y contra-ángulos se describen en los manuales de uso respectivos.



### Nota


El fabricante considera adecuadas las instrucciones de limpieza y esterilización. Asimismo, el preparador debe analizar el efecto y las posibles consecuencias negativas de cualquier variación que se produzca con respecto a las instrucciones dispuestas.

## 7.1 Limpieza


### 7.1.1 Limpieza manual

- ▶ Limpiar todas las superficies visibles del aparato, los portabotellas, las superficies del reóstato de pie y los cables de conexión con un paño húmedo desechable.


### Limpieza del reóstato de pie




- ▶ Presionar en la parte inferior del reóstato de pie el saliente de encaje ① de la tecla de velocidad ② hacia abajo y extraer la tecla de velocidad ② del reóstato de pie.




- ▶ Presionar ligeramente hacia arriba el listón de las teclas ① con la tecla de bomba, la tecla de programa y la tecla de sentido de giro del motor y retirar del reóstato de pie.



- ▶ Cepillar bajo agua corriente las piezas individuales del reóstato de pie y secar a continuación.



- ▶ Insertar el listón de las teclas ① en el reóstato de pie ② y presionar ligeramente, hasta que el listón de las teclas ① encaje ③.



- ▶ Insertar la tecla de velocidad ① en el reóstato de pie y presionar ligeramente, hasta que el saliente ② encaje. Asegurarse de que los muelles del pedal se encuentren en las impresiones de la carcasa ③.



### Nota

Para limpiar el reóstato de pie debe mantenerse cerrada la tapa ④.

## 7.1.2 Limpieza a máquina



### ATENCIÓN

#### **Daños por líquidos.**

Averías en componentes eléctricos.

- ▶ No realizar ninguna limpieza mecánica en el aparato.

Los siguientes componentes del aparato pueden ser sometidos a una limpieza a máquina:

- Soporte para instrumentos
- Motor y cable del motor



#### **Nota**

Para la preparación del motor y del cable del motor se deberán tener en cuenta las instrucciones de uso.

Para el soporte para instrumentos rigen los siguientes pasos de preparación:



KaVo recomienda desinfectadores térmicos según la norma EN ISO 15883-1, que funcionen con productos de limpieza alcalinos con un valor de pH de un máx. de 10 (p. ej. Miele G 7781 / G 7881. La validación se ha realizado con el programa "VARIO-TD", el producto de limpieza "neodisher® mediclean", el producto de neutralización "neodisher® Z" y el abrillantador "neodisher® mielclear" y sólo se refiere a la compatibilidad del material con los productos de KaVo).

- ▶ Los ajustes del programa y los productos de limpieza y desinfección que deben utilizarse se indican en las instrucciones de uso del desinfectador térmico (tener en cuenta que el valor del pH sea máx. 10)

## 7.2 Desinfección



#### **Nota**

Después del tratamiento con cada paciente deben desinfectarse las superficies cercanas al paciente contaminadas por contacto o aerosoles. Realizar todas las medidas de desinfección con un frotado de desinfección.



#### **Nota**

Para la preparación del motor y del cable del motor se deberán tener en cuenta las instrucciones de uso.

### 7.2.1 Desinfección manual

- ▶ Desinfectar todas las superficies visibles del aparato, los portabotellas, las superficies del reóstato de pie y los cables de conexión con un paño suave desechable y un desinfectante autorizado. Para ello, se deberá garantizar una humectación total.
- ▶ Respetar los tiempos de aplicación previstos.
- ▶ Secar las superficies.

Desinfectante autorizado (ámbito de aplicación de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante y las normas nacionales. Tener en cuenta las hojas de datos de seguridad.) KaVo recomienda los siguientes productos en función de la compatibilidad del material. El fabricante del desinfectante debe garantizar la eficacia microbiológica del producto.

- FD 322 Dürr
- Mikrozid AF líquido (Schülke & Mayr)
- CaviCide de Metrex

### 7.2.2 Desinfección a máquina

Los siguientes componentes del aparato pueden ser sometidos a una desinfección a máquina:

- Soporte para instrumentos
- Motor y cable del motor



#### Nota

Para la preparación del motor y del cable del motor se deberán tener en cuenta las instrucciones de uso.

Para el soporte para instrumentos rigen los siguientes pasos de preparación:



KaVo recomienda desinfectadores térmicos según la norma EN ISO 15883-1, que funcionen con productos de limpieza alcalinos con un valor de pH de un máx. de 10 (p. ej. Miele G 7781 / G 7881. La validación se ha realizado con el programa "VARIO-TD", el producto de limpieza "neodisher® mediclean", el producto de neutralización "neodisher® Z" y el abrillantador "neodisher® mielclear" y sólo se refiere a la compatibilidad del material con los productos de KaVo).

- ▶ Los ajustes del programa y los productos de limpieza y desinfección que deben utilizarse se indican en las instrucciones de uso del desinfectador térmico (tener en cuenta que el valor del pH sea máx. 10)

### 7.2.3 Secado



#### Nota

La manguera del refrigerante con accesorios se utiliza una única vez y no debe desinfectarse ni esterilizarse. No es necesario secar.

- ▶ Antes de volver a utilizar dejar secar al aire las piezas desinfectadas y esterilizadas.

#### Secado mecánico

En el desinfectador térmico el proceso de secado forma por lo general parte del programa de limpieza.

- ▶ Tener en cuenta las instrucciones de uso del termodesinfectante.

## 7.2.4 Mantenimiento, control y comprobación después de la preparación



### Nota

Durante la comprobación después de la preparación se deben cumplir los requisitos higiénicos (esterilidad). Si los componentes presentan roturas y modificaciones visibles en la superficie, éstos deberán ser revisados por el servicio técnico.

La comprobación de la limpieza y el estado, el cuidado y reparación deben realizarse de la siguiente manera:

- ▶ Comprobar las funciones de ajuste del aparato y la marcha del motor.
- ▶ Comprobar que la bomba del tubo transporte suficiente refrigerante.
- ▶ Comprobar los comandos de mando del reóstato de pie.

## 7.3 Embalaje



### Nota

El embalaje para el producto de esterilización debe cumplir con las normas de calidad y utilización vigentes y debe ser apto para el proceso de esterilización!



### Nota

Existe la posibilidad de que se acumulen líquidos y partículas potencialmente infecciosas en los productos, por lo que se recomienda cubrir y proteger estas zonas con productos estériles desechables.

- ▶ Sellar el soporte para instrumentos y el cable del motor en una bolsa esterilizada.

## 7.4 Esterilización

### Esterilización por calor húmedo según ISO 17665-1 en un esterilizador a vapor (autoclave)



#### ATENCIÓN

**Daños al producto a causa de una esterilización incorrecta.**

Daños al producto estéril.

- ▶ No esterilizar por aire caliente, no esterilizar químicamente en frío, no esterilizar con óxido de etileno!



#### ATENCIÓN

**Daños al producto**

Corrosión por contacto

- ▶ Extraer el producto estéril del autoclave inmediatamente después del proceso de esterilización y de secado.

**Nota**

Respecto a la problemática del tratamiento de pacientes de los que se sospeche que sufren una enfermedad infecciosa grave aguda o que muestren síntomas, consultar la documentación y los informes profesionales relativos al cumplimiento de las medidas de higiene. Siempre que sea posible, utilizar productos desechables adecuados para evitar la transmisión de enfermedades graves. Afecta a la protección del usuario, los pacientes y de todos los que participen en una intervención. Entregar e identificar convenientemente todos los materiales clasificados como contaminados del área médica odontológica después de la limpieza y la esterilización con los procedimientos adecuados.

**Nota**

El usuario es responsable del cumplimiento de las normativas y las condiciones de esterilidad. Después de cada paciente se deben desechar el recipiente de refrigerante y las mangueras.



Los productos sanitarios de KaVo, que pueden esterilizarse, son termorresistentes hasta un máx. de 138 °C (280.4 °F).

Los siguientes componentes pueden ser esterilizados:

- Cable del motor
- Soporte para instrumentos
- Autoclave con prevacío fraccionado triple:
  - al menos 3 minutos a 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1.6 °F/+7.4 °F)
  - Tiempo de secado: 20 min.
- Autoclave con proceso de gravitación
  - al menos 10 minutos a 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1.6 °F/+7.4 °F)
  - Tiempo de secado: 30 min.

**Nota**

Dejar enfriar y secar el producto estéril a temperatura ambiente antes de volver a usarlo.

**7.4.1 Almacenamiento**

Respetar todos los requisitos de higiene para el almacenamiento de productos estériles. Almacenamiento en un lugar protegido del polvo y seco, autorización con la identificación del embalaje. Evaluar la duración del almacenamiento.

## 8 Solución de fallos



### Nota

Si no se puede localizar problemas con ayuda de esta búsqueda de errores, debe consultarse a un técnico formado especialmente por KaVo.



### Nota

Los trabajos permitidos se describen en las instrucciones del técnico, puestas a disposición del personal de servicio formado.

En caso de avería aparece en la pantalla directamente la avería o un número de avería.

Avería	Causa	Solución
Aparato sin función.	El aparato está desconectado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conectar el interruptor de alimentación que hay en la parte posterior del aparato.</li> </ul>
	El cable de alimentación no está enchufado en ninguno de los dos lados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Enchufar el cable de alimentación.</li> </ul>
	Desconocido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Desconectar y conectar el aparato.</li> </ul>
	Fusible fundido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avisar al servicio de atención al cliente.</li> </ul>
No hay refrigerante en el instrumento.	Cantidad de suministro de refrigerante no preseleccionada. Bomba desconectada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Seleccionar la cantidad de suministro de refrigerante.</li> </ul> <p><b>Véase también:</b>   5.5.3 Ajustar la cantidad de suministro de refrigerante, Página 45</p>
	Fijación de la manguera no insertada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Insertar fijación de la manguera.</li> </ul> <p><b>Véase también:</b>   4.6 Conexión del recipiente de refrigerante y del juego de mangueras, Página 24</p>
	La botella está vacía.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conectar una botella nueva.</li> </ul>
	Pinza del tubo cerrada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abrir la pinza del tubo.</li> </ul>
	Bloqueo de la bomba no cerrado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar y eventualmente cerrar el bloqueo.</li> </ul>
	Manguera doblada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar la manguera y eventualmente desdoblarla.</li> </ul>
	Botella de cristal con refrigerante no purgada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abrir la tapa de la válvula de purga de la aguja.</li> </ul>

Avería	Causa	Solución
El refrigerante existente en el instrumento es insuficiente.	Toberas de spray encostadas o sucias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Limpiar o preparar las toberas de spray con una aguja de toberas.</li> </ul> <p><b>Véase también:</b>   Instrucciones de uso SURGmatic</p>
	Botella de cristal con refrigerante no purgada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abrir la tapa de la válvula de purga de la aguja.</li> </ul>
Ruido de triturado proveniente del motor o el motor no marcha concéntricamente.	El motor no está correctamente enchufado o atornillado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Enchufar bien la manguera del motor al aparato.</li> <li>▶ Atornillar bien la manguera del motor al motor.</li> <li>▶ Comprobar el asiento fijo de todas las conexiones / los acoplamientos.</li> </ul>
No hay luz en la pieza de mano ni en el contra-ángulo	La luz no está encendida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Encender la luz.</li> </ul> <p><b>Véase también:</b>   5.2.2 Ajuste de la luminosidad LUX, Página 31</p>
	La pieza de mano y el contra-ángulo no han sido colocados correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acoplar la pieza de mano y el contra-ángulo hasta que el saliente de fijación encaje de forma audible.</li> </ul>
	LED defectuoso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sustituir el LED.</li> </ul> <p><b>Véase también:</b>   Instrucciones de uso INTRA LUX S600 LED</p>
	Pieza de mano y contra-ángulo no adecuados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizar el instrumento luminoso, la pieza de mano y el contra-ángulo adecuados.</li> </ul>

### Mensajes de error por software

Avería	Causa	Solución
El símbolo del motor se encuentra resaltado en amarillo.	No hay ningún motor conectado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conectar el motor.</li> </ul>
El símbolo de la bomba se encuentra resaltado en amarillo.	Fijación de la manguera no insertada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Insertar la manguera de refrigerante.</li> </ul>
Advertencia E3: Soltar el pedal	Se ha accionado el reóstato de pie mientras arranca el aparato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Soltar el reóstato de pie.</li> </ul>

Avería	Causa	Solución
Advertencia E4: Inicialización de datos	Datos de ajuste reinicializados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Confirmar el aviso y comprobar los ajustes del programa y, si fuera necesario, corregirlos. Si el problema persiste, avisar al técnico de servicio.</li> </ul>
Mensaje E5: Error de comunicación interno	Error interno del sistema.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Desconectar y conectar el aparato. Si el problema persiste, avise al técnico de servicio.</li> </ul>
Mensaje E9: Configurar hora y fecha	La hora no ha sido todavía configurada tras el reinicio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ajustar la fecha y la hora.</li> <li>▶ Si el problema persiste, hacer que el técnico de servicio sustituya las baterías del reloj de tiempo real.</li> </ul>
El símbolo del reóstato de pie se encuentra resaltado en amarillo	Avería del reóstato de pie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controlar si el conector del reóstato de pie está conectado.</li> <li>▶ Controlar si el reóstato de pie está montado correctamente.</li> <li>▶ Si el problema persiste, avisar al técnico de servicio.</li> </ul>
La calibración One Touch ha fallado.	El instrumento funciona con demasiada dificultad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poner el aparato en funcionamiento sin instrumento.</li> </ul> <p>⇒ Si no aparece ningún mensaje de error, el instrumento funciona con demasiada dificultad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizar otro instrumento.</li> </ul>
	Si el funcionamiento sin instrumento vuelve a provocar un mensaje de error, el torque del motor es demasiado bajo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizar otro motor o enviar el motor para su reparación.</li> </ul>
Error de hardware	Error interno del sistema.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Desconectar y conectar el aparato. Si el problema persiste, avisar al técnico de servicio.</li> </ul>
El símbolo de servicio técnico está en verde	Pronto deberá efectuarse un servicio técnico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Por razones de cautela, acordar una cita con la filial de KaVo o con el concesionario de KaVo.</li> </ul>

Avería	Causa	Solución
El símbolo del servicio técnico está en amarillo	El tiempo para efectuar el servicio técnico ha expirado	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acordar una cita con la filial de KaVo o con el concesionario de KaVo.</li> </ul>
El símbolo de servicio técnico está en rojo	Se ha sobrepasado el tiempo para que el servicio técnico efectúe un control: > 4 meses	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acordar inmediatamente una cita con la filial de KaVo o con el concesionario de KaVo.</li> </ul>
Advertencia E36 y E37: Sobrecarga del motor	Sobret temperatura del estator. Sobrecorriente > corriente nominal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Descargar el motor. Si el problema persiste, avisar al técnico de servicio.</li> </ul>
Mensaje de fallo "Tarjeta SD defectuosa" durante la actualización de software.	Tarjeta de memoria SD mal formateada o tarjeta de memoria SD defectuosa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formatear tarjeta de memoria con FAT 16 o FAT 32 o utilizar una nueva tarjeta de memoria SD. A continuación repetir el proceso de actualización.</li> </ul>

## 9 Realizar una actualización de software

Para realizar una actualización de software propiedad de la siguiente manera:

- ▶ Descargar el archivo actual del Firmware ubicado en [www.kavo.de/productos](http://www.kavo.de/productos).
- ▶ Copiar el archivo del Firmware en una tarjeta SD (capacidad 1 – 32 GB en FAT).
- ▶ Desconectar el aparato.
- ▶ Introducir la tarjeta SD con el nuevo Firmware en aparato. Asegurarse de que en la tarjeta SD únicamente se encuentre un archivo de Firmware con la extensión .bin (el archivo actual descargado).
- ▶ Conectar el aparato.

⇒ La actualización arranca automáticamente.



### Nota

Durante la actualización no debe desconectarse el aparato.

Una vez ejecutada la actualización, el aparato arrancará con el software actualizado.



### ADVERTENCIA

#### Funcionamiento erróneo del aparato.

La versión de software mostrada en la pantalla de inicio o en la indicación de la versión debe coincidir con la versión de software descargada. En caso de no coincidir o si se producen otros errores, póngase en contacto con el servicio técnico.

#### Véase también:

 5.2.13 Versión, Página 37



### Nota

Todos los ajustes de programa y del aparato permanecen inalterados.

## 10 Control técnico de seguridad (STK)

El EXPERTsurg LUX debe someterse a una revisión de mantenimiento con Control Técnico de Seguridad (STK) cada 2 años. Éste sólo puede ser llevado a cabo por personal técnico formado por KaVo o por un taller especializado formado por KaVo. Ejecución del Control Técnico de Seguridad (STK) según la descripción en el manual técnico de KaVo.

La urgencia del control por parte del servicio técnico se indica en la pantalla con un símbolo con los "colores del semáforo".

Símbolo	Descripción
 verde	<p>El periodo para efectuar el control por parte del servicio técnico vence pronto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Por razones de cautela, acordar una cita con la filial de KaVo o con el concesionario de KaVo.</li> </ul>
 amari- llo	<p>El periodo para que el servicio técnico efectúe el control ha vencido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acordar una cita con la filial de KaVo o con el concesionario de KaVo.</li> </ul>
 rojo	<p>Se ha sobrepasado el tiempo para que el servicio técnico efectúe un control.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acordar inmediatamente una cita con la filial de KaVo o con el concesionario de KaVo.</li> </ul>

### Servicio de reparaciones

KaVo ofrece un control por parte del servicio técnico a tarifa fijada para el mantenimiento original en fábrica. Durante el tiempo que dure el control, podrá utilizar un aparato prestado.

Contacto para solicitar cita o para consultas:

Servicio de reparaciones de KaVo

+49 (0) 7351 56-4900

Service.Reparatur@kavo.com

KaVo Dental GmbH

Reparaciones

Bahnhofstr. 18

88447 Warthausen (Alemania)

## 11 Accesorios

EXPERTsurg LUX dispone de los siguientes accesorios autorizados:

- Juego de mangueras estériles S600 (10 unidades) (N.º de mat. 1.009.8757)
- Soporte para instrumentos (N.º de mat. 1.009.3411)
- Motor INTRA LUX S600 LED (N.º de mat. 1.008.8000)
- Cable del motor S600 (N.º de mat. 1.009.1700)
- Piezas de mano y contra-ángulos de KaVo SURGmatic

## 12 Datos sobre compatibilidad electromagnética

### 12.1 Directrices y declaración del fabricante, emisiones electromagnéticas

El EXPERTsurg LUX está concebido para ser utilizado en un entorno como el que se indica a continuación. El cliente o usuario del EXPERTsurg LUX debe asegurarse de que se utilice en un entorno de este tipo.

Mediciones de las emisiones de interferencias	Conformidad	Entorno electromagnético - Directrices
Emisiones de alta frecuencia según CISPR 11	Grupo 1	EXPERTsurg LUX utiliza energía de alta frecuencia exclusivamente para su funcionamiento interno. Por lo tanto, dicha emisión es muy baja y es improbable que provoque interferencias en aparatos electrónicos cercanos.
Emisiones de alta frecuencia según CISPR 11	Clase B	El EXPERTsurg LUX es apto para el uso en todo tipo de instalaciones, incluidas las ubicadas en viviendas y similares, que estén conectadas directamente a una red de alimentación pública que también abastezca edificios destinados a viviendas.
Emisiones de oscilaciones armónicas según CEI 61000-3-2	Clase A	El EXPERTsurg LUX es apto para el uso en todo tipo de instalaciones, incluidas las ubicadas en viviendas y similares, que estén conectadas directamente a una red de alimentación pública que también abastezca edificios destinados a viviendas.
Emisiones de oscilaciones de tensión/parpadeos según CEI 61000-3-3	se han cumplido	El EXPERTsurg LUX es apto para el uso en todo tipo de instalaciones, incluidas las ubicadas en viviendas y similares, que estén conectadas directamente a una red de alimentación pública que también abastezca edificios destinados a viviendas.



#### Nota

El aparato o el sistema no se pueden utilizar en el entorno inmediato de otros aparatos o apilado con otros aparatos. En el caso de que sea necesario usar o apilar el aparato o el sistema junto a otros aparatos, deben observarse con el fin de garantizar el funcionamiento correcto en la disposición utilizada.



#### Nota

Se cumplen los niveles de comprobación de inmunidad a interferencias exigidos según CEI 60601-1-2 (DIN EN 60601-1-2).

## 12.2 Directrices y declaración del fabricante, inmunidad electromagnética

El EXPERTsurg LUX está concebido para ser utilizado en un entorno como el que se indica a continuación. El cliente o usuario del EXPERTsurg LUX debe asegurarse de que se utilice en un entorno de este tipo.

Controles de resistencia a las interferencias	Nivel de ensayo 60601 CEI	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético - directrices
Descarga electrostática (ESD) según CEI 61000-4-2	±6 kV descarga de contacto ±8 kV descarga de aire	±6 kV descarga de contacto ±8 kV descarga de aire	Los suelos deben ser de madera u hormigón o estar cubiertos con baldosas de cerámica. Si el suelo está fabricado con material sintético, la humedad relativa del aire debe ser de al menos un 30%.
Perturbaciones eléctricas transitorias rápidas/ráfagas según CEI 61000-4-4	±2 kV para cables de alimentación	±2 kV para cables de alimentación	La calidad de la tensión de alimentación debería equivaler a la de un entorno hospitalario o comercial típico.
Tensiones transitorias ("surges") según CEI 61000-4-5	±1 kV tensión de contrafase (simétrica) ±2 kV tensión en fase (asimétrica)	±1 kV tensión de contrafase (simétrica) ±2 kV tensión en fase (asimétrica)	La calidad de la tensión de alimentación debería equivaler a la de un entorno hospitalario o comercial típico.
Fallos de tensión, interrupciones de corta duración y fluctuaciones de la tensión de alimentación según CEI 61000-4-11	< 5% $U_T$ para ½ período (> 95% de bajada) 40 % $U_T$ para 5 períodos (60% de bajada) 70 % $U_T$ para 25 períodos (30% de bajada) < 5% $U_T$ para 5 s (> 95% de bajada)	< 5% $U_T$ para ½ período (> 95% de bajada) 40 % $U_T$ para 5 períodos (60% de bajada) 70 % $U_T$ para 25 períodos (30% de bajada) < 5% $U_T$ para 5 s (> 95% de bajada)	La calidad de la tensión de alimentación debería equivaler a la de un entorno hospitalario o comercial típico. Si el usuario del EXPERTsurg LUX exige que éste siga funcionando incluso después de un corte en la alimentación eléctrica, se recomienda alimentar EXPERTsurg LUX con un sistema de alimentación ininterrumpida o con una batería.
Campo magnético con la frecuencia de suministro (50/60 Hz) según CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de la frecuencia de red deben equivaler a los valores típicos de un entorno hospitalario o comercial.

Advertencia:  $U_T$  es la tensión alterna de red antes de aplicar el nivel de comprobación.

## 12.3 Directrices y declaración del fabricante, inmunidad electromagnética

El EXPERTsurg LUX está concebido para ser utilizado en un entorno como el que se indica a continuación. El cliente o usuario del EXPERTsurg LUX debe asegurarse de que se utilice en un entorno de este tipo.

Controles de resistencia a las interferencias	Nivel de ensayo 60601 CEI	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético - directrices
Magnitud de perturbación conducida de alta frecuencia según CEI 61000-4-6 Magnitud de perturbación radiada de alta frecuencia según CEI 61000-4-3	3 V <sub>eff</sub> 150 kHz hasta 80 MHz 3 V/m 80 MHz hasta 2,5 GHz	3 V <sub>eff</sub> 3 V/m	La distancia entre los aparatos de radio portátiles y móviles utilizados y el EXPERTsurg LUX, incluyendo los cables, no debe ser menor que la distancia de seguridad recomendada, que se calcula según la ecuación aplicable para la frecuencia de emisión. Distancia de seguridad recomendada: $d = [3,5/3]\sqrt{P} = 1,17\sqrt{P}$ $d = [3,5/3]\sqrt{P} = 1,17\sqrt{P}$ para 80 MHz hasta 800 MHz $d = [7,0/3]\sqrt{P} = 2,33\sqrt{P}$ para 800 MHz hasta 2,5 GHz con P como la potencia nominal máxima del emisor en vatios (W) según los datos del fabricante del emisor y d como la distancia de seguridad recomendada en metros (m). En la inspección que se realice in situ <sup>a</sup> , la intensidad del campo de los radiotransmisores fijos debe ser inferior al nivel de concordancia en todas las frecuencias. <sup>b</sup> En el entorno de los dispositivos que llevan los siguientes pictogramas pueden producirse interferencias. 

Advertencia 1: Con 80 MHz y 800 MHz se aplica el intervalo de frecuencia superior.

Advertencia 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. La expansión de las magnitudes electromagnéticas se ve influida por las absorciones y reflexiones de edificios, objetos y personas.

<sup>a</sup> Teóricamente no es posible determinar con exactitud la intensidad del campo de los emisores fijos, como son las estaciones base de los teléfonos inalámbricos, los dispositivos de emisión agrícola, las emisoras de radioaficionados, las emisoras de AM, FM o las estaciones difusoras de televisión. Para determinar el entorno electromagnético correspondiente a los emisores estacionarios, se debería considerar la posibilidad de efectuar un estudio in situ. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde se va a utilizar el EXPERTsurg LUX supera los niveles de conformidad arriba indicados, se deberá observar el EXPERTsurg LUX para probar su correcto funcionamiento. Si se observa un rendimiento fuera de lo común, podrá ser necesario implementar medidas adicionales como, por ejemplo, variar la orientación o cambiar la ubicación del EXPERTsurg LUX.

<sup>b</sup> En todo el rango de frecuencias entre 150 kHz hasta 80 MHz, la intensidad de campo deberá ser inferior a 3 V<sub>eff</sub> V/m.

### 12.4 Distancias de seguridad recomendadas entre aparatos de telecomunicación de alta frecuencia portátiles y móviles y EXPERTsurg LUX

El EXPERTsurg LUX ha sido diseñado para el funcionamiento en el entorno electromagnético abajo indicado. El cliente o el usuario del EXPERTsurg LUX puede ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo la distancia mínima entre aparatos de telecomunicación de alta frecuencia portátiles y móviles (emisores) y el EXPERTsurg LUX dependiendo de la potencia de salida del aparato de comunicación como se indica más abajo.

Potencia nominal del emisor en W	De 150 kHz a 80 MHz $d = 1,17\sqrt{P}$	De 80 MHz a 800 MHz $d = 1,17\sqrt{P}$	De 800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,33\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,70	3,70	7,37
100	11,70	11,70	23,30

En el caso de los emisores cuya potencia nominal máxima no esté indicada en la tabla mencionada, la distancia recomendada  $d$  en metros (m) se puede fijar utilizando la ecuación de la columna que corresponda, siendo  $P$  la potencia nominal máxima del emisor en vatios (W) según los datos del fabricante del emisor.

Advertencia 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. La expansión de las magnitudes electromagnéticas se ve influida por las absorciones y reflexiones de edificios, objetos y personas.

Observación 1: Para calcular la distancia de seguridad recomendada del emisor en el intervalo de frecuencias de 80 MHz a 2,5 GHz se utilizó un factor adicional de 10/3 con el fin de reducir las posibilidades de que puedan producirse interferencias en los dispositivos de comunicación móviles/portátiles cuando entran de forma no intencionada en el entorno del paciente.



