

FICHA TÉCNICA

CEMENTO PROVISIONAL MARFIL		
REFERENCIAS	01551	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MEDENTAL INTERNATIONAL INC (CONAMCO S.A. DE C.V.) José María Bustillos No. 28 Bis, 1er y 2do piso. Colonia Algarín, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06880. Ciudad de México, México.	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, conforme la Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Cemento de obturación provisional de color marfil para obturaciones temporales en endodoncia. Características: Autopolimerizable. Para obturaciones temporales oclusales. Para la obturación temporal después de tratamientos endodónticos	
COMPOSICIÓN	Oxido de zinc, Estearato de zinc y Aceite de algodón.	
PRESENTACIÓN	38 g.	
FINALIDAD	Son materiales de obturación provisional de autoendurecimiento bajo humedad, para la obturación temporal de cavidades.	
APLICACIÓN	Por medio de un instrumento, aplicar la cantidad necesaria en la cavidad húmeda. El material endurece a los pocos minutos. Evitar cargas de oclusión hasta que hayan transcurrido 2 horas después de la aplicación. Las cavidades profundas no necesitan ser rellenadas hasta el fondo. Al obturar una curación debe cuidarse de no ejercer presión al efectuar la aplicación. Para quitar la obturación temporal, utilizar instrumentos rotatorios.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones del producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No almacene a una temperatura arriba de 24°C. No deberá emplearse después de ser transcurrida la fecha de caducidad. Una vez abiertos, consumir los frascos con tapa roscada lo más rápido posible.	

TECHNICAL DATA SHEET

IVORY TEMPORARY CEMENT		
REFERENCE	01551	
MANUFACTURER	MEDENTAL INTERNATIONAL INC (CONAMCO S.A. DE C.V.) José María Bustillos No. 28 Bis, 1er y 2do piso. Colonia Algarín, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06880. Ciudad de México, México.	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, according to Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Ivory temporary filling cement for temporary fillings in endodontics. Features: Self-curing. For occlusal temporary fillings. For temporary filling after endodontic treatments.	
COMPOSITION	Zinc oxide, zinc stearate and cotton oil.	
PRESENTATION	38 g.	
INTENDED USE	They are self-hardening temporary filling materials for the temporary filling of cavities.	
APPLICATION	By means of an instrument, apply the required amount into the wet cavity. The material hardens within a few minutes. Avoid occlusion loads until 2 hours after application. Deep cavities do not need to be filled to the bottom. When obturation of a healing, care should be taken not to exert pressure during application. Use rotary instruments to remove the temporary filling.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See product instructions.	
STORAGE AND TRANSPORT	Do not store at a temperature above 24°C. Do not use after the expiration date has passed. Once opened, consume the bottles with screw cap as soon as possible.	