

FICHA TÉCNICA

FILM PROTECTOR AZUL BESTDENT		
REFERENCIA	20980	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Shanghai Dochem Industries Co., Ltd. Suite E2014, 2nd floor, No. 3558, Zhenbei rd. Putuo district, shanghai 200060, China	
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Film adhesivo de color azul. Producto no estéril y de un solo uso. Fácilmente removible.	
ESPECIFICACIONES	Rollo con 1.200 adhesivos precortados de 10x15 cm.	
ENVASE	Envase con un rollo de adhesivo	
FINALIDAD PREVISTA	Para uso dental. Protección de instrumentos y materiales.	
INSTRUCCIONES DE USO	• Quitar la tapa de la ranura. • Dejar el film protector en el dispensador. Insertar el extremo del film protector a través de la ranura. • Arrancar por la línea de pre-corte. Colocar el film protector sobre los instrumentos y mangueras. • Retirar y desechar el film protector después de cada paciente.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	El film puede incendiarse en contacto con una llama. Si comienza a arder, produce humo que puede causar lagrimeo y sofocamiento.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

PROTECTIVE FILM BLUE BESTDENT		
REFERENCES	20980	
MANUFACTURER/ RESPONSIBLE	Shanghai Dochem Industries Co., Ltd. Suite E2014, 2nd floor, No. 3558, Zhenbei rd. Putuo district, shanghai 200060, China	
CLASSIFICATION	Medical Device Class I, according to Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.	
DESCRIPTION	Blue adhesive film. The product is non sterile and for single use. Easily removable	
SPECIFICACIONS	1.200 pre-cut sheets in one roll. Single sheet: 10x15 cm	
PACKAGING	Box with 1 roll.	
INTENDED USE	For dental use. Protection of instruments and materials.	
INSTRUCTIONS FOR USE	• Remove dispensing-slot cover. • Leave the film protector in the box. Insert the end of the film protector into the slot. • Tear off film protector and open its end. Place film protector on turbine and tubing. • Remove and dispose film protector after each patient.	
SAFETY INFORMATION	The product can ignite when in contact to a flame. If it burns, it will cause tear-producing smoke that could lead to suffocation.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	It does not require special storage and transportation conditions.	