

FICHA TÉCNICA

DETERGENTE DESINFECTANTE INSTRUMENTOS 2%		
REFERENCIAS	49890: (1L). 49891: (5L)	
FABRICANTE / RESPONSABLE	D.M.D. 1, rue de l'Espoir F-59260 Lezennes, France Tel : + 33 3 20 67 67 67 / Fax : + 33 3 20 67 67 68	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIb, Directiva 93/42/EEC.	
DESCRIPCIÓN	- Producto concentrado. - Económico: dilución al 2% o sea 1L = 50L. - Amplio espectro de actividad antimicrobiana desde 5 min. - No corrosivo y compatible con una amplia gama de metales y materiales. - Utilizable en cuba de ultrasonidos. - Fórmula eficaz en agua dura y fresca. - pH del producto puro: ≈ 7 - Color azul claro / olor limón. - Sin sustancias CMR*, sin aldehídos. - No clasificado como peligroso para el medio ambiente a la dosis de empleo.	
COMPOSICIÓN	Cloruro de didecildimetilamonio, digluconato de clorhexidina, tensioactivos no iónicos, perfume, colorante, excipientes.	
PRESENTACIÓN	Bidón de 1L y 5L.	
FINALIDAD PREVISTA	Solución detergente desinfectante para la limpieza y desinfección de instrumentos dentales antes de su esterilización.	
INSTRUCCIONES DE USO	Solución concentrada. Cebe la bomba asociada antes del primer uso. Sumergir completamente el producto sanitario. Se utiliza en inmersión o en tanque de ultrasonidos a la dilución requerida, respetando un tiempo de contacto mínimo de 5 min. Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto. Cepillar si hubiera suciedad visible. Enjuagar abundantemente los productos sanitarios tratados con agua del suministro para eliminar cualquier resto de producto y suciedad orgánica. Cambiar la solución en cuanto ésta visiblemente sucia y como mínimo una vez al día para mantener la eficacia del producto. Expediente científico (eficacia, compatibilidad, etc.) disponible bajo solicitud.	

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS	Bactericida* según EN 13727/EN 14561 en 5 min al 0.5 %. Levuricida* según EN 13624/EN 14562 en 5 min al 2 % Tuberculicida* según EN 14348/ EN 14563 en 60 min al 2 %. Activo en virus encapsulados* según EN 14476/EN 17111 en 5 min al 1 %. *=condiciones de suciedad
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar a una temperatura entre los 5°C e +35°C.

TECHNICAL DATA SHEET

DISINFECTANT DETERGENT INSTRUMENTS 2%		
REFERENCES	49890: (1L). 49891: (5L)	
MANUFACTURER	D.M.D. 1, rue de l'Espoir F-59260 Lezennes, France Tel : + 33 3 20 67 67 67 / Fax : + 33 3 20 67 67 68	
CLASSIFICATION	Class IIb Medical Device, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	- Concentrated product. - Economical: dilution at 2% or 1L = 50L. - Broad spectrum of antimicrobial activity starting at 5 min. - Non-corrosive and compatible with a wide range of metals and materials. - Can be used in ultrasonic tank. - Effective formula in hard and fresh water. - pH of pure product: ≈ 7 - Light blue color / lemon odor. - Free of CMR* substances, free of aldehydes. - Not classified as environmentally hazardous at the use dose.	
COMPOSITION	Didecyltrimethylammonium chloride, chlorhexidine digluconate, non-ionic surfactants, perfume, colouring, excipients	
PACKAGE	Drum of 1L and 5L.	
INTENDED USE	Disinfectant detergent solution for cleaning and disinfection of dental instruments prior to sterilization.	
INSTRUCTIONS FOR USE	Concentrated solution. Prime the associated pump before _rst use. Use for soaking or in ultrasonic bath at the required dilution, respecting a minimum contact time of 5 min. Totally immerse the medical device. Keep the soaking bath covered during the contact time. Brush if visible soiling is present. Thoroughly rinse treated medical devices with tap water to remove all traces of product and organic soiling. Replace the solution as soon as it is visibly soiled and at least once per day to maintain the e_ectiveness of the product. Scienti_c dossier (e_cacy, compatibility, etc.) available on request.	

TECHNICAL DATA SHEET

MICROBIOLOGICAL PROPERTIES	Bactericidal* according to EN 13727/EN 14561 in 5 min, 0.5%. Yeasticidal* according to EN 13624/ EN 14562 in 5 min, 2%. Tuberculocidal* according to EN 14348/ EN 14563 in 60 min, 2%. Active on enveloped viruses* according to EN 14476/EN 17111 in 5 min, 1%. *=dirty conditions
STORAGE AND TRANSPORT	Store at a temperature between 5°C and +35°C.