

FICHA TÉCNICA

TOALLITAS DESINFECTANTES		
REFERENCIAS	49898: Bote 100 u. 49899: Reposición 100 u.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	D.M.D. 1, rue de l'Espoir F-59260 Lezennes, France Tel : + 33 3 20 67 67 67 / Fax : + 33 3 20 67 67 68	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIb, Directiva 93/42/EEC.	
DESCRIPCIÓN	- Toallitas listas para usar. - Amplio espectro de acción antimicrobiana en tan solo 30 segundos. - No dejan manchas ni residuos. - Excelente compatibilidad con los metales. - Tamaño de la toallita: 130 mm x 190 mm. - Olor a limón. - pH de la solución de impregnación: $\approx 5,5$. - Porcentaje de alcohol la solución de impregnación: 60% v/v. - Sin aldehídos, sin sustancias CMR*.	
COMPOSICIÓN	Solución de impregnación: Etanol, propionato de N,N-didecil-N-metil-poli(oxietil)amonio, perfume.	
PRESENTACIÓN	- 49898: Bote 100 u. - 49899: Reposición 100 u.	
FINALIDAD PREVISTA	Toallitas desinfectantes para la desinfección rápida de superficies de dispositivos médicos. Ideales para un uso entre dos pacientes.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones del producto. Toallitas listas para usar. Se utiliza en los productos sanitarios previamente limpios. Aplicar en toda la zona que se vaya a tratar utilizando tantas toallitas como sea necesario. Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada. Realizar un enjuague abundante con agua del suministro de las zonas tratadas destinadas a entrar en contacto con la piel o las mucosas. Repetir la aplicación cada vez que sea necesario o consulte el plan de higiene in su sitio web. Cerrar bien el envase tras cada apertura. No reutilizar la toallita ya que no se podrá garantizar la desinfección. Observaciones: Antes de aplicar, comprobar la compatibilidad de los productos sanitarios tratados con el alcohol. Los aparatos eléctricos a desinfectar deben estar desconectados de la red.	

FICHA TÉCNICA

	Propiedades microbiológicas: Bactericida y levuricida según EN 16615* en 30 seg. Solución de impregnación: Bactericida* según EN 13727* en 30 seg. Levuricida* según EN 13624* en 30 seg. Fungicida* según EN 13624* en 5 min. Tuberculicida* según EN 14348* en 30 seg. Micobactericida* según EN 14348* en 5 min. Activo frente a virus encapsulados: Vaccinia - según EN 14476* en 30 seg. Virucida de espectro limitado según EN 14476* en 5 min. (Adenovirus en 30 s. / Norovirus (MNV) en 5 min.) *=condiciones de limpieza.
PRECAUCIONES DE USO	PELIGRO. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar gafas y máscara de protección. Eliminar el producto y su recipiente como residuos peligrosos. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, tel.: 915620420. Producto Sanitario. Uso reservado a los profesionales.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar a una temperatura entre los 5°C e +25°C.

TECHNICAL DATA SHEET

DISINFECTANT WIPES		
REFERENCES	49898: Wipes bottle 100 u. 49899: Wipes Refill 100 u.	
MANUFACTURER	D.M.D. 1, rue de l'Espoir F-59260 Lezennes, France Tel : + 33 3 20 67 67 67 / Fax : + 33 3 20 67 67 68	
CLASSIFICATION	Class IIb Medical Device, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	- Ready-to-use wipes. - Broad spectrum antimicrobial action in only 30 seconds. - Does not leave stains or residues. - Excellent compatibility with metals. - Wipe size: 130 mm x 190 mm. - Lemon scent. - pH of the impregnation solution: ≈ 5.5. - Percentage of alcohol in the impregnation solution: 60% v/v. - Free of aldehydes, free of CMR* substances..	
COMPOSITION	Impregnation solution: Ethanol, N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl) ammonium propionate, perfume.	
PACKAGE	- 49898: Wipes bottle 100 u. - 49899: Wipes Refill 100 u.	
INTENDED USE	Disinfectant wipes for rapid surface disinfection of medical devices. Ideal for use between two patients.	

TECHNICAL DATA SHEET

INSTRUCTIONS FOR USE	See product instructions. Ready-to-use wipes. Use on previously cleaned medical devices. Apply to the whole area to be treated, using as many wipes as necessary. Respect the indicated contact time for the required antimicrobial activity. Thoroughly rinse the treated areas intended to come into contact with the skin or mucosa with tap water. Repeat application as often as necessary or refer to the hygiene plan in place. Close the packaging properly after each time it is opened. Do not reuse the wipe, disinfection can no longer be guaranteed. Remarks: Before application, check the compatibility of medical devices treated with alcohol. Electrical devices being disinfected must be switched off. <u>Microbiological properties:</u> Bactericidal and yeasticidal according to with EN 16615* in 30 sec. Impregnation solution: Bactericidal according to EN 13727* in 30 sec. Yeasticidal according to EN 13624* in 30 sec. Fungicidal according to EN 13624* in 5 min. Tuberculocidal according to EN 14348* in 30 sec. Mycobactericidal according to EN 14348* in 5 min. Active against enveloped viruses: Vaccinia – according to EN 14476* in 30 sec. Limited spectrum virucidal according to EN 14476* in 5 min. (Adenovirus in 30 sec/Norovirus (MNV) in 5 min). *=clean conditions.
PRECAUTIONS FOR USE:	DANGER. Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources. No smoking. Wear eye/face protective equipment. Dispose of the product and its container as hazardous waste. Medical Device. Reserved for professional use.
STORAGE AND TRANSPORT	Store at a temperature between 5°C and +25°C.