

FICHA TÉCNICA

DETERGENTE DESINFECTANTE DE ASPIRACIÓN		
REFERENCIAS	49900: Detergente desinfectante de aspiración (1l.) 49901: Detergente desinfectante de aspiración + dosificador (5l.)	
FABRICANTE / RESPONSABLE	D.M.D. 1, rue de l'Espoir F-59260 Lezennes, France Tel : + 33 3 20 67 67 67 / Fax : + 33 3 20 67 67 68	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos pedidos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN	- Producto concentrado. - Formula no espumante. - Amplio espectro de actividad antimicrobiana desde 5 minutos. - Económico: dilución al 2% o sea 1L = 50L. - Triple acción: limpia, desincrusta e desinfecta. - Compatible con todos tipos de sistemas de aspiración. - Puede ser utilizado para escupideras y separadores de amalgamas. - Eficacia comprobada sobre biofilm según la norma ISO/TS 15883 – 5: 2006. - pH del producto puro: ≈ 10.5. - Color rojo / sin perfume. - No clasificado como peligroso para el medio ambiente a la dosis de empleo.	
COMPOSICIÓN	N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropano-1,3- diamina, asociación de agentes tensioactivos, agente quelante, colorante et excipientes.	
PRESENTACIÓN	- Envase de 1 litro. - Garrafa de 5 litros con bomba dosificadora.	
FINALIDAD PREVISTA	Solución detergente desinfectante para la limpieza y desinfección diaria de los sistemas de aspiración dentales y separadores de amalgama.	
INSTRUCCIONES DE USO	Asegurarse de llevar puestos los guantes adecuados. 1. Diluir al 2% en una cuba para tener 2 litros de solución (40 ml para 2 litros de agua). 2. Aspirar la solución diluida. 3. Dejar que la solución actúe durante 15 minutos, como mínimo. 4. Enjuagar el sistema aspirando 1 litro de agua limpia, como mínimo.	

FICHA TÉCNICA

	<u>Propiedades microbiológicas:</u> • Bactericida: EN 1040, EN 13727, EN 14561 – ~15 minutos. • Tuberculocida: EN 14348, EN 14563 – 60 minutos. • Levuricida: EN 1275, EN 13624, EN 14562 – 15 minutos. • Activo según EN 14476 sobre BVDV (virus modelo HCV), Herpes virus, virus Vaccinia – 5 minutos.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar a una temperatura entre los 5°C y +25°C.

TECHNICAL DATA SHEET

DESINFECTANT DETERGENT ASPIRATION		
REFERENCES	49900 : Desinfectant detergent aspiration (1L.) 49901 : Desinfectant detergent aspiration + dispenser (5L.)	
MANUFACTURER	D.M.D. 1, rue de l'Espoir F-59260 Lezennes, France Tel : + 33 3 20 67 67 67 / Fax : + 33 3 20 67 67 68	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Directive 93/42/EEC, complying with regulation 607/2023 (EU), regarding new transitional orders for the application of regulation 2017/745 (EU).	
DESCRIPTION	- Concentrated product. - Non foaming formula. - Broad spectrum of antimicrobial activity from 5 minutes. - Economical: 2% dilution, i.e. 1L = 50L. - Triple action: cleans, descaling and disinfects. - Compatible with all types of suction systems. - Can be used for spittoons and amalgam separators. - Effectiveness tested on biofilm according to ISO/TS 15883 - 5: 2006. - pH of the pure product: ≈ 10.5. - Red color / unscented. - Not classified as dangerous for the environment at the dose of use.	
COMPOSITION	N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, surfactant association, chelating agent, colorant and excipients.	
PACKAGE	- 1 liter container. - 5 liter decanter with dosing pump.	
INTENDED USE	Disinfectant detergent solution for daily cleaning and disinfection of dental suction systems and amalgam separators.	

TECHNICAL DATA SHEET

INSTRUCTIONS FOR USE	Be sure to wear appropriate gloves. 1. Dilute 2% in a bucket to have 2 liters of solution (40 ml for 2 liters of water). 2. Aspirate the diluted solution. 3. Allow the solution to act for at least 15 minutes. 4. Rinse the system by aspirating at least 1 liter of clean water. <u>Microbiological properties:</u> - Bactericidal: EN 1040, EN 13727, EN 14561 - ~15 minutes. - Tuberculocidal: EN 14348, EN 14563 - 60 minutes. - Levuricide: EN 1275, EN 13624, EN 14562 - 15 minutes. - Active according to EN 14476 on BVDV (HCV model virus), Herpes virus, Vaccinia virus - 5 minutes.
STORAGE AND TRANSPORT	Store at a temperature between 5°C and +25°C.