

FICHA TÉCNICA

DESINFECTANTE DISPOSITIVOS MÉDICOS BESTDENT		
REFERENCIA	60157: Desinfectante Dispositivos médicos BESTDENT 1L. 60158: Desinfectante Dispositivos médicos BESTDENT 5L.	
FABRICANTE	PRISMAN GmbH Otto-Hahn-Ring 6-18 D-64653 Lorsch Phone: +49 (0)6251-866 980-0	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIb, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Desinfectante Dispositivos médicos BESTDENT (1L y 5L)	
COMPOSICIÓN	100 g de producto contienen: • 43,0 g de etanol; 8,0 g de 1-Propanol; • 0,055 g de cloruro de didecildimetilamonio.	
ENVASE	Disponible en presentación en envase en spray de 1L y garrafa de 5L.	
FINALIDAD PREVISTA	Desinfectante rápido alcohólico listo para usar para la desinfección profiláctica de superficies de dispositivos médicos resistentes al alcohol en el sector médico. No apto para la desinfección final (terminal) de dispositivos médicos invasivos.	
INSTRUCCIONES DE USO	Aplicar el desinfectante de superficies rápidas de modo que cubra toda la superficie. Luego, dejar que el desinfectante actúe durante el tiempo de contacto especificado. Para la desinfección con paños, humedecer muy bien un paño con la solución desinfectante y limpiar las áreas o aplicar la solución directamente en el área y luego limpiar. Todas las superficies para desinfectar deben estar completamente mojadas y cubiertas. Adecuado para el sector médico. Solo es adecuado para su uso en materiales resistentes al alcohol (no es adecuado, por ejemplo, para el vidrio acrílico). <u>Tiempos de contacto:</u> - Bacterias según EN 13727 y EN 13697: Conc. 1 min. - Candida albicans según EN 13624 y EN 13697: Conc. 1 min. - Inactivación de TB (Tuberculosis) (M. terrae) según DGHM: Conc. 1 min. - Virus con envoltura (por ejemplo, HBV, HIV, HCV) según RKI/DVV y EN 14476 en condiciones limpias: Conc. 2 min. - Norovirus (EN 14476, condiciones limpias): Conc. 1 min. - Tiempos de contacto para desinfección mediante aplicación con paños: Bacterias y Candida albicans según VAH y EN 16615: Conc. 5 min.	
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	H226 Líquido y vapores inflamables. Mantener alejado de fuentes de calor/chispas/llamas/superficies calientes. No fumar. Mantener el envase bien cerrado. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con cuidado con agua durante varios minutos. Si lleva lentes de contacto y resulta fácil, quitarlas. Continuar enjuagando. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar bien ventilado. Desechar el contenido/envase de acuerdo con las regulaciones nacionales/internacionales.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

DISINFECTION FOR MEDICAL DEVICES BESTDENT		
REFERENCES	60157: Disinfection for Medical Devices BESTDENT 1L. 60158: Disinfection for Medical Devices BESTDENT 5L.	
MANUFACTURER	PRISMAN GmbH Otto-Hahn-Ring 6-18 D-64653 Lorsch Phone: +49 (0)6251-866 980-0	
CLASSIFICATION	Class IIb Medical Device, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	BESTDENT Medical Device Disinfectant (1L and 5L).	
COMPOSITION	100 g of product contains: - 43.0 g ethanol; 8.0 g 1-Propanol. - 0.055 g didecyltrimethylammonium chloride.	
PACKAGE	Available in 1L spray bottle and 5L canister.	
INTENDED USE	Ready-to-use alcoholic rapid disinfectant for prophylactic surface disinfection of alcohol-resistant medical devices in the medical sector. Not suitable for final (terminal) disinfection of invasive medical devices.	
INSTRUCTIONS FOR USE	Apply the quick surface disinfectant so that it covers the entire surface. Then allow the disinfectant to act for the specified contact time. For wipe disinfection, thoroughly wet a cloth with the disinfectant solution and wipe the areas or apply the solution directly to the area and then wipe. All surfaces to be disinfected must be thoroughly wet and covered. Suitable for the medical sector. Only suitable for use on alcohol-resistant materials (not suitable e.g. for acrylic glass). <u>Contact times:</u> - Bacteria according to EN 13727 and EN 13697: Conc. 1 min. - Candida albicans according to EN 13624 and EN 13697: Conc. 1 min. - Inactivation of TB (Tuberculosis) (M. terrae) according to DGHM: Conc. 1 min. - Enveloped viruses (e.g. HBV, HIV, HCV) according to RKI/DVV and EN 14476 under clean conditions: Conc. 2 min. - Norovirus (EN 14476, clean conditions): Conc. 1 min. - Contact times for disinfection by wipe application: Bacteria and Candida albicans according to VAH and EN 16615: Conc. 5 min.	
SAFETY INSTRUCTIONS	H226 Flammable liquid and vapors. Keep away from heat/sparks/flames/hot surfaces. Do not smoke. Keep container tightly closed. IF IN EYE CONTACT: Rinse cautiously with water for several minutes. If contact lenses are worn and easy to remove, remove contact lenses. Continue rinsing. Store container tightly closed in a well-ventilated area. Dispose of contents/container in accordance with national/international regulations.	
STORAGE AND TRANSPORT	Store in a cool and dry place. Keep away from direct sunlight and heat sources. Protect from humidity.	