

FICHA TÉCNICA

MATRIZ FINA EN ROLLO PROCLINIC		
REFERENCIAS	65870: 0,03 x 5 mm (3 m). 65871: 0,03 x 6 mm (3 m). 65872: 0,03 x 7 mm (3 m).	
FABRICANTE / RESPONSABLE	HOPF RINGLEB & CO GMBH &CIE Gardeschützenweg 82 2203 Berlin, Alemania	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Matrices en rollo de 3 metros, de un grosor de de 0,03 mm.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
ESPECIFICACIONES	Grosor: 0,03 mm Anchura: 5,0, 6,0, 7,0 mm Longitud: 3,0 m	
ENVASE	1 rollo de 3 m.	
USO PREVISTO	Para uso dental. Las bandas de matriz reemplazan una o más paredes ausentes del diente y son ideales para promover el contorno proximal y mantener el punto de contacto, siendo suficientemente rígidas para que no se suelten durante la fijación de la amalgama o la inserción del material restaurador. Envuelven el diente, formando una pared proximal.	
INSTRUCCIONES DE USO	(a) Rodear el diente con la banda matriz para reemplazar la pared ausente. (b) Aplicar la amalgama o resina dental y extraer la banda matriz.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto exclusivo para uso odontológico por profesionales debidamente capacitados. Producto no estéril. Esterilizar, antes del uso, de acuerdo con el procedimiento estándar.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC MATRIX STRIPS IN ROLLS			
REFERENCES	65870: 0,03 x 5 mm (3 m). 65871: 0,03 x 6 mm (3 m). 65872: 0,03 x 7 mm (3 m).		
MANUFACTURER	HOPF RINGLEB & CO GMBH &CIE Gardeschützenweg 82 2203 Berlin, Alemania		
CLASSIFICATION	Class I medical device, according to Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.		
DESCRIPTION	Dies in rolls of 3 meters, with a thickness of 0.03 mm.		
COMPOSITION	Stainless steel.		
SPECIFICATION	Thickness: 0.03 mm Width: 5,0, 6,0, 7,0 mm Length: 3.0 m		
PRESENTATION	1 roll of 3 m.		
USE INTENDED	For dental use. Matrix strips replace one or more missing tooth walls and are ideal for promoting proximal contour and maintaining the point of contact, being sufficiently rigid so that they do not come loose during amalgam fixation or insertion of restorative material. They wrap around the tooth, forming a proximal wall.		
INSTRUCTIONS FOR USE	(a) Surround the tooth with the matrix band to replace the missing wall. (b) Apply the amalgam or dental resin and remove the matrix band.		
SAFETY INFORMATION	Product exclusively for dental use by duly trained professionals. Non sterile product. Sterilize, before use, according to standard procedure.		
STORAGE AND TRANSPORTATION	Store in a cool and dry place. Keep away from sunlight. Protect from humidity.		