

FICHA TÉCNICA

BANDAS MATRIZ BESTDENT		
REFERENCIAS	65873: 0,05x5 mm (3m) 65874: 0,05x6 mm (3m) 65875: 0,05x7 mm (3m)	
FABRICANTE / RESPONSABLE	HOPF RINGLEB & CO GMBH & CIE Gardeschützenweg 82 2203 Berlin, Alemania	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Matrices metálicas finas en rollo de 3 metros.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable AISI 304.	
ESPECIFICACIONES	Grosor: 0,05 mm Anchura: 5,0, 6,0 ó 7,0 mm Longitud: 3,0 m	
ENVASE	1 rollo de 3 m.	
FINALIDAD PREVISTA	Para uso dental. Las bandas de matriz reemplazan una o más paredes ausentes del diente y son ideales para promover el contorno proximal y mantener el punto de contacto, siendo suficientemente rígidas para que no se suelten durante la fijación de la amalgama o la inserción del material restaurador. Envuelven el diente, formando una pared proximal.	
INSTRUCCIONES DE USO	(a) Rodear el diente con la banda matriz para reemplazar la pared ausente. (b) Aplicar la amalgama o resina dental y extraer la banda matriz.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto exclusivo para uso odontológico por profesionales debidamente capacitados. Producto no estéril. Esterilizar, antes del uso, de acuerdo con el procedimiento estándar.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT STAINLESS STEEL MATRIX BANDS		
REFERENCES	65873: 0,05x5 mm (3m) 65874: 0,05x6 mm (3m) 65875: 0,05x7 mm (3m)	
MANUFACTURER	HOPF RINGLEB & CO GMBH &CIE Gardeschützenweg 82 2203 Berlin, Alemania	
CLASSIFICATION	Class I medical device, according to Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.	
DESCRIPTION	Stainless Steel matrix bands, 3 m length.	
COMPOSITION	Stainless steel AISI 304.	
SPECIFICACIONS	Thickness: 0,05 mm Width: 5,0, 6,0 or 7,0 mm Length: 3,0 m	
PACKAGING	1 roll of 3 m.	
INTENDED USE	Dental use. The matrix bands replace one or more walls absent from the tooth and are ideal for promoting the proximal contour and maintaining the point of contact, being rigid enough not to displace during the amalgam condensation or insertion of restorative material. They envelop the tooth, forming a proximal wall.	
INSTRUCTIONS FOR USE	(a) Wrap the tooth with the band matrix to replace the missing wall. (b) Apply the amalgam or dental resin and remove the band matrix.	
SAFETY INFORMATION	Personal safety: none. Only dental surgeons should use this product because they have scientific information necessary for the proper use. Non sterile product. Sterilize before use, according to the standard procedure.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity.	