

FICHA TÉCNICA

RESINA CORONAS Y PUENTES BESTDENT		
REFERENCIAS	69402: A2 69403: A3 69405: A1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	G-PHARMA 35, avenue du Gros Chêne B.P. 10279 HERBLAY 95617 CERGY-PONTOISE Cedex FRANCE	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Resina autopolimerizable con excelentes propiedades mecánicas, para la elaboración de puentes y coronas provisionales.	
ESPECIFICACIÓN	Este producto está disponible en tonos A1 – A2 – A3. Tiempo total (tiempo de trabajo + tiempo de fraguado) a 22°C, es de 2'35"/2'4	
COMPOSICIÓN	Rellenos de vidrio (30-40%) - Resinas de dimetacrilato (40-60%) - Catalizadores (<1%) - BHT (<1%) - Pigmentos (<1%).	
PRESENTACIÓN	1 cartucho de 50 ml por envase + 10 Puntas.	
VIDA ÚTIL	Este producto tiene una vida útil de 24 meses.	
PRECAUCIÓN	Se debe evitar el uso en productos que contienen eugenol con materiales dentales a base de composite, ya que interfieren con el proceso de polimerización.	
FINALIDAD	Por su especial consistencia, su rápido fraguado y sus excelentes cualidades mecánicas, Bestdent es ideal para coronas provisionales o pequeños puentes estéticos, realizados únicamente a partir de una preimpresión.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar a una temperatura entre 5 ° C y 25 ° C. Cuando el producto esté almacenado en refrigerador, sáquelo al menos 15 minutos antes de usar, para que recupere su viscosidad y el tiempo de polimerización normal.	

TECHNICAL DATA SHEET

RESIN CROWNS AND BRIDGES		
REFERENCES	69402: A2 69403: A3 69405: A1	
MANUFACTURER	G-PHARMA 35, avenue du Gros Chêne B.P. 10279 HERBLAY 95617 CERGY-PONTOISE Cedex FRANCE	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, according to Directive 93/42/EEC on medical devices.	
DESCRIPTION	Self-curing resin with excellent mechanical properties for the production of bridges and temporary crowns.	
SPECIFICATIONS	This product is available in the following shades: A1 - A2- A3. Total time (working time + setting time) at 22°C, is 2'35" to 2'45".	
COMPOSITION	Glass fillers (30-40%) - Dimethacrylate resins (40-60%) - Catalysts (<1%) - BHT (<1%) - Pigments (<1%).	
PACKAGING	1 cartridge of 50 ml per package + 10 Tips.	
SHELF LIFE	This product has a shelf-life of 24 months.	
PRECAUTION	The use on eugenol-containing products with based composite-based dental materials should be avoided since they interfere with the curing process.	
INTENDED USE	Due to its special consistency, its rapid setting and excellent mechanical qualities, Bestdent is ideally suited for temporary crowns or small aesthetic bridges, made from a pre-impression only.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store at a temperature between 5°C and 25°C. When the product is stored in the refrigerator, it should be brought back to room temperature 15 minutes minimum before use, to restore its normal viscosity and curing time.	