

FICHA TÉCNICA

FRESA PUNTA DE ARKANSAS PARA TURBINA BESTDENT		
REFERENCIA	98081	
FABRICANTE / RESPONSABLE	EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6 - 75210 Keltern Germany Tel.: +49 7231 97 77 -0 Fax: +49 7231 97 77 -99 E-Mail: info@eve-rotary.com	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, conforme el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Puntas de arkansas abrasivas, fabricadas en óxido de aluminio de alta calidad y grano fino, con aglutinante cerámico para un acabado ultrafino. Características: • Garantizan un trabajo exento de vibraciones. Tamaño de partícula = extrafino Aglutinante = duro • Esterilizable en autoclave y sin alteraciones con los desinfectantes químicos. • Pasan un control de calidad dimensional y un control de calidad óptica. • Para pulido de composites.	
ESPECIFICACIONES	Parte activa en forma de bala o llama con diámetro de 2.5mm y 6 mm de longitud y tallo normal. ISO 635 314 243 505 025 Arkansas FG 15.000 RA 7.000 12/100 L mm Size $\varnothing$ 1/10 mm Order No. ISO No. 635 314...  6,0 025 AS01.025FG 243 505 025	

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN	Óxido de aluminio.
PRESENTACIÓN	Contiene 10 unidades.
FINALIDAD	Para el Repaso y acabado ultrafino Composite Cerámica.
ESTERILIZACIÓN	Dispositivo: Autoclave según DNI EN 285 o autoclave de vapor pequeño según DIN EN 13060, proceso de tipo B. Proceso: Esterilización por vapor con vacío previo fraccionado, 134°C, tiempo de espera mín. 3 min (en Alemania según la recomendación de la KRINKO/BfArM 134 °C mín. 5 min) O 132 °C mín. 3 min (parámetro de validación). Están permitidos tiempos de espera mayores. 1. Colocar los productos empaquetados en la cámara de esterilización. 2. Iniciar el programa. 3. Sacar los productos cuando el programa termine y dejar que se enfríen. 4. Comprobar después los envases para detectar posibles daños. Los envases dañados deben contemplarse como no estériles. Los instrumentos se deben envasar de nuevo y esterilizar.
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT TURBINE ARKANSAS TIPS		
REFERENCE	98081	
MANUFACTURER	EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6 - 75210 Keltern Germany Tel.: +49 7231 97 77 -0 Fax: +49 7231 97 77 -99 E-Mail: info@eve-rotary.com	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Regulation (EU) 2017/745.	
DESCRIPTION	Abrasive arkansas tips, made of high quality, fine-grained aluminum oxide, with ceramic binder for an ultra-fine finish. Features: - They guarantee vibration-free work. Particle size = extra fine Binder = hard - Sterilizable in autoclave and unaltered by chemical disinfectants. - They pass a dimensional quality control and an optical quality control. - For polishing composites.	
SPECIFICATION	Active part in the shape of a bullet or flame with a diameter of 2.5 mm and 6 mm in length and normal stem. ISO 635 314 243 505 025 Arkansas FG 15.000 RA 7.000 12/100 L mm Size $\varnothing$ 1/10 mm Order No. ISO No. 635 314...     6,0 025 AS01.025 FG 243 505 025	
COMPOSITION	Aluminum oxide.	

TECHNICAL DATA SHEET

PRESENTATION	Contains 10 units.
INTENDED USE	For ultra-fine finishing and finishing Composite Ceramic.
STERILIZATION	Device: Autoclave according to DNI EN 285 or small steam autoclave according to DIN EN 13060, type B process. Process: Steam sterilization with fractionated pre-vacuum, 134 °C, waiting time min. 3 min (in Germany according to KRINKO/BfArM recommendation 134 °C min. 5 min) 0 132 °C min. 3 min (validation parameter). 3 min (validation parameter). Longer waiting times are permissible. 1. Place the packaged products in the sterilization chamber. 2. Start the program. 3. Remove the products at the end of the program and allow them to cool down. 4. Check the packages for damage afterwards. Damaged containers should be considered as non-sterile. The instruments should be repacked and sterilized.
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.
STORAGE AND TRANSPORT	It does not require special storage and transportation conditions.