

FICHA TÉCNICA

AGUJAS DE IRRIGACIÓN SIN JERINGA 27G BESTDENT		
REFERENCIAS	87831: Aguja Irrigación sin Jeringa 27G (0,4x32mm) Bestdent	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Shandong Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd. Dingtao (yantai) Industrial Area, 274100 Heze, Shandong Province, P.R. China	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto sanitario Clase IIa bajo Directiva 93/42/CEE y Reglamento 607/2023 (UE)	
DESCRIPCIÓN	Aguja de irrigación endodóntica, estéril, de 27G (0,4mm diámetro externo) y 32mm de longitud. Punta redondeada atraumática y salida lateral para irrigación controlada, conexión Luer-Lock. Color gris para identificación rápida. Uso en irrigación canalicular durante procedimientos endodónticos.	
ESPECIFICACIÓN	• Calibre: 27G (0,406mm) • Longitud: 32mm • Punta: Redondeada/no biselada • Salida lateral para irrigación segura • Conexión: Luer-Lock • Color indicativo: Gris • Unidad estéril, envasada individualmente • Blíster unitario	
COMPOSICIÓN	• Aguja de acero inoxidable médico • Recubrimiento plástico	
PRESENTACIÓN	Caja x 100 unidades, estériles, envasadas de manera individual.	
VIDA ÚTIL	Ver envase	
FINALIDAD	Irrigación de conductos radiculares en endodoncia, minimiza riesgos de extrusión apical y traumatismo tisular durante limpieza y desinfección.	
INSTRUCCIONES DE USO	1. Seleccionar la aguja estéril y conectarla a la jeringa Luer Lock2. 2. Llenar la jeringa con la solución de irrigación deseada. 3. Insertar delicadamente la aguja en el conducto radicular. 4. Realizar la irrigación sin forzar ni ejercer presión excesiva. 5. La salida lateral reduce riesgo de extrusión apical. 6. No reutilizar: producto de un solo uso	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	• Conservar en lugar seco, protegido del sol, humedad y calor extremo. • Mantener el envase intacto hasta el momento de uso. • Evitar golpes y almacenamiento junto a productos químico	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT IRRIGATION NEEDLES WITHOUT SYRINGE 27G		
REFERENCES	87831: Irrigation Needles without Syringe 27G (0,4x32mm)	
MANUFACTURER	Shandong Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd. Dingtao (yantai) Industrial Area, 274100 Heze, Shandong Province, P.R. China	
CLASSIFICATION	Medical device Class IIa under Directive 93/42/EEC and Regulation 607/2023 (EU)	
DESCRIPTION	Sterile endodontic irrigation needle, 27G (0.4 mm outer diameter) and 32 mm length. Rounded, atraumatic tip and lateral exit for controlled irrigation, Luer-Lock connection. Grey color for quick identification. Used for canal irrigation during endodontic procedures.	
SPECIFICATION	• Gauge: 27G (0.406 mm) • Length: 32 mm • Tip: Rounded / non-beveled • Lateral exit for safe irrigation • Connection: Luer-Lock • Indicator color: Grey • Sterile unit, individually packaged • Single-unit blister	
COMPOSITION	• Medical-grade stainless steel needle • Plastic coating	
PACKAGING	Box of 100 units, sterile, individually packaged	
INTENDED USE	Irrigation of root canals in endodontics; minimizes the risk of apical extrusion and tissue trauma during cleaning and disinfection.	
SHELF LIFE	See packaging	
INSTRUCTIONS FOR USE	1. Select a sterile needle. 2. Connect to a Luer-Lock syringe. 3. Fill the syringe with the desired irrigation solution. 4. Gently insert the needle into the root canal. 5. Irrigate without applying excessive pressure. 6. Single use only. Discard after use.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	• Store in a cool, dry place, away from direct light and heat. • Do not expose to moisture or aggressive chemicals. • Do not use if the packaging is damaged.	