

FICHA TÉCNICA

PINCEL PREMIUM KOLINSKY OPAQUE 1 4DESIGN		
REFERENCIAS	H21116	
FABRICANTE / RESPONSABLE	East Rich Enterprise Co Ltd 3F, No 576, Sec 1 Minshend N Rd Guishan Township, Taoyuan County, Taiwan https://www.eastrich.tw/	
CLASIFICACIÓN	Producto No sanitario (Clase protésico).	
DESCRIPCIÓN	Instrumento de laboratorio dental/protésico para la aplicación de cerámica en prótesis dentales. Pincel de alta precisión con pelo natural de marta Kolinsky, diseñado para la aplicación detallada de cerámica dental. Ofrece una punta fina y flexible que permite un control óptimo en la estratificación y maquillaje de porcelana dental	
ESPECIFICACIONES	• Tamaño: 1 • Tipo de pelo: Natural de marta Kolinsky • Aplicación recomendada: Maquillaje y glaseado de cerámica dental <u>Características destacadas:</u> ○ Punta fina y flexible ○ Excelente capacidad de retención de líquido ○ Alta elasticidad y precisión	
COMPOSICIÓN	• Pelo: Natural de marta Kolinsky • Mango: Metálico laqueado color violeta • Virola: Metálica niquelada	
PRESENTACIÓN	Unidad individual en empaque protector para preservar la forma y calidad del pincel	
FINALIDAD	Herramienta especializada para la aplicación precisa de cerámica en la fabricación de prótesis dentales, permitiendo detalles finos y acabados de alta calidad	
INSTRUCCIONES USO	1. Antes del primer uso, humedecer ligeramente el pincel en agua destilada. 2. Cargar la cerámica según las necesidades del trabajo. 3. Aplicar la cerámica sobre la estructura dental con movimientos suaves y precisos. 4. Después de cada uso, limpiar el pincel con agua destilada y secar suavemente.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Guardar en un lugar seco y protegido del polvo. Evitar la exposición directa al sol y a fuentes de calor. Transportar en su estuche protector para evitar deformaciones en la punta.	

TECHNICAL DATA SHEET

4DESIGN PREMIUM KOLINSKY OPAQUE BRUSH 1		
REFERENCES	H21116	
MANUFACTURER	East Rich Enterprise Co Ltd 3F, No. 576, Sec. 1 Minsheng N. Rd Guishan Township, Taoyuan County, Taiwan https://www.eastrich.tw/	
CLASSIFICATION	Non-medical product (prosthetic class).	
DESCRIPTION	Dental/prosthetic laboratory instrument for applying ceramic in dental prostheses. High-precision brush with natural Kolinsky sable hair, designed for detailed application of dental ceramics. It has a fine and flexible tip that allows excellent control during layering and makeup of dental porcelain.	
SPECIFICATIONS	• Size: 1 • Hair type: Natural Kolinsky sable • Recommended use: Dental ceramic makeup and glazing <u>Key features:</u> ◦ Fine and flexible tip ◦ Excellent liquid holding capacity ◦ High elasticity and precision	
COMPOSITION	• Hair: Natural Kolinsky sable • Handle: Lacquered metallic, violet color • Ferrule: Nickel-plated metal	
PACKAGING	Single unit in protective packaging to preserve the shape and quality of the brush.	
INTENDED USE	Specialized tool for precise ceramic application in the production of dental prostheses, enabling fine detail and high-quality finishes.	
INSTRUCTIONS FOR USE	1. Before first use, slightly moisten the brush in distilled water. 2. Load the ceramic according to the needs of the procedure. 3. Apply the ceramic to the dental structure with smooth and precise movements. 4. After each use, clean the brush with distilled water and dry it gently.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a dry place protected from dust. Avoid direct sunlight and sources of heat. Transport in its protective case to prevent deformation of the tip.	