



**GC Fuji II**

RADIOOPÁKNÝ SKLOIONOMÉRNÝ VÝPLŇOVÝ CEMENT

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

**DOPORUČENÉ INDIKÁCIE**

1. Výplň v dočasnom chrupe.
2. Dostavba.
3. Výplň kavít III. a V. triedy a vymedzených kavít I. triedy.

**KONTRAINDIKÁCIE**

1. Priame prekytely pulpy.
2. V jedinej prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.

**NÁKUD NA POUŽITIE**

1. DÁVKOVANIE PRÁŠKA A TEKUTINY
  - a) Standardný pomery tekutiny a prášku je 2,7/1,0 g, t. j. 1 zarovnávaná lyžička prášku na 1 kvapku tekutiny.
  - b) Jemne počopejte fľaštičku proti ruke, aby sa prášok dôkladovo presne.
  - c) Neťaste ani neprevráčajte.
  - d) Po počopej fľaštičku okamžite uzavrite.

**2. MIESIČNÉ**

Prések a lekársku nadádkujete na podložku. Pomocou plastevej šprachle rozdeliť prášok na 2 rovnaké diely. Prvý diel mliešajte s celým množstvom tekutiny po dobu 10 sekúnd. Začnite zvyšný diel a celé mliešajte po dobu 15 – 20 sekúnd (celkový čas do 30 sekúnd).

**3. TECHNIKA VÝPLNE**

- a) Zub preparuje pomocou standardných techník. Nadmerná mechanická retencie nie je potrebná. Na prekytely pulpy použiť hydroxid väpnatý.
- b) Umyte a usúšte, alej NEPRESUŠAJTE. Na odstránenie mastnej vrstvy sa doporučuje použiť kondicionér GC CAVITY CONDITIONER alebo GC DENTIN CONDITIONER.
- c) Namiešajte potrebné množstvo cementu. Pracovný čas je 1 min. 45 sekúnd pri teplote 23 °C (73,4 °F).
- d) Zvýšením teploty sa pracovný čas skracuje.
- e) Odstráňte povrchovú hĺbkosť, alej NEPRESUŠAJTE.
- f) Streňačka alebo iným vhodným nástrojom naneste materiál do prípravenej kavít. Zabráňte vytváraniu vzdúvčových bublin.
- g) Vytváranie obrys a pokiaľ je potreba umiestnite matrícu na prvé 2 minuty tuhnutia.
- h) Čas tuhnutia je 5 min. 30 s od začiatku miešania. Po stuhaní odstráňte matrícu a okamžite aplikujte lac GC Fuji VARNISH (vysušte vzdúchom) alebo GC Fuji COAT LC (výtrvrdte svetlom).

**4. KONEČNÉ OPRAVOCANIE**

- a) Osetenie pri jednej návštěve
  1. Po počítanom stuhlutém opravte kontúru BEZ VODNÉHO SPREJA pomocou standardného postupu.
  2. Aplikujte lac GC Fuji VARNISH alebo GC Fuji COAT LC a počkajte približne 15 minút.
  3. Teraz možno vykonať záverečné dokončenie a leštenie zo pomocí vodného spreja.
  4. Nahradte starú vrstvu GC Fuji VARNISH (usúšte prívodom vzduchu) alebo GC Fuji COAT LC (výtrvrdte svetlom po dobu 10 sek.) alebo G-COAT PLUS (výtrvrdte svetlom po dobu 20 sek.)
- b) Standardná metóda
  - 1) 24 hodín po založení dokončite a vyležte výplň standardným postupom za pomocí vodného spreja.

**USKLADNENIE**

Skladujte pri teplote 4-25 °C (39,2-77,0 °F).

(Zivotnosť: 3 roky od dátumu výroby).

**ODTIENE**

- č. 21 - svetložltá
- č. 22 - žltohnedá
- č. 23 - tmavosivá
- č. 26 - tmavohnedá

M - modifikátor

**BALENIE**

1. Fľaštička s 15 g prášku s odmerkom.
2. Fľaštička s 10 g tekutiny (8,0 mL).
3. Balenie 1-1: 15 g prášku, 10 g (8,0 mL) tekutiny, odmerka na prášok, zmiešavacia podložka (č. 22).

ISO 9917 (zubné cementy na báze vody).

**UPOZORNENIE**

1. V prípade zasiahania sliznice úst alebo pokožky ihned odstráňte hubkou alebo kuskom vaty namočeným v alkohole. Opláchnite vodu.
2. V prípade zasiahania očí okamžite vyspláchnite vodu a vyhľadajte lekársku pomoc.
3. Prášok ani tekutinu NEZMIEŠÁVAJTE so žiadnymi zložkami iných skloionomérných cementov.

Naposlasy upravené : 01/2009

**GC Fuji II**

RADIOOPÁKNÝ SKLOIONOMÉRNÝ VÝPLŇOVÝ CEMENT

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

**PRIPOROČENÉ INDIKÁCIE**

1. Rastavanie primarnih zub.
2. Nadgradnja zub.
3. Rastavacie razreda III. V omejene votline razreda I.

**KONTRAINDIKÁCIE**

1. Zapíravie pulpe.
2. V jedinej prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.

**NÁKUD NA POUŽITIE**

## 1.

## 2.

## 3.

## 4.

## 5.

## 6.

## 7.

## 8.

## 9.

## 10.

## 11.

## 12.

## 13.

## 14.

## 15.

## 16.

## 17.

## 18.

## 19.

## 20.

## 21.

## 22.

## 23.

## 24.

## 25.

## 26.

## 27.

## 28.

## 29.

## 30.

## 31.

## 32.

## 33.

## 34.

## 35.

## 36.

## 37.

## 38.

## 39.

## 40.

## 41.

## 42.

## 43.

## 44.

## 45.

## 46.

## 47.

## 48.

## 49.

## 50.

## 51.

## 52.

## 53.

## 54.

## 55.

## 56.

## 57.

## 58.

## 59.

## 60.

## 61.

## 62.

## 63.

## 64.

## 65.

## 66.

## 67.

## 68.

## 69.

## 70.

## 71.

## 72.

## 73.

## 74.

## 75.

## 76.

## 77.

## 78.

## 79.

## 80.

## 81.

## 82.

## 83.

## 84.

## 85.

## 86.

## 87.

## 88.

## 89.

## 90.

## 91.

## 92.

## 93.

## 94.

## 95.

## 96.

## 97.

## 98.

## 99.

## 100.

## 101.

## 102.

## 103.

## 104.

## 105.

## 106.

## 107.

## 108.

## 109.

## 110.

## 111.

## 112.

## 113.

## 114.

## 115.

## 116.

## 117.

## 118.

## 119.

## 120.

## 121.

## 122.

## 123.

## 124.

## 125.

## 126.

## 127.

## 128.

## 129.