

Prior to use, carefully read the instructions for use.

EN

COMPOSITE PRIMER

PRIMER FOR MICRO-FILLED COMPOSITE AND ACRYLIC RESIN

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

- Surface treatment of micro-filled resin (MFR) or micro-filled hybrid resin (GRADIA, GRADIA gum shades (GC)) prior to luting or repairing procedures.
- Surface treatment of acrylic resin prior to repairing procedure.

CONTRAINDICATIONS

Avoid use of this product in patients with known methacrylate monomer and methacrylate polymer allergies.

DIRECTIONS FOR USE

A. Surface treatment of the restoration prior to luting procedure

1. PREPARATION

Prepare the surface to be bonded to using a sandblaster (aluminum oxide) with a pressure of at least 3kg/cm² (2.94 bar). Refer to the manufacturer’s instructions for use. Clean with oil-free air.

Note: Apply masking tape to the surfaces where no treatment is needed.

2. APPLICATION Dispense one or two drops of COMPOSITE PRIMER into a dispensing dish. Apply a thin layer to the surfaces to be bonded to using a brush.

Note:

- Use immediately after dispensing. Replace the bottle cap immediately after use.
- Should the applied material be contaminated prior to light curing, wash and dry the surface and repeat the procedure by re-applying material.

3. LIGHT CURING

Light cure using a visible light curing unit (470 nm wavelength). Refer to the light manufacturer’s instructions for use. After light curing, do not remove the oxygen inhibited outer layer.

Halogen/LED : 20 seconds
G-Light : 10 seconds
Plasma arc : 3 seconds

4. CEMENTATION

Apply a suitable luting cement on the treated surfaces of the restoration and continue with the luting procedure. Refer to the manufacturer’s instructions for use.

B. Surface treatment of the restoration prior to repairing procedure

1.PREPARATION

Prepare the surface to be bonded to using a diamond bur or sandblaster (aluminum oxide) with a pressure of at least 3kg/cm² (2.94 bar). Take the necessary safety measures for the intraoral use of the sandblaster. Refer to the manufacturer’s instructions for use. Clean with oil-free air.

Note: Apply masking tape to the surfaces where no treatment is needed.

2. APPLICATION

Dispense one or two drops of COMPOSITE PRIMER into a dispensing dish. Apply a thin layer to the surface to be repaired using a brush.

Note:

- Use immediately after dispensing. Replace the bottle cap immediately after use.
- Should the applied material be contaminated prior to light curing, wash and dry the surface and repeat the procedure by re-applying material.

3. LIGHT CURING

Refer to A.3. above. When using Labolight DUO, LABOLIGHT LV-III (GC), light cure for 1 minute.

4. REPAIR

Apply composite material such as GRADIA (GC), GRADIA DIRECT (GC), GC KALORE or GRADIA gum shades (GC) on the treated surfaces of the restoration and start to finish. Refer to the manufacturer’s instructions for use.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool, dark place (4-25°C) (39,2-77,0°F). (Shelf life : 2 years from date of manufacture)

PACKAGE

Bottle of 3mL

CAUTION

- COMPOSITE PRIMER is flammable. Do not use near open flame. Keep away from sources of ignition. Do not store large quantities in one area. Keep away from direct sunlight.
- In case of contact with oral tissues, immediately remove with a sponge or cotton pellet. Flush with water after treatment is completed.
- In case of contact with skin, immediately remove with a sponge or cotton pellet. Rinse with soap and water.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- Take care to avoid ingestion of the material.
- Do not mix with any other primers. Do not reuse a brush with other products.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
- In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:

http://www.gceurope.com

or for The Americas

http://www.gcamerica.com

They can also be obtained from your supplier.


CLEANING AND DISINFECTING:

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect decolor and label for deterioration.

Discard device if damaged.

DO NOT IMMERGE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Last revised : 09/2016



MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Torimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:

GC AMERICA INC.

3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

DISTRIBUTED by

GC CORPORATION

76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU : **GC EUROPE N.V.**

Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium
TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.

3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

TEL: +1-708-597-0900.

www.gcamerica.com

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.

11 Tampines Concourse, #03-05, Singapore 528729

TEL: +65 6546 7588

PRINTED IN JAPAN

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen!

DE

COMPOSITE PRIMER

PRIMER FÜR MIKROGEFÜLLTES COMPOSITE UND ACRYLKUNSTSTOFF

Nur zur Verwendung durch einen Zahnarzt oder Zahntechniker bei den empfohlenen Indikationen.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN

- Oberflächenbehandlung von mikrogefülltem Komposit (MFR) od mikrogefülltem Hybridkomposit (GRADIA, GRADIA gum shades (GC)) vor der Befestigung oder vor Reparaturen.
- Oberflächenbehandlung von Acrylkunststoff vor Reparaturen.

KONTRAINDIKATIONEN

Dieses Produkt darf nicht an Patienten verwendet werden, die eine Allergie gegen Methylacrylatmonomer oder Methylacrylatpolymer haben.

GEBRAUCHSANWEISUNG

A. Oberflächenbehandlung der Füllung vor dem Befestigungsverfahren

1. VORBEREITUNG

Die Oberfläche für die Klebung durch Sandstrahlen (Aluminiumoxid) mit einem Druck von mindestens 3 kg/cm² (2,94 bar) vorbereiten. Gebrauchsanweisung des Herstellers befolgen. Mit ölfreier Luft säubern.

HINWEIS: Nicht zu behandelnde Oberflächen mit Abdeckband abdecken.

2. ANWENDUNG

Ein bis zwei Tropfen COMPOSITE PRIMER in eine Dispenserschale geben. Auf die zu klebenden Oberflächen mit einem Pinsel eine dünne Schicht aufbringen.

HINWEIS:

- Sofort nach dem Mischen verbrauchen. Flasche direkt nach Verwendung schließen.
- Sollte das auf der Oberfläche aufgetragene Material vor der Lichtaushärtung kontaminiert sein, ist die Oberfläche zu reinigen und das Material erneut aufzubringen.

3. LICHTAUSHÄRTUNG

Die Lichtaushärtung erfolgt mit einem Lichtaushärtungsgerät für sichtbares Licht (Wellenlänge 470 nm). Gebrauchsanweisung des Geräteherstellers beachten. Nach der Lichtaushärtung die sauerstoffhemmende Außenschicht nicht entfernen.

Halogen/LED : 20 Sekunden
G-Light : 10 Sekunden
Plasmalichtbogen : 3 Sekunden

4. BEFESTIGUNG

Auf die behandelten Oberflächen der Füllung einen geeigneten Befestigungszement geben und mit der Befestigung fortfahren. Gebrauchsanweisung des Herstellers befolgen.

B. Oberflächenbehandlung der Füllung vor der Reparatur

1. VORBEREITUNG

Die Oberfläche für die Klebung mit einem Diamantfräser oder durch Sandstrahlen (Aluminiumoxid) mit einem Druck von mindestens 3 kg/cm² (2,94 bar) vorbereiten. Beim intraoralen Gebrauch des Sandstrahlers sind die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Gebrauchsanweisung des Herstellers befolgen. Mit ölfreier Luft säubern.

HINWEIS:

Nicht zu behandelnde Oberflächen mit Abdeckband abdecken.

2. ANWENDUNG

Ein bis zwei Tropfen COMPOSITE PRIMER in eine Dispenserschale geben. Auf die zu reparierende Oberfläche mit einem Pinsel eine dünne Schicht aufbringen.

HINWEIS:

- Sofort nach dem Mischen verbrauchen. Flasche direkt nach Verwendung schließen.
- Sollte das auf der Oberfläche aufgetragene Material vor der Lichtaushärtung kontaminiert sein, ist die Oberfläche zu reinigen und das Material erneut aufzubringen.

3. LICHTAUSHÄRTUNG

Siehe dazu Punkt A.3. oben. Bei Verwendung von Labolight DUO, LABOLIGHT LV-III (GC), Lichtaushärtung für 1 Minute.
4. REPARATUR
Kompositmaterial wie z.B. GRADIA (GC), GRADIA DIRECT (GC), GC KALORE oder GRADIA gum shades (GC) auf die behandelten Oberflächen der Füllung auftragen und Bearbeitung abschließen. Gebrauchsanweisung des Herstellers befolgen.

LAGERUNG

Empfehlung für die optimalen Eigenschaften: Kühl und dunkel lagern (4-25 °C). (Haltbarkeit: 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

PACKUNG

Flasche mit 3 ml

VORSICHT

- COMPOSITE PRIMER sind entflammbar. Nicht in der Nähe einer offenen Flamme verwenden. Von Zündquellen fernhalten. Keine großen Mengen an einem Ort aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen.
- Bei Berührung mit dem Mundgewebe das Material sofort mit einem Schwamm oder einer Watterolle entfernen. Nach erfolgter Behandlung mit Wasser abspülen.
- Bei Berührung mit der Haut das Material sofort mit einem Schwamm oder einer Watterolle entfernen. Mit Wasser und Seife spülen.
- Bei Berührung mit den Augen diese sofort mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
- Darauf achten, dass das Material nicht verschluckt werden kann.
- Nicht mit anderen Primern mischen. Pinsel nicht mit anderen Produkten weiterverwenden.
- Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille tragen.
- In seltenen Fällen reagieren Menschen empfindlich auf dieses Produkt. Wenn eine derartige Reaktion eintritt, das Produkt nicht mehr verwenden und einen Arzt konsultieren.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:

http://www.gceurope.com

In Amerika gilt folgender Link:

http://www.gcamerica.com

Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

REINIGUNG UND DESINFEKTION:

VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen. NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Desinfizieren Sie mit einem für Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.

Zuletzt aktualisiert : 09/2016

COMPOSITE PRIMER

PRIMER POUR COMPOSITE MICRO-CHARGE ET RESINE ACRYLIQUE

Utilisation par un professionnel de l'art dentaire et selon les recommandations d'utilisation.

INDICATIONS

- Traitement de surface des résines micro-chargées (MFR) ou des résines hybrides micro-chargées (GRADIA, GRADIA gum shades (GC)) préalablement au collage ou aux procédures de réparation.
- Traitement de surface des résines acryliques préalablement à une procédure de réparation.

CONTRE-INDICATIONS

Eviter d'utiliser ces produits chez des patients présentant une allergie connue aux monomères et polymères méthacrylates.

MODE D'EMPLOI

A. Traitement de surface de la restauration préalablement à la procédure de collage

1. PREPARATION

Préparez la surface à coller en la sablant (oxyde d'alumine) sous pression minimum de 3kg/cm² (2,94 bar). Référez-vous aux instructions du fabricant. Nettoyez à l'air propre et sec

NOTE: Protégez les surfaces lorsqu'aucun traitement n'est nécessaire.

2. APPLICATION

Déposez une ou deux gouttes de COMPOSITE PRIMER sur un plateau jetable. Appliquez une fine couche avec un pinceau sur les surfaces à coller.

NOTE:

- Utilisez aussitôt après distribution. Remplacez immédiatement le capuchon après utilisation.
- Si le matériau appliqué a été contaminé avant la photopolymérisation, nettoyez et séchez la surface et répétez la procédure en ré-appiquant le produit.

3. PHOTOPOLYMERISATION

Photopolymérisez avec une unité lumineuse (470 nm de longueur d'onde). Référez-vous aux instructions du fabricant. Après photopolymérisation, ne pas retirer la couche d'inhibition.

Halogène/LED : 20 secondes
G-Light : 10 secondes
Plasma arc : 3 secondes

4. COLLAGE

Appliquez un ciment de scellement sur les surfaces traitées de la restauration et poursuivez la procédure de collage. Référez-vous aux instructions du fabricant.

B. Traitement de surface de la restauration préalablement à une procédure de réparation

1. PREPARATION

Préparez la surface à coller en utilisant une fraise diamantée ou par sablage (oxyde d'alumine) sous pression au minimum de 3kg/cm² (2,94 bar). Prenez les mesures de sécurité en bouche lors du sablage. Référez-vous aux instructions du mode d'emploi. Nettoyez à l'air propre.

2. APPLICATION

Distribuez une ou deux gouttes de COMPOSITE PRIMER sur un plateau jetable. Appliquez une fine couche avec un pinceau sur les surfaces à coller.

NOTE:

- Utilisez aussitôt après distribution. Remplacez immédiatement le capuchon après utilisation.
- Si le matériau appliqué a été contaminé avant la photopolymérisation, nettoyez et séchez la surface et répétez la procédure en ré-appliquant le produit.

3. PHOTOPOLYMERISATION

Référez-vous au paragraphe A.3. Lorsque vous utilisez Labolight DUO, LABOLIGHT LV-III (GC), photopolymérisez pendant 1 minute.

4. REPARATION

Appliquez le matériau composite tel que GRADIA (GC), GRADIA DIRECT (GC), GC KALORE or GRADIA gum shades (GC) sur les surfaces traitées de la restauration et commencez la finition. Référez-vous au mode d'emploi du fabricant.

STORAGE

Pour des performances optimales, conservez dans un endroit frais et sombre (4-25°C) (39,2-77,0°F). (Péremption : 2 ans à partir de la date de fabrication)

CONDITIONNEMENT

Flacon de 3mL

PRECAUTIONS

- COMPOSITE PRIMER est inflammable. Ne pas utiliser près d'une flamme. Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas stocker de grandes quantités dans un même lieu. Tenir loin de la lumière directe du soleil.
- En cas de contact avec les tissus oraux, retirez immédiatement avec une éponge ou un coton tige. Rincez à l'eau après traitement.
- En cas de contact avec la peau, retirez immédiatement avec une éponge ou un coton tige. Rincez au savon et à l'eau.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.
- Ne pas ingérer le matériau.
- Ne pas mélanger avec tout autre primer. Ne pas réutiliser le pinceau avec d'autres produits.
- Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.
- Dans de rares cas, le produit peut entraîner chez certaines personnes des réactions allergiques. Si tel est le cas, cessez d'utiliser ce produit et consultez un médecin.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur :

http://www.gceurope.com

ou pour l'Amérique

http://www.gcamerica.com

Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

NETTOYAGE ET DESINFECTIION :

Systèmes de distribution multi-usage : pour éviter toute contamination croisée entre les patients, ce dispositif nécessite une désinfection de niveau intermédiaire. Immédiatement après utilisation, inspecter le dispositif et l'étiquette. Jeter le dispositif s'il est endommagé.
NE PAS IMMÉRGER. Nettoyer soigneusement le dispositif pour prévenir l'assèchement et l'accumulation de contaminants. Désinfecter avec un produit de contrôle de l'infection de niveau intermédiaire selon les directives régionales / nationales.

Dernière mise à jour : 09/2016

COMPOSITE PRIMER

PRIMER PER RESINA COMPOSITA E ACRILICA A MICRO-RIEMPIMENTO

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE

- Treatmento superficiale di resina a micro-riempimento (MFR) o resina ibrida a micro-riempimento (GRADIA, GRADIA gum shades (GC)) prima delle procedure di fissaggio o riparazione.
- Treatmento superficiale di resina acrilica prima di procedure di riparazione.

CONTRAINDICAZIONI

Evitare di usare il prodotto in pazienti notoriamente affetti da allergie al monomero e al polimero di metacrilato.

ISTRUZIONI PER L'USO

A. Trattamento superficiale del restauro prima di una procedura di fissaggio

1.PREPARAZIONE

Preparare la superficie su cui andrà applicato l'adesivo utilizzando uno strumento per sabbatura (con ossido di alluminio) ad una pressione di almeno 3kg/cm² (2,94 bar). Consultare le istruzioni per l'uso del produttore. Pulire con aria priva di olio.

NOTA: Applicare del nastro protettivo sulle superfici che non richiedono il trattamento.

2.APPLICAZIONE

Erogare una o due gocce di COMPOSITE PRIMER su un blocchetto. Utilizzando un pennello, applicare uno strato sottile di prodotto sulle superfici di adesione.

NOTE:

- Usare il primer immediatamente dopo averlo estratto. Richiudere il flacone immediatamente dopo l'uso.
- Se il materiale applicato dovesse contaminarsi prima della fase di fotopolimerizzazione, lavare e asciugare la superficie e ripetere la procedura riapplicando il materiale.

3. FOTOPOLIMERIZZAZIONE

Fotopolimerizzare utilizzando una lampada a luce visibile (lunghezza d'ondata470 nm). Seguire le istruzioni del produttore della lampada. Dopo la fotopolimerizzazione lo strato esterno inibito all'ossigeno non deve essere eliminato.
Lampade alogene o a LED : 20 secondi
G-Light : 10 secondi
Lampade all'arco plasma : 3 secondi

4. CEMENTAZIONE

Applicare un cemento per fissaggio idoneo sulle superfici del restauro precedentemente trattate e proseguire con la procedura di fissaggio. Consultare le istruzioni per l'uso del produttore.

B. Trattamento superficiale del restauro prima di una procedura di fissaggio

1. PREPARAZIONE

Preparare la superficie su cui andrà applicato l'adesivo utilizzando una fresa diamantata o uno strumento per sabbatura (con ossido di alluminio) ad una pressione di almeno 3kg/cm² (2,94 bar). Adottare le misure di sicurezza necessarie per l'uso endo-orale dello strumento per sabbatura. Consultare le istruzioni per l'uso del produttore. Pulire con aria priva di olio.

NOTA: Applicare del nastro protettivo sulle superfici che non richiedono il trattamento.

2. APPLICAZIONE

Erogare una o due gocce di COMPOSITE PRIMER su un blocchetto. Utilizzando un pennello, applicare uno strato sottile di prodotto sulle superfici di adesione.

NOTE:

- Usare il primer immediatamente dopo averlo estratto. Richiudere il flacone immediatamente dopo l'uso.
- Se il materiale applicato dovesse contaminarsi prima della fase di fotopolimerizzazione, lavare e asciugare la superficie e ripetere la procedura riapplicando il materiale.

3. FOTOPOLIMERIZZAZIONE

Consultare il precedente punto A.3. Se si usa Labolight DUO, LABOLIGHT LV-III (GC), fotopolimerizzare per 1 minuto.

4. RIPARAZIONE

Applicare un materiale composito quale GRADIA (GC), GRADIA DIRECT (GC), GC KALORE o GRADIA gum shades (GC) sulle superfici trattate del restauro e procedere con la finitura. Consultare le istruzioni per l'uso del produttore.

CONSERVAZIONE

Per una resa ottimale, conservare in luogo fresco e lontano dalla luce (4-25°C) (39,2-77,0°F).

(Durata utile: 2 anni dalla data di produzione)

CONFEZIONE

Flacone da 3mL

AVVERTENZE

- COMPOSITE PRIMER è infiammabile. Non usare vicino a fiamme libere. Tenere lontano da fonti di accensione. Non conservare grosse quantità di prodotto nella stessa area. Tenere lontano

<p>Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.</p>	NL
--	------------------------

COMPOSITE PRIMER

PRIMER VOOR MICROGEVULDE COMPOSIT EN KUNSTHARS

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig gekwalificeerden.

VERMELDE TOEPASSINGEN

- Oppervlaktebehandeling voor microgevuld kunsthars (MFR) of microgevuld hybride composit (GRADIA, GRADIA gum shades (GC)) voorafgaand aan cementerings- of reparatiewerkzaamheden.
- Oppervlaktebehandeling van kunsthars voorafgaand aan reparatiewerkzaamheden.

CONTRA-INDICATIES

Vermijd het gebruik van dit product bij patiënten waarvan bekend is dat ze allergisch zijn voor methacrylaat monomeer en methacrylaat polymeer.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Oppervlaktebehandeling van de restauratie voorafgaand aan de cementeerpcedure
 - VOORBEREIDING**

Præpareer het oppervlak waarop gehecht moet worden met een zandstraalapparaat (aluminiumoxide) onder een druk van minimaal 3 kg/cm² (2,94 bar). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Reinig met olievrjve lucht.

NB:
Bremg afdektape aan op de oppervlakken die niet behandeld hoeven te worden.
 - TOEPASSING**

Doe een of twee druppels van de COMPOSITE PRIMER in het doseerschaaltje. Breng met een penseel een dunne laag aan op de oppervlakken waarop gehecht moet worden.

NB:
1) Gebruik het product onmiddellijk na het doseren. Draai dop onmiddellijk na gebruik weer op de flacon.
2) Als het aangebrachte materiaal verontreinigd raakt voor het belicht wordt, reinig en droog dan het oppervlak en herhaal de procedure door het materiaal nogmaals aan te brengen.
 - LICHTHARDING**

Belicht met een composietlamp (470 nm golfenlge). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Verwijder de zuurstof inhibitie laag na het belichten niet.

Halogeen/LED : 20 seconden
G-Light : 10 seconden
Plasmalamp : 3 seconden
 - CEMENTEREN**

Breng geschikt bevestigingscement aan op de behandelde restauratieoppervlakken en ga door met het cementeerproces. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

- Oppervlaktebehandeling van de restauratie voorafgaand aan het reparatieproces
 - VOORBEREIDING**

Præpareer het oppervlak waarop gehecht moet worden met een diamantbor of zandstraalapparaat (aluminiumoxide) onder een druk van minimaal 3 kg/cm² (2,94 bar). Tref de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen die nodig zijn voor intraoraal gebruik van een zandstraalapparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Reinig met olievrjve lucht.

NB:
Bremg afdektape aan op de oppervlakken die niet behandeld hoeven te worden.
 - TOEPASSING**

Doe een of twee druppels van de COMPOSITE PRIMER in het doseerschaaltje. Breng met een penseel een dunne laag aan op het te repareren oppervlak.

NB:
1) Gebruik het product onmiddellijk na het doseren. Draai de dop onmiddellijk na gebruik weer op de flacon.
2) Als het aangebrachte materiaal verontreinigd raakt voor het belicht wordt, reinig en droog dan het oppervlak en herhaal de procedure door het materiaal nogmaals aan te brengen.
 - LICHTHARDING**

Zie A.3. hierboven. Bij gebruik van de Labolight DUO, LABOLIGHT LV-III (GC), belicht gedurende 1 minuut.
 - REPARATIE**

Breng composietmateriaal zoals GRADIA (GC), GRADIA DIRECT (GC), GC KALORE of GRADIA GUM tandvleskleuren (GC) aan op de behandelde restauratieoppervlakken en begin met de afwerking. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

OPSLAG

Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaar op een koele, donkere plaats (4-25°C) (39,2-77,0°F). (Houdbaarheid: tot 2 jaar na de productiedatum)

VERPAKKING

Flacon van 3 ml

LET OP

- COMPOSITE PRIMER is brandbaar. Gebruik het niet in de buurt van open vuur. Houwd het uit de buurt van onstekingsbronnen. Bewaar geen grote hoeveelheden op één plaats. Houwd het uit de buurt van direct zonlicht.
- In geval van contact met het mondweefsel, onmiddellijk verwijderen met een sponsje of wattenpropje Spoelen met water als de behandeling klaar is.
- In geval van contact met de huid, onmiddellijk verwijderen met een sponsje of wattenpropje. Spoelen met zeep en water.
- In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medisch advies inwinnen.
- Vorkom inslikken van het materiaal.
- Niet mengen met andere primers. Gebruik het penseel niet voor andere producten.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.
- Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclasseificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:
http://www.gceurope.com of voor Amerika
http://www.gcamerica.com
Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE:
MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd te worden. Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.
NIET ONDERDOMPLEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Laatste herziening : 09/2016

COMPOSITE PRIMER

PRIMER TIL MIKROFYLDT KOMPOSIT- OG AKRYLPLAST

Må kun anvendes af tandlægefagligt personale i henhold til de anbefalede indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER

- Overfladebehandling af mikrofyldt plast (MFR) eller mikrofyldt hybridplast (GRADIA-, GRADIA-tandkødsnuancer (GC)) forinden indcementerings- eller reparationsprocedurer.
- Overfladebehandling af akrylplast forinden reparationsprocedurer.

KONTRAINDIKATIONER

Undgå brugen af produktet til patienter med kendt allergi overfor methakrylat monomer og methakrylat polymer.

ANVENDELSE

- Overfladebehandling af restaurering forinden indcementeringsprocedure
 - PRÆPARERING**

Præparer bindingsfladen ved sandblæsning (aluminiumoxid) med et tryk på mindst 3 kg/cm² (2,94 bar). Se producentens anvisninger for brug. Rengør med oliefri luft.
BEMÆRK:
Anvend afdækningstape på overflader, som ikke skal behandles.
 - APPLICERING**

Dryp en eller to dråber COMPOSITE PRIMER i en doseringssskål. Applicer et tyndt lag på bindingsfladerne vha. en pensel.
BEMÆRK:
1) Skal anvendes umiddelbart efter dosering. Monter hættten umiddelbart efter brug.
2) Hvis det applicerede materiale kontamineres inden ljusthårdning, vaskes og tørres overfladen, og fremgangsmåden gentages ved at applicere materialet igen.
 - LYSHÆRDNING**

Ljusthærdes vha. ljusthærdningsapparat med synlig lyskilde (bølgelængde på 470 nm). Se producentens anvisninger for brug. Efter ljusthærdningen må det ydre oxygenhæmmende lag ikke fjernes.

Halogen/LED : 20 sekunder
G-Light : 10 sekunder
Plasma arc : 3 sekunder
 - CEMENTERING**

Applicer et hensigtsmæssig indcementeringsmateriale på restaureringens behandlede overflader, og fortsæt indcementeringen. Se producentens anvisninger for brug.

- Overfladebehandling af restaurering forinden reparationsprocedure
 - PRÆPARERING**

Præparer bindingsfladen vha. et diamantbor eller sandblæsning (aluminiumoxid) med et tryk på mindst 3 kg/cm² (2,94 bar). Foretag de nødvendige forholdsregler til intraoral sandblæsning. Se producentens anvisninger for brug. Rengør med oliefri luft.
BEMÆRK:
Anvend afdækningstape på overflader, som ikke skal behandles.
 - APPLICERING**

Dryp en eller to dråber COMPOSITE PRIMER i en doseringssskål. Applicer et tyndt lag på overfladen, der skal repareres, vha. en pensel.
BEMÆRK:
1) Skal anvendes umiddelbart efter dosering. Monter hættten umiddelbart efter brug
2) Hvis det applicerede materiale kontamineres inden ljusthårdning, vaskes og tørres overfladen, og fremgangsmåden gentages ved at applicere materialet igen.
 - LYSHÆRDNING**

Se punkt A.3. ovenfor. Ved anvendelse af Labolight DUO, LABOLIGHT LV-III (GC) anvånds.
 - REPARATION**

Applicer kompositmateriale, som f.eks GRADIA (GC) -, GRADIA DIRECT (GC) -, GC KALORE- eller GRADIA-tandkødsnuancer (GC), på de behandlede overflader af restaureringen, og påbegynd finish. Se producentens anvisninger for brug.

OPBEVARING

For optimal ydeevne anbefales det at opbevares koligt og mørkt (4-25° C). (Holdbarhed: 2 år fra fremstillingsdato)

PAKNING

Flaske med 3 ml

FORSIGTIG

- COMPOSITE PRIMER er brandbar. Må ikke anvendes i nærheden af åben ild. Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevar ikke større mængder i samme område. Undgå direkte sollys.
- I tilfælde af kontakt med oralt væv fjernes materialet straks med en svamp eller en vatkluge. Der skylles med vand efter behandlingsens ophør.
- Ved hudkontakt aftrorres materialet straks med en svamp eller en vatkluge. Skyl med vand og sæbe.
- Kommer materialet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes.
- Undgå at indtage materialet.
- COMPOSITE PRIMER må ikke blandes med andre primere. Penslen må ikke anvendes til andre produkter.
- Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.
- Produktet kan i sjældne tilfælde forårsage allergiske reaktioner hos visse mennesker. Hvis sådanne reaktioner optræder, afbrydes anvendelsen af produktet, og patienten henvises til en læge.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i iht GHS. Læs altid op på alle arbejds hygiejniske anvisninger som kan findes på:
http://www.gceurope.com eller for Amerika
http://www.gcamerica.com
De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENGØRING OG DESINFEKTION:
APPLICERINGSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at undgå krydskontaminering mellem patienterne, skal disse enheder desinfecteres på mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres.
MÅ IKKE LÆGGES I DESINFEKTIONSVESKER. Rengør enheden omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden. Desinficer produktet på mellemniveau og følg de nationale retningslinjer for dette.

Sidst revideret : 09/2016

COMPOSITE PRIMER

PRIMER FÖR BONDING AV MIKROFILLBASERAD KOMPOSITER OCH RESINBASERADE CEMENT

Skall endast användas av professionella utövare inom rekommenderade indikationer.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER

- Såsom primer på bindingsstyr till mikrofilbaserade (MFR) hybridkomposit eller mikrofillbaserade hybridresiner (GRADIA, GRADIA gum shades (GC)) innan cementering eller reparationer.
- Hantering av bindingsstyr på akrylbaserade resiner innan reparation.

KONTRAINDIKATINER

Undvik att använda produkten på patienter med känd allergi mot metakrylatmonomerer och metakrylatpolymerer.

BRUKSANVISNING

- Hantering av ersättingens bindingsstyr innan cementering
 - PREPARATION**

För att åstadkomma bindning sandblåstras (aluminiumoxid) bindingsytorna med ett tryck på minst 3kg/cm² (2,94 bar). Hänvisa till tillverkarens bruksanvisning. Rengör med oljefri tryckluft.
NOTERA:
Använd maskeringstape på de ytor som inte ska behandlas.
 - APPLICERING**

Dosera 1-2 droppar COMPOSITE PRIMER i ett dappenglas. Applicera ett tunt skikt på bindingsytorna med en pensel.
NOTERA:
1) Använd primern direkt efter dosering. Återförslut flaskan omedelbart efter användning.
2) Om det applicerade materialet skulle kontamineras innan ljusthårdning, rengör och torka ytan och repetera därefter hela proceduren genom att åter applicera material.
 - LYSHÄRDNING**

Ljusthärda med en polymerisationslamppa (väglängd 470 nm). Se tillverkarens bruksanvisning. Efter ljusthårdning, avlägsna ej detopolymeriserade översta skiktet.

Halogen/LED : 20 sekunder
G-Light : 10 sekunder
Plasma arc : 3 sekunder
 - CEMENTERING**

Applicera ett passande cement på de primerbehandlade ytor på ersättingen och fortsätt med cementeringen. Se respektive tillverkares bruksanvisning.

- Surface treatment of the restoration prior to repairing procedure
 - PREPARATION**

Preparera ytorna genom att använda en diamantborr eller sandblåster (aluminiumoxid) med ett tryck på minst 3kg/cm² (2,94 bar). Ta de nödvändiga intraorala säkerhetsmåttén på sandblåstern. Se tillverkarens bruksanvisning. Rengör med oljefri tryckluft.
NOTERA:
Använd maskeringstape på de ytor som inte ska behandlas.
 - APPLICERING**

Dosera 1-2 droppar COMPOSITE PRIMER i ett dappenglas. Applicera ett tunt skikt på bindingsytorna med en pensel.
NOTERA:
1) Använd primern direkt efter dosering. Återförslut flaskan omedelbart efter användning.
2) Om det applicerade materialet skulle kontamineras innan ljusthårdning, rengör och torka ytan och repetera därefter hela proceduren genom att åter applicera material.
 - LJUSHÄRDNING**

Se A.3. ovan. Ljusthärda 1 minut när Labolight DUO, LABOLIGHT LV-III (GC) används.
 - REPARERA**

Applicera kompositmaterial såsom GRADIA (GC), GRADIA DIRECT (GC), GC KALORE eller GRADIA gum shades (GC) på ersättingens behandlede ytor, därefter kan finisheringen påbörjas. Se tillverkarens bruksanvisning.

FÖRVARING

För optimala resultat, förvara på en sval mörk plats (4-25°C) (39,2-77,0°F). (Hållbarhet : 2 år från tillverkningsdatum)

FÖRPACKNING

Flaska med 3 ml

VARNING

- COMPOSITE PRIMER är eldfarligt. Använd ej i närhet av eld. Håll avstånd till källor som kan antända materialet. Förvara ej stora kvantiteter på ett och samma ställe. Förvara inte i direkt solljus.
- Ifall kontakt sker med oral väpnad, avlägsna med en svamp eller bomullspellets. Skölj med vatten efter avslutad behandling.
- Ifall kontakt sker med hud, avlägsna omedelbart med en svamp eller bomullspellets. Tvätta med tvål och vatten.
- Ifall kontakt sker med ögonen, spola omedelbart med vatten och uppsök läkare.
- Undvik att svälja materialet.
- Blanda inte COMPOSITE PRIMER andra primers. Återanvänd ej en pensel som använts till andra material.
- Använd alltid handskar, munskydd och skyddsglasögon eller annan personlig skyddsutrustning.
- I sällsynta fall kan produkten framkalla allergi hos känsliga personer. Ifall sådana reaktioner skulle uppträda, avbryt användningen av produkten och remitera till läkare.

Visssa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på:

http://www.gceurope.com

eller för Amerika på

http://www.gcamerica.com

Dessa kan också erhållas från din leverantör.

RENGÖRING OCH DESINFEKTION:
APPLICERINGSYSTEM FÖR FLERGÅNGSBRUK: för att undvika korskontaminering mellan patienter så fodra dessa enheter desinfektion på mellannivå. Efter användning, inspektera omedelbart enheten samt kvalitetsförnsämring av etiketten. Ifall skador kan ses, byt ut enheten.
SÅNK INTE NER I DESINFEKTIONSVÅTSKA. Rengör enheten noggrant och torka den ordentligt torr. Tillsa att ingen ackumulerad smuts finns kvar. Desinficera med en produkt som är klassad och registrerad i enlighet med regionala/nationella riktlinjer gällande infektionskontroll på mellannivå.

Reviderad senast : 09/2016

COMPOSITE PRIMER

PRIMER PARA RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA E ACRÍLICA

Para utilização exclusiva por um profissional segundo as indicações recomendadas.

INDICAÇÕES

- Tratamento de superfície de resina micro-híbrida (MFR) ou resina híbrida micro-preenchida (GRADIA, cores gengivais GRADIA (GC)) antes dos processos de cimentação ou reparação.
- Tratamento de superfície da resina acrílica antes do processo de reparação.

CONTRA-INDICAÇÕES

Evitar a utilização deste produto em pacientes com alergia conhecida ao monômero de metacrilato e ao polímero de metacrilato.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Tratamento da superfície do restauro antes do processo de cimentação
 - PREPARAÇÃO**

Prepare a superfície a unir utilizando o jacto de óxido de alumínio com uma pressão de pelo menos 3 kg/cm² (2,94 bar). Consulte as instruções de utilização do fabricante. Limpe com ar isento de óleo.
NOTA:
Aplique fita adesiva nas superfícies que não necessitem ser tratadas.
 - APLICAÇÃO**

Dispense uma ou duas gotas do PRIMER COMPOSITO para um prato de dosamento. Aplique uma camada fina às superfícies a unir utilizando um pincel.
NOTA:
1) Utilizar imediatamente após dispensar. Fechar a tampa imediatamente depois de usar.
2) Se o material aplicado ficar contaminado antes da fotopolimerização, lave e seque a superfície e repita o procedimento voltando a aplicar o material.
 - FOTOPOLIMERIZAÇÃO**

Proceda à fotopolimerização utilizando uma unidade de fotopolimerização de luz visível (comprimento de onda: 470 nm). Consulte as instruções de utilização do fabricante da luz. Depois da fotopolimerização não retire a camada exterior inibida pelo oxigênio.

Halogénio/LED : 20 segundos
G-Light : 10 segundos
Arco de plasma : 3 segundos
 - CIMENTAÇÃO**

Aplique um cimento adequado nas superfícies tratadas da restauração e continue com o processo de cimentação. Consulte as instruções de utilização do fabricante.

- Tratamento de superfície da restauração antes do processo de reparação
 - PREPARAÇÃO**

Prepare a superfície a ligar utilizando uma broca de diamante ou jacto de óxido de alumínio com uma pressão de pelo menos 3kg/cm² (2,94 bar). Tome as medidas de segurança necessárias para a utilização intraoral do jacto de de óxido de alumínio. Consulte as instruções de utilização do fabricante. Limpe com ar isento de óleo.
NOTA:
Aplique fita adesiva nas superfícies que não necessitem ser tratadas.
 - APLICAÇÃO**

Dispense uma ou duas gotas do PRIMER COMPOSITO para um prato de dosamento. Aplique uma camada fina na superfície a reparar utilizando um pincel.
NOTA:
1) Utilizar imediatamente após dispensar. Fechar a tampa imediatamente depois de usar.
2) Se o material aplicado ficar contaminado antes da fotopolimerização, lave e seque a superfície e repita o procedimento voltando a aplicar o material.
 - FOTOPOLIMERIZAÇÃO**

Consulte a seção A.3. acima. Ao utilizar Labolight DUO, LABOLIGHT LV-III (GC), fotopolimerize durante 1 minuto.
 - REPARAÇÃO**

Aplique o material composto como GRADIA (GC), GRADIA DIRECT (GC), GC KALORE ou cores gengivais GRADIA (GC) nas superfícies tratadas da restauração e comece a finalizar. Consulte as instruções de utilização do fabricante.

ARMAZENAMENTO

Para uma ótima performance, conserve num local fresco e escuro (4-25°C) (39,2-77,0°F). (Prato de validade: 2 anos a partir da data de fabrico)

EMBALAGEM

Garrafa de 3ml

CUIDADO

- O PRIMER COMPOSITO é inflamável. Não utilizar perto de fogo. Manter afastado de fontes de ignição. Não armazenar grandes quantidades na mesma zona. Manter afastado da luz directa do sol.
- Em caso de contacto com tecidos ocais, remova imediatamente com uma esponja ou algodão. Lave com água depois de o tratamento estar terminado.
- Em caso de contacto com pele, remova imediatamente com uma esponja ou algodão e lave com água.
- Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água e consulte o médico.
- Tomar precauções para evitar a ingestão do material.
- Não misture com outros primers. Não reutilize o pincel com outros produtos.
- Equipamentos de proteção individual (EPI) tais como luvas, máscaras e óculos de segurança devem ser sempre utilizados.
- Em casos raros, o produto pode provocar reacções de sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observem reacções desse género, interrompa o uso do produto e consulte um médico.

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas de informação de segurança disponíveis em:
http://www.gceurope.com ou para as Américas
http://www.gcamerica.com
Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO
SISTEMAS DE ENTREGA DE MULTIUSOS: para evitar a contaminação cruzada entre pacientes, este dispositivo requer desinfeção de nível médio. Imediatamente após a utilização inspecionar o dispositivo e rótulo para verificar se há deterioração. Desartar o dispositivo danificado.
NÃO MERGULHAR. Limpar cuidadosamente o dispositivo para evitar a secagem e acumulação de contaminantes. Desinfetar com um produto certificado para o controle da infeção de nível médio, de acordo com as diretrizes regionais/nacionais.

Última revisão : 09/2016

COMPOSITE PRIMER

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΟΚΚΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις προτεινόμενες ενδείξεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΙΣ

- Προετοιμασία επιφάνειας μικρόκοκκων ρητινών (MFR) ή μικρόκοκκων υβριδικών ρητινών (GRADIA, GRADIA αποχρωάσις οσλικών ιστών (GC)) πριν από διαδικασίες συγκόλλησης ή επιδιόρθωσης.
- Προετοιμασία επιφάνειας ακρυλικής ρητίνης για διαδικασίες επιδιόρθωσης.

ΑΝΤΑΝΔΕΙΞΙΣ

Αποφύγετε τη χρήση το προϊόντος αυτού σε ασθενείς με γνωστή ευαισθησία σε μεθακρυλικά μονομερή και μεθακρυλικά πολυμερή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Προετοιμασία της επιφάνειας της αποκατάστασης πριν από τη συγκόλληση
 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ**

Προετοιμάστε την επιφάνεια προς συγκόλληση της αποκατάστασης αμμοβολώντας με οξείδιο του αλουμινίου και πίεση τουλάχιστον 3kg/cm² (2,94 bar). Αναφερθείτε στις Οδηγίες Χρήσης του κατασκευαστή. Καθαρίστε με αέρα χωρίς έλαια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εφαρμόστε επαγγελματική ταινία στις επιφάνειες που δεν απαιτούν προετοιμασία.
 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Τοποθετήστε μία ή δύο σταγόνες του ενεργοποιητή COMPOSITE PRIMER στο ειδικό δοχείο δοσομέτρησης. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα στις επιφάνειες προς συγκόλληση με το ειδικό πινελάκι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1) Χρησιμοποιήστε το υλικό αμέσως μετά τη δοσομέτρηση. Κλείστε το καπάκι της συσκευασίας αμέσως μετά τη χρήση.
2) Αν το εφαρμοζόμενο υλικό επιμολυνθεί πριν από το φωτοπολυμερισμό ξεπλύνετε και στεγνώστε την επιφάνεια και επαναλάβετε τη διαδικασία επαναστοποθετώντας υλικό.
 - ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ**

Φωτοπολυμερίστε χρησιμοποιώντας συσκευή ορατού φωτός (μήκος κύματος εκπομπής 470 nm). Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή της συσκευής.
Μετά το φωτοπολυμερισμό, μην αφαιρείται τη ζώνη αναστολής οζονίου.
Λαγόνο/LED : 20 δευτερόλεπτα
G-Light : 10 δευτερόλεπτα
Πλάσμα : 3 δευτερόλεπτα
 - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ**

Τοποθετήστε την κατάλληλη συγκολλητική κωνία στις προετοιμασμένες επιφάνειες της αποκατάστασης και συνεχίστε με τη διαδικασία συγκόλλησης. Αναφερθείτε στις Οδηγίες Χρήσης του κατασκευαστή.

B. Προετοιμασία της επιφάνειας της αποκατάστασης πριν από τη διαδικασία επιδιόρθωσης

- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ**

Προετοιμάστε την επιφάνεια προς συγκόλληση με ένα διαιανή ή με αμμοβόλη (οξείδιο του αλουμινίου) με πίεση τουλάχιστον 3kg/cm² (2,94 bar). Εφαρμόστε τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα για την ενδοστοματική χρήση της συσκευής αμμοβόλης. Αναφερθείτε στις Οδηγίες Χρήσης του κατασκευαστή. Καθαρίστε την επιφάνεια με αέρα χωρίς λάδια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τοποθετήστε επαγγελματική ταινία στις επιφάνειες που δεν απαιτούν προετοιμασία.
- ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Τοποθετήστε μία ή δύο σταγόνες του ενεργοποιητή COMPOSITE PRIMER στο ειδικό δοχείο δοσομέτρησης. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα στην επιφάνεια προς επιδιόρθωση με ένα πινέλο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1) Χρήση του ενεργοποιητή αμέσως μετά τη δοσομέτρηση. Αντικαταστήστε το καπάκι του μπουκαλιού αμέσως μετά τη χρήση.
2) Αν το τοποθετημένο υλικό επιμολυνθεί πριν από το φωτοπολυμερισμό ξεπλύνετε και στεγνώστε την επιφάνεια και επαναλάβετε τη διαδικασία επαναστοποθετώντας υλικό.
- ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ**

Αναφερθείτε στην ενότητα Α.3. παραπάνω. Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή Labolight DUO, LABOLIGHT LV-III (GC), φωτοπολυμερίστε για 1 λεπτό.
- ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ**

Τοποθετήστε κάποιο ρητινώδες υλικό όπως το GRADIA (GC), GRADIA DIRECT (GC), GC KALORE ή GRADIA οσλικών αποχρωάσεων (GC), στις προετοιμασμένες επιφάνειες της αποκατάστασης και ξεκινήστε τη λείανση. Αναφερθείτε στις Οδηγίες Χρήσης του κατασκευαστή.

ΦΥΛΑΞΗ
Για βέλητη απόδοση, φυλάξτε το υλικό σε σκοτεινό και δροσερό μέρος (4-25°C) (39,2-77,0°F). (Διάρκεια ζωής : 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του κατασκευαστή)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μπουκάλι των 3ml

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ο ενεργοποιητής COMPOSITE PRIMER είναι εύφλεκτος. Μην χρησιμοποιείτε το υλικό σε γυνή φλόγα. Διατηρήστε το υλικό μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην φυλάσετε μεγάλες ποσότητες υλικού σε μία περιοχή. Φυλάξτε το μακριά από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
- Σε περίπτωση επαφής με τους οσλικούς ιστούς αφαιρέστε το υλικό με έναν σταγόνι ή βύσμα βάρβακος. Ξεπλύνετε με νερό όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία.
- Σε περίπτωση δερματικής επαφής, αφαιρέστε το αμέσως με γάζα ή βύσμα βάρβακος. Ξεπλύνετε με σαπούνι και νερό.
- Σε περίπτωση επαφής του υλικού με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε με άθθονο νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Προσοχή ώστε να μην καταποθεί το υλικό.
- Μην αναμειγείτε το υλικό με άλλους ενεργοποιητές. Μην επαναχρησιμοποιείτε το πινελάκι εφαρμογής με άλλα προϊόντα.
- Ο προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας (ΠΕΑ) όπως γάντια, μάσκα και προστατευτικά γυαλιά πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται.
- Σε σπάνιες περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να προκαλέσει υπεραισθησία σε κάποια άτομα. Αν παρατηρηθούν τέτοιες αντιδράσεις διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και αναζη