

VivaDent® Polishing Paste

[en] Instructions for Use

Fine - Professional polishing: to clean gently without scratching

Medium - Professional polishing: to clean effectively

Coarse - Professional polishing: to remove stains effectively

[es] Instrucciones de uso

Fine - Pulido profesional: para limpiar suavemente sin rayar

Medium - Pulido profesional: para una limpieza eficaz

Coarse - Pulido profesional: para eliminar eficazmente las manchas

[pt] Instruções de Uso

Fine - Polimento profissional: para uma limpeza suave e sem riscos

Medium - Polimento profissional: para uma limpeza eficaz

Coarse - Polimento profissional: para a remoção eficaz de manchas



Rx ONLY

Date information prepared:

2026-03-25 / Rev. 0



Manufacturer:

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2

9494 Schaan/Liechtenstein

www.ivoclar.com

ivoclar

1 Intended use

Intended purpose

Prophylaxis paste

Patient target group

- Patients with natural teeth
- Patients with restorations

Intended users

- Dentists
- Dental hygienists / Prophylaxis assistants

Special training

None

Use

For dental use only.

Description

VivaDent® Polishing Paste is a prophylaxis paste for the professional cleaning and polishing of teeth and restorations.

The polishing paste is available in the following abrasive grades:

- Fine (pink): Professional polishing: to clean gently without scratching
- Medium (light green) and Medium fluoride-free (dark green): Professional polishing: to clean effectively
- Coarse (light blue): Professional polishing: to remove stains effectively

Indications

None

Areas of application:

Professional cleaning and polishing of teeth and restorations

Contraindications

The use of this product is contraindicated if the patient is known to be allergic to any of the ingredients.

Limitations of use



Single dose must not be reused

Side effects

None known to date

Interactions

None known to date

Clinical benefit

- Removal of staining, plaque and calculus
- Polishing of teeth and restorations

Composition

- Fine: Glycerin, Hydrated silica, Water, Kaolin, Cetearyl alcohol, Sorbitol, Xylitol, Pigments, Flavour, Additives, Sodium fluoride (500 ppm F)
- Medium: Glycerin, Hydrated silica, Pumice, Water, Cetearyl alcohol, Sorbitol, Xylitol, Pigments, Flavour, Additives, Sodium fluoride (500 ppm F)
- Medium fluoride-free: Glycerin, Hydrated silica, Pumice, Water, Cetearyl alcohol, Sorbitol, Xylitol, Pigments, Additives
- Coarse: Pumice, Glycerin, Water, Cetearyl alcohol, Sorbitol, Xylitol, Pigments, Flavour, Additives, Sodium fluoride (500 ppm F)

2 Usage

Delivery form	Sufficient for
Single dose unit	1 full set of teeth
80-g tube	approx. 40 full sets of teeth

1. Apply polishing paste to polishing cup or brush.
2. Perform cleaning/polishing.
Recommended rotational speed for use with rotary instruments: 2000-3000 rpm
3. Rinse thoroughly.

3 Safety information

- The material has been developed solely for use in dentistry.
- In the case of serious incidents related to the product, please contact Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, www.ivoclar.com and your responsible competent authority.
- Check to make sure that the packaging and the product are intact and undamaged before use. If in doubt, contact Ivoclar Vivadent AG or your local sales partner.
- Observe the Safety Data Sheet (SDS).

Supporting documents

Document	To be found at
Current version of Instructions for Use	www.ivoclar.com/eIFU
Structure of Instructions for Use and Warnings	www.ivoclar.com/eIFU
Explanation of symbols	www.ivoclar.com/eIFU
Safety Data Sheet (SDS)	www.ivoclar.com

Disposal information

Contaminated products and remaining stocks must be disposed of according to the corresponding national legal requirements.

4 Shelf life and storage

- Storage temperature: <30 °C (86 °F)
- Date of expiration: see note on Single Dose unit, tube/packaging

5 Legal information

- Keep material out of the reach of children.
- Prior to use, the product must be inspected under the user's responsibility for integrity and suitability.
- All procedures involving the patient must exclusively be performed by qualified dental professionals.
- The manufacturer assumes no liability for any damage caused by use in restoration types not intended by the manufacturer.
- Any liability and warranty claims become void in the event of damage resulting from improper use or use not in accordance with the intended purpose.

1 Uso previsto

Finalidad prevista

Pasta de profilaxis

Grupo objetivo de pacientes

- Pacientes con dientes naturales
- Pacientes con restauraciones

Usuarios previstos

- Odontólogos
- Higienistas dentales/asistentes de profilaxis

Formación especial

Ninguno

Uso

Solo para uso dental.

Descripción

VivaDent® Polishing Paste es una pasta de profilaxis diseñada para la limpieza y pulido profesionales de dientes y restauraciones.

La pasta de pulido está disponible en los siguientes grados de abrasividad:

- Fine (rosa): Pulido profesional: para una limpieza suave sin raspado
- Medium (verde claro) y Medium fluoride-free (verde oscuro): Pulido profesional para una limpieza eficaz
- Coarse (azul claro): Pulido profesional para una eliminación eficaz de las manchas

Indicaciones

Ninguno

Ámbitos de aplicación:

Limpieza y pulido profesionales de dientes y restauraciones

Contraindicaciones

El uso de este producto está contraindicado si se sabe que el paciente es alérgico a cualquiera de sus componentes.

Limitaciones de uso



No reutilizar las monodosis

Efectos secundarios

No se conocen hasta la fecha

Interacciones

No se conocen hasta la fecha

Beneficio clínico

- Eliminación de manchas, placa y sarro
- Pulido de dientes y restauraciones

Composición

- Fine: Glycerin, Hydrated silica, Water, Kaolin, Cetearyl alcohol, Sorbitol, Xylitol, Pigments, Flavour, Additives, Sodium fluoride (500 ppm F)
- Medium: Glycerin, Hydrated silica, Pumice, Water, Cetearyl alcohol, Sorbitol, Xylitol, Pigments, Flavour, Additives, Sodium fluoride (500 ppm F)
- Medium fluoride-free: Glycerin, Hydrated silica, Pumice, Water, Cetearyl alcohol, Sorbitol, Xylitol, Pigments, Additives
- Coarse: Pumice, Glycerin, Water, Cetearyl alcohol, Sorbitol, Xylitol, Pigments, Flavour, Additives, Sodium fluoride (500 ppm F)

2 Uso

Formas de suministro	Suficiente para
Monodosis	1 dentadura completa
Tubo de 80 g	aprox. 40 dentaduras completas

1. Aplicar pasta de pulido a la copa o cepillo de pulido.
2. Realizar la limpieza o pulido.
Velocidad de rotación recomendada para uso con instrumentos giratorios: 2000-3000 rpm
3. Enjuagar bien.

3 Información sobre seguridad

- El material ha sido desarrollado exclusivamente para su uso en odontología.
- En caso de incidentes graves relacionados con el producto, póngase en contacto con el Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, www.ivoclar.com y su autoridad competente responsable.
- Antes de usar, inspeccione visualmente el embalaje y el producto en busca de daños. En caso de duda, póngase en contacto con Ivoclar Vivadent AG o con su distribuidor local.
- Consulte la Ficha técnica de seguridad (FTS).

Documentación complementaria

Documento	Se encuentra en
Versión actual de las instrucciones de uso	www.ivoclar.com/elfu
Estructura de las instrucciones de uso y advertencias	www.ivoclar.com/elfu
Explicación de los símbolos	www.ivoclar.com/elfu
Ficha de datos de seguridad (FDS)	www.ivoclar.com

Información para la eliminación del producto

Los productos contaminados y las existencias restantes deben eliminarse de acuerdo con la normativa legal nacional correspondiente.

4 Conservación y caducidad

- Temperatura de almacenamiento: <30 °C
- Fecha de caducidad: ver nota en la monodosis, tubo o envase

5 Información legal

- Mantenga el material fuera del alcance de los niños.
- Antes de su uso, el usuario debe inspeccionar el producto bajo su responsabilidad para comprobar su integridad e idoneidad.
- Todos los procedimientos que afecten al paciente deben ser realizados exclusivamente por profesionales dentales cualificados.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso en tipos de restauración no previstos por el fabricante.
- Cualquier reclamación por responsabilidad y garantía quedará sin efecto en caso de daños resultantes de un uso inadecuado o contrario al fin previsto.

1 Uso pretendido**Finalidade prevista**

Pasta profilática

Grupo-alvo de pacientes

- Pacientes com dentes naturais
- Pacientes com restaurações

Usuários pretendidos

- Dentistas
- Higienistas dentais / Auxiliares de profilaxia

Treinamento especial

Nenhum

Uso

Apenas para uso odontológico.

Descrição

A VivaDent® Polishing Paste é uma pasta profilática para a limpeza e o polimento profissional dos dentes e das restaurações.

A pasta de polimento está disponível nos seguintes níveis de abrasividade:

- Fine (rosa): Polimento profissional: para limpar suavemente sem causar riscos
- Medium (verde-claro) e Medium fluoride-free (verde-escuro): Polimento profissional: para limpar de forma eficaz
- Coarse (azul-claro): Polimento profissional: para remover manchas de forma eficaz

Indicações

Nenhum

Áreas de aplicação:

Limpeza e polimento profissional dos dentes e das restaurações

Contraindicações

O uso deste produto é contraindicado se o paciente for alérgico a qualquer um de seus componentes.

Limitações de uso

A dose única não deve ser reutilizada

Efeitos colaterais

Nenhum conhecido até o momento

Interações

Nenhum conhecido até o momento

Benefício clínico

- Remoção de manchas, biofilme e cálculo
- Polimento dos dentes e das restaurações

Composição

- Fine: Glycerin, Hydrated silica, Water, Kaolin, Cetearyl alcohol, Sorbitol, Xylitol, Pigments, Flavour, Additives, Sodium fluoride (500 ppm F)
- Medium: Glycerin, Hydrated silica, Pumice, Water, Cetearyl alcohol, Sorbitol, Xylitol, Pigments, Flavour, Additives, Sodium fluoride (500 ppm F)
- Medium fluoride-free: Glycerin, Hydrated silica, Pumice, Water, Cetearyl alcohol, Sorbitol, Xylitol, Pigments, Additives
- Coarse: Pumice, Glycerin, Water, Cetearyl alcohol, Sorbitol, Xylitol, Pigments, Flavour, Additives, Sodium fluoride (500 ppm F)

2 Uso

Forma de apresentação	Suficiente para
Unidade de dose única	1 conjunto completo de dentes
Tubo de 80 g	aprox. 40 conjuntos completos de dentes

1. Aplique a pasta de polimento na taça ou escova de polimento.
2. Realize a limpeza/polimento.
Velocidade de rotação recomendada para uso com instrumentos rotatórios: 2000-3000 rpm
3. Enxágue abundantemente.

3 Informações de segurança

- O material foi desenvolvido exclusivamente para uso em odontologia.
- Em caso de incidentes graves relacionados ao produto, entre em contato com a Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, www.ivoclar.com e sua autoridade competente responsável.
- Antes do uso, inspecionar visualmente a embalagem e o produto em busca de danos. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Ivoclar Vivadent AG ou seu revendedor local.
- Observe o Safety Data Sheet (SDS).

Documentos de suporte

Documento	Pode ser encontrado em
Versão atual das Instruções de Uso	www.ivoclar.com/elfu
Estrutura das Instruções de Uso e Avisos	www.ivoclar.com/elfu
Explicação dos símbolos	www.ivoclar.com/elfu
Safety Data Sheet (SDS)	www.ivoclar.com

Informações sobre descarte

Produtos contaminados e estoques remanescentes devem ser descartados de acordo com os respectivos requisitos legais nacionais.

4 Prazo de validade e armazenamento

- Temperatura de armazenamento: <30 °C
- Data de validade: ver indicação na unidade de Dose Única, no tubo/embalagem

5 Informações legais

- Manter o material fora do alcance de crianças.
- Antes do uso, o produto deve ser inspecionado sob responsabilidade do usuário quanto à sua integridade e adequação.
- Todos os procedimentos envolvendo o paciente devem ser realizados exclusivamente por profissionais de odontologia qualificados.
- O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos causados pelo uso em tipos de restaurações não indicados pelo fabricante.
- Quaisquer reivindicações de responsabilidade e garantia tornam-se nulas em caso de danos decorrentes de uso inadequado ou uso em desacordo com a finalidade prevista.

BRASIL

ANVISA nº: 80091440145

Distribuidor no Brasil

Detentor: Ivoclar Vivadent Ltda, CNPJ 04.004.675/0001-60, Avenida Tamboré 965, Anexo 973, Tamboré, CEP: 06.460-000, Barueri-SP

Apresentação

Forma de apresentação	Conteúdo	Níveis de abrasividade
Unidade de dose única	200 x 1,8 g	Fine, Medium, Medium fluoride-free, Coarse em diferentes sabores
Tube	1 x 80 g	Fine, Medium, Medium fluoride-free, Coarse em diferentes sabores