

GC MI Paste Plus®

TOPICAL CREME WITH CALCIUM, PHOSPHATE AND FLUORIDE
For use by or under the supervision of a dental professional in the recommended indications.

DESCRIPCIÓN
GC MI Paste Plus is a water based creme containing RECALDENT™ * with incorporated fluoride (CPP-ACPF: Casenin Phosphopéptide-Amorphous Calcium Phosphate fluoride). The level of fluoride is 0.2% w/w (900ppm), which approximates that in adult strength toothpastes. When CPP-ACPF is applied in the oral environment, it will bind to biofilms, plaques in hard tissue, hydroxyapatite and soft tissue localising bio-available calcium, phosphate and fluoride.

IMPORTANT:
Saliva will enhance the effectiveness of CPP-ACPF and the flavor will help stimulate saliva flow. The longer CPP-ACPF and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.

A topical paste containing bio-available calcium, phosphate and fluoride

- Provides extra protection for teeth.
- Helps neutralize acid challenges from adogenic bacteria in plaque.
- Helps neutralize acid challenges from other internal and external acid sources.

CONTRAINDICATIONS
Casenin phosphopéptides are derived from milk casain. Do not use this material on patients with a proven or suspected milk protein allergy and/or with a sensitivity or allergy to benzatezo preservatives.

DIRECTIONS FOR USE INDICATIONS

- Following in-office bleaching procedures.
- After ultrasonic, hand scaling or root planing.
- Following professional tooth cleaning (P.T.C.).
- Hypersensitivity prevention and control.
- As an alternative means of applying fluoride topically in children aged 6 and above.
- During orthodontic treatment.
- For high risk caries patients.
- To provide a topical coating for patients suffering from erosion, xerostomia or Sjögrens syndrome.

I. For special needs adult patients.

In-office application:

- Custom tray application**
 - Before use rinse the custom tray thoroughly under running water.
 - Extrude a generous layer of GC MI Paste Plus into the tray and apply to the upper and / or lower teeth.
 - Remove the tray.
 - Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes.
- Remove the tray.
- Instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Instruct the patient to retain for as long as possible (another 1-2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
- Ask the patient to expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.
- Any residual GC MI Paste Plus in the tray should be rinsed or brushed off under running water immediately after use.

- For special needs adult patients.**
 - If necessary, remove any excess saliva on the tooth surface with a cotton roll or paper. However, it is NOT necessary to dry the teeth with compressed air.
 - Apply GC MI Paste Plus to the tooth surfaces using an application swab, gloved finger and/or Interproximal areas using an Interproximal Tooth Cleaning Brush.
 - Leave GC MI Paste Plus undisturbed for a minimum of 3 minutes.
 - Then instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1-2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
 - Ask the patient to expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.

II. Day time application after tooth brushing as recommended by a dental professional
Apply a sufficient amount of GC MI Paste Plus to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC MI Paste Plus.

- Apply a sufficient amount of GC MI Paste Plus to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC MI Paste Plus.
- Leave GC MI Paste Plus on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
- Then use your tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1-2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
- Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

III. Night time application after tooth brushing as recommended by a dental professional

The overnight use is especially recommended for high-risk adult patients, but not recommended for children under the age of 6 years.

- Apply a sufficient amount of GC MI Paste Plus to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC MI Paste Plus.
- Leave GC MI Paste Plus on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
- Then use your tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1-2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
- Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

PACKAGES
Tube containing 40g (35mL).
1 Assorted Package
10 x 40g (2 each of Strawberry, Melon, Vanilla, Mint, Tutti-Frutti)
2 Single Flavor Package
10 x 40g in each flavor (Vanilla, Strawberry, Melon, Tutti-Frutti, Mint)

NOTE
GC MI Paste Plus with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia.
*RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada and USA.

- CAUTION**
- Always replace the cap after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap.
 - It is not recommended to use GC MI Paste Plus on patients under the age of 6.
 - The overnight at home application is not recommended for children under 12.
 - In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
 - In case of spillage on clothes, wash off with water.
 - If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzatezo preservatives, or to some other component of the product such as a flavouring agent. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician. Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the Safety Data Sheets available at: http://www.gceurope.com/

It can also be obtained from your supplier.

Last revised : 11/2016

3731116

NOTE
GC MI Paste Plus with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia.
*RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada and USA.

- Always replace the cap after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap.
- It is not recommended to use GC MI Paste Plus on patients under the age of 6.
- The overnight at home application is not recommended for children under 12.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- In case of spillage on clothes, wash off with water.
- If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzatezo preservatives, or to some other component of the product such as a flavouring agent. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician. Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the Safety Data Sheets available at: http://www.gceurope.com/

It can also be obtained from your supplier.

Last revised : 11/2016

3731116

NOTE
GC MI Paste Plus with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia.
*RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada and USA.

CAUTION

- Always replace the cap after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap.
- It is not recommended to use GC MI Paste Plus on patients under the age of 6.
- The overnight at home application is not recommended for children under 12.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- In case of spillage on clothes, wash off with water.
- If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzatezo preservatives, or to some other component of the product such as a flavouring agent. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician. Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the Safety Data Sheets available at: http://www.gceurope.com/

It can also be obtained from your supplier.

3731116

NOTE
GC MI Paste Plus with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia.
*RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada and USA.

CAUTION

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen!

GC MI Paste Plus®

CREME MIT KALZIUM, PHOSPHAT UND FLUORID

Zur Anwendung durch oder unter der Kontrolle durch zahnmедиzinesisches Fachpersonal fr die angegebenen Indikationen.

BESCHREIBUNG
GC MI Paste Plus ist eine wasserbasierte Creme, die RECALDENT™ * und eingebettetes Fluorid enthält (CPP-ACPF: Casenin Phosphopéptide-Amorphous Calcium Phosphate fluoride). Der Fluoridgehalt beträgt 0,2% w/w (900ppm), das entspricht dem Durchschnitt einer Zahnpasta mit adult strength. Wenn CPP-ACPF auf die Zahnoberfläche aufgetragen wird, lagert sich dieses an Plaque, Biofilmen, Bakterien, Hydroxyapatiten und Weichgewebe an und gibt bioverfügbares Calcium, Phosphat und Fluorid ab.

WICHTIG
Durch Speichel wird die Wirkung der CPP-ACPF erhöht; der Geschmack fördert die Speichelbildung. Je länger CPP-ACPF und der Speichel im Mund verbleiben, um so besser wird das Ergebnis.

GC MI Paste Plus ist eine neue Crème, die bioverfügbares Calcium und Phosphat sowie Fluorid enthält, um somit:

- eine Extra-Schutz für die Zähne erzeugt.
- dabei hilft, Säuren von säurebildenden Bakterien im Zahn zu neutralisieren.
- bei der Neutralisation von anderen Säuren im Mund unterstützt.

GEGENANZEIGEN
Casenin-Phospho-Peptide werden aus Milchcasein gewonnen. GC MI Paste Plus nicht bei Patienten mit Milchweissallergie oder einer Allergie / Sensibilisierung auf benzoathatische Konservierungsmittel anwenden.

VERWENDUNG
INDIKATIONEN

- Nach dem In-office-Bleaching.
- Nach Ultrasonotomie oder manueller Zahreinigung und nach Zahnhalsbehandlungen.
- Nach der professionellen Zahreinigung.
- Vorbereitung und Kontrolle von hypersensitiven Zähnen.
- Als alternative Methode der Fluoridierung bei Kindern ab dem 6. Lebensjahr
- Während einer orthodontischen Behandlung.
- Bei hohem Kariesrisiko.
- Als Oberflächenschutz für Patienten, bei denen Erosionen, Xerostomie oder Sjögrens Syndrom auftreten.

I. Für Patienten mit speziellen Bedürfnissen.

- Praxisanwendung:**
- Anwendung mit individuellem Löffel**
 - Vor Gebrauch den individualisierten Löffel unter fließendem Wasser reinigen.
 - Eine großzügige Portion GC MI Paste Plus in den Löffel geben und diesen auf den Ober- und / oder Unterkiefer auftragen.
 - Den Löffel für mindestens 3 Minuten ganz ruhig im Munde des Patienten lassen.
 - Den Löffel entfernen.
 - Die Zunge mit der Zunge die übriggeliebene GC MI Paste Plus im Mund verteilen. Der Patient soll solange wie möglich (mind. 1-2 Minuten) die Paste im Mund behalten, um diese dabei zu inhalieren oder zu verschlucken. Je länger die Paste im Mund verbleibt, um so besser wird der Behandlungserfolg!
 - Reste vorsichtig ausspucken; dabei Spülen wenn möglich vermeiden. Eventuell zurückbleibendes GC MI Paste Plus löst sich schrittweise selber auf. Der Patient soll frühestens 30 Minuten nach der Behandlung wieder essen oder Trinken.

II. Anwendung ohne Löffel
Wenn nötig, überschüssigen Speichel von den Zahnoberflächen abtupfen; es braucht jedoch nicht mit Druck effizient getrocknet zu werden.

- Eine ausreichende, mind. Bohnengröße Menge an GC MI Paste Plus jeweils auf er- und Unterkiefer aufbringen. Mit einem sauberen Finger oder einem Watteputzer verteilen; in schwierigen anatomischen Situationen einer Approximabürste oder Zahnhalsbürste aufbringen.
- GC MI Paste Plus mindestens 3 Minuten ganz ruhig im Munde des Patienten lassen.

III. Anwendung an Abend / in der Nacht nach dem Zähneputzen, wie vom zahnmедиzinesisches Fachpersonal empfohlen
Die Anwendung über Nacht wird empfohlen für erwachsene Hochrisikopatienten, nicht aber für Kinder unter 12 Jahren!

- Eine ausreichende, mind. Bohnengröße Menge an GC MI Paste Plus jeweils auf Ober- und Unterkiefer aufbringen. Mit einem sauberen Finger oder einem Watteputzer verteilen; in schwierigen anatomischen Bereichen mit einer Approximabürste oder Zahnhalsbürste aufbringen.
- GC MI Paste Plus mindestens drei Minuten lang ungestört auf den Zahnoberflächen belassen.
- Anschließend das verbliebene GC MI Paste Plus mit der Zunge im Mund verteilen; solange wie Möglich in der Mundhöhle behalten (mind. 1-2 Minuten); dabei Ausspucken oder Verschlucken vermeiden. Je länger GC MI Paste Plus und Speichel einwirken können, um so besser die Wirkung.
- Reste vorsichtig ausspucken; dabei Spülen wenn möglich vermeiden. Reste von GC MI Paste Plus können problemlos in der Mundhöhle verbleiben. Nach der Anwendung 30 Minuten nicht essen oder trinken.

IV. Anwendung am Abend / in der Nacht nach dem Zähneputzen, wie vom zahnmедиzinesisches Fachpersonal empfohlen

Die Anwendung über Nacht wird empfohlen für erwachsene Hochrisikopatienten, nicht aber für Kinder unter 12 Jahren!

- Eine ausreichende, mind. Bohnengröße Menge an GC MI Paste Plus jeweils auf Ober- und Unterkiefer aufbringen. Mit einem sauberen Finger oder einem Watteputzer verteilen; in schwierigen anatomischen Bereichen mit einer Approximabürste oder Zahnhalsbürste aufbringen.
- GC MI Paste Plus mindestens drei Minuten lang ungestört auf den Zahnoberflächen belassen.
- Anschließend das verbliebene GC MI Paste Plus mit der Zunge im Mund verteilen; solange wie Möglich in der Mundhöhle behalten (mind. 1-2 Minuten); dabei Ausspucken oder Verschlucken vermeiden. Je länger GC MI Paste Plus und Speichel einwirken können, um so besser die Wirkung.
- Reste vorsichtig ausspucken; dabei Spülen wenn möglich vermeiden. Reste von GC MI Paste Plus können problemlos in der Mundhöhle verbleiben. Nach der Anwendung 30 Minuten nicht essen oder trinken.

GESCHMACKSRICHTUNGEN
Erberbe, Melone, Vanille, Mintze, Tutti-Frutti

AUFWEBHUNG
Empfehlung für die optimalen Eigenschaften, an einem kühlen und trockenen Ort, geschützt vor direktem Sonnenlicht (8-25°C, 46,4-77,0°F).
(Haltbarkeit : Zwei Jahre ab Produktionsdatum)

PACKUNGSGRÖSSEN
Tubeninhalt jeweils 40g (35mL).
1 Assortimentpackung
10 x 40g (jeweils zweimal Erberbe, Vanille, Melone, Mintze, und Tutti-Frutti)
2 Packung mit je einer Geschmacksrichtung
10 x 40g der jew. Geschmacksrichtung Vanille, Erberbe, Melone, Tutti-Frutti, Minze
1 x 40g Tubetto in ciascun aroma
1 x 40g Tube in jeder Geschmacksrichtung

ANMERKUNG
GC MI Paste Plus mit seiner speziellen CPP-ACP Formulierung wurde an The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australien entwickelt.

*RECALDENT ist ein Warenzeichen unter Lizenz. Auf die CPP-ACP - Technologie sind Patente erteilt oder angemeldet in Australien, Neuseeland, Europa, Kanada und den USA.

VORSICHT
1. Die Tube immer sofort nach Gebrauch verschließen; Pastenreste oder Feuchtigkeit am Mund vermeiden.
2. Die Anwendung an Patienten unter 6 Jahren wird nicht empfohlen.
3. Die häusliche Anwendung über Nacht wird für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen.
4. Bei Augenkontakt sofort mit fließendem Wasser spülen und medizinische Hilfe aufsuchen.

- Spritzer auf der Bekleidung können mit Wasser abgewaschen werden.
- Bei Auftreten von Symptomen eines Angioödems, das auf die Konservierungsstoffe oder andere Inhaltsstoffe von GC MI Paste Plus zurückgeführt werden könnte, ist die Behandlung sofort abzubrechen und der Patient an einen Mediziner zu verweisen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind: http://www.gceurope.com/

Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.
Zuletzt aktualisiert : 11/2016

GC MI Paste Plus®

EMULSION TOPIQUE CONTENANT DU CALCIUM, PHOSPHATE ET FLUORURE

Utilisation soius la tutelle d'un professionnel dentaire et selon les recommandations d'utilisation.

DESCRIZIONE
GC MI Paste Plus è un crème à base d'eau contenant du RECALDENT™ * et du fluorure incorporato (CPP-ACPF: Casenina Fosfopeptide-Calcio amorfo fluoruro fosfato). Il tenore di fluoro è 0,2% w/w (900ppm), simile a quello dei dentifrici per adulti. Quando il CPP-ACPF viene applicato in ambiente orale si lega ai biofilm, alla placca, ai batteri, all'crossipapatite e ai tessuti molli, localizzando il calcio, il fosfato e il fluoro biodisponibile.

IMPORTANT
La saliva incrementa l'efficacia del CPP-ACPF e l'aroma contribuisce a stimolare la produzione di saliva. Maggiore è il tempo di permanenza in bocca del CPP-ACPF e della saliva e migliori saranno i risultati.

Une pâte topique contenant calcium, phosphate et fluore bio disponibles :

- Procure une meilleure protection des dents.
- Aide à neutraliser les attaques acides des bactéries de la plaque dentaire.
- Aide à neutraliser les attaques acides d'autres organes internes ou externes.

CONTR-INDICATIONS
Les phosphopéptides de caséine sont dérivés de la caséine de lait de vache. Ne pas utiliser chez des patients allergiques ou présentant une éventuelle allergie à la caséine du lait de vache et/ou aux conservateurs benzoate.

MODE D'EMPLOI INDICATIONS
A la suite d'un traitement de blanchiment au cabinet.
b. Après pulido radical y curataje.
c. Após nettoyage dentaire profesional.
d. Prévention et contrôle de l'hyersensibilité.
e. Comme alternative à l'application de fluoreure pour les enfants de plus de 6 ans.
f. Au cours d'un traitement orthodontico.
g. Pour les patients à haut risque carieux.
h. Pour soulager la douleur causée par érosion, xérostomie ou syndrome de Sjögrens.
i. Pour patients présentant des exigences particulières.

- Application au Cabinet :**
- I. Application avec un porte empreinte**
- Avant utilisation, rincer abondamment à l'eau courante le porte-empreinte individuel.
 - Appliquer une couche généreuse de GC MI Paste Plus dans le porte empreinte et appliquer sur les dents supérieures et inférieures.
 - Laisser en bouche au minimum 3 minutes.
 - Retirer le porte-empreinte.
 - Demandar au patient d'épaler les restes de pâtes avec sa langue. Lui demander de laisser en bouche au minimum 3 minutes (de nouveau 1- 2 minutes) en évitant de cracher ou d'avalier.
 - Demandar au patient de cracher soigneusement et d'éviter de se rincer la bouche. Les restes de GC MI Paste Plus sur la surface des dents se dissiperont progressivement.
 - Demandar au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

II. Application sans porte-empreinte
1. Si nécessaire, retirer les excès de saliva de la surface des dents avec une boulette de coton. Toutefois, il n'est PAS nécessaire de sécher les dents avec de l'air comprimé.
2. Appliquer une quantité suffisante de GC MI Paste Plus sur les surfaces des dents avec un tampon, un doigt ganté ou avec une brosse interproximale dans les zones difficiles d'accès.
3. Laisser GC MI Paste Plus en place au minimum 3 minutes.
4. Demander au patient d'épaler les restes de pâtes avec sa langue. Lui demander de laisser agir auss longtempes que possible (de nouveau 1- 2 minutes) en évitant de cracher ou d'avalier. Plus le GC MI Paste Plus et la salive sont maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.

- Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC MI Paste Plus sur la surface se dissiperont progressivement au cours de 30 minutes qui suivent l'application.
- Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC MI Paste Plus sur la surface se dissiperont progressivement au cours de 30 minutes qui suivent l'application.

III. Application nocturne après brossage des dents telle que recommandée par le praticien
L'utilisation nocturne est particulièrement recommandée pour les patients adultes à haut risque carieux. Traitement non recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.
1. Appliquer une quantité suffisante de GC MI Paste Plus sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois doit être appliquée sur chaque arcade. Etaler avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC MI Paste Plus.
2. Laisser GC MI Paste Plus sur les dents pendant au moins 3 minutes.
3. Si utiliser votre langue pour étaler le reste de GC MI Paste Plus dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtempes possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avalier. Plus le GC MI Paste Plus et la salive sont maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.

IV. Application nocturne après brossage des dents telle que recommandée par le praticien
L'utilisation nocturne est particulièrement recommandée pour les patients adultes à haut risque carieux. Traitement non recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.
1. Appliquer une quantité suffisante de GC MI Paste Plus sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois par arcade est conseillé. Le matériau doit être appliqué sur les surfaces des dents avec un doigt propre ou un coton tige. Pour les zones difficiles (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC MI Paste Plus.
2. Laisser GC MI Paste Plus sur les dents pendant au moins 3 minutes.
3. Si utiliser votre langue pour étaler le reste de GC MI Paste Plus dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtempes possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avalier. Plus le GC MI Paste Plus et la salive sont maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.

PARFUMS
Fraise, Melon, Vanille, Menthe, Tutti-Frutti

CONSERVATION
Pour des performances optimales, conserver dans un endroit frais et sec; et à fabri des rayons de soleil (8-25°C, 46,4-77,0°F).
(Péremption : 2 ans à partir de la date de fabrication)

CONDITIONNEMENT
Tube de 40g (35mL)
1. Coffret assortiment
1. 0x40g (2 de chaque parfum: Fraise, Melon, Vanille, Menthe, Tutti-Frutti)
10 tubes de 40g (Vanille, Fraise, Melon, Tutti-Frutti, Menthe)
3. Recharge
1 tube de 40g de chaque parfum

NOTE
GC MI Paste Plus est une formule unique de CPP-ACP développée à l'école des Sciences dentaires de l'Université de Melbourne, Victoria, Australia.
*RECALDENT est une marque de fabrication utilisée sous licence. La technologie CPP-ACP relève de brevets d'invention enregistrés ou en cours d'homologation en Australie, NZ, Europe, Canada, et l'USA.

ATTENTION
1. Toujours remplacer le capuchon après utilisation et retirer les résidus de pâte et d'humidité autour du facon et du capuchon.
2. Utilisation de GC MI Paste Plus n'est pas indiquée pour les patients de moins de 6 ans.
3. Application nocturne à domicile n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 12 ans.
4. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin.

Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

Dernière mise à jour : 11/2016

GC MI Paste Plus®

CREMA PER USO TOPICO CONTENENTE CALCIO, FOSFATO E FLUORO

Il prodotto deve essere utilizzato da un professionista dentale o sotto la supervisione, nelle indicazioni raccomandate.

DESCRIZIONE
GC MI Paste Plus è una crema a base acquosa contenente RECALDENT™ *con fluor incorporato (CPP-ACPF: Casenina fosfopeptide-Calcio amorfo fluoruro fosfato). Il tenore di fluoro è 0,2% w/w (900ppm), simile a quello dei dentifrici per adulti. Quando il CPP-ACPF viene applicato in ambiente orale si lega ai biofilm, alla placca, ai batteri, all'crossipapatite e ai tessuti molli, localizzando il calcio, il fosfato e il fluoro biodisponibile.

AVVERTENZA
La saliva incrementa l'efficacia del CPP-ACPF e l'aroma contribuisce a stimolare la produzione di saliva. Maggiore è il tempo di permanenza in bocca del CPP-ACPF e della saliva e migliori saranno i risultati.

Una pasta per uso topico contenente calcio, fosfato e fluoro biodisponibili :

- Fornisce una protezione extra per i denti.
- Contribuisce a neutralizzare le stimolazioni acide in risposta alla presenza di batteri acidogeni nella placca.
- Contribuisce a neutralizzare le stimolazioni acide in risposta alla presenza di altre fonti acide intrinseche ed esterne.

CONTRAINDICAZIONI
Los fosfopeptidos de caseína son derivados de la caseína de la leche. Evitare di usare questo materiale su pazienti notoriamente o probabilmente affetti da allergia alla proteina del latte e/o con sensibilità o allergia ai conservanti benzoati.

INDICAZIONI
A la suite d'un traitement de blanchiment au cabinet.
b. Après pulido radical y curataje.
c. Após limpieza dentaire profesional.
d. Dopo procedure di sbiancamento in studio.
e. Come alternativa a l'appliación topica de Fluor en niños de 6 años o más.
f. Durante el tratamiento ortodontico.
g. Para pacientes con alto riesgo de caries.
h. Para aliviar una capa topica en pacientes con erosión, xerostomia o síndrome de Sjögrens.
i. Para pacientes adultos con necesidades especiales.

ISTRUZIONI PER L'USO
INDICAZIONI

- Dopo procedure di sbiancamento in studio.
- Nel corso di un trattamento di sbiancamento o con ultrasuoni o dopo il planning delle radici.
- Dopo un intervento di igiene orale professionale.
- Prevenzione e controllo dell'ipersensibilità.
- Come metodo alternativo di applicazione topica del fluoro in bambini di età non inferiore ai 6 anni.
- Per pazienti con esigenze speciali.

Applicazione in studio:

I. Applicazione con portaimpona individuale

- Sciocquare accuratamente sotto acqua corrente il portaimpona prima dell'uso.
- Stendere uno strato abbondante di GC MI Paste Plus nel portaimpona e applicare sull'arcata superiore e/o inferiore.
- Lasciare riposare il cucciohino nella bocca per un minimo di tre minuti.
- Estrarre il portaimpona.
- Chiedere al paziente di stendere con la lingua la quantità residua di GC MI Paste Plus in tutta tutta la bocca e di tenerla lì il più lungo possibile (1-2 minuti) evitando di espettorare e di deglutire. Maggiore è il tempo di permanenza in bocca di GC MI Paste Plus e della saliva e migliori saranno i risultati.
- Chiedere al paziente di espellere bene tutto il prodotto, possibilmente evitando di sciocquare la bocca. Ogni ulteriore residuo di GC MI Paste Plus si dissolverà da solo gradualmente. Consigliare al paziente di non mangiare o bere per 30 minuti dopo l'applicazione.
- Chiedere al paziente di stendere con la lingua la quantità residua di GC MI Paste Plus in tutta la bocca e di tenerla lì il più a lungo possibile (1-2 minuti) evitando di espettorare e di deglutire. Maggiore è il tempo di permanenza in bocca di GC MI Paste Plus e della saliva e migliori saranno i risultati.

- Se necessario, eliminare la saliva in eccesso presente sulla superficie dei denti utilizzando un batuffolo o un tampone di cotone. NON è comunque necessario asciugare i denti con aria compressa.
- Applicare una quantità sufficiente di GC MI Paste Plus sulle superfici dentali usando un tampone, un dito-indice o un lungo possibile (1-2 minuti) evitando di espettorare e di deglutire. Maggiore è il tempo di permanenza in bocca di GC MI Paste Plus e della saliva e migliori saranno i risultati.
- Chiedere al paziente di stendere con la lingua la quantità residua di GC MI Paste Plus in tutta la bocca e di tenerla lì il più a lungo possibile (1-2 minuti) evitando di espettorare e di deglutire. Maggiore è il tempo di permanenza in bocca di GC MI Paste Plus e della saliva e migliori saranno i risultati.
- Chiedere al paziente di espellere bene tutto il prodotto, possibilmente evitando di sciocquare la bocca. Ogni ulteriore residuo di GC MI Paste Plus si dissolverà da solo gradualmente. Consigliare al paziente di non mangiare o bere per 30 minuti dopo l'applicazione.

II. Applicazione senza portaimpona

- Se necessario, eliminare la saliva in eccesso presente sulla superficie dei denti utilizzando un batuffolo o un tampone di cotone. NON è comunque necessario asciugare i denti con aria compressa.
- Applicare una quantità sufficiente di GC MI Paste Plus sulle superfici dentali usando un tampone, un dito-indice o un lungo possibile (1-2 minuti) evitando di espettorare e di deglutire. Maggiore è il tempo di permanenza in bocca di GC MI Paste Plus e della saliva e migliori saranno i risultati.
- Chiedere al paziente di stendere con la lingua la quantità residua di GC MI Paste Plus in tutta la bocca e di tenerla lì il più a lungo possibile (1-2 minuti) evitando di espettorare e di deglutire. Maggiore è il tempo di permanenza in bocca di GC MI Paste Plus e della saliva e migliori saranno i risultati.
- Chiedere al paziente di espellere bene tutto il prodotto, possibilmente evitando di sciocquare la bocca. Ogni ulteriore residuo di GC MI Paste Plus si dissolverà da solo gradualmente. Consigliare al paziente di non mangiare o bere per 30 minuti dopo l'applicazione.

Applicazione domiciliare:

I. Applicazione quotidiana dopo spazzolino secondo raccomandazioni del dentista

- Applicare una quantità sufficiente di GC MI Paste Plus sull'arcata superiore e inferiore. La quantità minima necessaria di prodotto è pari alle dimensioni di un pisello per ciascuna arcata. Il materiale dovrebbe essere applicato sulle superfici dentali con un dito pulito e asciutto o una punta di cotone. Per le aree più difficili (tra i denti) è opportuno usare uno scovolino interproximale o il filo interdentale rivestito di GC MI Paste Plus.
- Lasciare riposare il GC MI Paste Plus nella bocca per un minimo di tre minuti.
- Quindi, stendere con la lingua in tutta la bocca la quantità residua di GC MI Paste Plus. Tenere in bocca il prodotto più a lungo possibile (altri 1-2 minuti) evitando di sputarlo e aspettando a deglutire. Maggiore è il tempo di permanenza in bocca di GC MI Paste Plus e della saliva e migliori saranno i risultati.
- Espettare tutto il prodotto, possibilmente evitando di sciocquare. Ogni ulteriore residuo di GC MI Paste Plus si dissolverà da solo gradualmente. Consigliare al paziente di non mangiare o bere per 30 minuti dopo l'applicazione.

II. Applicazione notturna dopo aver lavato i denti secondo le raccomandazioni del dentista

- Impegno notturno è particolarmente indicato per i pazienti adulti ad alto rischio ma è consigliato per i bambini al di sotto dei 12 anni di età.
- Applicare una quantità sufficiente di GC MI Paste Plus sull'arcata superiore e inferiore. La quantità minima necessaria di prodotto è pari alle dimensioni di un pisello per ciascuna arcata. Il materiale dovrebbe essere applicato sulle superfici dentali con un dito pulito e asciutto o una punta di cotone. Per le aree più difficili (tra i denti) è opportuno

Les omhyggeligt brugsanvisningen inden brug. DA

GC MI Paste Plus®

LÅGVISKOS PASTA MED KALCIUM, FOSFAT OG FLUOR TIL LOKAL INTERORAL BRUG

Anvendes af eller under vejledning af det professionelle tandlægeteam til de anbefalede indikationer.

BESKRIVELSE

GC MI Paste Plus er en vandbaseret lavviskøs pasta der indeholder RECALDENT™ med fluor (CPP-ACPF: Casenin Phosphopetio-Amorphous Calcium Fluoride Phosphate). Fluorinnholdet af fluor er 0,2% w/w (900ppm), hvilket modsvare samme styrke som i tandpasta til voksne. Når CPP-ACPF appliceres i oral miljø, så binder det til biofilm, plaque, bakterier, hydroxyapatit samt bløddetlevner. Dette sker ved at pastan binder til bio-tilgængelig kalcium, fluorid og fluor.

VIGTIGT

Spøyt til forsøge effektiviteten af CPP-ACPF og smagen vil simulere spyttsekretionen. Jo længere CPP-ACPF og spyt forbliver i munden, jo bedre er resultat opnås.

Lavviskøs pasta med biologisk tilgængelig kalcium og fosfat til lokalt intraoralt brug:

- Giver ekstra beskyttelse af tænderne.
- Hjælper til med neutralisere syreangreb fra bakterier i plaque.
- Hjælper til at neutralisere syreangreb fra andre interne og eksterne syreholdige kilder.

KONTRAINDIKATIONER

Casien phosphopetid er et derivat fra mælkeseiens. Anvend ikke produktet til personer med kasein, mælkallergi eller mistanke herfor og/eller med allergi eller følsomhed for konservermedier.

BRUGSANVISNING

INDIKATIONER

- Efter kliniskblegning i klinikken.
- Efter ultralydbehandling, depuration eller rodbehandling.
- Efter professionel tandrensning (P.T.C.).
- Hypersensitivitets prævention og kontrol.
- Som et alternativ til fluorbehandling på barn fra 6 år og opetter.
- Som et alternativ til fluorbehandling af voksne patienter.
- Patienter med høj kariesaktivitet.
- For at øge beskyttelse hos patienter der lider af erosion, xerostomi eller Sjögrens syndrome.
- Patienter med specielle behov.

Til anvendelse på klinikken:

- Applisering med standardbørste**
 - Inden brug skylles skeen under rindende vand.
 - Fyld et lag af GC MI Paste Plus i skeen og sæt den på plads i over- eller undermunden.
 - Appliser en passende mængde GC MI Paste Plus i skeen i minimum 1 minuden.
 - Fjern skeen.
 - Instruer patienten i at fordele resterende GC MI Paste Plus rundt i munden med tungen.
 - Indstør applcieren om ikke at synke eller spytte ud, så lang tid som muligt (1-2 minutter). Jo længere GC MI Paste Plus og saliv er i munden, jo mere effektiv bliver sluresultatet.
 - Bed patienten om at spytte overskydende pasta ud. Yderligere rester af GC MI Paste Plus skal limes på tændernes overflade. Dette vil gældsvis forsvinde. Anbefal patienten om ikke at spise eller drikke 30 minutter efter behandlingen.
 - Overskydende GC MI Paste Plus i skeen skylles væk under rindende vand.

II. Applikation uden ske

- Ved store mængder saliv på tandfladen, så fjernes dette med en bomuldsrulle eller en peilet. Det er ikke nødvendigt at tørre tænderne med komprimeret luft.
- Applcieren er sufficient mængde GC MI Paste Plus til tænderne i over- og overmunden. Ca. 1/2 cm pasta til hertoldende over- og overkæbe anbefales som minimumsmængde. Materialet kan fordeles med en finger eller en blød børste. Til vaskelige tilgængelige interproximale rum en mellemrumsbørste eller tandtråd påført GC MI Paste Plus.
- Arvendet tungen til at fordele overskydende GC MI Paste Plus rundt i munden. Hold det i munden så længe som muligt (1-2 minutter) undgå at spytte pastan ud eller synke den. Jo længere GC MI Paste Plus og saliv er i munden, jo mere effektiv er sluresultatet.
- Bed patienten om at spytte overskydende pasta ud. Yderligere rester af GC MI Paste Plus kan efterlades på tændernes overflade. Dette vil gradvis forsvinde. Anbefal patienten om ikke at spise og drikke 30 minutter efter behandlingen.

Til anvendelse hjemme:

- Daglig applisering efter tandbørstning som anbefalet af tandlægetandplejer**
 - Applcieren er sufficient mængde GC MI Paste Plus til tænderne i over- og overmunden. Ca. 1/2 cm pasta til hertoldende over- og overkæbe anbefales som minimumsmængde. Materialet kan fordeles med en finger eller en blød børste. Til vaskelige tilgængelige interproximale rum en mellemrumsbørste eller tandtråd påført GC MI Paste Plus.
 - Arvendet tungen til at fordele overskydende GC MI Paste Plus rundt i munden. Hold det i munden så længe som muligt (1-2 minutter) undgå at spytte pastan ud eller synke den. Jo længere GC MI Paste Plus og saliv er i munden, jo mere effektiv er sluresultatet.
 - Applcieren er et vækstmedie og anvendes med licens. CPP-ACPF teknologien er patentert og omfattet af patentregler i Australien, NZ, Europa, Canada, og USA.

IV. Nat behandling efter tandbørstning som anbefalet af tandlægetandplejer

Bemærk:
Anvendelse om natten er specielt anbefalet til voksne patienter i risikogruppern, men ikke til børn under 12 år.

- Applcieren er sufficient mængde GC MI Paste Plus til tænderne i over- og overmunden. Ca. 1/2 cm pasta til hertoldende over- og overkæbe anbefales som minimumsmængde. Materialet kan fordeles med en finger eller en blød børste. Til vaskelige tilgængelige interproximale rum en mellemrumsbørste eller tandtråd påført GC MI Paste Plus.
- Lad GC MI Paste Plus være uløstret minimum 3 minutter i munden. Hold det i munden så længe som muligt (1-2 minutter) undgå at spytte pastan ud eller synke den. Jo længere GC MI Paste Plus og saliv er i munden, jo mere effektiv er sluresultatet.
- Applcieren er et vækstmedie og anvendes med licens. CPP-ACPF teknologien er patentert og omfattet af patentregler i Australien, NZ, Europa, Canada, og USA.

SMAG

Jordbær, Melon, Vanilje, Mint, Tutti-Frutti

OPBEVARING

For optimalt resultat skal opbevares i et koldt ventileret rum uden direkte sollys (8-25°C; 46,4-77,0°F). (Holdbarhed : 2 år fra produktionsdato)

FORPÅKNING

- Asorteret pakning Tube med 40g (35ml)
 - 10 x 40g tube (2 stk. Af hver Jordbær, Melon, Vanilje, Mint, Tutti-Frutti)
- Pakning med en smagsvarianet
 - 10 x 40g tube i hver af følgende smagsvarianter (Vanilje, Jordbær, Melon, Tutti-Frutti, Mint)
- Refill Pakning
 - 1 x 40g tube i hver smag

BEMÆRK

GC MI Paste Plus med sin unikke CPP-ACPF formul er udviklet af: The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia.
*RECALDENT er et varemærke og anvendes med licens. CPP-ACPF teknologien er patentert og omfattet af patentregler i Australien, NZ, Europa, Canada, og USA.

BEMÆRK

- Sæt altid hæften på efter brug og fjern overskydende pasta eller fugt rund om tubens åbning og inden hæften.
- Det anbefales ikke at anvende GC MI Paste Plus på børn under 6 år.
- Anvendelse af pastan om natten til børn under 12 år anbefales ikke.
- I tilfælde af at materialet kommer i øjnene så skal der skylles grundigt med vand og herefter skal der søges lægehjælp.
- Materialet er et vækstmedie og vil, vaskes bort med vand.
- Hvis der opstår nogle former for angøede symptomer så kan dette være et udtryk for sensitivitet/allergi for benzoate indholdsstoffer eller andre af de komponenter som er indeholdt i produktet og anvendes med licens. CPP-ACPF teknologien er patentert og omfattet af patentregler i Australien, NZ, Europa, Canada, og USA.

VIKTIGT
Anvendelse om natten er specielt anbefalet til voksne patienter i risikogruppern, men ikke til børn under 12 år.

Hvis der opstår nogle former for angøede symptomer så kan dette være et udtryk for sensitivitet/allergi for benzoate indholdsstoffer eller andre af de komponenter som er indeholdt i produktet og anvendes med licens. CPP-ACPF teknologien er patentert og omfattet af patentregler i Australien, NZ, Europa, Canada, og USA.

Nogle produkter som er beskrevet i FU er evt. klassificeret som farlig i hht GHS. Læs altid op på alle arbejdsvejlednise anvisninger som kan findes på:
http://www.gceurope.com/

De kan altid rekvireres hos dit depot.

Sidst revideret: 11/2016

Læs nørgang anvísningarna innan anvándning. SV

GC MI Paste Plus®

LÅGVISKOS PASTA MED KALCIUM, FOSFAT OG FLUOR

Anvnds av eller under överinseende av utbildad tandvårdspersonal inom de rekommenderade indikationerna.

BESKRIVNING

GC MI Paste Plus är en vattenbaserad lågviskös pasta som innehåller RECALDENT™ med fluor (CPP-ACPF: Casenin Phosphopetio-Amorphous Calcium Fluoride Phosphate). Fluorinnholdet af fluor er 0,2% w/w (900ppm), hvilket modsvare samme styrke som i tandpasta til voksne. Når CPP-ACPF appliceres i oral miljø, så binder det til biofilm, plaque, bakterier, hydroxyapatit samt mjukvævand. Det kommer i sin tur til lokalisera tillgängligt kalcium, fluorid och fluorater hos dessa substanser.

VIKTIGT

Spöyt till försöge effektiviteten af CPP-ACPF och smaken kommer att stimulera salivflödet. Ju längre CPP-ACPF och saliv hålls kvar i munnen, desto effektivare resultat.

Lågviskös pasta med biologiskt tillgängligt kalcium, fosfater och fluor för lokalt intra-oralt bruk:

- Gör extra skydd för tänderna.
- Hjälper till att neutralisera syraattacker från bakterierna i plaque.
- Hjälper till att neutralisera syraattacker från andra interna och externa källor innehållande syra.

KONTRAINDIKATIONER

Casien fosfopetid är ett derivat från mjölkprotein. Använd ej på patienter som lider av mjölkproteinallergi och/eller med en känslighet eller allergi mot konserveringsmedel med benzoatinnehåll.

BRUKSANVISNING

INDIKATIONER

- Efter professionell tandblekning.
- Efter ultralydsbehandling, depuration eller rotplåning.
- Efter professionell tand rengöring (P.T.C.).
- Skydd och kontroll av hypersensibilitet.
- Som ett alternativ till fluorbehandling av fluor på barn som är 6 år eller äldre.
- Under ortodontisk behandling.

Professionell applisering:

- Applisering med standardbørste**
 - Skölj den vanliga skeden noggrant under rinnande vatten innan användning.
 - Tryck ut en generös mängd GC MI Paste Plus i skeen og sæt den på plads i over- og undermunden.
 - Applcieren er sufficient mængde GC MI Paste Plus i skeen i minimum 1 minuden.
 - Låmra skeden / skean ordret i munden under indkøbet 3 minutter.
 - Avlåsngs skeden.
 - Instruera patienten att använda tungan för att sprida ut återstående GC MI Paste Plus i hela munnen. Instruera också patienten att hålla kvar pastan så länge som möjligt där (1-2 minuter). Patienten skall undvika att hosta under behandlingen. Ju längre GC MI Paste Plus och saliv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir sluresultatet.
 - Bed patienten att spotta ut rester och om möjligt undvika att sköjla. Ytterligare rester av GC MI Paste Plus kan lätmas på tändernas ytor. Dessa kommer att gradvis att försvinna. Rekommendera patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applisering.
 - Efter användning, skölj bort resterna av GC MI Paste Plus som kan finnas kvar i skeden under rinnande vatten.

II. Applisering utan ske

- Om nödvändigt, avlägsna överskottsaliv på tandytan med en bomulls- rulle eller peilet. Det är INTE nödvändigt att torkiga tänderna med tryckluft.
- Applcieren er sufficient mængde GC MI Paste Plus på tandytan genom att använda ett lættet applcierungsforbøj, hændsbekekket finger eller en interdentarborste i approximala utrymmen dnr det er svært att komma åt.
- Låmra GC MI Paste Plus ordret i munden under minimum 3 minutter.
- Instruera patienten att använda tungan för att sprida ut återstående GC MI Paste Plus i hela munnen. Instruera också patienten att hålla kvar pastan så länge som möjligt där (1-2 minuter). Patienten skall undvika att hosta under behandlingen. Ju längre GC MI Paste Plus och saliv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir sluresultatet.
- Bed patienten att spotta ut rester och om möjligt undvika att sköjla. Ytterligare rester av GC MI Paste Plus kan lätmas på tändernas ytor. Dessa kommer att gradvis att försvinna. Rekommendera patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applisering.

III. Applisering utan ske

- Om nödvändigt, avlägsna överskottsaliv på tandytan med en bomulls- rulle eller peilet. Det är INTE nödvändigt att torkiga tänderna med tryckluft.
- Applcieren er sufficient mængde GC MI Paste Plus på tandytan genom att använda ett lættet applcierungsforbøj, hændsbekekket finger eller en interdentarborste i approximala utrymmen där det er svært att komma åt.
- Låmra GC MI Paste Plus ordret i munden under minimum 3 minutter.
- Instruera patienten att använda tungan för att sprida ut återstående GC MI Paste Plus i hela munnen. Instruera också patienten att hålla kvar pastan så länge som möjligt där (1-2 minuter). Patienten skall undvika att hosta under behandlingen. Ju längre GC MI Paste Plus och saliv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir sluresultatet.
- Bed patienten att spotta ut rester och om möjligt undvika att sköjla. Ytterligare rester av GC MI Paste Plus kan lätmas på tändernas ytor. Dessa kommer att gradvis att försvinna. Rekommendera patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applisering.

Hembruk:

- Daglig applisering efter tandbørstning på rekommendation av tandläkare**
 - Applcieren är lämplig mängd GC MI Paste Plus på tänderna i både över- och underkäbe. En ärtas storlek rekommenderas för varje käke. Materialet appliceras på tandytan med ett rent tørt finger eller en bomullspinne. För svåråtkomliga områden (melan tänderna) används en mellanrumsbørste eller tandtråd tåckert på GC MI Paste Plus.
 - Lad GC MI Paste Plus være uløstret minimum 3 minutter i munden. Hold det i munden så længe som muligt (1-2 minutter) undgå at spytte pastan ud eller synke den. Jo længere GC MI Paste Plus og saliv er i munden, jo mere effektiv er sluresultatet.
 - Applcieren er et vækstmedie og anvendes med licens. CPP-ACPF teknologien er patentert og omfattet af patentregler i Australien, NZ, Europa, Canada, og USA.

VIKTIGT
Anvendelse om natten er specielt anbefalet til voksne patienter i risikogruppern, men ikke til børn under 12 år.

Hvis der opstår nogle former for angøede symptomer så kan dette være et udtryk for sensitivitet/allergi for benzoate indholdsstoffer eller andre af de komponenter som er indeholdt i produktet og anvendes med licens. CPP-ACPF teknologien er patentert og omfattet af patentregler i Australien, NZ, Europa, Canada, og USA.

SMAG

Jordbær, Melon, Vanilj, Mint, Tutti-Frutti

For optimalt resultat, opbevares i et koldt ventileret rum uden direkte sollys (8-25°C; 46,4-77,0°F). (Holdbarhed : 2 år fra produktionsdato)

FORPÅKNING

- Asorteret pakning Tube med 40g (35ml)
 - 10 x 40g tube (2 st af hver Jordbærg, Melon, Vanilj, Mint, Tutti-Frutti)
- Pakning med en smagsvarianet
 - 10 x 40g tube av en smag (Vanilj, Jordbærg, Melon, Tutti-Frutti, Mint)
- Refillpakning
 - 1 x 40g tub i varje smak

NOTERA

GC MI Paste Plus med dess unika CPP-ACPF formulera utvecklades på The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australien.
*RECALDENT är ett varumärke och används med licens. CPP-ACPF teknologin är patentert eller har ett patentstörkt i Australien, Nya Zealänd, Europa, Kanada, och USA.

CUIDADO

- Aplicar uma quantidade suficiente de GC MI Paste Plus nos dentes superiores e inferiores. É necessário aplicar uma quantidade de pasta em cada arcada dentária. O material deve ser aplicado às superfícies dentárias com um dedo limpo e seco ou com um cotonete de algodão. Em áreas difíceis (entre os dentes) use uma Escova de Dentes Interproximal ou fita dental coberto de GC MI Paste Plus.
- Mantenha assim o GC MI Paste Plus nos dentes durante pelo menos 3 minutos.
- Depois, use a língua para espalhar o GC MI Paste Plus restante na boca. Mantenha o produto na boca o máximo tempo possível (mais 1-2 minutos), evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo o GC MI Paste Plus e a saliva se mantiverem na boca, mais eficaz é o resultado.
- Cuspa bem o produto e evite lavar a boca com água. Pode deixar dissipar gradualmente qualquer resíduo de GC MI Paste Plus que reste na superfície. Não coma nem beba nos 30 minutos após a aplicação.

ARMAZENAMENTO
Para uma ótima performance, conservar em local seco e fresco, com baixa humidade, protegido da luz directa do sol (8-25°C; 46,4-77,0°F). (Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabrico)

EMBALAGENS

- Embalagem Variada
 - 10 x 40g (2 de cada: morango, melão, baunilha, menta e tutti-frutti)
- Embalagem de Um Sabor
 - 10 x 40g de cada sabor: vanilha, morango, melão, tutti-frutti, menta
- Embalagem de Reposição
 - 1 x tubo de 40g de cada sabor

NOTA
O GC MI Paste Plus com a sua fórmula exclusiva CPP-ACPF foi desenvolvido na School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Austrália.
*RECALDENT é uma marca comercial licenciada. CPP-ACPF tecnologia é patenteada e protegida por patentes pendentes na Austrália, NZ, Europa, Canadá e EUA.

VIKTIGT
Användning om natten är speciellt rekommenderat för vuxna högriskspatienter, men inte för barn under 12 år.

Hvis der opstår nogle former for angøede symptomer så kan dette være et udtryk for sensitivitet/allergi for benzoate indholdsstoffer eller andre af de komponenter i produktet som er indeholdt i produktet og anvendes med licens. CPP-ACPF teknologien er patentert og omfattet af patentregler i Australien, NZ, Europa, Canada og USA.

Reviderad senast: 11/2016

GC MI Paste Plus®

CREME TÓPICO COM CÁLCIO, FOSFATO E FLUOR

A ser utilizado apenas por um profissional dentário para as indicações recomendadas.

DESCRIÇÃO

O GC MI Pasta Plus é um creme aquoso que contém RECALDENT™ com fluor incorporado (CPP-ACPF: Fosfopeptídeo de Casenina-Fosfato de Cálcio-Amorfo e Fluor). O teor de fluor é de 0,2% p/p (900ppm), aproximadamente igual ao teor em pastas dentíficas para adultos. Ao ser aplicado no ambiente oral, o CPP-ACPF liga-se a biofilmes, a placa dentária, a placa bacteriana e às hidroxapatitas e ao tecido mole, localizando o cálcio, fosfato e fluor biodisponíveis. Hidroxapatita e amorfositos são compostos de cálcio, fosfato e fluor biodisponíveis.

IMPORTANTE:

A saliva aumenta a eficácia do CPP-ACPF e o sabor ajuda a estimular a produção de saliva. Quanto mais tempo se mantiver o CPP-ACPF e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.

Pasta tópica contendo cálcio, fosfato e fluor biodisponíveis

- Fornece proteção extra aos dentes.
- Ajudar a neutralizar as agressões dos ácidos produzidos pelas bactérias acidogénicas na placa bacteriana.
- Ajudar a neutralizar as agressões dos ácidos de outras fontes internas e externas.

CONTRA-INDICAÇÕES

Os fosfopéptidos de casenina são derivados da caseína do leite. Não utilizar este material em doentes com suspeita de ou alergia comprovada a proteína do leite e/ou que apresentem sensibilidade ou alergia a conservantes à base de benzoato.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INDICAÇÕES

- Após tratamentos no consultório.
- Após a desatarratização ultrassónica, a curetagem ou o alisamento radicular.
- Após a limpeza profissional dos dentes.
- Prevenção e controlo da hypersensibilidade dentária.
- Efter ultralydsbehandling, depuration eller rotplåning.
- Efter professionell tand rengöring (P.T.C.).
- Skydd och kontroll av hypersensibilitet.
- Som ett alternativ till fluorbehandling av fluor på barn som är 6 år eller äldre.
- Under ortodontisk behandling.

Aplicação no consultório:

- Aplicação com moldeira individual**
 - Antes de utilizar, lave bem a moldeira individual com água corrente.
 - Esprema uma camada generosa de GC MI Pasta Plus sobre a moldeira e aplique aos dentes superiores e/ou inferiores.
 - Mantenha a moldeira na boca durante pelo menos 3 minutos.
 - Após a remoção da moldeira, lave bem a boca com água corrente.
 - Diga ao doente que use a língua para espalhar o GC MI Pasta Plus restante na boca. Diga ao doente que mantenha a pasta na boca o máximo tempo possível (mais 1 - 2 minutos), evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo o GC MI Pasta Plus e a saliva se mantiverem na boca, mais eficaz é o resultado.
 - Peça ao doente para cuspir bem, e se possível, evitar lavar com água. Pode deixar dissipar gradualmente qualquer resíduo de GC MI Pasta Plus que reste na superfície. Acosthe o doente a não comer nem beber durante 30 minutos após a aplicação.
 - Os resíduos de GC MI Pasta Plus na moldeira devem ser lavados ou escovados sob água corrente imediatamente após a utilização.

II. Aplicação sem moldeira:

- Se necessário, elimine o excesso de saliva na superfície dos dentes com um rolo ou bola de algodão. Mas NÃO é necessário secar os dentes com ar comprimido.
- Aplique o GC MI Pasta Plus sobre as superfícies dentárias com uma zaragatoa de aplicação, com o dedo enluvado ou, em zonas interproximais difíceis, com uma Escova de Dentes Interproximal.
- Mantenha assim o GC MI Pasta Plus assim durante pelo menos 3 minutos.
- Depois, use a língua para espalhar o GC MI Pasta Plus restante na boca. Mantenha o produto na boca o máximo tempo possível (mais 1-2 minutos), evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo o GC MI Pasta Plus e a saliva se mantiverem na boca, mais eficaz é o resultado.
- Peça ao doente para cuspir bem, e se possível, evitar lavar com água. Pode deixar dissipar gradualmente qualquer resíduo de GC MI Pasta Plus que reste na superfície. Acosthe o doente a não comer nem beber durante 30 minutos após a aplicação.

Aplicação em casa:

- Aplicação durante o dia após escovar os dentes, conforme recomendado pelo profissional dentário**
 - Aplique uma quantidade suficiente de GC MI Pasta Plus aos dentes superiores e inferiores. É necessário aplicar uma quantidade do tamanho de uma ervilha para cada arcada dentária. O material deve ser aplicado às superfícies dentárias com um dedo limpo e seco ou com um cotonete de algodão. Em áreas difíceis (entre os dentes) use uma Escova de Dentes Interproximal ou fita dental coberto de GC MI Pasta Plus.
 - Mantenha assim o GC MI Pasta Plus nos dentes durante pelo menos 3 minutos.
 - Depois, use a língua para espalhar o GC MI Pasta Plus restante na boca. Mantenha o produto na boca o máximo tempo possível (mais 1-2 minutos), evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo o GC MI Pasta Plus e a saliva se mantiverem na boca, mais eficaz é o resultado.
 - Cuspa bem o produto e evite lavar a boca com água. Pode deixar dissipar gradualmente qualquer resíduo de GC MI Pasta Plus que reste na superfície. Não coma nem beba nos 30 minutos após a aplicação.

IV. Aplicação à noite após escovar os dentes, conforme recomendado pelo profissional dentário
Nota:
A utilização nocturna é especialmente recomendada para doentes adultos de alto risco, mas não se recomenda em crianças com menos de 12 anos de idade.

- Aplique uma quantidade suficiente de GC MI Pasta Plus nos dentes superiores e inferiores. É necessário aplicar uma quantidade do tamanho de uma ervilha para cada arcada dentária. O material deve ser aplicado às superfícies dentárias com um dedo limpo e seco ou com um cotonete de algodão. Em áreas difíceis (entre os dentes) use uma Escova de Dentes Interproximal ou fita dental coberto de GC MI Pasta Plus.
- Mantenha assim o GC MI Pasta Plus nos dentes durante pelo menos 3 minutos.
- Depois, use a língua para espalhar o GC MI Pasta Plus restante na boca. Mantenha na boca durante o máximo tempo possível (mais 1-2 minutos), evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo o GC MI Pasta Plus e a saliva se mantiverem na boca, mais eficaz é o resultado.
- Cuspa bem o produto e evite lavar a boca com água. Pode deixar dissipar gradualmente qualquer resíduo de GC MI Pasta Plus que reste na superfície. Não coma nem beba nos 30 minutos após a aplicação.

SABORES

Morango, Melão, Baunilha, Menta, Tutti-Frutti

ARMAZENAMENTO

Para uma óptima performance, conservar em local seco e fresco, com baixa humidade, protegido da luz directa do sol (8-25°C; 46,4-77,0°F). (Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabrico)

EMBALAGENS

- Tubo com 40g (35ml)
 - 10 x 40g (2 de cada: morango, melão, baunilha, menta e tutti-frutti)
- Embalagem de Um Sabor
 - 10 x 40g de cada sabor: vanilha, morango, melão, tutti-frutti, menta
- Embalagem de Reposição
 - 1 x tubo de 40g de cada sabor

NOTA

O GC MI Pasta Plus com a sua fórmula exclusiva CPP-ACPF foi desenvolvido na School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Austrália.
*RECALDENT é uma marca comercial licenciada. CPP-ACPF tecnologia é patenteada e protegida por patentes pendentes na Austrália, NZ, Europa, Canadá e EUA.

CUIDADO

- Reponha sempre a tampa depois de usar e remova resíduos de pasta ou de humidade em volta do bocal do tubo ou do interior da tampa.
- Não se recomenda a utilização de GC MI Pasta Plus em doentes com menos de 6 anos de idade.
- A aplicação em casa durante a noite não é recomendada em crianças com menos de 12 anos de idade.
- Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água e consulte o médico.
- No caso de derramar sobre o vestuário, lave com água.
- Se detectar sintomas de angioedema, estes podem indicar sensibilidade ou alergia aos conservantes à base de benzoato ou a qualquer outro componente do produto, como o agente aromatizante. Nesse caso, interrompa o uso do produto e refira o doente a um médico.

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas de informação de segurança disponíveis em:
http://www.gceurope.com/

Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

Última revisão: 11/2016

Πρωτόκολλο χρήσης παρακολούθη διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. EL

GC MI Paste Plus®

ΚΡΕΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΑΞΕΣΤΙΟ, ΦΑΣΦΟΡΟ ΚΑΙ ΦΘΟΡΙΟ

Να διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις προτεινόμενες