PERIOCREAM

Descripción

PerioCream es una Pasta Periodontal destinada a actuar como barrera física para proteger la línea gingival y proporcionar alivio del dolor después de procedimientos dentales como el raspado y alisado radicular (SRP).



Modo de empleo

Retire el tapón de la jeringuilla y sustitúyalo por el aplicador de rosca. Asegúrese de que el aplicador quede bien enroscado. Aplique la pasta directamente sobre la línea gingival y el surco gingival del paciente después del SRP.

Una vez aplicada la pasta sobre la línea gingival, indique al paciente que la deje puesta hasta que se disuelva de forma natural.

Características

- **Complemento eficaz del raspado y alisado radicular**
- **Mejora la comodidad del paciente**
- **Favorece la cicatrización natural**
- **Ayuda a reducir el sangrado**
- **Reduce de forma significativa el dolor**
- **Seguridad demostrada**
- **Fabricado en Suiza**
- **Capa protectora**

Formato y cantidad
Jeringuilla - 2.2 g.

Clasificación :
Cosmético

Vida útil:
24 meses

IVA
21

Ingredientes

Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer (38%), Olea Europaea (Olive Fruit) Oil, Xanthan Gum (11%), Alcohol, Cellulose Gum (3%), Trihydroxystearin, Silica, Silica Dimethyl Silylate, Lecithin, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Citric Acid, Sodium Lauryl Sulfate, Lactose Monohydrate, Menthol, Petrolatum, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Monopersulfate, Citrus Limon Peel Oil, Sodium Carbonate, Peppermint Flavour, Menthyl Lactate y PVP.

Uds./caja: 12

EAN: 7611645329505

Recomendaciones de Uso

Conservar en un lugar seco y alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Guardar bajo llave. No congelar ni refrigerar el producto. No utilizar después de la fecha de caducidad.

FARMA ATP

FARMA ATP
C/ Copenhague 6 of. 17, 28232.
Las Rozas de Madrid (Spain).
+34 910 64 63 90 www.atp-farma.com