INSTRUNET INIBSA UNIVERSAL

(ES) **INDICACIONES:** Limpieza y desinfección del instrumental dental antes de su esterilización. **COMPOSICIÓN:** Propionato de amonio cuaternario, digluconato de clorhexidina, tensioactivos no iónicos, complejo enzimático (proteasa, lipasa y amilasa), perfume, colorante, excipientes. **PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS:** Bactericida* según EN 13727/EN 14561 en 5 min al 0.5 %. Levuricida* según EN 13624/EN 14562 en 5 min al 0.5 %. Activo en virus encapsulados* según EN 14476/EN 17111 en 15 min al 0.5 %. *=condiciones de suciedad. **MODO DE EMPLEO:** Solución concentrada. Se utiliza en inmersión o en tanque de ultrasonidos a la dilución requerida, respetando el tiempo de contacto indicado. Sumergir completamente el producto sanitario. Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto. Cepillar si hubiera suciedad visible. Enjuagar abundantemente los productos sanitarios tratados con agua del suministro para eliminar cualquier resto de producto y suciedad orgánica. Cambiar la solución en cuanto esté visiblemente sucia y como mínimo una vez al día para mantener la eficacia del producto. Expediente científico (eficacia, compatibilidad, etc.) disponible bajo solicitud. **PRECAUCIONES DE USO:** PELIGRO. Contiene Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-[dide cylmethylammonio]ethyl]- .omega.-hydroxy-, propanoate (salt). Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Eliminar el producto y su recipiente tomando todas las precauciones de uso. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, tel.: 915620420. Producto Sanitario. Uso reservado a los profesionales. Fabricado en Francia.

(PT) **INDICAÇÕES:** Limpeza e desinfecção de instrumentos dentários antes da sua esterilização. **COMPOSIÇÃO:** Propionato de amónio quaternário, digluconato de clorexidina, tensioativos não iónicos, complexo enzimático (protease, lipase e amilase), Perfume, corante, excipientes. **PROPRIEDADES MICROBIOLÓGICAS:** Bactericida* segundo EN 13727/EN 14561 em 5 min, 0.5 %. Levuricida* segundo EN 13624/EN 14562 em 5 min, 0.5 %. Ativo em virus encapsulados* segundo EN 14476/EN 17111 em 15 min, 0.5 %. *=condições de sujidade. **MODO DE UTILIZAÇÃO:** Solução concentrada. Utiliza-se em imersão ou em recipiente de ultrassons com a diluição necessária, respeitando o tempo de contacto indicado. Submergir totalmente o dispositivo médico. Manter o banho de imersão coberto durante o tempo de contacto. Escovar em caso de presença de sujidades visíveis. Enxaguar abundantemente os dispositivos médicos tratados com água da torneira para eliminar todos os vestígios de produto e sujidade orgânica. Substituir a solução logo que esta esteja visivelmente suja e, pelo menos, uma vez por dia para manter a eficácia do produto. Processo científico (eficácia, compatibilidade, etc.) disponível mediante solicitação. **PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:** PERIGO. Contém Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-[dide cylmethylammonio]ethyl]- .omega.-hydroxy-, propanoate (salt). Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos de longa duração. Evitar a libertação para o ambiente. Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular, proteção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Eliminar o produto e o seu recipiente cumprindo todas as precauções de uso. Importante – Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão acidental, consultar o Centro de Informação Antivenenos, Tel. 800 250 250. Dispositivo médico. Uso reservado aos profissionais. Fabricado em França.

inibsa DENTAL

Distribuido por:
Inibsa Dental, S.L.U.
Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5
08185 Lliçà de Vall - Barcelona(España)
T +34 938 609 500 F +34 938 439 695

Distribuido em Portugal por:
Laboratórios Inibsa, S.A. - Sintra Business Park
Zona Ind. Abrunheira
Ed.1-2º I - 2710-089 Sintra - nº Azul 808 500 028
e-mail: ccinibsa@inibsa.com

Laboratoires ANIOS
1 rue de l'Espoir- 59260 LEZENNES
Tél : +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68







CE 0459



1L

LOT

4911ED 03 / EP28870001LELV-210929