



Productos de algodón
by ROEKO

Poder absorbente duradero


- máxima calidad
- soluciones inteligentes
- facilidad de uso



Productos de algodón

by ROEKO – un nombre – años de experiencia – alta cualificación

Los productos de algodón se utilizan de forma cotidiana en la clínica dental, y a menudo parecen triviales. Sin accesorios, se necesita una gran cualificación técnica. Los productos de algodón de ROEKO se caracterizan por un trabajo eficiente y sin problemas. Sumérjase en el maravilloso mundo del algodón de ROEKO.



Luna Gold

diferencia que se siente y se ve

Luna Gold está recubierto por un material no tejido hipoalergénico que impide que las fibras entren en contacto directo con la mucosa del paciente. *Luna Gold* puede retirarse sin humidificación previa y evita reacciones de hipersensibilidad en la mucosa.

La excelente calidad de *Luna Gold* se reconoce inmediatamente: su tira dorada permite distinguirlos de los rollos de algodón regulares.

Para el uso habitual recomendamos:

Luna – poder absorbente duradero y estabilidad dimensional

Cotton-roll – especialmente suaves y con absorción rápida

Dispensadores de rollos de algodón

Los *Dispensadores* de ROEKO permiten que los rollos de algodón estén siempre al alcance del odontólogo y al mismo tiempo protegidos higiénicamente frente al agua nebulizada y el polvo.

Roll-o-mat

El sistema es tan simple como genial: una breve presión sobre la tapa basta para dispensar un único rollo de algodón, que queda situado en la lengüeta dispensadora de forma fiable.



Luna for kids

especiales para los pacientes más pequeños

A menudo, los rollos de algodón regulares resultan difícil de colocar en la boca de un niño, y la presión de un rollo excesivamente grande resulta muy desagradable para los pequeños. Por eso, el rollo de algodón dental infantil *Luna for kids* es extracorto pero con la misma estabilidad dimensional que su hermano mayor *Luna*. Permite conseguir un campo de trabajo amplio incluso en las bocas más pequeñas. Su gran poder absorbente evita la molesta necesidad de sustituir los rollos con frecuencia, con lo que los tratamientos de profilaxis, obturación o sellado se desarrollan con menos interrupciones.

Los rollos de algodón ROEKO están blanqueados sin cloro y envasados en bolsas herméticas de PE para protegerlos del polvo y la humedad.

Lunamat

El *Lunamat* está equipado con un cajón deslizante que dispensa 2-3 rollos de algodón al extraerlo.



Parotisroll

Versátil - con varilla elástica integrada

Parotisroll es un rollo de algodón dental único gracias a su varilla elástica integrada. Gracias a la tensión de esta varilla, el *Parotisroll* no se mueve y permanece en su sitio. Mediante la ligera presión que el algodón ejerce sobre las glándulas parótidas se reduce el flujo de saliva. Tanto si se usa en posición bucal como lingual o labial, el algodón mantiene la boca abierta y retrae la lengua y los labios. *Parotisroll* proporciona espacio allí donde se necesita para trabajar de un modo eficaz y sin molestias.

Parotisroll anatomic

by Dr. Hannelore Oberschachtsiek

Parotisroll anatomic es igual que el algodón *Parotisroll* pero con los extremos planos. Estos extremos planos facilitan la colocación del algodón y reducen la sensación en el paciente de tener un cuerpo extraño en la boca. El rollo de algodón reduce las arcadas porque ejerce menos presión sobre los puntos críticos que los algodones convencionales. De este modo se simplifica notablemente el tratamiento de pacientes muy sensibles.


Parotimat

Para la conservación higiénica de 50 rollos *Parotisroll* y su cómoda extracción individual.



n técnica – exigencia absoluta de calidad

embargo, para la fabricación de productos de algodón de alta calidad y fiabilidad, y de sus correspondientes r una elevada calidad en sus materiales y su fabricación. Una calidad que se nota en el uso diario, al permitir



Etching Pellets

Estas torundas cilíndricas firmemente comprimidas resultan ideales para su uso con geles y pastas de grabado ácido.

Bolitas de algodón

Las bolitas de algodón de ROEKO son especialmente suaves y absorbentes, y constituyen la ayuda ideal para secar cavidades o aplicar medicamentos. Su producción totalmente automática garantiza una forma y tamaño uniformes, con la consiguiente fiabilidad.



Comprecap

Las capuchones de compresión *Comprecap* son un sistema sencillo pero inteligente para usar antes de tomar una impresión. Tienen un efecto hemostático natural por compresión y permiten secar los muñones dentales.

Comprecap anatomic

Las capuchones de compresión anatómicas *Comprecap anatomic* resultan óptimas para su colocación en dientes adyacentes gracias a sus dos muescas semicirculares en extremos opuestos.

Dispensadores de bolitas de algodón

Con los *Dispensadores* de ROEKO, las bolitas de algodón están siempre al alcance de la mano del profesional, y al mismo tiempo protegidas higiénicamente del agua nebulizada y el polvo. Su diseño estable y las ingeniosas tapas permiten extraer las bolitas con una sola mano. Las varillas redondas de la superficie de extracción impiden que las bolitas se aplasten, como ocurre con las estructuras de rejilla.

Solomat

belleza práctica para su gabinete

Las bolitas de algodón son empujadas mediante un resorte hacia la superficie de extracción, donde gracias a las varillas redondeadas pueden extraerse individualmente sin sufrir deformaciones.

Solomat-N

para la extracción individual de bolitas de algodón, Etching Pellets o torundas de espuma

Dispensador de plástico esterilizable en autoclave con sistema de recarga. Las bolitas se empujan manualmente hacia la superficie de extracción.

Solomat-Click

el sistema de dispensado inteligente

Solomat-Click consta de rejilla de extracción, tapa y recarga. Los tres componentes se encajan con toda facilidad al comprar una nueva recarga. La base de acero fino proporciona al dispensador la estabilidad necesaria.




Información de pedido

| | Contenido | REF | |
|--|--|-----------|--|
| Luna | 300 g | | |
| | # 1 | 100 001 | |
| | # 2 | 100 002 | |
| | # 3 | 100 003 | |
| | # 4 | 100 004 | |
| | 500 uds. | | |
| | # 1 | 105 001 | |
| | # 2 | 105 002 | |
| | # 3 | 105 003 | |
| | 1000 uds. | | |
| | # 1 | 104 001 | |
| | # 2 | 104 002 | |
| | # 3 | 104 003 | |
| Luna for kids | 200 uds. | | |
| # 2 | 100 032 | | |
| Luna Gold | 300g | | |
| | # 1 | 109 121 | |
| | # 2 | 109 122 | |
| | # 3 | 109 123 | |
| | 1000 uds. | | |
| | # 1 | 109 101 | |
| | # 2 | 109 102 | |
| | # 3 | 109 103 | |
| | Cotton-roll | 1000 uds. | |
| | # 1 | 104 011 | |
| # 2 | 104 012 | | |
| # 3 | 104 013 | | |
| Roll-o-mat Plástico blanco 134 x 100 x 48 mm | 1 ud. | 120 004 | |
| | Acero al cromoníquel 134 x 100 x 43,5 mm Para rollos de algodón de tamaños 1-3, longitud estándar (36 – 40 mm). No apto para <i>Luna for kids</i> . | 120 005 | |
| Lunamat Plástico blanco 52 x 106 x 100 mm Para rollos de algodón de tamaños 1-4, longitud estándar (36 – 40 mm), y rollos <i>Luna for kids</i> . | 1 ud. | 120 000 | |
| | | | |
| Parotisroll | Ø Longitud | 100 uds. | |
| | # 1 9 mm 80 mm | 160 001 | |
| | # 2 10 mm 80 mm | 160 002 | |
| | # 3 10 mm 100 mm | 160 003 | |
| | # 5 8 mm 100 mm | 160 005 | |
| | anatomic 10 mm 100 mm | 50 uds. | |
| | 160 013 | | |
| Parotimat 11,2 x 10,3 x 8,2 cm | 1 ud. | 162 100 | |
| Bolitas de algodón | Ø | | |
| | # 000 3,0 mm 1,5 g | 210 000 | |
| | # 00 4,0 mm 4,0 g | 210 100 | |
| | # 0 4,8 mm 4,0 g | 210 110 | |
| | # 1 6,3 mm 10,0 g | 210 111 | |
| | # 2 7,6 mm 10,0 g | 210 112 | |

| Ø | Contenido | REF |
|---|-----------|---------|
| Etching Pellets | | |
| Small 2 mm | 10,0 g | 230 001 |
| Medium 3 mm | 10,0 g | 230 002 |
| Large 4 mm | 10,0 g | 230 003 |
| Solomat | | |
| # 000 | 1 ud. | 221 000 |
| # 00 | | 221 100 |
| # 0 | | 221 110 |
| # 1 | | 221 111 |
| # 2 | | 221 112 |
| El dispensador se suministra <u>sin</u> bolitas | | |
| Solomat-Click | | |
| # 000 | 1 ud. | 224 000 |
| # 00 | | 224 100 |
| # 0 | | 224 110 |
| # 1 | | 224 111 |
| El dispensador se suministra <u>con</u> bolitas | | |
| Recargas | | |
| # 000 | 3 uds. | 214 000 |
| # 00 | | 214 100 |
| # 00 | | 214 110 |
| # 1 | | 214 111 |
| Solomat-N | | |
| # 000 | 1 ud. | 223 000 |
| # 00 | | 223 100 |
| # 0 | | 223 110 |
| # 1 | | 223 111 |
| # 2 | | 223 112 |
| El dispensador se suministra <u>con</u> bolitas | | |
| Recargas | | |
| # 000 | 6 uds. | 213 000 |
| # 00 | | 213 100 |
| # 0 | | 213 110 |
| # 1 | | 213 111 |
| # 2 | | 213 112 |
| Comprecap | | |
| #1 | 120 uds. | 530 008 |
| #1 | 600 uds. | 531 008 |
| #3 | 120 uds. | 530 010 |
| #3 | 600 uds. | 531 010 |
| #5 | 60 uds. | 530 014 |
| #5 | 400 uds. | 531 014 |
| Juego (#1/3/5) | 150 uds. | 530 000 |
| Comprecap anatomic | | |
| #1 | 120 uds. | 531 201 |
| #3 | 120 uds. | 531 203 |
| #5 | 60 uds. | 531 205 |
| Juego (#1/3/5) | 120 uds. | 531 299 |

www.coltenewhaledent.com
© 2007 Coltène/Whaledent



Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
productinfo@coltenewhaledent.de

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

coltène whaledent