


FICHA TÉCNICA


PUNTAS DE MEZCLA AMARILLAS 1:1 PROCLINIC 	
REFERENCIA	0113
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, Directiva 93/42/CEE
DESCRIPCIÓN	Puntas de mezcla de color amarillo para mezclas 1:1.
ESPECIFICACIONES	Color y ratio: Amarillo, 1:1 Longitud total: 70 mm Diámetro cabezal: 4,2 mm
COMPOSICIÓN	Tubo: Polipropileno Cabezal: Polioximetileno (POM)
EMBALAJE	Envase conteniendo 48 unidades
VIDA ÚTIL	5 años desde la fecha de fabricación.
FINALIDAD PREVISTA	Uso profesional dental. Se utiliza como puntas en tratamientos odontológicos para mezclar diferentes materiales de impresión dental, para el recubrimiento de prótesis duras, de rebase suave permanente, de registro de mordida.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.

TECHNICAL DATA SHEET



PROCLINIC YELLOW MIXING TIPS 1:1		
REFERENCE	0113	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, Directive 93/42/EEC	
DESCRIPTION	Yellow mixing oral tips	
SPECIFICATIONS	Color & Ratio: Yellow, 1:1 Total length: 70 mm Outlet Size: 4,2 mm	
COMPOSITION	Tube: Polypropylene Element: Polyoxymethylene (POM)	
PACKAGING	Package containing 48 pieces	
SHELF LIFE	5 years from the date of manufacture	
INTENDED USE	For professional dental use. For mixing various Regular/Heavy-body dental impression materials, direct hard relining materials, permanent soft A-silicone relining materials, bite registration materials.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store at room temperature, in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	