	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	EP-0445
	LÍNEA LABORATORIO LABORATORY LINE	Revisión: 08
		25.10.2017
		Página 1 de 1

1 PRODUCTO / *PRODUCT*
PROCLINIC YESO DURO TIPO III ORTODONCIA
2 MADESPA, S.A.

Descripción / <i>Description</i>	Yeso blanco brillante para ortodoncia. / <i>Extra-white gypsum for orthodontics</i>
Tipo / <i>Type</i>	Tipo III / <i>Type III</i>
Norma / <i>Standard</i>	ISO 6873

3 PROPIEDADES / *PROPERTIES*


Proporción / <i>Ratio</i>	100 g / 26 ml
Color / <i>Colour</i>	Blanca / <i>White</i>
Tiempo de trabajo / <i>Working time</i>	8' 00"
Fraguado final (Vicat) / <i>Final setting (Vicat)</i>	10' 00"
Expansión de fraguado / <i>Setting expansion (2h)</i>	0,13 %
Resistencia a la compresión (1 h) / <i>Compression strength (1 h)</i>	≥ 20 MPa
Tiempo de extracción / <i>Extraction time</i>	45'

4 PRESENTACIÓN / *PRESENTATION*

Presentación / <i>Presentation</i>	Bidón de 4 Kg / <i>Drum of 4 Kg</i>
	Caja 25 Kg / <i>Cardboard box of 25 Kg</i>

5 CADUCIDAD / *EXPIRY DATE*

3 años / <i>3 years</i>

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / SPECIFICHE DEL PRODOTTO	EP-0445
	LÍNEA LABORATORIO LINEA LABORATORIO	Revisione: 08
		24.10.2017
		Pagina 1 di 1

1 PRODUCTO / PRODOTTO
Proclinic Extra-White Hard Gypsum
2 MADESPA, S.A.

Descripción / Descrizione	Yeso blanco brillante para ortodoncia / <i>Gesso bianco brillante per ortodonzia</i>
Tipo / Tipo	Tipo III / <i>Tipo III</i>
Norma / Norma	ISO 6873

3 PROPIEDADES / PROPRIETÀ


Proporción / Proporzione	100 g / 26 ml
Color / Colore	Blanca / <i>Bianco</i>
Tiempo de Trabajo / Tempo di Lavorazione	8' 00"
Fraguado final (Vicat) / Tempo di Presa finale (Vicat)	10' 00"
Expansión de fraguado / Espansione di presa (2 ore)	0,13 %
Resistencia a la compresión (1 hora) / Resistenza alla Compressione (1 ora)	≥ 20 MPa
Tiempo de extracción / Tempo di estrazione	45'

4 PRESENTACIÓN / PRESENTAZIONE

Presentazione / Presentazione	Bidón de 4 Kg / Fusti da 4 Kg
	Caja de cartón de 25 Kg / Scatola di cartone da 25 Kg

5 CADUCIDAD / SCADENZA

3 años / <i>3 anni</i>

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / FICHE DE SPÉCIFICATION PRODUIT	EP-0445
	LÍNEA LABORATORIO LIGNE LABORATOIRE	Révision : 00
		10.04.2018
		Page 1 de 1

1 PRODUCTO / PRODUIT

Proclinic Extra-White Hard Gypsum

2 MADESPA, S.A.

Descripción / Description	Yeso blanco brillante para ortodoncia / <i>Plâtre extra-blanc pour orthodontie</i>
Tipo / Type	Tipo III / <i>Type III</i>
Norma / Norme	ISO 6873

3 PROPIEDADES / PROPRIÉTÉS


Proporción / Dosage	100 g / 26 ml
Color / Couleur	Blanco / <i>Blanc</i>
Tiempo de Trabajo / Temps de travail	8' 00"
Fraguado final (Vicat) / Temps de prise final (Vicat)	10' 00"
Expansión de fraguado / Expansion de prise (2 h)	0,13 %
Resistencia a la compresión (1 h) / Résistance à la compression (1 h)	≥ 20 MPa
Tiempo de extracción / Temps d'extraction	45'

4 PRESENTACIÓN / PRÉSENTATION

Presentación/ Présentation	Bidón de 4 Kg / Pot de 4 kg
	Caja de cartón de 25 Kg / Carton de 25 kg

5 CADUCIDAD / DURÉE MAXIMALE D'UTILISATION

3 años / 3 ans

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / SPECYFIKACJA PRODUKTU	EP-0445
	LÍNEA LABORATORIO LINIA LABORATORYJNA	Przeгляд: 08
		2017-10-24
		Strona 1 / 1

1 PRODUCTO / PRODUKT
Proclinic Extra-White Hard Gypsum
2 MADESPA, S.A.

Descripción / Opis	Yeso blanco brillante para ortodoncia. / <i>Ekstra biały gips ortodontyczny</i>
Tipo / Klasa	Tipo III / <i>Klasa III</i>
Norma / Norma	ISO 6873

3 PROPIEDADES / WŁAŚCIWOŚCI


Proporción / Proporcja mieszania	100 g / 26 ml
Color / Barwa	Blanca / <i>Biała</i>
Tiempo de trabajo / Czas pracy	8' 00"
Fraguado final (Vicát) / Koniec wiązania (Vicát)	10' 00"
Expansión de fraguado / Ekspansja wiązania (po 2 godz.)	0,13 %
Resistencia a la compresión (1 h) / Wytrzymałość na zgniatanie (1 godz.)	≥ 20 MPa
Tiempo de extracción / Czas uwalniania	45'

4 PRESENTACIÓN / OPAKOWANIE

Presentación/ Opakowanie	Bidón de 4 Kg / <i>Wiaderko 4 kg</i>
	Caja de cartón de 25 Kg / <i>Pudło kartonowe 25 kg</i>

5 CADUCIDAD / TERMIN WAŻNOŚCI

3 años / *3 lata*

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUKTSPEZIFIZIERUNG</i>	EP-0445
	LÍNEA LABORATORIO LABORLINIE	
		Seite 1 von 1

1 PRODUCTO / PRODUKT

Proclinic Extra-White Hard Gypsum
--

2 MADESPA, S.A.

Descripción / Beschreibung	Yeso blanco brillante para ortodoncia. / <i>KFO-Gips brillantweiß</i>
Tipo / Typ	Tipo III / <i>Typ III</i>
Norma / Norm	ISO 6873

3 PROPIEDADES / EIGENSCHAFTEN


Proporción / Proportion	100 g / 26 ml
Color / Farbe	Blanca / <i>Weiß</i>
Tiempo de Trabajo / Verarbeitungszeit	8' 00"
Fraguado final (Vicat) / Abbindezeit (Vicat)	10' 00"
Expansión de fraguado / Abbindeexpansion (2 h)	0,13 %
Resistencia a la compresión (1 h) / Druckfestigkeit (1 h)	≥ 20 MPa
Tiempo de extracción / Entnahmezeit	45'

4 PRESENTACIÓN / PRÄSENTATION

Presentación/ Präsentation	Bidón de 4 Kg / <i>Kanister 4 kg</i>
	Caja de cartón de 25 Kg / <i>Karton 25 kg</i>

5 CADUCIDAD / HALTBARKEIT

3 años / <i>3 Jahre</i>

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	EP-0445
	LÍNEA LABORATORIO LINHA DO LABORATÓRIO	Revisão: 08
		24-10-2017
		Página 1 de 1

1 PRODUCTO / PRODUTO

Proclinic Extra-White Hard Gypsum

2 MADESPA, S.A.

Descripción/ <i>Descrição</i>	Yeso blanco brillante para ortodoncia. / <i>Gesso branco brilhante para ortodontia.</i>
Tipo/ <i>Tipo</i>	Tipo III / <i>Tipo III</i>
Norma/ <i>Norma</i>	ISO 6873

3 PROPIEDADES / PROPRIEDADES

Proporción/ <i>Proporção</i>	100 g / 26 ml
Color/ <i>Cor</i>	Blanca / <i>Branco</i>
Tiempo de trabajo/ <i>Duração do trabalho</i>	8' 00"
Fraguado final (Vicát)/ <i>Presa final (Vicát)</i>	10' 00"
Expansión de fraguado/ <i>Expansão de presa (2h)</i>	0,13 %
Resistencia a la compresión (1 h)/ <i>Resistência à compressão (1 h)</i>	≥ 20 MPa
Tiempo de extracción/ <i>Tempo de extração</i>	45'

4 PRESENTACIÓN / APRESENTAÇÃO

Presentación/ <i>Apresentação</i>	Bidón de 4 Kg / <i>Bidão de 4 kg</i>
	Caja de cartón de 25 Kg / <i>Caixa de cartão de 25 kg</i>

5 CADUCIDAD / VALIDADE

3 años / <i>3 anos</i>
