

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	EP-0464
	LÍNEA LABORATORIO / LABORATORY LINE	Revisión.: 00
		19.05.2015
		Página 1 de 1

1 PRODUCTO / *PRODUCT*

PROCLINIC YESO EXTRADURO TIPO IV BROWN

2 DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*

Descripción / <i>Description</i>	Yeso natural extra duro para muñones / <i>Extra-hard natural gypsum for dies</i>
Tipo / <i>Type</i>	Yeso tipo IV / <i>Gypsum type IV</i>
Norma / <i>Standard</i>	ISO 6873

3 PROPIEDADES / *PROPERTIES*

Proporción / <i>Ratio</i>	100 g / 20 – 21 ml
Color / <i>Colour</i>	Marrón Dorado / <i>Golden brown</i>
	Gris / <i>Grey</i>
Tiempo de Trabajo / <i>Working Time</i>	6'-7'
Fraguado final (Vicat) / <i>Final setting (Vicat)</i>	8'-12'
Expansión de fraguado / <i>Setting expansion (2 h)</i>	~0,07 %
Expansión de fraguado / <i>Setting expansion (24 h)</i>	≤0,18%
Resistencia a la compresión (1 hora) / <i>Compressive strenght (1 hour)</i>	~49 MPa

4 PRESENTACIÓN / *PRESENTATION*

Presentación / <i>Presentation</i>	Bidones de 6 Kg / Drums of 6 Kg
------------------------------------	---------------------------------

5 CADUCIDAD / *EXPIRY DATE*

3 años / 3 years

Elaborado: RC	Revisado: DT	Aprobado: DT	COPIA	Fecha:
			☐ Controlada: N°	
			☐ No Controlada: N°	
Fecha: 19.05.2015			Asignada a:	