

FICHA TÉCNICA

TIRAS ABRASIVAS DE ACERO INOXIDABLE PROCLINIC		
REFERENCIA	0117	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745	
DESCRIPCIÓN	Tiras finas y flexibles de acero inoxidable con alta durabilidad, que se adapta a las regiones proximales para todo tipo de relleno. Son de doble cara para procedimientos específicos. Para facilitar la inserción, tienen un espacio en el centro.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable AISI 304, con micropartículas de diamante y de óxido de aluminio.	
ESPECIFICACIONES	Grosor: 4,0 mm Granulación: Media	Longitud: 150 mm Tamaño de grano: 240 µm
ENVASE	Envase con 12 unidades	
VIDA ÚTIL	Producto no perecedero. Vida útil del producto: existe un desgaste natural debido al uso, causando una disminución en el rendimiento en la función abrasiva. Se recomienda interrumpir el uso cuando la abrasividad no esté actuando correctamente.	
FINALIDAD PREVISTA	Eliminación de restos de restauración dental, para el desgaste de las superficies dentales, así como el pulido y el acabado de restauraciones de resina compuesta. Se utilizan en consultorios odontológicos por profesionales cualificados y su uso consiste en introducir el centro neutro de la tira de lija en la región interproximal y promover el desgaste deseado.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Exclusivo para uso dental. Sólo dentistas pueden usar este producto, ya que poseen la información científica necesaria para su uso adecuado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC STAINLESS STEEL ELECTROLYTIC ABRASIVE STRIPS		
REFERENCE	0117	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745	
DESCRIPTION	Thin and flexible stainless steel strips with high durability that adapts to the contoured proximal regions for all type of filling. They are double faced for specific procedures. For easier insertion, they have the center gapped.	
COMPOSITION	Stainless steel AISI 304, micron-sized diamond particles, micro aluminium oxide particles.	
SPECIFICACIONS	Thickness: 4.0 mm Grit: Medium	Length: 150 mm Grit size: 240 µm
PACKAGING	Box with 12 strips	
SHELF LIFE	Non-perishable product. Lifetime of the product: there is a natural wear use due to the use, causing a decrease in performance in abrasive function. It is recommended to discontinue use when the abrasiveness is not working properly.	
INTENDED USE	Removing dental restoration debris, wear of dental surfaces, as well as polishing and finishing of composite resin restorations. They are used in dental offices by skilled professionals, and their use consists of introducing the neutral center of the sandpaper strip in the interproximal region and promoting the desired wear.	
SAFETY INFORMATION	Exclusive for dental use. Only dental professionals should use this product because they have scientific information necessary for the proper use.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture.	