

**FICHA TÉCNICA**

<b>PUNTAS DE MEZCLA 5:1 PROCLINIC</b>	
<b>REFERENCIA</b>	01242
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, Directiva 93/42/CEE
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Puntas de mezcla de color amarillo.
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Color y ratio: Amarillo, 5:1 Longitud total: 54,80 mm Diámetro cabezal: 11,35 mm
<b>COMPOSICIÓN</b>	Polipropileno
<b>EMBALAJE</b>	Envase conteniendo 50 unidades
<b>VIDA ÚTIL</b>	5 años desde la fecha de fabricación.
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Uso profesional dental. Se utiliza como puntas en tratamientos odontológicos para mezcladoras automáticas.
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.

**TECHNICAL DATA SHEET**

<b>PROCLINIC MIXING TIPS 5:1</b>	
<b>REFERENCE</b>	01242
<b>MANUFACTURER</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device, Class I, Directive 93/42/EEC
<b>DESCRIPTION</b>	Yellow mixing tips.
<b>SPECIFICATIONS</b>	Color & Ratio: Yellow, 5:1 Total length: 54,80 mm Outlet Size: 11,35 mm
<b>COMPOSITION</b>	Polypropylene
<b>PACKAGING</b>	Package containing 50 pieces
<b>SHELF LIFE</b>	5 years from the date of manufacture
<b>INTENDED USE</b>	For professional dental use. For mixing various Regular/Heavy-body dental impression materials, direct hard relining materials, permanent soft A-silicone relining materials, bite registration materials.
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store at room temperature, in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.