

FICHA TÉCNICA


PUNTAS INTRAORALES PROCLINIC	
REFERENCIA	0124
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, Directiva 93/42/CEE
DESCRIPCIÓN	Puntas intraorales para unir en puntas de mezcla para mezclas 1:1.
ESPECIFICACIONES	Color y ratio: Amarillo, 1:1
COMPOSICIÓN	Polipropileno
EMBALAJE	Envase conteniendo 100 unidades
VIDA ÚTIL	5 años desde la fecha de fabricación.
FINALIDAD PREVISTA	Uso profesional dental. Se utiliza junto con Puntas de Mezcla Amarillas 1:1 en tratamientos odontológicos para la aplicación de materiales de impresión dental dentro de la boca. De un solo uso.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.

TECHNICAL DATA SHEET


PROCLINIC INTRAORAL TIPS	
REFERENCE	0124
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, Directive 93/42/EEC
DESCRIPTION	Yellow intraoral tips that fit in 1:1 mixing tips.
SPECIFICATIONS	Color & Ratio: Yellow, 1:1
COMPOSITION	Polypropylene
PACKAGING	Package containing 100 pieces
SHELF LIFE	5 years from the date of manufacture
INTENDED USE	For professional dental use. Used together with yellow mixing tips 1:1 to precisely deliver the mixture of dental impression materials to tiny specified areas in the mouth. For single use.
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store at room temperature, in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.