

# ÁCIDO FOSFÓRICO 37%

## Características

- Perfectos para restauraciones con composite, en las que se graba el esmalte dental y se puede acondicionar la dentina
- Sellado de fisura
- Cementación de brackets
- Inmovilización con férulas
- Cementaciones adhesivas varias (inlays, carillas, coronas, restauraciones hechas en laboratorio de composite o cerámica, etc)
- Coloreados: permiten una clara identificación del gel sobre el diente
- Incluyen cánulas de aplicación para una colocación sencilla y precisa
- Con cierre Luer Lock para asegurar una hermeticidad del tapón y una correcta fijación de la punta.
- Una viscosidad adecuada para una fácil colocación pero que evita desplazamientos no deseados del gel
- Totalmente hidrosoluble y con el contenido exacto de colorante para que se lave fácil y rápidamente sin dejar teñidos ni esmalte ni dentina

## Modo de empleo

- Utilice una punta de aplicación para colocar el producto en la zona deseada.
- Colocar el producto en la zona a trabajar y dejar actuar 30 segundos
- Aclarar con agua abundante y secar

